

BEAUTIFLY

Plasma

Blush

series

Urządzenie do regeneracji
i oczyszczania skóry
twarzy

Plasma skin care device


Instrukcja obsługi
User manual




 /beautifuly.eu  @beautifuly.eu  beautifuly.eu

 /beautifulyeu  @beautifuly.eu

f1



f2



Rozmiar urządzenia:	163×45×39mm
Waga netto:	120 g
Sposób ładowania:	ładowanie Wried Type-c
Czas ładowania:	około 3 godzin
Bateria:	bateria litowa 1000 mAh
Materiał:	ABS, PC
Standard wodoodporności:	IPX5
Zasilanie:	AC 100-240 V 50/60 Hz DC 5 V-1A

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis produktu [strona 24f]:

1. Przycisk zasilania wł./wył.
2. Przycisk biegu.
3. Wskaźnik biegów.
4. Wskaźnik ładowania.
5. Głowica do zabiegów plazmą.
6. Zatyczka głowicy.
7. Port ładowania.

Wodoodporność

Urządzenie posiada standard wodoodporności IPX5, ale nie jest całkowicie wodoodporne. Akcesoria nie są wodoodporne.

Wskazówki dotyczące kontaktu urządzenia z wodą:

- nie stosować produktu w łazienkach, pod prysznicem lub w innych wilgotnych i mokrych miejscach
- nie zanurzać portu ładowania
- nie zanurzać ani nie myć urządzenia bezpośrednio w wodzie
- nie zanurzać urządzenia w żadnym pojemniku wypełnionym wodą. Trzymaj urządzenie z dala od wilgotnych i mokrych miejsc

Szczegółowa instrukcja obsługi:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy je naładować. Gdy wskaźnik ładowania zmieni kolor z czerwonego na biały, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone. Po użyciu produktu należy wytrzeć resztki wilgoci z urządzenia.

Wskaznik ładowania:

Ładowanie- Światło białe włączone
Zakończenie ładowania- Czerwone światło miga
Niska moc- Czas ładowania
Czas ładowania- około 3 godziny
Czas pracy- około 60 minut

Po zakończeniu ładowania należy odłączyć urządzenie od zasilania. Pozostawienie urządzenia podłączonego do zasilania po całkowitym naładowaniu może skrócić żywotność baterii.

Włączanie/wyłączanie zasilania:

- krótko nacisnąć przycisk, aby włączyć urządzenie.
- przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby wyłączyć urządzenie.
- urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

Zmiana poziomu intensywności

1. Naciśnij przycisk, po włączeniu domyślny poziom intensywności ustawiony jest na niski.
2. Naciśnij przycisk <Level> aby zwiększyć poziom intensywności.

Przed użyciem:

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy zrobić demakijaż twarzy i dokładnie ją oczyścić z resztek makijażu. Następnie należy zwilżyć twarz za pomocą bawełnianego wacika. Podczas wykonywania zabiegu skóra cały czas musi pozostać wilgotna, dlatego czynność tę trzeba powtarzać tak często jak to konieczne.

Zasady działania zabiegów:

Pielęgnacja antytrądzikowa

Skóra trądzikowa, oprócz gruntownego oczyszczenia, wymaga skutecznej ochrony przed bakteriami. Terapia antytrądzikowa pomaga usunąć nierówności skóry powstałe wskutek trądziku: wypryski, wgłębienia, podskórne guzki czy blizny. Tym samym przywraca jednolitą strukturę skóry i znacznie wygładza cerę. Reguluje rogowacenie ujędź gruczołów łojowych, przez co hamuje rozwój bakterii oraz zapobiega powstawaniu nowych wykwitów skórnych. Pielęgnacja antytrądzikowa to najlepszy sposób na wzmocnienie bariery ochronnej naskórka i wyeliminowanie stanów zapalnych skóry.

Regeneracja skóry/ intensywne odmładzanie

Piękna, zdrowa skóra w każdym wieku? Tak! Masaż regenerujący z zastosowaniem trybu plazmy spowalnia procesy starzenia oraz pomaga cofnąć oznaki upływającego czasu. Głęboka rewitalizacja stymuluje komórki każdej z 3 warstw skóry do intensywnej odnowy. Pobudza mikrocyrkulację krwi i limfy przez co odmładza nawet na mocno zniszczoną skórę. Już kilka zabiegów regenerujących zauważalnie spłyca zmarszczki, zapewniając efekt delikatnego liftingu. Głęboka regeneracja to elastyczna, jedma i aksamitnie gładka skóra. Po prostu młodzieńczy wygląd.

Pielęgnacja skóry- Tryb plazmy

Przygotowanie- Przed przystąpieniem do zabiegu należy zmyć makijaż i dokładnie oczyścić skórę, a następnie ją osuszyć.

Pielęgnacja antytrądzikowa- Trzymając urządzenie w rękę, wykonuj okrężne ruchy na obszarze, na którym znajduje się trądzik. Po upływie 10 sekund przeprowadź zabieg na kolejnym obszarze skóry zajętej trądzikiem. Powtarzaj zabieg 2-3 razy w przypadku obszarów wymagających intensywnej pielęgnacji. Po zakończeniu zabiegu nakład serum dostosowane do stopnia zaawansowania trądziku i delikatnie masuj skórę aż do wchłonięcia preparatu. Nie są potrzebne żadne inne produkty do pielęgnacji skóry.

Regeneracja skóry intensywne odmładzanie- Trzymając urządzenie, przesuwaj je powoli od dołu do góry w kierunku wskazanym przez strzałkę. Ruch od punktu początkowego do punktu końcowego powinien trwać około 3-5 sekund. Zabieg należy powtórzyć 3-5 razy. Po zakończeniu zabiegu zastosuj codzienną pielęgnację skóry, zgodnie z jej potrzebami i Twoimi nawykami. Podczas pielęgnacji skóry nie wykonuj zabiegów zbyt blisko okolic oczu lub gardła.

Wskazówki:

1. Przy pierwszym użyciu urządzenia zaleca się wybranie niskiego ustawienia i ograniczenie czasu użytkowania do 2-3 minut dla całej twarzy. Podczas kolejnych zabiegów zaleca się stopniowo przeliczanie urządzenia na wyższe ustawienia i wydłużanie czasu stosowania. Nie należy używać urządzenia dłużej niż 10 minut na całą twarz podczas jednej sesji.
2. Urządzenie charakteryzuje się głębokim wchłanianiem (absorpcją). Po zabiegu należy wybrać łagodniejsze produkty do pielęgnacji skóry (silniejsza skuteczność produktów do pielęgnacji skóry może powodować podrażnienia skóry). Należy zachować ostrożność w przypadku bardziej drażniących składników, takich jak alkohole, Vc, kwasy owocowe, niacynamid i 377. Jeśli zauważyłś jakakolwiek wrażliwość lub dyskomfort natychmiast przerywaj ich stosowanie.
3. Zaleca się stosowanie urządzenia na noc. Jeśli obszar dotknięty trądzikiem wymaga wzmocnienia zabiegami w ciągu dnia, po upływie 1 godziny od zabiegu nałożyć krem z filtrem przeciwsłonecznym na obszar zabiegowy.
4. Podczas korzystania z urządzenia będą emitowane dźwięki i zapach. Jest to naturalne zjawisko występujące podczas generowania plazmy. Nadal swobodnie korzystaj z urządzenia.
5. Podczas zabiegu port ładowania musi być zamknięty silikonową zatyczką. Jeśli zatyczka jest dobrze zamocowana, przy dotknięciu ręką może być odczuwalny delikatny prąd.

6. W przypadku użycia trybu plazmy, tonik nakładamy po zakończonym zabiegu.

Leczenie trądziku:

- obszar stosowania- obszar trądziku
- czas użytkowania- 5-10 minut
- częstotliwość- 1-2 razy dziennie

Odmladzanie/ wnikanie w głąb skóry:

- obszar stosowania- twarz
- czas użytkowania- 5-10 minut
- częstotliwość- 1 raz dziennie

Przeciwwskazania:

- Stanowczo nie należy stosować urządzenia w okolicach oczu, uszu, jąbłka Adama i ust.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia. Młodzież w wieku 15-18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą i/lub pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli skóra na obszarze, który ma być poddany zabiegowi jest opalona lub zaczerwieniona. Używanie urządzenia na opalonej lub zaczerwienionej skórze może spowodować tymczasowe lub nawet trwałe obdarczenia skóry.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży, próbujesz zajść w ciążę, podejrzewasz, że możesz być w ciąży lub jesteś w okresie kamienia piersi.
- Urządzenie nie było testowane pod tym kątem, dlatego nie należy go używać w tych przypadkach. Zmiany hormonalne występujące podczas ciąży lub kamienia piersi mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia skóry lub wrażliwość skóry.
- Nie należy stosować urządzenia w przypadku występowania chorób takich jak epilepsja, napady padaczkowe lub migrena. Błyski energii mogą powodować silne bóle głowy i migreny.
- Nie stosować na obszarach skóry pokrytych tatuażem, ciemnobrązowych lub czarnych miejscach (takich jak ciemne piegę, znamiona lub brodawki). Tatuaże lub ciemne plamy mogą wchłonąć za dużo energii świetlnej, która może powodować obrzęk skóry, tymczasowe lub stałe pęcherze, przebarwienia lub wybielenie skóry.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz tendencję do tworzenia się bliznowców.
- Nie stosować, jeśli w obszarze leczenia występuje jakikolwiek czynny stan zapalny skóry, w tym trądzik, łuszczyca, wyprysk, oparzenia, opryszczka, otarcie naskórka lub wysypka. Te czynniki mogą uczynić skórę bardziej wrażliwą na światło i sprawić, że zabieg będzie nieprzyjemny lub spowodować na skórze obrzęk, pęcherze lub infekcje. Jeśli skóra będzie wystarczająco zagojona, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy stosować urządzenia jeśli przyjmujesz leki, które uwrażliwiają skórę na światło, w tym niesteroidowe środki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliny, fenolizyiny, liazydy, diuretyki, sulfonamoczniki, sulfonamidy, DTIC, fluorouracyl, winblastyna, grzyzofulwina, kwasy alfa-hydroksylowe (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane i/lub retinoidy miejscowe.

Środki ostrożności

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony.
- Nie udostępniaj tego produktu członkom rodziny ani innym osobom. Może wystąpić infekcja krzyżowa.
- Nie używaj produktu w środowisku łatwopalnym lub wybuchowym.
- Nie używaj urządzenia jednocześnie z innymi produktami elektrycznymi (urządzeniami kosmetycznymi itp.).
- Nie używaj do ładowania urządzenia źródła zasilania spoza zakresu 100-240V.
- Nie używaj produktu ani akcesoriów, jeśli są uszkodzone.
- Nie mocz i nie myj urządzenia bezpośrednio pod wodą, ani nie zanurzaj go w zlewie czy wannie.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie upuszczaj jednostki głównej urządzenia, nie uderzaj jej ani nie narażaj na silne wstrząsy.
- Nie używaj innego zasilacza niż dostarczony z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- W przypadku wystąpienia bólu, alergii lub innych działań niepożądanych podczas użytkowania należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie umieszczaj jednostki głównej urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub bezpośrednio w świetle słonecznym.

Opiecznienie:

Urządzenie nie jest wodoodporne. Po zakończeniu każdego zabiegu należy wytrzeć produkt suchym ręcznikiem. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia.

Przechowywanie:

Urządzenie należy przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Device Size:	163×45×39mm
Net weight:	120 g
Charging way:	charging Wried Type-c
Charging time:	about 3 hours
Battery:	1000 mAh lithium battery
Material:	ABS,PC
Waterproof Standard:	IPX5
Power supply:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Product description [page 2-f1]:

1. Power on/off button
2. Run button.
3. Gear indicator.
4. Charging indicator.
5. Plasma treatment head.
6. Head cap.
7. Charging port.

Waterproof

The device has an IPX5 waterproof standard, but is not completely waterproof.
Accessories are not waterproof.

Tips for contacting the device with water:

- do not use the product in bathrooms, showers or other humid and wet places
- do not immerse the charging port
- do not immerse or wash the device directly in water
- do not immerse the device in any container filled with water. Keep the device away from damp and wet places

Detailed user manual:

Before using the device, you must charge it. When the charging indicator turns from red to white, charging is complete. After using the product, wipe any remaining moisture from the device.

Charging indicator:

- Charging - White light on
- Charging complete - Red light flashes
- Low power - Charging time
- Charging time - about 3 hours
- Working time - approximately 60 minutes

Once charging is complete, disconnect the device from the power supply. Leaving the device plugged in after fully charging may reduce battery life.

Power On/Off:

- briefly press the button to turn on the device.
- hold the button for 1 second to turn off the device.
- the device will turn off automatically after 10 minutes.

Changing the intensity level

1. Turn on the device, when turned on, the default intensity level is set to low.
2. Press the <Level> button to increase the intensity level.

Before use:

Before starting the treatment, you should remove make-up from your face and thoroughly clean it of any make-up remnants. Then moisten your face with a cotton pad. During the treatment, the skin must remain moist, so this action must be repeated as often as necessary.

Principles of operation of treatments:

Anti-acne care

Acne-prone skin, in addition to thorough cleansing, requires effective protection against bacteria. Anti-acne therapy helps remove skin irregularities caused by acne: pimples, dimples, subcutaneous nodules and scars. Thus, it restores the uniform structure of the skin and significantly smoothes the complexion. It regulates the keratinization of the sebaceous glands, thereby inhibiting the growth of bacteria and preventing the formation of new skin eruptions. Anti-acne care is the best way to strengthen the protective barrier of the epidermis and eliminate skin inflammation.

Skin regeneration/ intensive rejuvenation

Beautiful, healthy skin at any age? Yes! Regenerating massage using plasma mode slows down the aging process and helps reverse the signs of passing time. Deep revitalization stimulates the cells of each of the three layers of the skin for intensive renewal. It stimulates blood and lymph microcirculation, which rejuvenates even severely damaged skin. Just a few regenerating treatments noticeably reduce wrinkles, providing a delicate lifting effect. Deep regeneration means elastic, firm and velvety smooth skin. Just a youthful look.

Skin care - Plasma mode

Preparation - Before starting the treatment, remove make-up, cleanse the skin thoroughly, and then dry it.

Anti-acne care - Holding the device in your hand, perform circular movements on the area affected by acne. After 10 seconds, perform the treatment on the next area of skin affected by acne. Repeat the treatment 2-3 times for areas requiring intensive care. After completing the treatment, apply a serum adapted to the severity of your acne and gently massage the skin until the preparation is absorbed. No other skin care products are needed.

Skin regeneration/intensive rejuvenation - Hold the device and move it slowly from bottom to top in the direction indicated by the arrow. The movement from the start point to the end point should take approximately 3-5 seconds. The treatment should be repeated 3-5 times. After completing the treatment, apply daily skin care, according to your skin needs and habits. When caring for your skin, do not perform treatments too close to the eye or throat area.

Tips:

1. When using the device for the first time, it is recommended to select a low setting and limit use to 2-3 minutes for the entire face. During subsequent treatments, it is recommended to gradually switch the device to higher settings and extend the duration of use. Do not use the device for longer than 10 minutes on the entire face in one session.
2. The device is characterized by deep absorption (absorption). After treatment, you should choose gentler skin care products (stronger effectiveness of skin care products may cause skin irritation). Be careful with more irritating ingredients such as alcohols, Vc, fruit acids, niacinamide and 377. If you notice any sensitivity or discomfort, discontinue use immediately.
3. It is recommended to use the device at night. If the area affected by acne requires strengthening with treatment during the day, apply sunscreen to the treatment area 1 hour after treatment.
4. There will be sound and smell when using the machine. This is a natural phenomenon that occurs during plasma generation. Continue to use your device freely.
5. During the treatment, the charging port must be closed with a silicone plug. If the cap is securely attached, you may feel a slight current when touched with your hand.
6. If you use the plasma mode, apply the tonic after the treatment.

Acne treatment:

- area of application - acne area
- use time - 5-10 minutes
- frequency - 1-2 times a day

Rejuvenation/penetration into the skin:

- area of use - face
- use time - 5-10 minutes
- frequency - 1 time a day

Contraindications:

- The device should definitely not be used around the eyes, ears, Adam's apple and mouth.
- The device is not intended for children under 15 years of age. Young people aged 15-18 may use the device with the consent and/or supervision of their parents or guardians.
- Do not use the device if the skin in the area to be treated is tanned or red. Using the device on tanned or red skin may cause temporary or even permanent discoloration of the skin.
- Do not use the device if you are pregnant, trying to become pregnant, think you may be pregnant or are breastfeeding. The device has not been tested for this purpose and should therefore not be used in these cases. Hormonal changes that occur during pregnancy or breastfeeding may increase the risk of skin damage or skin sensitivity.
- Do not use the device if you suffer from diseases such as epilepsy, epileptic seizures or migraine. Energy flashes can cause severe headaches and migraines.
- Do not use on areas of skin with tattoos, dark brown or black spots (such as dark freckles, moles or warts). Tattoos or dark spots can absorb too much light energy, which can cause skin swelling, temporary or permanent blisters, discoloration, or skin whitening.
- Do not use the device if you have a tendency to develop keloid scars.
- Do not use if there is any active skin inflammation in the treatment area, including acne, psoriasis, eczema, burns, herpes, abrasions or rash. These factors can make the skin more sensitive to light and make the treatment uncomfortable or cause swelling, blisters or infections on the skin. Once your skin has healed sufficiently, consult your doctor before using the device.
- You should not use the device if you are taking medications that make your skin sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. aspirin, ibuprofen, acetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonamides, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha-hydroxy acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane and/or topical retinoids.

Precautions

- Do not use the device for purposes other than those for which the product is intended.
- Do not share this product with family members or others. Cross infection may occur.
- Do not use the product in flammable or explosive environments.
- Do not use the device simultaneously with other electrical products (beauty devices, etc.).
- Do not use a power source outside the 100-240V range to charge the device.
- Do not use the product or accessories if they are damaged.
- Do not soak or wash the device directly under water, or immerse it in a sink or bathtub.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not drop the main unit of the device, hit it or subject it to strong shocks.
- Do not use a power supply other than the one supplied with the product, as this may cause the product to malfunction.
- If you experience pain, allergies or other adverse reactions during use, stop using the product immediately and consult a doctor.
- Do not place the main unit of the device in places with high temperature, humidity or direct sunlight.

Cleaning:

The device is not waterproof. After each treatment, wipe the product with a dry towel. Do not use corrosive agents to clean the device.

Storage:

The device should be stored in a cool, dry place and out of the reach of children and animals.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Gerätegröße:	163×45×39mm
Nettogewicht:	120 g
Ladeart:	Aufladen Wried Typ-c
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Batterie:	1000 mAh Lithiumbatterie
Material:	ABS, PC
Wasserdichter Standard:	IPX5
Stromversorgung:	Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz, Gleichstrom 5 V–1 A

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Produktbeschreibung [Seite 2-1]:

1. Ein-/Aus-Taste
2. Schaltfläche „Ausführen“.
3. Ganganzeige.
4. Ladeanzeige.
5. Plasmabehandlungskopf.
6. Kopfkappe.
7. Ladeanschluss.

Wasserdicht

Das Gerät verfügt über einen IPX5-Wasserdichtheitsstandard, ist jedoch nicht vollständig wasserdicht, Zubehör ist nicht wasserdicht.

Tipps zum Kontakt des Geräts mit Wasser:

- Verwenden Sie das Produkt nicht in Badezimmern, Duschen oder anderen feuchten und nassen Orten
- Tauchen Sie den Ladeanschluss nicht ein
- Tauchen Sie das Gerät nicht direkt ins Wasser und waschen Sie es nicht
- Tauchen Sie das Gerät nicht in einen mit Wasser gefüllten Behälter. Halten Sie das Gerät von feuchten und nassen Orten fern

Ausführliche Bedienungsanleitung:

Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie es aufladen. Wenn die Ladeanzeige von Rot auf Weiß wechselt, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Wischen Sie nach der Verwendung des Produkts die restliche Feuchtigkeit vom Gerät ab.

Ladeanzeige:

Laden – Weißes Licht an
Ladevorgang abgeschlossen – Rotes Licht blinkt
Geringer Stromverbrauch – Ladezeit
Ladezeit – ca. 3 Stunden
Arbeitszeit – ca. 60 Minuten

Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Wenn Sie das Gerät nach dem vollständigen Aufladen angeschlossen lassen, kann sich die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Einschalten / Ausschalten:

- Drücken Sie kurz die Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus.

Ändern der Intensitätsstufe

1. Schalten Sie das Gerät ein. Beim Einschalten ist die Standardintensitätsstufe auf niedrig eingestellt.
2. Drücken Sie die Taste <Level>, um die Intensitätsstufe zu erhöhen.

Vor Gebrauch:

Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, sollten Sie Ihr Gesicht absminkern und es gründlich von Make-up-Resten befreien. Anschließend befeuchten Sie Ihr Gesicht mit einem Wattepad. Während der Behandlung muss die Haut feucht bleiben, daher muss dieser Vorgang so oft wie nötig wiederholt werden.

Funktionsprinzipien der Behandlungen:

Anti-Akne-Pflege

Zu Akne neigende Haut benötigt neben einer gründlichen Reinigung einen wirksamen Schutz vor Bakterien. Die Anti-Akne-Therapie hilft, durch Akne verursachte Hautunregelmäßigkeiten zu beseitigen: Pickel, Grübchen, subkutane Knötchen und Narben. Dadurch wird die gleichmäßige Struktur der Haut wiederhergestellt, und das Hautbild deutlich geglättet. Es reguliert die Verhornung der Talgdrüsen und hemmt dadurch das Wachstum von Bakterien und verhindert die Entstehung neuer Hautausschläge. Anti-Akne-Pflege ist der beste Weg, die Schutzbarriere der Epidermis zu stärken und Hautentzündungen zu beseitigen.

Hautregeneration/ intensive Verjüngung

Schöne, gesunde Haut in jedem Alter? Ja! Die regenerierende Massage im Plasmamodus verlangsamt den Alterungsprozess und hilft, die Zeichen der Zeit umzukehren. Durch die Tiefenrevitalisierung werden die Zellen jeder der drei Hautschichten für eine intensive Erneuerung stimuliert. Es regt die Mikrozirkulation von Blut und Lymphe an, was selbst stark geschädigte Haut verjüngt. Schon wenige regenerierende Behandlungen reduzieren Falten spürbar und sorgen für einen zarten Lifting-Effekt. Tiefenregeneration bedeutet elastische, straffe und samtweiche Haut. Einfach ein jugendlicher Look.

Hautpflege – Plasmamodus

Vorbereitung – Vor Beginn der Behandlung Make-up entfernen, die Haut gründlich reinigen und anschließend trocknen.

Anti-Akne-Pflege – Halten Sie das Gerät in der Hand und führen Sie kreisende Bewegungen auf der von Akne betroffenen Stelle aus. Führen Sie die Behandlung nach 10 Sekunden an der nächsten von Akne betroffenen Hautstelle durch. Wiederholen Sie die Behandlung 2-3 Mal für Bereiche, die eine intensive Pflege benötigen. Tragen Sie nach Abschluss der Behandlung ein auf den Schweregrad Ihrer Akne abgestimmtes Serum auf und massieren Sie die Haut sanft ein, bis das Präparat eingezogen ist. Es sind keine weiteren Hautpflegeprodukte erforderlich.

Hautregeneration/intensive Verjüngung - Halten Sie das Gerät und bewegen Sie es langsam von unten nach oben in Pfeilrichtung. Die Bewegung vom Startpunkt zum Endpunkt sollte etwa 3-5 Sekunden dauern. Die Behandlung sollte 3-5 Mal wiederholt werden. Tragen Sie nach Abschluss der Behandlung die tägliche Hautpflege entsprechend Ihren Hautbedürfnissen und -gewohnheiten auf. Führen Sie bei der Pflege Ihrer Haut die Behandlungen nicht zu nah am Augen- oder Rachenbereich durch.

Tipps:

1. Bei der ersten Verwendung des Geräts empfiehlt es sich, eine niedrige Einstellung zu wählen und die Anwendung auf 2-3 Minuten für das gesamte Gesicht zu beschränken. Bei Folgebehandlungen empfiehlt es sich, das Gerät schrittweise auf höhere Einstellungen umzustellen und die Nutzungsdauer zu verlängern. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten in einer Sitzung auf dem gesamten Gesicht.
2. Das Gerät zeichnet sich durch tiefe Absorption (Absorption) aus. Nach der Behandlung sollten Sie sanftere Hautpflegeprodukte wählen (bei stärkerer Wirksamkeit von Hautpflegeprodukten kann es zu Hautreizungen kommen). Seien Sie vorsichtig mit reizenderen Inhaltsstoffen wie Alkoholen, Vc, Frucht säuren, Niacinamid und 377. Wenn Sie eine Empfindlichkeit oder ein Unbehagen bemerken, stellen Sie die Anwendung sofort ein.
3. Es wird empfohlen, das Gerät nachts zu verwenden. Wenn der von Akne betroffene Bereich eine Stärkung durch eine Behandlung tagsüber erfordert, tragen Sie 1 Stunde nach der Behandlung Sonnenschutzmittel auf den behandelten Bereich auf.
4. Bei der Verwendung der Maschine treten Geräusche und Gerüche auf. Dies ist ein natürliches Phänomen, das bei der Plasmaerzeugung auftritt. Nutzen Sie Ihr Gerät weiterhin frei.
5. Während der Behandlung muss der Ladeanschluss mit einem Silikonstopfen verschlossen werden. Wenn die Kappe fest sitzt, können Sie beim Berühren mit der Hand einen leichten Strom spüren.
6. Wenn Sie den Plasmamodus verwenden, tragen Sie das Tonikum nach der Behandlung auf.

Akne-Behandlung:

- Anwendungsbereich - Aknebereich
- Nutzungsdauer - 5-10 Minuten
- Häufigkeit - 1-2 mal täglich

Verjüngung/Eindringung in die Haut:

- Einsatzbereich - Gesicht
- Nutzungsdauer - 5-10 Minuten
- Häufigkeit - 1 Mal pro Tag

Kontraindikationen:

- Das Gerät **solle** auf keinen **Fall** im Bereich von Augen, Ohren, Adamsapfel und Mund verwendet werden.
- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren bestimmt. Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren dürfen das Gerät mit Zustimmung und/oder Aufsicht ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Haut im zu behandelnden Bereich gebräunt oder gerötet ist. Die Verwendung des Geräts auf gebräunter oder geröteter Haut kann zu vorübergehenden oder sogar dauerhaften Verfärbungen der Haut führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind, schwanger werden möchten, vermuten, schwanger zu sein oder stillen. Das Gerät wurde nicht für diesen Zweck getestet und **solle** daher in diesen **Fällen** nicht verwendet werden. Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft oder Stillzeit können das Risiko von Hautschäden oder Hautempfindlichkeit erhöhen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Krankheiten wie Epilepsie, epileptischen Anfällen oder Migräne leiden. Energieblitze können starke Kopfschmerzen und Migräne verursachen.
- Nicht auf Hautpartien mit Tätowierungen, dunkelbraunen oder schwarzen Flecken (z. B. dunklen Sommersprossen, Muttermalen oder Warzen) anwenden. Tätowierungen oder dunkle Flecken können zu viel Lichtenergie absorbieren, was zu Schwellungen der Haut, vorübergehenden oder dauerhaften Blasen, Verfärbungen oder einer Aufhellung der Haut führen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie zur Bildung von Keloidnarben neigen.
- Nicht verwenden, wenn im Behandlungsbereich eine aktive Hautentzündung vorliegt, einschließlich Akne, Psoriasis, Ekzem, Verbrennungen, Herpes, Schürfwunden und Hautausschlag. Diese Faktoren können die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen und die Behandlung unangenehm machen oder Schwellungen, Blasen oder Infektionen auf der Haut verursachen. Sobald Ihre Haut ausreichend verheilt ist, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Sie **solle**n das Gerät nicht verwenden, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Haut lichtempfindlich machen, einschließlich nichtsteroidaler entzündungshemmender Mittel (z. B. Aspirin, Ibuprofen, Cetaminophen), Tetracycline, Phenothiazine, Thiazide, Diuretika, Sulfonharnstoffe, Sulfonamide, D-TIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, Alpha-Hydroxysäuren (AHAS), Beta-Hydroxysäuren (BHAS), Retin-A, Accutane und/oder topische Retinoide.

Vorsichtsmaßnahmen

- Benutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die das Produkt vorgesehen ist.
- Teilen Sie dieses Produkt nicht mit Familienmitgliedern oder anderen. Es kann zu Kreuzinfektionen kommen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in brennbaren oder explosiven Umgebungen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit anderen Elektroprodukten (Kosmetikgeräte etc.).
- Verwenden Sie zum Laden des Geräts keine Stromquelle außerhalb des 100-240-V-Bereichs.
- Benutzen Sie das Produkt oder Zubehör nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht direkt unter Wasser ein, waschen Sie es nicht und tauchen Sie es nicht in ein Waschbecken oder eine Badewanne.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie die Haupteinheit des Geräts nicht fallen, schlagen Sie nicht darauf und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie kein anderes Netzteil als das mit dem Produkt gelieferte, da dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen kann.
- Wenn Sie während der Anwendung Schmerzen, Allergien oder andere Nebenwirkungen verspüren, beenden Sie die Verwendung des Produkts sofort und konsultieren Sie einen Arzt.
- Stellen Sie die Haupteinheit des Geräts nicht an Orten mit hoher Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung auf.

Reinigung:

Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wischen Sie das Produkt nach jeder Behandlung mit einem trockenen Handtuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel.

Lagerung:

Das Gerät **solle** an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahrt werden.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Taille de l'appareil :	163x45x39mm
Poids net :	120g
Mode de chargement :	Chargement tordu Type-c
Temps de charge :	environ 3 heures
Batterie :	Batterie au Lithium de 1 000 mAh
Matériel :	ABS, PC
Norme d'étanchéité :	IPX5
Source de courant :	CA 100-240 V 50/60 Hz CC 5 V-1 A.

Sécurité :

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description du produit [page 2-f1] :

1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton Exécuter.
3. Indicateur de vitesse.
4. Indicateur de charge.
5. Tête de traitement au plasma.
6. Capuchon de tête.
7. Port de chargement.

Imperméable

L'appareil dispose d'une norme d'étanchéité IPX5, mais n'est pas complètement étanche. Les accessoires ne sont pas étanches.

Conseils pour mettre l'appareil en contact avec de l'eau :

- ne pas utiliser le produit dans les salles de bains, les douches ou autres endroits humides et mouillés
- ne pas immerger le port de charge
- ne pas immerger ni laver l'appareil directement dans l'eau
- ne plongez pas l'appareil dans un récipient rempli d'eau. Gardez l'appareil à l'écart des endroits humides et mouillés

Manuel d'utilisation détaillé :

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez le charger. Lorsque l'indicateur de charge passe du rouge au blanc, la charge est terminée. Après avoir utilisé le produit, essuyez toute humidité restante de l'appareil.

Indicateur de charge :

- En charge - Lumière blanche allumée
- Chargement terminé - Le voyant rouge clignote
- Faible consommation - Temps de charge
- Temps de charge - environ 3 heures
- Temps de travail - environ 60 minutes

Une fois la charge terminée, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Laisser l'appareil branché après une charge complète peut réduire la durée de vie de la batterie.

Marche / arrêt :

- appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'appareil.
- maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.
- l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

Changer le niveau d'intensité

1. Allumez l'appareil. Lorsqu'il est allumé, le niveau d'intensité par défaut est réglé sur faible.
2. Appuyez sur le bouton <Niveau> pour augmenter le niveau d'intensité.

Avant utilisation :

Avant de commencer le traitement, vous devez démaquiller votre visage et le nettoyer soigneusement de tout reste de maquillage. Humidifiez ensuite votre visage avec un coton. Pendant le traitement, la peau doit rester humide, cette action doit donc être répétée aussi souvent que nécessaire.

Principes de fonctionnement des traitements :

Soins anti-acné

Les peaux à tendance acnéique, en plus d'un nettoyage en profondeur, nécessitent une protection efficace contre les bactéries. La thérapie anti-acnéique permet d'éliminer les irrégularités cutanées causées par l'acné : boutons, capitons, nodules sous-cutanés et cicatrices. Ainsi, il restaure la structure uniforme de la peau et lisse significativement le teint. Il régule la kératinisation des glandes sébacées, inhibant ainsi la croissance des bactéries et empêchant la formation de nouvelles éruptions cutanées. Les soins anti-acnéiques sont le meilleur moyen de renforcer la barrière protectrice de l'épiderme et d'éliminer les inflammations cutanées.

Régénération cutanée/rajeunissement intensif

Une peau belle et saine à tout âge ? Oui ! Le massage régénérant en mode plasma ralentit le processus de vieillissement et aide à inverser les signes du temps qui passe. La revitalisation en profondeur stimule les cellules de chacune des trois couches de la peau pour un renouvellement intensif. Il stimule la microcirculation sanguine et lymphatique, ce qui rajoint la peau même très endommagée. Quelques soins régénérants suffisent à réduire sensiblement les rides, procurant un effet liftant délicat. Une régénération en profondeur signifie une peau élastique, ferme et veloutée. Juste un look jeune.

Soins de la peau - Mode Plasma

Préparation - Avant de commencer le soin, démaquillez-vous, nettoyez soigneusement la peau, puis séchez-la.

Soin anti-acnéique - En tenant l'appareil dans votre main, effectuez des mouvements circulaires sur la zone touchée par l'acné. Après 10 secondes, effectuez le traitement sur la zone de peau suivante touchée par l'acné. Répétez le traitement 2 à 3 fois pour les zones nécessitant des soins intensifs. Après avoir terminé le soin, appliquez un sérum adapté à la sévérité de votre acné et massez délicatement la peau jusqu'à absorption de la préparation. Aucun autre produit de soin de la peau n'est nécessaire.

Régénération cutanée/rajeunissement intense - Tenez l'appareil et déplacez-le lentement de bas en haut dans le sens indiqué par la flèche. Le mouvement du point de départ au point final devrait prendre environ 3 à 5 secondes. Le traitement doit être répété 3 à 5 fois. Après avoir terminé le traitement, appliquez un soin quotidien, en fonction de vos besoins et habitudes cutanées. Lorsque vous prenez soin de votre peau, n'effectuez pas de traitements trop près des yeux ou de la gorge.

Conseils :

1. Lors de la première utilisation de l'appareil, il est recommandé de sélectionner un réglage faible et de limiter l'utilisation à 2-3 minutes pour l'ensemble du visage. Lors des traitements ultérieurs, il est recommandé de passer progressivement l'appareil à des réglages plus élevés et de prolonger la durée d'utilisation. Utilisez pas l'appareil plus de 10 minutes sur l'ensemble du visage en une seule séance.
2. L'appareil se caractérise par une absorption profonde (absorption). Après le traitement, vous devez choisir des produits de soins de la peau plus doux (une plus grande efficacité des produits de soins de la peau peut provoquer une irritation cutanée). Soyez prudent avec les ingrédients plus irritants tels que les alcools, le Vc, les acides de fruits, la niacinamide et le 377. Si vous remarquez une sensibilité ou un inconfort, arrêtez immédiatement l'utilisation.
3. Il est recommandé d'utiliser l'appareil la nuit. Si la zone touchée par l'acné nécessite un renforcement avec un traitement pendant la journée, appliquez un écran solaire sur la zone à traiter 1 heure après le traitement.
4. Il y aura du bruit et de l'odeur lors de l'utilisation de la machine. Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit lors de la génération du plasma. Continuez à utiliser votre appareil librement.
5. Pendant le traitement, le port de charge doit être fermé avec un bouchon en silicone. Si le capuchon est bien fixé, vous pouvez ressentir un léger courant lorsque vous le touchez avec la main.
6. Si vous utilisez le mode plasma, appliquez le tonique après le traitement.

Traitement de l'acné:

- domaine d'application - zone d'acné
- temps d'utilisation - 5-10 minutes
- fréquence - 1 à 2 fois par jour

Rajeunissement/pénétration dans la peau :

- domaine d'utilisation - visage
- temps d'utilisation - 5-10 minutes
- fréquence - 1 fois par jour

Contre-indications :

- L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé autour des yeux, des oreilles, de la pomme d'Adam et de la bouche.
- L'appareil n'est pas destiné aux enfants de moins de 15 ans. Les jeunes âgés de 15 à 18 ans peuvent utiliser l'appareil avec le consentement et/ou la surveillance de leurs parents ou tuteurs.
- Ne pas utiliser l'appareil si la peau de la zone à traiter est bronzée ou rouge. L'utilisation de l'appareil sur une peau bronzée ou rouge peut provoquer une décoloration temporaire, voire permanente de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte, si vous essayez de le devenir, si vous pensez l'être ou si vous allaitez. L'appareil n'a pas été testé à cet effet et ne doit donc pas être utilisé dans ces cas. Les changements hormonaux qui surviennent pendant la grossesse ou l'allaitement peuvent augmenter le risque de lésions cutanées ou de sensibilité cutanée.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de maladies telles que l'épilepsie, les crises d'épilepsie ou la migraine. Les bouffées d'énergie peuvent provoquer de graves maux de tête et des migraines.
- Ne pas utiliser sur les zones de peau présentant des tatouages, des taches marron foncé ou noires (telles que des taches de rousseur foncées, des grains de beauté ou des vermes). Les tatouages ou les taches brunes peuvent absorber trop d'énergie lumineuse, ce qui peut provoquer un gonflement de la peau, des ampoules temporaires ou permanentes, une décoloration ou un blanchiment de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez tendance à développer des cicatrices chéloïdes.
- Ne pas utiliser en cas d'inflammation cutanée active dans la zone de traitement, notamment acné, psoriasis, eczéma, brûlures, herpès, écorchures ou éruption cutanée. Ces facteurs peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et rendre le traitement inconfortable ou provoquer des gonflements, des ampoules ou des infections cutanées. Une fois votre peau suffisamment cicatrisée, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Vous ne devez pas utiliser l'appareil si vous prenez des médicaments qui rendent votre peau sensible à la lumière, notamment des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens (par exemple aspirine, ibuprofène, cétaminophène), des tétracyclines, des phénothiazines, des thiazidiques, des diurétiques, des sulfonamides, des sulfamides, des DTTC, , fluorouracile, vinblastine, griséofulvine, acides alpha-hydroxy (AHAS), acides bêta-hydroxy (BHAS), rétine-A, Accutane et/ou rétinoïdes topiques.

Précautions

- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles le produit est destiné.
- Ne partagez pas ce produit avec des membres de votre famille ou d'autres personnes. Une infection croisée peut survenir.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements inflammables ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil simultanément avec d'autres produits électriques (appareils de beauté, etc.).
- N'utilisez pas de source d'alimentation en dehors de la plage 100 ~ 240 V pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas le produit ou les accessoires s'ils sont endommagés.
- Ne trempez pas et ne lavez pas l'appareil directement sous l'eau, et ne le plongez pas dans un évier ou une baignoire.
- N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas tomber l'unité principale de l'appareil, ne la heurtez pas et ne la soumettez pas à des chocs violents.
- N'utilisez pas une alimentation autre que celle fournie avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Si vous ressentez des douleurs, des allergies ou d'autres effets indésirables lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.
- Ne placez pas l'unité principale de l'appareil dans des endroits soumis à une température élevée, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Nettoyage:

L'appareil n'est pas étanche. Après chaque traitement, essuyez le produit avec une serviette sèche. N'utilisez pas d'agents corrosifs pour nettoyer l'appareil.

Stockage:

L'appareil doit être stocké dans un endroit frais et sec et hors de portée des enfants et des animaux.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2] :

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Tamaño del dispositivo:	163x45x39mm
Peso neto:	120 gramos
Forma de carga:	cargando Wried Tipo-c
Tiempo de carga:	alrededor de 3 horas
Batería:	Batería de litio de 1000 mAh
Material:	ABS, ordenador personal
Estándar impermeable:	IPX5
Fuente de alimentación:	CA 100-240 V 50/60 Hz CC 5 V-1 A

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del producto [página 2-1]:

1. Botón de encendido/apagado
2. Botón Ejecutar.
3. Indicador de marcha.
4. Indicador de carga.
5. Cabezal de tratamiento con plasma.
6. Gorro para la cabeza.
7. Puerto de carga.

Impermeable

El dispositivo tiene un estándar de impermeabilidad IPX5, pero no es completamente impermeable.

Los accesorios no son impermeables.

Consejos para contactar el dispositivo con agua:

- no utilizar el producto en baños, duchas u otros lugares húmedos y mojados
- no sumerja el puerto de carga
- no sumerja ni lave el dispositivo directamente en agua
- no sumerja el dispositivo en ningún recipiente lleno de agua. Mantenga el dispositivo alejado de lugares húmedos y mojados.

Manual de usuario detallado:

Antes de utilizar el dispositivo, debes cargarlo. Cuando el indicador de carga cambia de rojo a blanco, la carga se completa. Después de usar el producto, limpie cualquier resto de humedad del dispositivo.

Indicador de carga:

- Cargando - Luz blanca encendida
- Carga completa: la luz roja parpadea
- Baja potencia - Tiempo de carga
- Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas
- Tiempo de trabajo: aproximadamente 60 minutos

Una vez completada la carga, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación. Dejar el dispositivo enchufado después de cargarlo completamente puede reducir la duración de la batería.

Encendido / apagado:

- presione brevemente el botón para encender el dispositivo.
- mantenga presionado el botón durante 1 segundo para apagar el dispositivo.
- el dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Cambiar el nivel de intensidad

1. Encienda el dispositivo; cuando esté encendido, el nivel de intensidad predeterminado se establece en bajo.
2. Presione el botón «Nivel» para aumentar el nivel de intensidad.

Antes de usar:

Antes de iniciar el tratamiento, debes desmaquillar tu rostro y limpiarlo en profundidad de posibles restos de maquillaje. Luego humedece tu rostro con un algodón. Durante el tratamiento, la piel debe permanecer húmeda, por lo que se debe repetir esta acción tantas veces como sea necesario.

Principios de funcionamiento de los tratamientos:

Cuidado anti-acné

La piel con tendencia acnéica, además de una limpieza profunda, requiere una protección eficaz contra las bacterias. La terapia antiacné ayuda a eliminar las irregularidades de la piel provocadas por el acné: espinillas, hoyuelos, nódulos subcutáneos y cicatrices. Así, restaura la estructura uniforme de la piel y suaviza significativamente la tez. Regula la queratinización de las glándulas sebáceas, inhibiendo así el crecimiento de bacterias y previniendo la formación de nuevas erupciones cutáneas. El cuidado antiacné es la mejor forma de fortalecer la barrera protectora de la epidermis y eliminar la inflamación de la piel.

Regeneración de la piel/rejuvenecimiento intensivo

¿Piel hermosa y saludable a cualquier edad? ¡Sí! El masaje regenerador en modo plasma ralentiza el proceso de envejecimiento y ayuda a revertir los signos del paso del tiempo. La revitalización profunda estimula las células de cada una de las tres capas de la piel para una renovación intensiva. Estimula la microcirculación sanguínea y linfática, lo que rejuvenece incluso la piel gravemente dañada. Unos pocos tratamientos regeneradores reducen notablemente las arrugas, proporcionando un delicado efecto lifting. La regeneración profunda significa una piel elástica, firme y ateciopejada. Sólo una mirada juvenil.

Cuidado de la piel - Modo plasma

Preparación - Antes de iniciar el tratamiento, desmaquilla, limpia bien la piel y luego sécala.

Cuidado anti-acné - Sosteniendo el dispositivo en la mano, realice movimientos circulares en el área afectada por el acné. Después de 10 segundos, realiza el tratamiento en la siguiente zona de piel afectada por el acné. Repetir el tratamiento 2-3 veces en las zonas que requieran cuidados intensivos. Después de completar el tratamiento, aplica un sérum adaptado a la gravedad de tu acné y masajea suavemente la piel hasta que se absorba la preparación. No se necesitan otros productos para el cuidado de la piel.

Regeneración de la piel/rejuvenecimiento intenso - Sostenga el dispositivo y muévalo lentamente de abajo hacia arriba en la dirección indicada por la flecha. El movimiento desde el punto inicial hasta el punto final debería tardar aproximadamente entre 3 y 5 segundos. El tratamiento debe repetirse de 3 a 5 veces. Después de finalizar el tratamiento, aplique el cuidado diario de la piel, según las necesidades y hábitos de su piel. A la hora de cuidar tu piel, no realices tratamientos demasiado cerca de la zona de los ojos o la garganta.

Consejos:

1. Cuando utilice el dispositivo por primera vez, se recomienda seleccionar una configuración baja y limitar el uso a 2-3 minutos para todo el rostro. Durante los tratamientos posteriores, se recomienda cambiar gradualmente el dispositivo a configuraciones más altas y extender la duración de uso. No utilice el dispositivo durante más de 10 minutos en todo el rostro en una sola sesión.
2. El dispositivo se caracteriza por una absorción profunda (absorción). Después del tratamiento, debe elegir productos para el cuidado de la piel más suaves (una eficacia más fuerte de los productos para el cuidado de la piel puede causar irritación de la piel). Tenga cuidado con ingredientes más irritantes como alcohóles, Vc, ácidos de frutas, niacinamida y 377. Si nota alguna sensibilidad o malestar, suspenda su uso inmediatamente.
3. Se recomienda utilizar el dispositivo por la noche. Si el área afectada por el acné requiere fortalecimiento con tratamiento durante el día, aplique protector solar en el área de tratamiento 1 hora después del tratamiento.
4. Habrá sonidos y olores al utilizar la máquina. Este es un fenómeno natural que ocurre durante la generación de plasma. Continúe usando su dispositivo libremente.
5. Durante el tratamiento, el puerto de carga debe estar cerrado con un tapón de silicona. Si la tapa está bien colocada, es posible que sienta una ligera corriente al tocarla con la mano.
6. Si utilizas el modo plasma, aplica el tónico después del tratamiento.

Tratamiento contra el acné:

- área de aplicación - área del acné
- tiempo de uso - 5-10 minutos
- frecuencia - 1-2 veces al día

Rejuvenecimiento/penetración en la piel:

- área de uso - cara
- tiempo de uso - 5-10 minutos
- frecuencia - 1 vez al día

Contraindicaciones:

- El dispositivo no debe utilizarse en absoluto alrededor de los ojos, los oídos, la nariz y la boca.
- El dispositivo no está destinado a niños menores de 15 años. Los jóvenes de entre 15 y 18 años podrán utilizar el dispositivo con el consentimiento y/o supervisión de sus padres o tutores.
- No utilizar el dispositivo si la piel de la zona a tratar está bronceada o enrojecida. El uso del dispositivo sobre piel bronceada o enrojecida puede provocar una decoloración temporal o incluso permanente de la piel.
- No utilice el dispositivo si está embarazada, intentando quedarse embarazada, cree que podría estar embarazada o está amamantando. El dispositivo no ha sido probado para este fin y, por tanto, no debe utilizarse en estos casos. Los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo o la lactancia pueden aumentar el riesgo de daño o sensibilidad cutánea.
- No utilice el dispositivo si padece enfermedades como epilepsia, ataques epilépticos o migraña. Los destellos de energía pueden provocar fuertes dolores de cabeza y migrañas.
- No utilizar en zonas de piel con tatuajes, manchas de color marrón oscuro o negras (como pecas oscuras, lunares o verrugas). Los tatuajes o las manchas oscuras pueden absorber demasiada energía luminosa, lo que puede provocar hinchazón de la piel, ampollas temporales o permanentes, decoloración o blanqueamiento de la piel.
- No utilice el dispositivo si tiene tendencia a desarrollar cicatrices queloides.
- No utilizar si hay alguna inflamación activa de la piel en el área de tratamiento, incluyendo acné, psoriasis, eczema, quemaduras, herpes, abrasiones o sarpullidos. Estos factores pueden hacer que la piel sea más sensible a la luz y hacer que el tratamiento sea incómodo o provocar hinchazón, ampollas o infecciones en la piel. Una vez que su piel haya sanado lo suficiente, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
- No debe utilizar el dispositivo si está tomando medicamentos que hacen que su piel sea sensible a la luz, incluidos agentes antiinflamatorios no esteroides (por ejemplo, aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamidas, DTIC, fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, alfa-hidroxiácidos (AHAS), beta-hidroxiácidos (BHAS), Retin-A, Accutane y/o retinoides tópicos.

Precauciones

- No utilice el dispositivo para fines distintos a aquellos para los que está destinado.
- No comparta este producto con familiares u otras personas. Puede ocurrir una infección cruzada.
- No utilice el producto en ambientes inflamables o explosivos.
- No utilice el dispositivo simultáneamente con otros productos eléctricos (aparatos de belleza, etc.).
- No utilice una fuente de alimentación fuera del rango de 100 – 240 V para cargar el dispositivo.
- No utilice el producto ni los accesorios si están dañados.
- No remoje ni lave el dispositivo directamente bajo el agua, ni lo sumerja en un lavabo o bañera.
- No utilice el producto con las manos mojadas.
- No deje caer la unidad principal del dispositivo, no la golpee ni la someta a golpes fuertes.
- No utilice una fuente de alimentación distinta a la suministrada con el producto, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento del producto.
- Si experimenta dolor, alergias u otras reacciones adversas durante el uso, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un médico.
- No coloque la unidad principal del dispositivo en lugares con alta temperatura, humedad o luz solar directa.

Limpieza:

El dispositivo no es resistente al agua. Después de cada tratamiento, limpie el producto con una toalla seca. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo.

Almacenamiento:

El dispositivo debe guardarse en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños y los animales.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

- www.beautilly.eu
- www.youtube.com/beautillyeu

Tamanho do dispositivo:	163x45x39mm
Peso líquido:	120g
Maneira de carregamento:	carregando Wried Type-c
O tempo de carga:	cerca de 3 horas
Bateria:	Bateria de lítio de 1000mAh
Material:	ABS, PC
Padrão à prova d'água:	IPX5
Fonte de energia:	CA 100-240 V 50/60 Hz CC 5 V-1A

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do produto [página 2-1]:

1. Botão liga/desliga
2. Botão Executar.
3. Indicador de marcha.
4. Indicador de carga.
5. Cabeça de tratamento de plasma.
6. Tampa da cabeça.
7. Porta de carregamento.

À prova d'água

O dispositivo possui padrão à prova d'água IPX5, mas não é totalmente à prova d'água.

Os acessórios não são à prova d'água.

Dicas para entrar em contato com o dispositivo com água:

- não utilize o produto em banheiros, chuveiros ou outros locais úmidos e molhados
- não mergulhe a porta de carregamento
- não mergulhe ou lave o aparelho diretamente em água
- não mergulhe o aparelho em nenhum recipiente com água. Mantenha o dispositivo longe de locais úmidos e molhados

Manual do usuário detalhado:

Antes de usar o dispositivo, você deve carregá-lo. Quando o indicador de carregamento passar de vermelho para branco, o carregamento estará concluído. Após usar o produto, limpe qualquer umidade remanescente do dispositivo.

Indicador de carga:

Carregando - Luz branca acesa

Carregamento concluído - a luz vermelha pisca

Baixo consumo de energia - Tempo de carregamento

Tempo de carregamento - cerca de 3 horas

Tempo de trabalho - aproximadamente 60 minutos

Quando o carregamento estiver concluído, desconecte o dispositivo da fonte de alimentação. Deixar o dispositivo conectado após o carregamento completo pode reduzir a vida útil da bateria.

Ligar/Desligar:

- pressione brevemente o botão para ligar o dispositivo.
- segure o botão por 1 segundo para desligar o aparelho.
- o dispositivo desligará automaticamente após 10 minutos.

Alterando o nível de intensidade

1. Ligue o dispositivo, quando ligado, o nível de intensidade padrão é definido como baixo.
2. Pressione o botão <Level> para aumentar o nível de intensidade.

Antes de usar:

Antes de iniciar o tratamento, você deve remover a maquiagem do rosto e limpar bem todos os restos de maquiagem. Em seguida, umedeça o rosto com um algodão. Durante o tratamento, a pele deve permanecer úmida, por isso esta ação deve ser repetida quantas vezes for necessário.

Princípios de funcionamento dos tratamentos:

Cuidados antiacne

A pele com tendência acneica, além de uma limpeza completa, requer proteção eficaz contra bactérias. A terapia antiacne ajuda a remover irregularidades da pele causadas pela acne: espinhas, covinhas, nódulos subcutâneos e cicatrizes. Assim, restaura a estrutura uniforme da pele e suaviza significativamente a tez. Regula a queratinização das glândulas sebáceas, inibindo assim o crescimento de bactérias e prevenindo a formação de novas erupções cutâneas. O cuidado antiacne é a melhor forma de fortalecer a barreira protetora da epiderme e eliminar a inflamação da pele.

Regeneração da pele/rejuvenescimento intensivo

Pele bonita e saudável em qualquer idade? Sim! A massagem regeneradora no modo plasma retarda o processo de envelhecimento e ajuda a reverter os sinais da passagem do tempo. A revitalização profunda estimula as células de cada uma das três camadas da pele para uma renovação intensiva. Estimula a microcirculação sanguínea e linfática, o que rejuvenesce até mesmo a pele gravemente danificada. Apenas alguns tratamentos regeneradores reduzem visivelmente as rugas, proporcionando um delicado efeito lifting. A regeneração profunda significa uma pele elástica, firme e avulvadada. Apenas uma aparência jovem.

Cuidados com a pele - Modo Plasma

Preparação - Antes de iniciar o tratamento, retire a maquiagem, limpe bem a pele e depois seque-a.

Cuidados antiacne - Segurando o aparelho na mão, faça movimentos circulares na área afetada pela acne. Após 10 segundos, realize o tratamento na próxima área da pele afetada pela acne. Repita o tratamento 2 a 3 vezes para áreas que necessitam de cuidados intensivos. Após finalizar o tratamento, aplique um soro adaptado à gravidade da sua acne e massageie suavemente a pele até que o preparado seja absorvido. Nenhum outro produto para cuidados com a pele é necessário.

Regeneração/rejuvenescimento intenso da pele - Segure o aparelho e mova-o lentamente de baixo para cima na direção indicada pela seta. O movimento do ponto inicial ao ponto final deve levar aproximadamente 3-5 segundos. O tratamento deve ser repetido 3-5 vezes. Após finalizar o tratamento, aplique cuidados diários com a pele, de acordo com as necessidades e hábitos da sua pele. Ao cuidar da pele, não realize tratamentos muito próximos da região dos olhos ou da garganta.

Pontas:

1. Ao usar o dispositivo pela primeira vez, é recomendável selecionar uma configuração baixa e limitar o uso a 2-3 minutos para todo o rosto. Durante os tratamentos subsequentes, recomenda-se mudar gradualmente o dispositivo para configurações mais altas e prolongar a duração do uso. Não use o dispositivo por mais de 10 minutos em todo o rosto em uma sessão.

2. O dispositivo é caracterizado por absorção profunda (absorção). Após o tratamento, você deve escolher produtos de cuidado da pele mais suaves (uma maior eficácia dos produtos de cuidado da pele pode causar irritação na pele). Tenha cuidado com ingredientes mais irritantes como álcool, Vc, ácidos de frutas, niacinamida e 377. Caso note alguma sensibilidade ou desconforto, interrompa o uso imediatamente.

3. Recomenda-se usar o dispositivo à noite. Se a área afetada pela acne necessitar de fortalecimento com tratamento durante o dia, aplique protetor solar na área de tratamento 1 hora após o tratamento.

4. Haverá som e cheiro ao usar a máquina. Este é um fenômeno natural que ocorre durante a geração de plasma. Continue a usar seu dispositivo livremente.

5. Durante o tratamento, a porta de carregamento deve ser fechada com um tampão de silicone. Se a tampa estiver bem fixada, você poderá sentir uma leve corrente ao tocá-la com a mão.

6. Se utilizar o modo plasma, aplique o tônico após o tratamento.

Tratamento de acne:

- área de aplicação - área de acne
- tempo de uso - 5 a 10 minutos
- frequência - 1-2 vezes ao dia

Rejuvenescimento/penetração na pele:

- área de uso - rosto
- tempo de uso - 5 a 10 minutos
- frequência - 1 vez ao dia

Contra-indicações:

- O dispositivo definitivamente não deve ser usado ao redor dos olhos, ouvidos, pomo de Adão e boca.
- O dispositivo não se destina a crianças menores de 15 anos. Jovens entre 15 e 18 anos podem usar o dispositivo com o consentimento e/ou supervisão dos pais ou responsáveis.
- Não utilize o aparelho se a pele da área a ser tratada estiver bronzeadas ou vermelha. A utilização do dispositivo em pele bronzeadas ou vermelha pode causar descoloração temporária ou mesmo permanente da pele.
- Não utilize o dispositivo se estiver grávida, tentando engravidar, se pensar que pode estar grávida ou se estiver amamentando. O dispositivo não foi testado para este fim e, portanto, não deve ser utilizado nestes casos. As alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez ou amamentação podem aumentar o risco de danos ou sensibilidade cutânea.
- Não utilize o dispositivo se sofrer de doenças como epilepsia, crises epiléticas ou enxaqueca. Flashes de energia podem causar fortes dores de cabeça e enxaquecas.
- Não utilizar em zonas da pele com tatuagens, manchas castanhas escuras ou pretas (como sardas escuras, pintas ou verrugas). Tatuagens ou manchas escuras podem absorver muita energia luminosa, o que pode causar inchaço da pele, bolhas temporárias ou permanentes, descoloração ou clareamento da pele.
- Não utilize o dispositivo se tiver tendência a desenvolver cicatrizes quelóides.
- Não use se houver alguma inflamação ativa da pele na área de tratamento, incluindo acne, psoríase, eczema, queimaduras, herpes, escoriações ou erupções cutâneas. Esses fatores podem tornar a pele mais sensível à luz e tornar o tratamento desconfortável ou causar inchaço, bolhas ou infecções na pele. Assim que a sua pele estiver suficientemente curada, consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo.
- Não deve utilizar o dispositivo se estiver a tomar medicamentos que tomem a sua pele sensível à luz, incluindo agentes anti-inflamatórios não esteróides (por exemplo, aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclina, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureias, sulfonamidas, DTIC, fluorouracil, vinblastina, griseofulvina, alfa-hidroxiácidos (AHAS), beta-hidroxiácidos (BHAS), Retin-A, Accutane e/ou retinóides tópicos.

Precauções

- Não utilize o dispositivo para fins diferentes daqueles a que o produto se destina.
- Não compartilhe este produto com familiares ou outras pessoas. Pode ocorrer infecção cruzada.
- Não utilize o produto em ambientes inflamáveis ou explosivos.
- Não utilize o aparelho simultaneamente com outros produtos elétricos (aparelhos de beleza, etc.).
- Não utilize uma fonte de alimentação fora da faixa de 100-240V para carregar o dispositivo.
- Não utilize o produto ou acessórios se estiverem danificados.
- Não molhe ou lave o dispositivo diretamente sob água, nem mergulhe-o em uma pia ou banheira.
- Não utilize o produto com as mãos molhadas.
- Não deixe cair a unidade principal do aparelho, não bata nela nem a submeta a choques fortes.
- Não utilize uma fonte de alimentação diferente daquela fornecida com o produto, pois isso pode causar mau funcionamento do produto.
- Se sentir dores, alergias ou outras reações adversas durante o uso, interrompa imediatamente o uso do produto e consulte um médico.
- Não coloque a unidade principal do aparelho em locais com alta temperatura, umidade ou luz solar direta.

Limpeza:

O dispositivo não é à prova d'água. Após cada tratamento, limpe o produto com uma toalha seca. Não use agentes corrosivos para limpar o dispositivo.

Armazenar:

O aparelho deve ser guardado em local fresco e seco e fora do alcance de crianças e animais.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensioni del dispositivo:	163x45x39 mm
Peso netto:	120 g
Modalità di ricarica:	ricarica Wired Type-c
Tempo di carica:	circa 3 ore
Batteria:	Batteria al litio da 1000 mAh
Materiale:	ABS,PC
Norma impermeabile:	IPX5
Alimentazione elettrica:	CA 100-240 V 50/60 Hz CC 5 V-1 A

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del prodotto [pagina 2-1]:

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Pulsante Esegui.
3. Indicatore di marcia.
4. Indicatore di carica.
5. Testa di trattamento al plasma.
6. Copricapo.
7. Porta di ricarica.

Impermeabile

Il dispositivo ha uno standard di impermeabilità IPX5, ma non è completamente impermeabile.

Gli accessori non sono impermeabili.

Suggerimenti per il contatto del dispositivo con l'acqua:

- non utilizzare il prodotto in bagni, docce o altri luoghi umidi e bagnati
- non immergere la porta di ricarica
- non immergere né lavare il dispositivo direttamente in acqua
- non immergere il dispositivo in alcun contenitore pieno d'acqua. Tenere il dispositivo lontano da luoghi umidi e bagnati

Manuale utente dettagliato:

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario caricarlo. Quando l'indicatore di carica passa dal rosso al bianco, la carica è completa. Dopo aver utilizzato il prodotto, eliminare l'eventuale umidità residua dal dispositivo.

Indicatore di carica:

In carica: luce bianca accesa

Ricarica completata: la luce rossa lampeggia

Bassa potenza: tempo di ricarica

Tempo di ricarica: circa 3 ore

Orario di lavoro: circa 60 minuti

Una volta completata la ricarica, scollegare il dispositivo dall'alimentazione. Lasciare il dispositivo collegato dopo la ricarica completa può ridurre la durata della batteria.

Accensione/spegnimento:

- premere brevemente il pulsante per accendere il dispositivo.
- tenere premuto il pulsante per 1 secondo per spegnere il dispositivo.
- il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.

Modifica del livello di intensità

1. Accendi il dispositivo. Quando è acceso, il livello di intensità predefinito è impostato su basso.

2. Premere il pulsante <Livello> per aumentare il livello di intensità.

Prima dell'uso:

Prima di iniziare il trattamento è necessario struccare il viso e pulirlo accuratamente da eventuali residui di trucco. Successivamente inumidire il viso con un dischetto di cotone. Durante il trattamento la pelle deve rimanere umida, quindi questa azione deve essere ripetuta tutte le volte che è necessario.

Principi di funzionamento dei trattamenti:

Cura antiacne

La pelle a tendenza acneica, oltre ad un'accurata pulizia, richiede un'efficace protezione contro i batteri. La terapia antiacne aiuta a rimuovere le irregolarità della pelle causate dall'acne: brufoli, fossette, noduli sottocutanei e cicatrici. Pertanto, ripristina la struttura uniforme della pelle e leviga notevolmente la carnagione. Regola la cheratinizzazione delle ghiandole sebacee, inibendo così la crescita dei batteri e prevenendo la formazione di nuove eruzioni cutanee. La cura antiacne è il modo migliore per rafforzare la barriera protettiva dell'epidermide ed eliminare l'infiammazione della pelle.

Rigenerazione della pelle/ri giovamento intensivo

Pelle bella e sana a qualsiasi età? Sì! Il massaggio rigenerante con la modalità plasma rallenta il processo di invecchiamento e aiuta a invertire i segni del tempo che passa. La rivitalizzazione profonda stimola le cellule di ciascuno dei tre strati della pelle per un rinnovamento intensivo. Stimola la microcircolazione sanguigna e linfatica, ringiovanendo anche la pelle gravemente danneggiata. Bastano pochi trattamenti rigeneranti per ridurre sensibilmente le rughe, donando un delicato effetto lifting. Rigenerazione profonda significa pelle elastica, compatta e vellutata. Solo un aspetto giovanile.

Cura della pelle - Modalità plasma

Preparazione - Prima di iniziare il trattamento, rimuovere il trucco, detergere accuratamente la pelle, quindi asciugarla.

Cura antiacne - Tenendo il dispositivo in mano, eseguire movimenti circolari sulla zona interessata dall'acne. Dopo 10 secondi, eseguire il trattamento sulla successiva area di pelle interessata dall'acne. Ripetere il trattamento 2-3 volte per le zone che necessitano di terapia intensiva. Dopo aver completato il trattamento, applica un siero adatto alla gravità della tua acne e massaggia delicatamente la pelle fino all'assorbimento del preparato. Non sono necessari altri prodotti per la cura della pelle.

Rigenerazione cutanea/ri giovamento intenso - Tenere il dispositivo e muoverlo lentamente dal basso verso l'alto nella direzione indicata dalla freccia. Il movimento dal punto iniziale al punto finale dovrebbe richiedere circa 3-5 secondi. Il trattamento va ripetuto 3-5 volte. Dopo aver completato il trattamento, applica la cura quotidiana della pelle, in base alle esigenze e alle abitudini della tua pelle. Quando ti prendi cura della tua pelle, non eseguire trattamenti troppo vicini alla zona degli occhi o della gola.

Suggerimenti:

1. Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, si consiglia di selezionare un'impostazione bassa e limitare l'utilizzo a 2-3 minuti per l'intero viso. Durante i trattamenti successivi si consiglia di passare gradualmente il dispositivo a impostazioni più elevate e prolungare la durata di utilizzo. Non utilizzare il dispositivo per più di 10 minuti su tutto il viso in una sola sessione.
2. Il dispositivo è caratterizzato da un assorbimento profondo (assorbimento). Dopo il trattamento, è necessario scegliere prodotti per la cura della pelle più delicati (una maggiore efficacia dei prodotti per la cura della pelle può causare irritazione alla pelle). Fai attenzione agli ingredienti più irritanti come alcoli, Vc, acidi della frutta, niacinamide e 377. Se noti sensibilità o disagio, interrompi immediatamente l'uso.
3. Si consiglia di utilizzare il dispositivo di notte. Se la zona interessata dall'acne necessita di un trattamento rinforzato durante il giorno, applicare la protezione solare sulla zona da trattare 1 ora dopo il trattamento.
4. Si sentiranno suoni e odori durante l'utilizzo della macchina. Questo è un fenomeno naturale che si verifica durante la generazione del plasma. Continua a utilizzare liberamente il tuo dispositivo.
5. Durante il trattamento, la porta di ricarica deve essere chiusa con un tappo in silicone. Se il cappuccio è fissato saldamente, potresti avvertire una leggera corrente quando lo tocchi con la mano.
6. Se utilizzi la modalità plasma, applica il tonico dopo il trattamento.

Trattamento per l'acne:

- area di applicazione - zona dell'acne
- tempo di utilizzo - 5-10 minuti
- frequenza - 1-2 volte al giorno

Ringiovanimento/penetrazione nella pelle:

- zona di utilizzo - viso
- tempo di utilizzo - 5-10 minuti
- frequenza - 1 volta al giorno

Controindicazioni:

- L'apparecchio non deve assolutamente essere utilizzato intorno agli occhi, alle orecchie, al pomo d'Adamo e alla bocca.
- Il dispositivo non è destinato ai bambini di età inferiore a 15 anni. I giovani di età compresa tra 15 e 18 anni possono utilizzare il dispositivo con il consenso e/o la supervisione dei genitori o tutori.
- Non utilizzare il dispositivo se la pelle della zona da trattare è abbronzata o arrossata. L'utilizzo del dispositivo su pelle abbronzata o arrossata può causare scolorimento temporaneo o addirittura permanente della pelle.
- Non utilizzare il dispositivo se sei incinta, se stai cercando di rimanere incinta, se pensi di essere incinta o se stai allattando. Il dispositivo non è stato testato per questo scopo e pertanto non deve essere utilizzato in questi casi. I cambiamenti ormonali che si verificano durante la gravidanza o l'allattamento al seno possono aumentare il rischio di danni alla pelle o sensibilità cutanea.
- Non utilizzare il dispositivo se si soffre di malattie come epilessia, attacchi epilettici o emicrania. I lampi di energia possono causare forti mal di testa ed emicranie.
- Non utilizzare su aree della pelle con tatuaggi, macchie marrone scuro o nere (come lentiggini scure, nei o verruche). I tatuaggi o le macchie scure possono assorbire troppa energia luminosa, causando gonfiore della pelle, vesciche temporanee o permanenti, scolorimento o sbiancamento della pelle.
- Non utilizzare il dispositivo se si ha la tendenza a sviluppare cicatrici cheloidi.
- Non utilizzare in caso di infiammazioni cutanee attive nell'area da trattare, inclusi acne, psoriasi, eczema, ustioni, herpes, abrasioni o eruzioni cutanee. Questi fattori possono rendere la pelle più sensibile alla luce e rendere scomodo il trattamento o provocare gonfiori, vesciche o infezioni sulla pelle. Una volta che la pelle è sufficientemente guarita, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se si assumono farmaci che rendono la pelle sensibile alla luce, inclusi agenti antinfiammatori non steroidei (es. aspirina, ibuprofene, cetaminofene), tetracicline, fenotiazine, tiazidici, diuretici, sulfaniluree, sulfamidici, DTIC, fluorouracile, vinblastina, griseofulvina, alfa-idrossiacidi (AHAS), beta-idrossiacidi (BHAS), Retin-A, Accutane e/o retinoidi topici.

Precauzioni

- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli a cui è destinato il prodotto.
- Non condividere questo prodotto con familiari o altri. Possono verificarsi infezioni crociate.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti infiammabili o esplosivi.
- Non utilizzare il dispositivo contemporaneamente ad altri prodotti elettrici (dispositivi di bellezza, ecc.).
- Non utilizzare una fonte di alimentazione al di fuori dell'intervallo 100-240 V per caricare il dispositivo.
- Non utilizzare il prodotto o gli accessori se sono danneggiati.
- Non immergere o lavare il dispositivo direttamente sotto l'acqua, né immergerlo in un lavandino o in una vasca da bagno.
- Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
- Non far cadere l'unità principale del dispositivo, non colpirlo né sottoporlo a forti urti.
- Non utilizzare un alimentatore diverso da quello fornito con il prodotto, poiché ciò potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.
- Se avverti dolore, allergie o altre reazioni avverse durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e consulta un medico.
- Non posizionare l'unità principale del dispositivo in luoghi con elevata temperatura, umidità o luce solare diretta.

pulizia:

Il dispositivo non è impermeabile. Dopo ogni trattamento, asciugare il prodotto con un asciugamano asciutto. Non utilizzare agenti corrosivi per pulire il dispositivo.

Magazzinaggio:

Il dispositivo deve essere conservato in un luogo fresco, asciutto e fuori dalla portata di bambini e animali.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Velikost zařízení:	163×45×39 mm
Čistá hmotnost:	120 g
Způsob nabíjení:	nabíjení Wried Type-c
Doba nabíjení:	asi 3 hodiny
Baterie:	1000 mAh lithiová baterie
Materiál:	ABS, PC
Vodětesný standard:	IPX5
Zdroj napájení:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis produktu [strana 2-1]:

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko Spustit.
3. Indikátor převodového stupně.
4. Indikátor nabíjení.
5. Plazmová léčebná hlavička.
6. Čepice hlavy.
7. Nabíjecí port.

Voděodolný

Zařízení má vodětesný standard IPX5, ale není zcela vodětesné.

Průkousenství není vodětesné.

Tipy pro kontakt zařízení s vodou:

- nepoužívejte výrobek v koupelnách, sprchách nebo na jiných vlhkých a mokrych místech
- neponořujte nabíjecí port
- neponořujte a nemyjte zařízení přímo ve vodě
- neponořujte zařízení do žádné nádoby naplněné vodou. Udržujte zařízení mimo vlhká a mokrá místa

Podrobný návod k použití:

Před použitím zařízení musíte nabít. Jakmile se indikátor nabíjení změní z červené na bílou, nabíjení je dokončeno. Po použití produktu setřete ze zařízení veškerou zbývající vlhkost.

Indikátor nabíjení:

Nabíjení - svítí bílé světlo

Nabíjení dokončeno - bílá červené světlo

Nízká spotřeba - Doba nabíjení

Doba nabíjení - cca 3 hodiny

Pracovní doba - cca 60 minut

Po dokončení nabíjení odpojte zařízení od napájení. Poněchání zařízení připojeného po úplném nabití může snížit životnost baterie.

Zapnutí/vypnutí:

- krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení,
- podržte tlačítko po dobu 1 sekundy pro vypnutí zařízení.
- zařízení se automaticky vypne po 10 minutách.

Změna úrovně intenzity

1. Zapnete zařízení, po zapnutí je výchozí úroveň intenzity nastavena na nízkou.
2. Stisknutím tlačítka <Úroveň> zvýšíte úroveň intenzity.

Před použitím:

Před zahájením ošetření byste měli obličej odlišit a důkladně očistit od zbytků make-upu. Poté si navlhčete obličej vatovým tamponem. Během ošetření musí pokožka zůstat vlhká, proto je nutné tento úkon opakovat tak často, jak je potřeba.

Principy fungování ošetření:

Péče proti akné

Aknózní pleť kromě důkladného čištění vyžaduje účinnou ochranu proti bakteriím. Antiakné terapie pomáhá odstraňovat kožní nerovnosti způsobené akné: pupínky, dolíčky, podkožní uzlíky a jizvy. Obnovuje tak jednotnou strukturu pokožky a výrazně vyhlazuje pleť. Reguluje keratinizaci mazových žláz, čímž inhibuje růst bakterií a zabraňuje tvorbě nových kožních erupcí. Péče proti akné je nejlepší způsob, jak posílit ochrannou bariéru epidermis a odstranit zánět kůže.

Regenerace/intenzivní omákní pokožky

Krásná a zdravá pleť v každém věku? Ano! Regenerační masáže pomocí plazmového režimu zpomaluje proces stárnutí a pomáhá zvrátit známky plynoucího času. Hluboková revitalizace stimuluje buňky každé ze tří vrstev pokožky k intenzivní péči. Stimuluje mikrocirkulaci krve a lymfy, čímž omákní a silně poškozenou pokožku. Jen několik regeneračních ošetření zřetelně redukuje vrásky a poskytují jemný liftingový efekt. Hluboková regenerace znamená elastickou, pevnou a sametově hladkou pokožku. Prostě mladistvý vzhled.

Péče o pleť - Plazmový režim

Příprava - Před zahájením ošetření odstraňte make-up, pleť důkladně vyčistěte a poté osušte.

Péče proti akné - Držte přístroj v ruce a provádějte kruhové pohyby na oblasti postižené akné. Po 10 sekundách proveďte ošetření na další oblasti pokožky postižené akné. Ošetření opakujte 2-3x na místech vyžadujících intenzivní péči. Po dokončení ošetření naneste sérum přípravené zvažnosti vašeho akné a jemně masírujte pokožku, dokud se přípravek nevstřebá. Nejsou potřeba žádné další produkty péče o pleť.

Regenerace/intenzivní omákní pokožky - Držte přístroj a pomalu s ním pohybujte zdola nahoru ve směru označeném šipkou. Pohyb z počátečního bodu do koncového by měl trvat přibližně 3-5 sekund. Ošetření by se mělo opakovat 3-5krát. Po dokončení ošetření aplikujte každodenní péči o pleť, podle potřeb a zvýšenosti vaší pleti. Při péči o pokožku neprovádějte ošetření příliš blízko oblasti očí nebo krku.

Tipy:

1. Při prvním použití přístroje se doporučuje zvolit nízké nastavení a omezit použití na 2-3 minuty na celý obličej. Při následných ošetřeních se doporučuje postupně přepínat přístroj na vyšší nastavení a prodlužovat dobu používání. Nepoužívejte zařízení déle než 10 minut na celý obličej v jednom sezení.
2. Zařízení se vyznačuje hlubokou absorpcí (absorpcí). Po ošetření byste měli zvolit jemnější produkty péče o pleť (silnější účinnost produktu péče o pleť může způsobit podráždění pokožky). Buďte opatrní s více dráždivými složkami, jako jsou alkoholy, Vc, ovocné kyseliny, niacinamid a 377. Pokud zaznamenáte jakoukoli citlivost nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte používat.
3. Doporučuje se používat zařízení v noci. Pokud oblast postižená akné vyžaduje zpevnění ošetřením během dne, aplikujte opalovací krém na ošetřované místo 1 hodinu po ošetření.
4. Při používání stroje bude slyšet zvuk a zápach. Jedná se o přirozený jev, ke kterému dochází při vytváření plazmy. Pokračujte v používání zařízení vlně.
5. Během ošetření musí být nabíjecí port uzavřen silikonovou zátkou. Pokud je uživatel bezpečně připraven, můžete při dotyku rukou cítit slabý proud.
6. Pokud používáte plazmový režim, aplikujte tonikum po ošetření.

Léčba akné:

- oblast použití - oblast akné
- doba použití - 5-10 minut
- frekvence - 1-2krát denně

Omlazení/pronikání do pokožky:

- oblast použití - obličej
- doba použití - 5-10 minut
- frekvence - 1krát denně

Kontraindikace:

- Zařízení by se rozhodně nemělo používat v okolí očí, uší, Adamova jablka a úst.
- Zařízení není určeno pro děti do 15 let. Mladí lidé ve věku 15-18 let mohou zařízení používat se souhlasem a/nebo dohledem svých rodičů nebo opatrovníků.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je pokožka v ošetřované oblasti opálená nebo zarudlá. Použití přístroje na opálené nebo zarudlé kůži může způsobit dočasné nebo dokonce trvale zbarvení kůže.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět, domníváte se, že byste mohla být těhotná nebo kojíte. Zařízení nebylo pro tento účel testováno, a proto by se v těchto případech nemělo používat. Hormonální změny, ke kterým dochází během těhotenství nebo kojení, mohou zvýšit riziko poškození kůže nebo citlivosti kůže.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte nemocmi, jako je epilepsie, epileptické záchvaty nebo migréna. Záblesky energie mohou způsobit silné bolesti hlavy a migrény.
- Nepoužívejte na oblasti kůže s tetováním, tmavě hnědými nebo černými skvrnami (jako jsou tmavé pihy, matefská znaménka nebo bradavice).
- Tetování nebo tmavé skvrny mohou absorbovat příliš mnoho světelné energie, což může způsobit otoky kůže, dočasné nebo trvalé puchýře, změnu barvy nebo zblednutí kůže.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte sklon ke vzniku kebdních jizev.
- Nepoužívejte, pokud je v ošetřované oblasti aktivní záneť kůže, včetně akné, lupénky, ekzému, popálenin, oparu, odřenin nebo vyrážky. Tyto faktory mohou způsobit, že kůže bude citlivější na světlo a bude léčba nepřijemná nebo způsobí otoky, puchýře nebo infekce na kůži. Jakmile se vaše pokožka dostatečně zahojí, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
- Zařízení byste neměli používat, pokud užíváte léky, které způsobují, že je vaše pokožka citlivá na světlo, včetně nesteroidních protizánětlivých látek (např. fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHAS), beta-hydroxykyseliny (BHAS), Retin-A, Accutane a/nebo topické retinoidy).

Opatření

- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.
- Nesdílejte tento produkt s rodinnými příslušníky ani jinými osobami. Může dojít ke zkrížené infekci.
- Nepoužívejte výrobek v hořlavém nebo výbušném prostředí.
- Nepoužívejte zařízení současně s jinými elektrickými produkty (kosmetické přístroje atd.).
- K nabíjení zařízení nepoužívejte zdroj mimo rozsah 100-240V.
- Nepoužívejte výrobek nebo příslušenství, pokud jsou poškozené.
- Zařízení nenamáčejte ani nemýte přímo pod vodou ani jej neponořujte do umyvadla nebo vany.
- Nepoužívejte výrobek mokryma rukama.
- Hlavní jednotku zařízení neupustte, nenarážte do ní ani ji nevystavujte silným otřesům.
- Nepoužívejte jiný zdroj napájení než ten, který byl dodán s produktem, protože to může způsobit poruchu produktu.
- Pokud se během používání objeví bolest, alergie nebo jiné nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.
- Neumísťujte hlavní jednotku zařízení na místa s vysokou teplotou, vlhkostí nebo přímým slunečním zářením.

Čištění:

Zařízení není vodotěsné. Po každém ošetření ořete přípravek suchým ručníkem. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky.

Úložný prostor:

Zařízení by mělo být skladováno na chladném, suchém místě a mimo dosah dětí a zvířat.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Veľkosť zariadenia:	163 × 45 × 39 mm
Cista hmotnosť:	120 g
Spôsob nabíjania:	nabíjanie Wried Type-c
Doba nabíjania:	asi 3 hodiny
Batéria:	1000 mAh lítiová batéria
Materiál:	ABS, PC
Vodotesný štandard:	IPX5
Zdroj:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis produktu [strana 2-ŕ]:

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlo Spustiť.
3. Indikátor prevodového stupňa.
4. Indikátor nabíjania.
5. Plazmová liečebná hlavica,
6. Čiapka hlavy,
7. Nabíjaci port.

Vodeodolný

Zariadenie má vodotesný štandard IPX5, ale nie je úplne vodotesné.

Príslušenstvo nie je vodotesné.

Tipy pre kontakt zariadenia s vodou:

- výrobok nepoužívajte v kúpeľniach, sprchách alebo na iných vlhkých a mokrych miestach
- neponárajte nabíjaci port
- prístroj neponárajte ani neumývajte priamo vo vode
- neponárajte prístroj do žiadnej nádoby naplnenej vodou. Udržujte zariadenie mimo vlhkých a mokrych miest

Podrobný návod na použitie:

Pred použitím prístroja ho musíte nabíť. Keď sa indikátor nabíjania zmení z červenej na bielu, nabíjanie je dokončené. Po použití produktu utrite zo zariadenia všetku zvyšnú vlhkosť.

Indikátor nabíjania:

- Nabíjanie – svieti biele svetlo
- Nabíjanie dokončené - blíká červené svetlo
- Nízka spotreba energie - Doba nabíjania
- Doba nabíjania - približne 3 hodiny
- Pracovný čas - približne 60 minút

Po dokončení nabíjania odpojte zariadenie od napájania. Ponechanie zariadenia pripojeného po úplnom nabití môže znížiť životnosť batérie.

Zapnutie/vypnutie:

- krátkym stlačením tlačidla prístroj zapnete,
- podržaním tlačidla na 1 sekundu zariadenie vypnete.
- zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach.

Zmena úrovne intenzity

1. Zapnite zariadenie, keď je zapnuté, predvoľená úroveň intenzity je nastavená na nízku.
2. Stlačením tlačidla <Left> zvýšite úroveň intenzity.

Pred použitím:

Pred začatím ošetrovania by ste si mali tvár odličiť a dôkladne ju očistiť od zvyškov mejkapu. Potom si navlhčíte tvár vatovým tampónom. Počas ošetrovania musí pokožka zostať vlhká, preto je potrebné tento úkon opakovať tak často, ako je potrebné.

Princíp fungovania liečby:

Starostlivosť proti akné

Aknóznna pleť si okrem dôkladného čistenia vyžaduje účinnú ochranu pred baktériami. Antiakné terapia pomáha odstraňovať nepravidelnosti pleti spôsobené akné: pupienky, jamky, podkožné uzliny a jazvy. Obnovuje tak jednotnú štruktúru pokožky a výrazne vyhladzuje pleť. Reguluje keratinizáciu mazových žliaz, čím inhibuje rast baktérií a zabraňuje tvorbe nových kožných vyrážok. Starostlivosť proti akné je najlepším spôsobom, ako posilniť ochrannú bariéru epidermis a odstrániť zápal kože.

Regenerácia/intenzívne omladenie pokožky

Krásna a zdravá pleť v každom veku? Áno! Regeneračná masáž v plazmovom režime spomaľuje proces starnutia a pomáha zvrátiť známky plynúceho času. Hlíbková revitalizácia stimuluje bunky každej z troch vrstiev pokožky pre intenzívnu obnovu. Stimuluje mikrocirculáciu krvi a lymfy, čím omladzuje aj ťažko poškodenú pokožku. Len niekoľko regeneračných ošetrení výrazne redukuje vrásky a poskytuje jemný liftingový efekt. Hlíbková regenerácia znamená elastickú, pevnú a zamatovo hladkú pokožku. Len mladistvý vzhľad.

Starostlivosť o pleť - Plazmový režim

Príprava – Pred začatím kúry odstráňte make-up, pleť dôkladne očistite a následne osušte.

Starostlivosť proti akné - Pleť prístroj v ruke a vykonávajte krúživými pohybmi na mieste postihnutom akné. Po 10 sekundách vykonajte ošetrovanie na ďalšej oblasti pokožky postihnutej akné. Ošetrovanie opakujte 2-3 krát na miestach vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť. Po ukončení ošetrovania naneste sérum prispôbené závažnosti vášho akné a jemne masírujte pokožku, kým sa prípravok nevstrebe. Nie sú potrebné žiadne ďalšie produkty starostlivosti o pleť.

Regenerácia/intenzívne omladenie pleti - Prístroj držte a pomaly ním pohybujte zdola nahor v smere šípky. Pohyb z počiatočného bodu do koncového bodu by mal trvať približne 3-5 sekúnd. Ošetrovanie by sa malo opakovať 3-5 krát. Po ukončení ošetrovania aplikujte každodennú starostlivosť o pleť, podľa potreby a návykov vašej pleti. Pri starostlivosti o pokožku nevykonávajte ošetrovanie príliš blízko oblasti očí alebo hrdla.

Tipy:

1. Pri prvom použití prístroja sa odporúča zvoliť nízke nastavenie a obmedziť používanie na 2-3 minúty na celú tvár. Pri následných ošetrovaniach sa odporúča postupne prepnáť prístroj na vyššie nastavenia a predlžovať dobu používania. Nepoužívajte prístroj dlhšie ako 10 minút na celú tvár v jednom sedení.
2. Zariadenie sa vyznačuje hlbokou absorpciou (absorpciou). Po ošetrovaní by ste si mali zvoliť jemnejšie produkty starostlivosti o pleť (silnejšia účinnosť produktov starostlivosti o pleť môže spôsobiť podráždenie pokožky). Buďte opatrní pri dráždivých zložkách, ako sú alkoholy, Vc, ovocné kyseliny, niacinamid a 377. Ak spozorujete akúkoľvek citlivosť alebo nepohodu, okamžite prestaňte používať.
3. Odporúča sa používať prístroj v noci. Ak si oblasť postihnúť akné vyžaduje spevnenie ošetrovaním počas dňa, naneste opaľovací krém na ošetrované miesto 1 hodinu po ošetrovaní.
4. Pri používaní prístroja bude počuť zvuk a zápach. Ide o prirodzený jav, ktorý sa vyskytuje pri tvorbe plazmy. Naďalej voľne používajte svoje zariadenie.
5. Počas liečby musí byť nabíjaci port uzavretý silikónovou zátkou. Ak je uzáver bezpečne pripravený, pri dotyku rukou môžete cítiť mierny prúd.
6. Ak používate plazmový režim, aplikujte tonikum po ošetrovaní.

Liečba akné:

- oblasť použitia - oblasť akné
- doba použitia - 5-10 minút
- frekvencia - 1-2 krát denne

Omladenie/penetrácia do pokožky:

- **oblasť použitia** - tvár
- **doba použitia** - 5-10 minút
- **frekvencia** - 1 krát denne

Kontraindikácie:

- Prístroj by sa rozhodne nemal používať v okolí očí, uší, Adamovho jablka a úst.
- Prístroj nie je určený pre deti do 15 rokov. Mladí ľudia vo veku 15-18 rokov môžu používať zariadenie so súhlasom a/alebo dohľadom svojich rodičov alebo opatrovníkov.
- Prístroj nepoužívajte, ak je pokožka v ošetrovanej oblasti opálená alebo červená. Používanie prístroja na opálenej alebo červenej pokožke môže spôsobiť dočasné alebo dokonca trvalé sfarbenie pokožky.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo dojčíte. Zariadenie nebolo na tento účel testované, a preto by sa v týchto prípadoch nemalo používať. Hormonálne zmeny, ktoré sa vyskytujú počas tehotenstva alebo dojčenia, môžu zvýšiť riziko poškodenia kože alebo citlivosti kože.
- Prístroj nepoužívajte, ak trpíte chorobami ako epilepsia, epileptické záchvaty alebo migrény. Záblesky energie môžu spôsobiť silné bolesti hlavy a migrény.
- Nepoužívajte na oblasti pokožky s tetovaním, tmavohnedými alebo čiernymi škvrkami (ako sú tmavé pehy, materské znamienka alebo bradavice). Tetovanie alebo tmavé škvrky môžu absorbovať príliš veľa svetelnej energie, čo môže spôsobiť opuch kože, dočasné alebo trvalé pluzgiere, zmenu farby alebo bielenie pokožky.
- Prístroj nepoužívajte, ak máte sklon k tvorbe kebdiných jaziev.
- Nepoužívajte, ak je v ošetrovanej oblasti aktívny zápal kože, vrátane akné, psoriázy, ekzému, popálenín, oparu, odrenín alebo vyrážok. Tieto faktory môžu spôsobiť, že pokožka bude citlivejšia na svetlo a znepríjemníť liečbu alebo spôsobiť opuch, pluzgiere alebo infekcie na koži. Keď sa vaša pokožka dostatočne zahojí, pred použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom.
- Zariadenie by ste nemali používať, ak užívate lieky, ktoré spôsobujú, že vaša pokožka je citlivá na svetlo, vrátane nesteroidných protizápalových látok (napr. aspirín, ibuprofén, acetaminofén), tetracyklínov, fenotiazínov, tiazidov, diuretik, sulfonylmočovín, sulfónamidov, DTIC, fluóracil, vinblastín, griseofulvín, alfa-hydroxykyseliny (AHAS), beta-hydroxykyseliny (BHAS), Retin-A, Accutane a/alebo lokálne retinoidy.

Prevencia

- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je výrobok určený.
- Nezdieľajte tento produkt s členmi rodiny ani s inými osobami. Môže sa vyskytnúť krížová infekcia.
- Výrobok nepoužívajte v horľavom alebo výbušnom prostredí.
- Nepoužívajte prístroj súčasne s inými elektrickými výrobkami (skrášľovacie prístroje atď.).
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte zdroj energie mimo rozsahu 100–240V.
- Výrobok alebo príslušenstvo nepoužívajte, ak sú poškodené.
- Zariadenie nenamáčajte ani neumývajte priamo pod vodou, ani ho neponárajte do umývadla alebo vani.
- Nepoužívajte výrobok s mokrymi rukami.
- Hlavnú jednotku zariadenia nenechajte spadnúť, neudierajte do nej ani ju nevystavujte silným otrasom.
- Nepoužívajte iný zdroj napájania ako ten, ktorý bol dodaný s produktom, pretože to môže spôsobiť poruchu produktu.
- Ak sa počas používania vyskytnú bolesti, alergie alebo iné nežiaduce reakcie, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom.
- Neumiestňujte hlavnú jednotku zariadenia na miesta s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo priamym slnečným žiarením.

Čistenie:

Zariadenie nie je vodotesné. Po každom ošetroaní utrite výrobok suchými uterákmi. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky.

Ukladací priestor:

Zariadenie by sa malo skladovať na chladnom, suchom mieste a mimo dosahu detí a zvierat.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Velikost naprave:	163x45x39 mm
Neto teža:	120 g
Način polnjenja:	polnjenje Wried Type-c
Čas polnjenja:	približno 3 ure
Baterija:	1000 mAh litijeva baterija
Materiale:	ABS, PC
Vodoodporen standard:	IPX5
Napajanje:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis izdelka [stran 2-1]:

1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumb za zagon.
3. Indikator prestave.
4. Indikator polnjenja.
5. Glava za plazemsko obdelavo.
6. Kapa za glavo.
7. Vrata za polnjenje.

Vodoodporen

Naprava ima vodoodporen standard IPX5, vendar ni popolnoma vodotesna.

Dodatki niso vodotesni.

Nasveti za stik naprave z vodo:

- izdelka ne uporabljajte v kopalnicah, tuših ali drugih vlažnih in mokrih prostorih
- ne potapljajte polnilnega priključka
- naprave ne potapljajte in ne umivajte neposredno v vodi
- naprave ne potapljajte v posodo, napolnjeno z vodo. Napravo hranite proč od vlažnih in mokrih mest

Podroben uporabniški priročnik:

Pred uporabo naprave jo morate napolniti. Ko se indikator polnjenja spremeni iz rdeče v belo, je polnjenje končano. Po uporabi izdelka obrišite preostalo vlago z naprave.

Indikator polnjenja:

Polnjenje - sveti bela lučka

Polnjenje končano - rdeča lučka utripa

Nizka moč - Čas polnjenja

Čas polnjenja - približno 3 ure

Delovni čas - približno 60 minut

Ko je polnjenje končano, odklopite napravo iz električnega omrežja. Če pustite napravo priključeno, potem ko je popolnoma napolnjena, se lahko skrajša življenjska doba baterije.

Vklop/izklop:

- za vklop naprave na kratko pritisnite gumb.
- držite gumb 1 sekundo, da izklopite napravo.
- naprava se samodejno izklopi po 10 minutah.

Spreminjanje stopnje intenzivnosti

1. Vključite napravo, ko je vklopljena, je privzeta raven intenzivnosti nastavljena na nizko.
2. Pritisnite gumb <Raven>, da povečate stopnjo intenzivnosti.

Pred uporabo:

Preden začnete z nego, z obraza odstranite ličila in ga temeljito očistite morebitnih ostankov ličil. Nato navlažite obraz z vatirano blazinico. Med tretmajem mora koža ostati vlažna, zato je treba to dejanje ponavljati, kolikor pogosto je potrebno.

Načela delovanja zdravit:

Nega proti aknam

Aknasta koža poleg temeljitega čiščenja potrebuje učinkovito zaščito pred bakterijami. Terapija proti aknam pomaga odpraviti kožne nepravilnosti, ki jih povzročajo akne: mozolje, jamice, podkožne vozličke in brazgotine. Tako povrne enotno strukturo kože in obučno zgledi polt. Uravnava keratinizacijo žlez lojnic, s čimer zavira rast bakterij in preprečuje nastanek novih kožnih izpuščajev. Nega proti aknam je najboljši način za krepitev zaščitne bariere povrhnjice in odpravljanje vnetja kože.

Regeneracija kože/intenzivno pomlajevanje

Lepa, zdrava koža v kateri kol starosti? J! Regeneracijska masaža s plazma načinom upočasni proces staranja in pomaga obriti znake minejajočega časa. Globoka revitalizacija stimulira celice vsake od treh plasti kože za intenzivno obnovo. Spodbija mikrocirkulacijo krvi in limfe, kar pomlajuje tudi močno poškodovano kožo. Le nekaj regeneracijskih tretmajev opazno zmanjša gube in zagotavlja nežen lifting učinek. Globoka regeneracija pomeni elastično, čvrsto in žametno gladko kožo. Samo mladosten videz.

Nega kože - Plazma način

Priprava - Pred začetkom nege odstranite ličila, kožo temeljito očistite in nato posušite.

Nega proti aknam - Z aparatom v roki izvajate krožne gibe po aknastem predelu. Po 10 sekundah izvedite tretma na naslednjem predelu kože, ki ga prizadenejo akne. Tretma ponovite 2-3 krat za predel, ki potrebujejo intenzivno nego. Po končani negi nanesite serum, prilagojen resnosti vaših aknen in kožo nežno masirajte, dokler se pripravek ne vpije. Drugi izdelki za nego kože niso potrebni.

Regeneracija kože/intenzivno pomlajevanje - Držite napravo in jo počasi premikajte od spodaj navzgor v smeri puščice. Premik od začetne do končne točke naj traja približno 3-5 sekund. Zdravljenje je treba ponoviti 3-5 krat. Po končani negi nanesite vsakodnevno nego kože, glede na vaše potrebe in navade kože. Pri negi kože ne izvajajte tretmajev približno oči ali glava.

Nasveti:

1. Pri prvi uporabi naprave priporočamo, da izberete nizko nastavitev in omejite uporabo na 2-3 minute za celoten obraz. Pri nadaljnjih tretmajih je priporočljivo postopno preklpati napravo na višje nastavitve in podaljšati čas uporabe. Naprave ne uporabljajte dlje kot 10 minut na celotnem obrazu v eni seji.

2. Za napravo je značilna globoka absorpcija (absorpcija). Po tretmaju izberite nežnejša sredstva za nego kože (močnejša učinkovitost izdelkov za nego kože lahko povzroči draženje kože). Bodite previdni pri bolj dražičnih sestavinah, kot so alkohol, Vc, sadne kisline, niacinamid in 377. Če opazite kakršno koli občutljivost ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo.

3. Priporočljivo je, da napravo uporabljate ponoči. Če je treba območje, prizadeto z aknami, okrepiti s tretmajem čez dan, nanesite kremo za sončenje na predel tretmaja 1 uro po tretmaju.

4. Med uporabo stroja bo zvok in vonj. To je naravni pojav, ki se pojavi med nastajanjem plazme. Še naprej svobodno uporabljajte svojo napravo.

5. Med zdravljenjem mora biti polnilna vrata zaprta s silikonskim čepom. Če je pokrovček dobro pritrjen, lahko ob dotiku z roko zaščitite rahel tok.

6. Če uporabljate plazma način, po tretmaju nanesite tonik.

Zdravljenje aknen:

- področje uporabe - območje aknen
- čas uporabe - 5-10 minut
- pogostost - 1-2 krat na dan

Pomlajevanje/penetracija v kožo:

- področje uporabe - obraz
- čas uporabe - 5-10 minut
- pogostost - 1-krat na dan

Kontraindikacije:

- Naprave nikakor ne smete uporabljati okoli oči, ušes, Adamovega jabolka in ust.
- Naprava ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Mladi med 15 in 18 letom lahko napravo uporabljajo s soglasjem in/ali nadzorom staršev ali skrbnikov.
- Naprave ne uporabljajte, če je koža na predelu, ki ga želite zdraviti, porjavela ali rdeča. Uporaba naprave na porjaveli ali rdeči koži lahko povzroči začasno ali celo trajno razbarvanje kože.
- Naprave ne uporabljajte, če ste noseči, poskušate zanositi, mislite, da bi lahko bili noseči ali dojite. Naprava ni bila preizkušena za ta namen in se zato ne sme uporabljati v teh primerih. Hormonske spremembe, do katerih pride med nosečnostjo ali dojenjem, lahko povečajo tveganje za poškodbe kože ali občutljivost kože.
- Naprave ne uporabljajte, če imate bolezni, kot so epilepsija, epileptični napadi ali migrena. Energijski pretiski lahko povzročijo hude glavobole in migrene.
- Ne uporabljajte na predelih kože s tetovažami, temno rjavimi ali črnimi pikami (kot so temne pege, madeži ali bradavice). Tetovaže ali temne lise lahko absorbirajo preveč svetlobne energije, kar lahko povzroči otekanje kože,časasne ali trajne mehurje, spremembo barve ali beljenje kože.
- Naprave ne uporabljajte, če ste nagnjeni k nastanku keloidnih brazgotin.
- Ne uporabljajte, če je na območju zdravljenja kakršno koli aktivno vnetje kože, vključno z aknami, luskavico, ekcemom, opeklinami, herpesom, odrgninami ali izpuščaji. Ti dejavniki lahko naredijo kožo bolj občutljivo na svetlobo in naredijo zdravljenje neprijetno ali povzročijo oteklino, mehurje ali okužbe na koži. Ko se vaša koža dovaja zaceli, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.
- Naprave ne uporabljajte, če jemljete zdravila, ki povzročajo občutljivost vaše kože na svetlobo, vključno z nesteroidnimi protivnetnimi sredstvi (npr. aspirin, ibuprofen, osetaminopen), tetraciklini, fenotiazini, tiazidi, diuretiki, sulfonilsečnine, sulfonamidi, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hidroksi kisline (AHAS), beta-hidroksi kisline (BHAS), Retin-A, Accutane in/ali lokalni retinoidi.

Previdnostni ukrepi

- Naprave ne uporabljajte za druge namene kot za tiste, za katere je izdelek namenjen.
- Ne delite tega izdelka z družinskimi člani ali drugimi. Lahko pride do navzkrižne okužbe.
- Izdelka ne uporabljajte v vnetljivih ali eksplozivnih okoljih.
- Naprave ne uporabljajte sočasno z drugimi električnimi izdelki (lepilnimi napravami itd.).
- Za polnjenje naprave ne uporabljajte vira napajanja zunaj območja 100-240 V.
- Ne uporabljajte izdelka ali dodatkov, če so poškodovani.
- Naprave ne namakajte in ne umivajte neposredno pod vodo ter je ne potaplajte v umivalnik ali kad.
- Izdelka ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Glavne enote naprave ne pazite na tla, je ne udarjajte ali izpostavljajte močnim udarcem.
- Ne uporabljajte drugega napajalnika kot tistega, ki je priložen izdelku, saj lahko povzroči okvaro izdelka.
- Če med uporabo občutite bolečino, alergijo ali druge neželenne reakcije, takoj prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom.
- Glavne enote naprave ne postavljajte na mesta z visoko temperaturo, vlago ali neposredno sončno svetlobo.

Čiščenje:

Naprava ni vodotesna. Po vsakem tretmaju izdelek obrišite s suho brisačo. Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih sredstev.

Shranjevanje:

Napravo hranite na hladnem in suhem mestu ter izven dosega otrok in živali.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Seadme suurus:	163×45×39 mm
Neto kaal:	120 g
Laadimisviis:	laadimine Wired Type-c
Laadimisaeg:	umbes 3 tundi
Aku:	1000 mAh liitumaku
Materjal:	ABS, arvuti
Veekindel standard:	IPX5
Toiteallikas:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Tooteiketus (lehekülg 2-1):

1. Sisse/väljalülitusnupp
2. Käivita nupp.
3. Käigunäidik.
4. Laadimise indikaator.
5. Plasmaravi pea.
6. Peakate.
7. Laadimisport.

Veekindel

Seadmel on IPX5 veekindlusstandard, kuid see pole täielikult veekindel.

Aksessuaarid ei ole veekindlad.

Näpunäiteid seadme veega kokkupuutumiseks:

- ärge kasutage toodet vannitoas, duši all või muudes niisketes ja märgades kohtades
- ärge kastke laadimisporti
- ärge kastke ega peske seadet otse vette
- ärge kastke seadet veega täidetud anumasse. Hoidke seade eemal niisketest ja märgadest kohtadest

Üksikasjalik kasutusjuhend:

Enne seadme kasutamist peate selle laadima. Kui laadimisindikaator muutub punasest valgeks, on laadimine lõppenud. Pärast toote kasutamist pühkige seadmet järelejäänud niiskuse.

Laadimise indikaator:

- Laadimine – valge tuli põleb
- Laadimine on lõppenud – punane tuli vilgub
- Väike võimsus – laadimisaeg
- Laadimisaeg - umbes 3 tundi
- Tööaeg - umbes 60 minutit

Kui laadimine on lõppenud, ühendage seade vooluvõrgust lahti. Seadme ühendatuse jäätmine pärast täielikku laadimist võib aku kasutusiga lühendada.

Toide sisse/välja:

- seadme sisselülitamiseks vajutage korraks nuppu.
- hoidke nuppu 1 sekund, et seade välja lülitada.
- seade lülitub automaatselt välja 10 minuti pärast.

Intensiivsuse taseme muutmise

1. Lülitage seade sisse, kui see on sisse lüüritatud, on vaikeintensiivsuse tase seadud madalale.
2. Intensiivsuse suurendamiseks vajutage nuppu <Level>.

Enne kasutamist:

Enne hoiduse alustamist tuleks eemaldada näolt meik ja see põhjalikult puhastada meigiääkidest. Seejärel niisutage oma nahka vatipadjaga. Ravi ajal peab nahk jääma niiskeks, seega tuleb seda toimingut korrata nii tihti kui vaja.

Ravi toimimise põhimõtteid:

Aknevastane hooldus

Aknele kadu nahk vajab lisaks põhjalikule puhastamisele tõhusat kaitsvat bakterite vastu. Aknevastane teraapia aitab eemaldada aknest põhjustatud naha ebakorrapärasusi: vistrike, lohke, nahaaluseid sõlmekesi ja arme. Seega taastab see naha ühtlase struktuuri ja silub oluliselt jumet. See reguleerib rasunäärmete keratiniseerumist, pärssides seeläbi bakterite kasvu ja takistades uute nahahõõrde teket. Aknevastane hooldus on parim viis epidemise kaitsebarjääri tugevdamiseks ja nahapõletike kõrvaldamiseks.

Naha taastamine / intensiivne noorendamine

Ilus ja terve nahk igas vanuses? Jah! Plasmarežiimiga taastav massaaž aeglustab vananemisprotsessi ja aitab aja möödumise märke ümber pöörata. Sügav taastustamine stimuleerib iga koe naha nahakihi rakke intensiivselt uueneamiseks. See stimuleerib vere ja limfi mikrotsirkulatsiooni, mis noorendab isegi tugevalt kahjustatud nahka. Vaid paar taastavat hooldust vähendavad märgatavalt kortse, pakuduse oma tõstmise efekti. Sügav regenereerimine tähendab elastset, pingul ja sametist siledat nahka. Lihtsalt noorustik välismus.

Nahahooldus – plasmarežiim

Ettevalmistus – Enne hoiduse alustamist eemaldage meik, puhastage nahk põhjalikult ja seejärel kuivatage.

Aknevastane hooldus – seadet käes hoides tehke akne kahjustatud alal ringiaid liigutusi. 10 sekundit pärast tehke hooldus järgmisele aknest kahjustatud nahapiirkonnale. Intensiivravi vajavate piirkondade puhul korraldage ravi 2-3 korda. Pärast hoolduse lõppu kandke akne raskusastele kohandatud seerumi ja massaaži õrnalt nahka, kui preparaat on imendunud. Muid nahahooldustooteid pole vaja.

Naha regenereerimise intensiivne noorendamine – Hoidke seadet ja liigutage seda aeglaselt all üles noortele näidatud suunas. Liikumine alguspunkti lõpp-punkti peaks kesta umbes 3-5 sekundit. Ravi tuleb korraldada 3-5 korda. Pärast hoolduse lõppu rakendage igapäevast nahahooldust, vastavalt oma naha vajadustele ja harjumustele. Naha eest hooldistes ära tehke protseduure liiga lähedal silmadele või kurgupiirkonnale.

Nõuanded:

1. Seadme esmakordsel kasutamisel on soovitatav valida madal seadistus ja piirata kogu näo kasutusajaga 2-3 minutiga. Järgnevatel raviprotseduuride ajal on soovitatav seadet järkjärgult kõrgematele seadistustele lülitada ja kasutusajaga pikendada. Ärge kasutage seadet ühe seansi jooksul kogu näol kauem kui 10 minutit.
2. Seadet iseloomustab sügav neeldumine (absorptsioon). Pärast ravi tuleks valida õrmed nahahooldustooted (nahahooldustooted tulevama efektiivsuse võib põhjustada nahaärritus). Olge ettevaatlik rohkem ärritavate koostisainetega nagu alkoholid, Vc, puuviljahapped, niatsiinamiid ja 377. Kui märkate tundlikkust või ebamugavustunnet, lõpetage kohe kasutamine.
3. Seadet on soovitatav kasutada öösel. Kui akne kahjustatud piirkond vajab päevasel ajal raviga tugevdamist, kandke raviipiirkonnale päikesekaitsekreemi 1 tund pärast ravi.
4. Masina kasutamisel kostub heli ja lõhn. See on loomulik nähtus, mis ilmneb plasma tekkimise ajal. Jätke oma seadme vaba kasutamist.
5. Ravi ajal peab laadimisport olema suletud silikoonkorgiga. Kui kork on kindlat kinnitatud, võite kääga puudutamisel tunda kerget voolu.
6. Kui kasutate plasmarežiimi, kandke toonikut peale hooldust.

Akne ravi:

- kasutusala - akne piirkond
- kasutusaeg - 5-10 minutit
- sagedus - 1-2 korda päevas

Noorendamine/nahasse tungimine:

- kasutusala - nägu

- kasutusaeeg - 5-10 minutit
- sagedus - 1 kord päevas

Vastunäidustused:

- Seadet ei tohiks kindlasti kasutada silmade, kõrvade, Aadama õuna ja suu ümbruses.
- Seade ei ole mõeldud alla 15-aastastele lastele. 15-18-aastased noored võivad seadet kasutada oma vanemate või eestkostjate nõusolekul ja/või järelevalve all.
- Arge kasutage seadet, kui nahk ravitavas piirkonnas on päevitunud või punetav. Seadme kasutamine päevitunud või punasel nahal võib põhjustada naha ärritust või isegi püsivat värvimuutust.
- Arge kasutage seadet, kui olete rase, üritate rasedust, arvate end olevat rase või toidate last rinnaga. Seadet ei ole selleks otstarbeks testitud ja seetõttu ei tohiks seda sellistel juhtudel kasutada. Raseduse või rinnaga toitmise ajal esinevad hormonaalsed muutused võivad suurendada nahahäajustuste või naha tundlikkuse riski.
- Arge kasutage seadet, kui põete selliseid haigusi nagu epilepsia, epilepsiahood või migreen. Energiasähtvused võivad põhjustada tugevaid peavalusid ja migreeni.
- Arge kasutage tütveeringute, tumepruunide või mustade laikudega (nt tumedad tederähnid, mutid või tüükad) nahapiirkondadel. Tütveeringud või tumedad laigud võivad neelata liiga palju valgusenergiat, mis võib põhjustada naha turset, ärritust või püsivaid viltu, värvimuutust või naha valgenemist.
- Arge kasutage seadet, kui teil on kalduvus keloidsete armide tekkeks.
- Arge kasutage, kui raviapiirkonnas on aktiivne nahapõletik, sealhulgas akne, psoriaas, ekseem, põletused, herpes, marrastused või lööve. Need tegurid võivad muuta naha valguse suhtes tundlikumaks ja muuta ravi ebamugavaks või põhjustada nahal turset, viltu või infektsioone. Kui nahk on piisavalt paranenud, pidades emne seadme kasutamist nõu oma arstiga.
- Arge kasutage seadet, kui kasutate ravimeid, mis muudavad teie naha valgustundlikkust, sealhulgas mittesteroidsed põletikuvastased ained (nt aspiriin, ibuprofen, tsetaminofen), tetratsükliinid, fenotiasiinid, tiasiidid, diureetikumid, sulfonüülauread, sulfoonamiidid, DTIC, fluorouratsiil, vinblastiin, griseofulviin, alfa-hüdroksühapped (AHAS), beetahüdroksühapped (BHAS), Retin-A, Accutane ja/või paiksed retinoidid.

Ettevaatusabinõud

- Arge kasutage seadet muudel eesmärkidel kui need, milleks toode on ette nähtud.
- Arge jagage seda toodet pereliikmete ega teistega. Võib esineda ristinfektsioon.
- Arge kasutage toodet tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas.
- Arge kasutage seadet samaaegselt teiste elektritoodetega (luseadmed jne).
- Arge kasutage seadme laadimiseks toiteallikat, mis jääb vahemikku 100–240 V.
- Arge kasutage toodet või lanvikuid, kui need on kahjustatud.
- Arge loetage ega peske seadet otse vee all ega kastke seda kraanikaussi või vanni.
- Arge kasutage toodet märgade kätega.
- Arge kukutage seadme põhiseadet maha, ärge lööge seda ega laske tugevalt põrutada.
- Arge kasutage muud toiteallikat peale tootega kaasasoleva, kuna see võib põhjustada toote talitlushäireid.
- Kui tunnete kasutamise ajal valu, allergiat või muid kõrvaltoimeid, lõpetage kohe toote kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.
- Arge asetage seadme põhiseadet kohtadesse, kus on kõrge temperatuur, niiskus või otsene päikesevalgus.

Puhastamine:

Seade ei ole veekindel. Pärast iga töötlemist pühkige toodet kuiva rätikuga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid aineid.

Hoiustamine:

Seadet tuleb hoida jahedas, kuivas kohas ning lastele ja loomadete kättesaamatus kohas.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - 12]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Įrenginio dydis:	163×45×39 mm
Grynas svoris:	120 g
Įkrovimo būdas:	įkrovimas Wried Type-c
Įkrovimo laikas:	apie 3 valandas
Baterija:	1000 mAh ličio baterija
Medžiaga:	ABS, PC
Atsparus vandeniui standartas:	IPX5
Maitinimas:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Produkto aprašymas [puslapis 2-1]:

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Vykdymo mygtukas.
3. Pavarų indikatorius.
4. Įkrovimo indikatorius.
5. Plazminio gydymo galvutė.
6. Galvos dangtelis.
7. Įkrovimo prievadas.

Atsparus vandeniui

Įrenginys turi IPX5 atsparumo vandeniui standartą, tačiau nėra visiškai atsparus vandeniui. Priedai nėra atsparūs vandeniui.

Patarimai, kaip liesti įrenginį su vandeniui:

- nenaudokite gaminio vonios kambariuose, dušuose ar kitose drėgnose ir drėgnose vietose
- Nenardinkite įkrovimo prievado
- Nenardinkite ir neplaukite prietaiso tiesiai į vandenį
- nernerkite prietaiso į jokią vandens pripildytą indą. Saugokite prietaisą nuo drėgnų ir šlapių vietų

Išsamus vartotojo vadovas:

Prieš naudodami įrenginį, turite jį įkrauti. Kai įkrovimo indikatorius iš raudonos tampa baltos spalvos, įkrovimas baigtas. Panaudoję gaminį, nuvalykite nuo įrenginio likusią drėgmę.

Įkrovimo indikatorius:

Įkrovimas – dega balta lemputė
 Įkrovimas baigtas – mirksi raudona lemputė
 Maža galia – įkrovimo laikas
 Įkrovimo laikas – apie 3 val
 Darbo laikas - apie 60 minučių

Kai įkrovimas bus baigtas, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio. Visiškai įkrovus įrenginį paklus jungtą, gali sutrumpėti akumuliatoriaus veikimo laikas.

Maitinimo įjungimas/išjungimas:

- trumpai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.
- palaikykite mygtuką 1 sekundę, kad išjungtumėte įrenginį.
- prietaisas automatiškai išsijungs po 10 minučių.

Intensyvumo lygio keitimas

1. Įjunkite įrenginį, kai jis įjungtas, numatytasis intensyvumo lygis yra žemas.
2. Paspauskite mygtuką <Level>, kad padidintumėte intensyvumo lygį.

Prieš naudojimą:

Prieš pradėdami procedūrą, turite pašalinti makiažą nuo veido ir kruopščiai nuvalyti nuo makiažo likučius. Tada sudrėkinkite veidą vatos diskeliu. Gydymo metu oda turi išlikti drėgna, todėl šį veiksmą reikia kartoti tiek kartų, kiek reikia.

Gydymo principai:

Priežiūra nuo spuogų

Spuoguota oda, be kruopštaus valymo, reikalauja veiksmingos apsaugos nuo bakterijų. Antiaknės terapija padeda pašalinti spuogų sukėlčius odos nelygumus: spuogus, įdubimus, poodinius mazgelius ir randus. Taigi atkuriami vienoda odos struktūra ir žymiai išlygina veido spalvą. Jis reguliuoja riebalinių liaukų keratinizaciją, taip slopindamas bakterijų augimą ir užkertant kelią naujų odos bėrimų susidarymui. Priežiūra nuo spuogų yra geriausias būdas susiprinti apsauginį epidermio barjerą ir pašalinti odos uždegimus.

Odos regeneracija / intensyvus atjauninimas

Graži, sveika oda bet kokio amžiaus? Taip! Regeneruojantis masažas naudojant plazmos režimą sušvelnina senėjimo procesą ir padeda pakeisti praeinančio laiko požymius. Gilus atjauninimas stimuliuoja kiekvieno iš trijų odos sluoksnių ląsteles intensyviu atinaujinimu... jis skatina kraujo ir limfos mikroirkuliaciją, kuri atjaunina net ir stipriai pažeistą odą. Vos kelios regeneruojančios procedūros pastebimai sumažina raukšles, suteikdamos subtilų liftingo efektą. Gilus regeneravimas – tai elastinga, stangri ir aksomiškai lygi oda. Tiesiog jaunatviška išvaizda.

Odos priežiūra – plazminis režimas

Paruošimas – Prieš pradėdami procedūrą, nuvalykite makiažą, kruopščiai nuvalykite odą ir nusausinkite.

Priežiūra nuo spuogų – laikydami prietaisą rankoje, atlikite sukamčius judesius spuogų pažeistose vietose. Po 10 sekundžių atlikite gydymą kitoje spuogų pažeistose odos vietose. Pakartokite gydymą 2-3 kartus toms vietoms, kurioms reikia intensyvios priežiūros. Baigę procedūrą, patepkite serumu, pritaikytu jūsų spuogų sunkumui, ir švelniai masažuokite odą, kol preparatas įsigers. Jokių kitų odos priežiūros priemonių nereikia.

Odos regeneravimas/intensyvus atjauninimas – Laikykite prietaisą ir lėtai judinkite iš apacios į viršų rodyklės nurodyta kryptimi. Judėjimas nuo pradžios taisykliai ir pabaigos turėtų trukti maždaug 3-5 sekundes. Gydymas turi būti kartojamas 3-5 kartus. Baigę procedūrą, atlikite kasdienę odos priežiūrą, atsisveikdami į savo odos poreikius ir įpročius. Prizūrodami odą, neatlikite procedūrų per artį akiai ar gerklės srities.

Patarimai:

1. Naudojant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama pasirinkti žemą nustatymą ir apriboti naudojimą iki 2-3 minučių visam veidui. Vėlesnių procedūrų metu rekomenduojama palaipsniui perjungti prietaisą į aukštesnius nustatymus ir pratęsti naudojimo trukmę. Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 10 minučių visam veidui per vieną seansą.

2. Prietaisas pasižymi gilia absorbcija (absorbicija). Po gydymo reikėtų rinktis švelnesnes odos priežiūros priemones (didesnis odos priežiūros priemonių efektyvumas gali sukelti odos dirginimą). Būkite atsargūs su labiau dirginančiais ingredientais, tokiais kaip alkoholiai, Vc, vaisių rūgštys, niacinamidas ir 377. Jei pastebėjote bet kokį jautrumą ar diskomfortą, nedelsdami nutraukite naudojimą.

3. Prietaisą rekomenduojama naudoti naktį. Jei spuogų pažeistą vietą reikia sutirpinti gydant dieną, praėjus 1 valandai po gydymo gydymą vietą patepkite apsauginiu kremu nuo saulės.

4. Naudojant mašiną girdisi garsas ir kvapas. Tai natūralus reiškinys, atsirandantis generuojant plazmą. Toliau naudokite įrenginį beisvai.

5. Gydymo metu įkrovimo prievadas turi būti uždarytas silikoniniu kištuku. Jei dangtelis tvirtai pritvirtintas, palietus ranka galite jausti nedidelę srovę.

6. Jei naudojate plazminį režimą, po procedūros patepkite toniku.

Spuogų gydymas:

- laikymo sritis - spuogų sritis
- naudojimo laikas - 5-10 minučių
- dažnis - 1-2 kartus per dieną

Atjauninimas / praskiverbimas | oda:

- naudojimo sritis - veidas
- naudojimo laikas - 5-10 minučių
- dažnis - 1 kartą per dieną

Kontraindikacijos:

- Prietaiso tikrai negalima naudoti aplink akis, ausis, Adomo obuolį ir burną.
- Prietaisas nėra skirtas vaikams iki 15 metų. Prietaisą gali naudoti 15-18 metų jaunuoliai, gavę tėvų ar globėjų sutikimą ir (arba) jų priežiūra.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo vietos oda yra įdegusi arba paraudusi. Prietaiso naudojimas ant įdegusios arba paraudusios odos gali laikinai arba net visam laikui pakeisti odos spalvą.
- Nenaudokite prietaiso, jei esate nėščia, bandote pastoti, manote, kad galite būti nėščia arba maitinate krūtimi. Prietaisas nebuvo išbandytas šiam tikslui, todėl neturėtų būti naudojamas tokiais atvejais. Hormoniniai pokyčiai, atsirandantys nėštumo ar žindymo metu, gali padidinti odos pažeidimo ar odos jautrumo riziką.
- Nenaudokite prietaiso, jei sergate tokiais ligomis kaip epilepsija, epilepsijos priepuoliai ar migrena. Energijos blyksniai gali sukelti stiprų galvos skausmą ir migreną.
- Nenaudokite ant odos vietų, kuriose yra tatiuročių, tamsiai rudų ar juodų dėmių (pvz., tamsių strazdanų, apgamų ar karpu). Tatiuruotės ar tamsios dėmės gali sugerti per daug šviesos energijos, todėl oda gali patinti, atsirasti laikinų ar nuolatinių pūslių, pakisti spalva arba išbalti oda.
- Nenaudokite prietaiso, jei turite polinkį į kebdinius randus.
- Nenaudokite, jei gydymoje vietoje yra aktyvus odos uždegimas, įskaitant spuogus, psoriažę, egzemą, nudegimus, pūslėlinę, įbrėžimus ar išbėrimą. Dėl šių veiksmių oda gali tapti jautresnė šviesai, todėl gydymas gali būti nepatogus arba sukelti odos patinimą, pūslės ar infekcijas. Kai jūsų oda pakankamai sugijo, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su gydytoju.
- Prietaiso neturėtumėte naudoti, jei vartojate vaistus, kurie daro odą jautrią šviesai, įskaitant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (pvz., aspiriną, ibuprofeną, cetaminofeną), tetra ciklinus, fenotiazinus, tiazidus, diuretikus, sulfonkarbamidus, sulfonamidus, DTIC, fluorouracilą, vinblastiną, grizeofulviną, alfa hidroksi rūgštys (AHAS), beta hidroksi rūgštys (BHAS), Retin-A, Accutane ir (arba) vietiniai retinoidai.

Atsargumo priemonės

- Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, nei yra skirtas gaminiui.
- Nesidalinkite šiuo produktu su šeimos nariais ar kitais asmenimis. Gali atsirasti kryžminė infekcija.
- Nenaudokite gaminio degoje ar sprogioje aplinkoje.
- Nenaudokite įrenginio kartu su kitais elektros gaminiais (grožio prietaisais ir pan.).
- Įrenginių įkrauti nenaudokite maitinimo šaltinio už 100–240 V diapazono ribų.
- Nenaudokite gaminio ar priedų, jei jie pažeisti.
- Nemirkykite ir neplaukite prietaiso tiesiai po vandeniu, nemerkite į kriauklę ar vonią.
- Nenaudokite gaminio šlapiomis rankomis.
- Nenumeskite pagrindinio prietaiso bloko, nedaužykite jo ir nepatirkite stiprių smūgių.
- Nenaudokite kito maitinimo šaltinio, nei tiekiamas kartu su gaminiu, nes tai gali sukelti gaminio gedimą.
- Jei vartojimo metu pajutote skausmą, alergiją ar kitas nepageidaujamas reakcijas, nedelsdami nustokite vartoti produktą ir kreipkitės į gydytoją.
- Nestatykite pagrindinio prietaiso bloko vietose, kuriose yra aukšta temperatūra, drėgmė ar tiesioginiai saulės spinduliai.

Valymas:

Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Po kiekvienos procedūros nuvalykite produktą sausu rankšluosčiu. Prietaisui valyti nenaudokite korozinių medžiagų.

Saugykla:

Prietaisas turi būti laikomas vėsioje, sausoje vietoje, vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Ierīces izmērs:	163 × 45 × 39 mm
Neto svars:	120 g
Uzlādes veids:	uzlāde Wried Type-c
Uzlādes laiks:	apmēram 3 stundas
Akumulators:	1000 mAh litija akumulators
Materiāls:	ABS, PC
Īpašības standarts:	IPX5
Enerģijas padeve:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Produkta apraksts [lapa 2-1]:

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Poga Palaists,
3. Pārnesumu indikators,
4. Uzlādes indikators,
5. Plazmas apstrādes galviņa,
6. Galvas vāciņš,
7. Uzlādes ports.

Īpašības

Ierīcei ir IPX5 ūdensizturīgs standarts, taču tā nav pilnībā ūdensdroša.

Piederumi nav ūdensizturīgi.

Padomi ierīces saskarei ar ūdeni:

- neizmantojiet produktu vannas istabās, dušās vai citās mitrās un mitrās vietās
- neiegremdējiet uzlādes pieslēgvietu
- neiegremdējiet un nemazgājiet ierīci tieši ūdenī
- neiegremdējiet ierīci nevienā traukā, kas piepildīts ar ūdeni, Glabājiet ierīci prom no mitrām un mitrām vietām

Stāka lietotāja rokasgrāmata:

Pirms ierīces lietošanas tā jāuzlādē. Kad uzlādes indikators kļūst no sarkana uz baltu, uzlāde ir pabeigta. Pēc produkta lietošanas noslaukiet no ierīces atlikušo mitrumu.

Uzlādes indikators:

Uzlāde — deg baltā gaisma

Uzlāde pabeigta — mirgo sarkanā gaisma

Zema jauda - uzlādes laiks

Uzlādes laiks - apmēram 3 stundas

Darba laiks - aptuveni 60 minūtes

Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet ierīci no barošanas avota. Atstājot ierīci pievienotu elektrotīklam pēc pilnīgas uzlādes, var samazināties akumulatora darbības laiks.

Ieslēgšana/izslēgšana:

- īsi nospiediet pogu, lai ieslēgtu ierīci,
- turiet pogu 1 sekundi, lai izslēgtu ierīci,
- ierīce automātiski izslēgsies pēc 10 minūtēm.

Mainot intensitātes līmeni

1. Ieslēdziet ierīci, kad tā ir ieslēgta, noklusējuma intensitātes līmenis ir iestatīts uz zemu.

2. Nospiediet pogu <Level>, lai palielinātu intensitātes līmeni.

Pirms lietošanas:

Pirms procedūras uzsākšanas no sejas jānoņem dekoratīvā kosmētika un rūpīgi jānotīra no kosmētikas paliekām. Pēc tam samitriniet seju ar vates tamponu. Ārstēšanas laikā ādai jāpaliek mitrai, tāpēc šī darbība jāatkārto tik bieži, cik nepieciešams.

Ārstēšanas darbības principi:

Pretpūtītes kopšana

Ādai ar noslieci uz pūtītēm papildus rūpīgi jātīrās nepieciešama efektīva aizsardzība pret baktērijām. Pretpūtītes terapija palīdz novērst aknes izraisītos ādas nēfīdzējumus: pūtītes, bedrītes, zemādas mezgliņus un rētas. Tādējādi tas atjauno vienmērīgu ādas struktūru un ievērojami izdzina sejas krāsu. Tas regulē tauku dziedzeru keratinizāciju, tādējādi kavējot baktēriju augšanu un novēršot jaunu ādas izvirzumu veidošanos. Pretpūtītes kopšana ir labākais veids, kā stiprināt epidermas aizsargbarjeru un novērst ādas iekaisumus.

Ādas reģenerācija/ intensīva atjaunošana

Skaista, veselīga āda jebkurā vecumā? Jā! Atjaunojošā masaža, izmantojot plazmas režīmu, palīdzina novecošanās procesus un palīdz novērst aizējošo laika pazīmes. Dziļa revitalizācija stimulē katru no trim ādas slāņiem sūnas intensīvai atjaunošanai. Tas stimulē asins un limfas mikrocirkulāciju, kas atjauno pat stipri bojātu ādu. Tikai dažas reģenerējošas procedūras var nodrošināt maigu liftinga efektu. Dziļa reģenerācija nozīmē elastīgu, tvirtu un samtainu gludu ādu. Vienkārši jauneklīgs izskats.

Ādas kopšana - Plazmas režīms

Sagatavošana - Pirms procedūras sākšanas noņemiet kosmētiku, rūpīgi notīriet ādu un pēc tam nosusiniet.

Pretpūtītes kopšana – Turiet ierīci rokā, veicot apļveida kustības aknes skartajā zonā. Pēc 10 sekundēm veiciet apstrādi nākamajam pūtītes skartajam ādas laukumam. Atkārtējiet apstrādi 2-3 reizes zonām, kurām nepieciešama intensīva aprūpe. Pēc procedūras pabeigšanas uzklājiet serumu, kas pielāgots jūsu ādas smagumam un maigi emasējiet ādu. Īdiz preparāts ir uzšūcies, citi ādas kopšanas līdzekļi nav nepieciešami.

Ādas reģenerācija/intensīva atjaunošana – turiet ierīci un lēnām pārvietojiet to no apakšas uz augšu burtiņā norādītajā virzienā. Kustības no sākuma punkta līdz beigām punktam vajadzētu ilgt aptuveni 3-5 sekundes. Ārstēšana jāatkārto 3-5 reizes. Pēc procedūras pabeigšanas veiciet iekļenas ādas kopšanu atbilstoši savām ādas vajadzībām un ieradumiem. Rūpējoties par ādu, neveiciet procedūras pārāk tuvu acu vai rīkles zonai.

Padomi:

1. Lietojot ierīci pirmo reizi, ieteicams izvēlēties zemu iestatījumu un ierobežot lietošanas laiku līdz 2-3 minūtēm vienai sesijai. Turpmāko procedūru laikā ir ieteicams pakāpeniski pārslēgt ierīci uz augstākiem iestatījumiem un pagarināt lietošanas ilgumu. Nelielieji ierīci ilgtāk par 10 minūtēm uz sejas visas vienā sesijā.

2. Ierīcei raksturīga dziļa absorbcija (absorbē). Pēc apstrādes jāizvēlas maigāki ādas kopšanas līdzekļi (ādas kopšanas līdzekļu spēcīgāka efektivitāte var izraisīt ādas kairinājumu). Esiet piesardzīgs ar vairāk kairinošām sastāvdaļām, piemēram, spirtiem, Vc, augļskābēm, niacinamīdu un 377. Ja pamanāt iūtību vai diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.

3. Ierīcei ieteicams lietot naktī. Ja pūtītes skartā vieta ir jāstiprina ar ārstēšanu dienas laikā, 1 stundu pēc procedūras uzklājiet uz apstrādājamās vietas sauļošanās līdzekli.

4. Lietojot ierīci, būs skaņa un smaka. Tā ir dabiska parādība, kas rodas plazmas veidošanās laikā. Turpiniet brīvi izmantot ierīci.

5. Apstrādes laikā uzlādes portam jābūt noslēgtam ar silikona spraudni. Ja vāciņš ir droši piespiests, pieskaroties ar roku, varat sajūst nelielu strāvu.

6. Ja izmantojat plazmas režīmu, pēc procedūras uzklājiet toniku.

Pinnes ārstēšana:

- pielietošanas zona - pinnes zona
- lietošanas laiks - 5-10 minūtes
- biežums - 1-2 reizes dienā

Készülék mérete:	163×45×39 mm
Nettó tömeg:	120 g
Töltési mód:	töltés Wried Type-c
Töltési idő:	körülbelül 3 óra
Akkumulátor:	1000 mAh lítium akkumulátor
Anyag:	ABS, PC
Vízálló szabvány:	IPX5
Tápegység:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Termékleírás [2-1 oldal]:

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Futtatás gomb.
3. Sebességjelző.
4. Töltésjelző.
5. Plazmakezelő fej.
6. Fejsapka.
7. Töltéscsatlakozó.

Vízálló

A készülék IPX5 vízálló szabványú, de nem teljesen vízálló.

A tartozékok nem vízállóak.

Tipp: a készülék vízzel való érintkezéséhez:

- ne használja a terméket fürdőszobában, zuhanyzóban vagy más párás és nedves helyen
- ne merítse víz alá a töltéscsatlakozót
- ne merítse vagy mossa közvetlenül vízbe a készüléket
- ne merítse a készüléket vízzel teli edénybe. Tartsa távol a készüléket nedves és nedves helyektől

Részletes használati útmutató:

A készülék használata előtt fel kell tölteni. Amikor a töltésjelző pirosról fehérre vált, a töltés befejeződött. A termék használata után törölje le a maradék nedvességet a készülékről.

Töltésjelző:

Töltés - Fehér fény világít

A töltés befejeződött - A piros fény villog

Alacsony teljesítmény - Töltési idő

Töltési idő - körülbelül 3 óra

Munkaidő - körülbelül 60 perc

A töltés befejezése után húzza ki a készüléket az áramforrásból. Ha a készüléket a teljes feltöltés után csatlakoztatva hagyja, az csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Be-/kikapcsolás:

- röviden nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához.
- tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig a készülék kikapcsolásához.
- a készülék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Az intenzitás szintjének megváltoztatása

1. Kapcsolja be a készüléket, amikor be van kapcsolva, az alapértelmezett intenzitási szint alacsonyra van állítva.
2. Nyomja meg a <Level> gombot az intenzitásszint növeléséhez.

Használat előtt:

A kezelés megkezdése előtt távolítsa el a sminket az arcáról, és alaposan tisztítsa meg az esetleges sminkmaradványoktól. Ezután vedvesítse meg az arcát egy vattakoronggal. A kezelés során a bőreket nedvesnek kell maradnia, ezért ezt a műveletet szükség szerint meg kell ismételni.

A kezelések működési elve:

Akne elleni ápolás

A pattanásos bőr az alapos tisztítás mellett hatékony védelmet igényel a baktériumok ellen. Az akne elleni terápia segít eltávolítani a pattanások okozta bőrgyengétlenségeket; pattanásokat, göbörcskéket, bőr alatti csomókat és hegeket. Így helyreállítja a bőr egészséges szerkezetét és jelentősen csökkenti az arcszint. Szabályozza a faggyúmirigyek keratinizációját, ezáltal gátolja a baktériumok szaporodását és megakadályozza az új bőrkürtések kialakulását. Az akne elleni ápolás a legjobb módja az epidermisz védőgátjának megerősítésére és a bőrgyulladás megszüntetésére.

Bőregeneráció/ intenzív fiatalítás

Szép, egészséges bőr bármely életkorban? Igen! A plazma módot használó regeneráló masszázsszalajcsa lelassítja az öregedési folyamatokat és segít visszafordítani az idő múlásának jeleit. A mély revitalizáció serkenti a bőr mindhárom rétegének sejtjeit az intenzív megújulás érdekében. Serkenti a vér és a nyirok mikrokeringését, ami még a súlyosan sérült bőrt is megifjaltatja. Már néhány regeneráló kezelés észrevehetően csökkenti a ráncokat, finom lifting hatást biztosítva. A mélyregeneráció rugalmas, feszes és bársyonosan sima bőrt jelent. Csak egy fiatalos megjelenés.

Bőrápolás - Plazma üzemmód

Előkészítés - A kezelés megkezdése előtt távolítsa el a sminket, alaposan tisztítsa meg a bőrt, majd szárítsa meg.

Akne elleni ápolás - A készüléket a kezében tartva végezzen körkörös mozdulatokat az akné által érintett területeken. 10 másodperc elteltével végezze el a kezelést a következő akné által érintett bőrtüneten. Ismételje meg a kezelést 2-3 alkalommal az intenzív ápolást igénylő területeken. A kezelés befejezése után vigyen fel aknéja súlyosságához igazodó szűrőment, és gyengéden masszírozza be a bőrt, amíg a készítmény fel nem szívódik. Nincs szükség más bőrápoló termékekre.

Bőregeneráció/intenzív fiatalítás - Fogja meg a készüléket, és lassan mozogassa alulról felfelé a nyíl által jelzett irányba. A mozgás a kezdőpontonál a végpontra körülbelül 3-5 másodpercig tartson. A kezelést 3-5 alkalommal meg kell ismételni. A kezelés befejezése után alkalmazza a napi bőrápolást, bőrszükségletének és szokásainak megfelelően. A bőr ápolása során ne végezzen kezeléseket túl közel a szem vagy a torok területéhez.

Tipp:ek

1. A készülék első használatokor ajánlatos alacsony beállítást választani, és az egész arcra korlátozni a használatot 2-3 percre. A későbbi kezeléseknél a készüléket fokozatosan magasabb beállításokra kapcsolni és a használat időtartamát meghosszabbítani. Ne használja a készüléket 10 percnél tovább a teljes arcon egy kezelés során.
2. A készüléket mely felszívódás (abszorpció) jellemzi. A kezelés után gyengédebb bőrápoló termékeket válasszunk (a bőrápoló termékek erősebb hatékonyasága bőrritációt okozhat). Legyen óvatos az irritálóbb összetevőktől, mint például alkoholtól, Vc, gyümölcssavak, niacinamid és 377. Ha bármilyen érzékenységet vagy kellemetlen érzést észlel, azonnal hagyja abba a használatát.
3. A készülék éjszakai használata javasolt. Ha az akné által érintett terület napközbeni kezelését követően történő megerősítést igényel, a kezelés után 1 órával kenje be a kezelt területet fényvédő krémmel.
4. A gép használatokor hang és szag keltekezik. Ez egy természetes jelenség, amely a plazmaképződés során fordul elő. Továbbra is szabadon használja a készüléket.
5. A kezelés alatt a töltéscsatlakozót szilikon dugóval le kell zárni. Ha a kúpak biztonságosan rögzítve van, enyhe áramot érezhet, amikor megérinti a kezét.
6. Ha plazma módot használ, akkor a kezelés után vigye fel a tonikot.

Akne kezelése:

- alkalmazási terület - pattanásos terület
- használati idő - 5-10 perc
- gyakoriság - napi 1-2 alkalommal

Fiatalítás/bőrbe való behatolás:

- felhasználási terület - arc
- használati idő - 5-10 perc
- gyakoriság - napi 1 alkalommal

Ellenjavallatok:

- A készüléket semmiképpen sem szabad szem, fül, ádámcsutka és száj környékén használni.
- A készülék nem alkalmas 15 év alatti gyermekek számára. A 15-18 éves fiatalok szülei vagy gondviselőik beleegyezésével és/vagy felügyelete mellett használhatják a készüléket.
- Ne használja a készüléket, ha a kezelendő területen a bőr barmult vagy vörös. A készülék barmitott vagy vörös bőrfelületen történő használata a bőr átmeneti vagy akár tartós elszíneződését okozhatja.
- Ne használja a készüléket, ha terhes, teherbe akar esni, úgy gondolja, hogy terhes vagy szoptat. A készüléket nem tesztelték erre a célra, ezért nem szabad ilyen esetekben használni. A terhesség vagy szoptatás alatt fellépő hormonális változások növelhetik a bőrkárosodás vagy a bőrzérékenység kockázatát.
- Ne használja a készüléket, ha olyan betegségekben szenved, mint epilepszia, epilepsziás rohamok vagy migrén. Az energiavillanások súlyos fejfájást és migrént okozhatnak.
- Ne használja a készüléket, ha hajlamos keloid hegek kialakulására.
- Ne használja, ha a kezelt területen aktív bőrgyulladás van, beleértve az akné, pikkelysömör, ekcéma, égési sérülések, herpesz, horzsolások vagy kiütések. Ezek a tényezők érzékenyebbé tehetik a bőrt a fényre, és kényelmetlenné tehetik a kezelést, vagy duzzanatot, hólyagokat vagy fertőzések okozhatnak a bőrön. Ha a bőr megfelelően meggyógyult, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja a készüléket, ha olyan gyógyszereket szed, amelyek fényérzékenysé teszik a bőrt, beleértve a nem szteroid gyulladáscsökkentőket (pl. aspirin, ibuprofen, cetaminofen), tetraciklinek, fenotiazinok, tiadizok, vízhatlók, szulfonilureák, szulfonamidok, DTIC, fluorouracil, vinblasztin, grzeofolvin, alfa-hidroxisavak (AHAS), béta-hidroxisavak (BHAS), Retin-A, Acutane és/vagy helyi retinoidok.

Óvintézkedések

- Ne használja a készüléket a termék rendeltetésétől eltérő célokra.
- Ne ossza meg ezt a terméket családtagjaival vagy másokkal. Keresztfertőzés előfordulhat.
- Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne használja a készüléket egyidejűleg más elektromos termékekkel (kozmetikai eszközök, stb.).
- Ne használjon 100–240 V tartományon kívüli áramforrást a készülék töltéséhez.
- Ne használja a terméket vagy a tartozékokat, ha azok sérültek.
- Ne áztassa vagy mossa a készüléket közvetlenül víz alatt, és ne merítse mosogatóba vagy fürdőkádba.
- Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Ne ejtse le a készülék fő egységét, ne üsse meg, és ne tegye ki erős ütéseknak.
- Ne használjon a termékhez mellékeltől eltérő tápegységet, mert ez a termék meghibásodását okozhatja.
- Ha a használat során fájdalmat, allergiát vagy egyéb mellékhatást tapasztal, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvosához.
- Ne helyezze a készülék fő egységét magas hőmérsékletű, páratartalmú vagy közvetlen napfénynek kitett helyre.

Tisztítás:

A készülék nem vízálló. Minden kezelés után törölje le a terméket száraz törülközővel. Ne használjon maró hatású szereket a készülék tisztításához.

Tárolás:

A készüléket hűvös, száraz helyen, gyermekektől és állatoktól elzárva kell tárolni.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - 12]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Dimensiune dispozitiv:	163x45x39mm
Greutate netă:	120 g
Mod de încărcare:	Încărcare Wired Type-c
Temp de incarcare:	aproximativ 3 ore
Baterie:	baterie cu litiu de 1000 mAh
Material:	ABS, PC
Standard impermeabil:	IPX5
Alimentare electrică:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea produsului [pagina 2-1]:

1. Buton de pornire/oprire
2. Butonul Run,
3. Indicator de viteză,
4. Indicator de încărcare.
5. Cap de tratament cu plasma,
6. Capac,
7. Port de încărcare.

Impermeabil

Dispozitivul are un standard de impermeabilitate IPX5, dar nu este complet impermeabil.

Accesorile nu sunt impermeabile.

Sfaturi pentru a contacta dispozitivul cu apă:

- nu folosiți produsul în bai, dusuri sau alte locuri umede și umede
- nu scufundați portul de încărcare
- nu scufundați sau spălați aparatul direct în apă
- nu scufundați dispozitivul în niciun recipient plin cu apă. Țineți dispozitivul departe de locuri umede și umede

Manual de utilizare detaliat:

Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să-l încărcați. Când indicatorul de încărcare trece de la roșu la alb, încărcarea este completă. După utilizarea produsului, ștergeți orice umiditate rămasă de pe dispozitiv.

Indicator de încărcare:

- Încărcare - Lumină albă aprinsă
- Încărcare finalizată - Lumină roșie clipește
- Putere redusă - Timp de încărcare
- Timp de încărcare - aproximativ 3 ore
- Timp de lucru - aproximativ 60 de minute

Odată ce încărcarea este completă, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare. Lăsarea dispozitivului în priză după încărcarea completă poate reduce durata de viață a bateriei.

Pornire/Oprire:

- apăsați scurt butonul pentru a porni dispozitivul.
- țineți apăsat butonul timp de 1 secundă pentru a opri dispozitivul.
- aparatul se va opri automat după 10 minute.

Modificarea nivelului de intensitate

1. Porniți dispozitivul, când este pornit, nivelul de intensitate implicit este setat la scăzut.
2. Apăsați butonul <Level> pentru a crește nivelul de intensitate.

Înainte de folosire:

Înainte de a începe tratamentul, trebuie să te demachiezi de pe față și să o cureți bine de eventualele resturi de machiaj. Apoi umeziți-vă fața cu un tampon de bumbac. În timpul tratamentului, pielea trebuie să rămână umedă, așa că această acțiune trebuie repetată de câte ori este necesar.

Principii de funcționare a tratamentelor:

Îngrijire anti-acnee

Pielea predispusă la acnee, pe lângă curățarea temeinică, necesită o protecție eficientă împotriva bacteriilor. Terapia antiacneică ajută la eliminarea neregulilor pielii cauzate de acnee: coșuri, gropițe, noduli subcutanați și cicatrici. Astfel, reduce structura uniformă a pielii și netezește semnificativ tenul. Reglează chelatinizarea glandelor sebacee, inhibând astfel creșterea bacteriilor și prevenind formarea de noi erupții cutanate. Îngrijirea anti-acnee este cea mai bună modalitate de a întări bariera protectoră a epidermei și de a elimina inflamația pielii.

Regenerarea pielii/întinerire intensă

Pielea frumoasă și sănătoasă la orice vârstă? Da! Masajul regenerant folosind modul plasma înlocuiește procesul de îmbătrânire și ajută la inversarea semnelor trecerii timpului. Revitalizarea profundă stimulează celulele ficăruia dintre cele trei straturi ale pielii pentru o reînnoire intensivă. Stimulează microcirculația sanguină și limfatică, ceea ce întineriște chiar și pielea grav deteriorată. Doar câteva tratamente de regenerare reduc vizibil ridurile, oferind un efect de lifting delicat. Regenerarea profundă înseamnă piele elastică, fermă și catifelată. Doar o privire ținească.

Îngrijirea pielii - modul plasma

Pregătire - Înainte de a începe tratamentul, îndepărtați machiajul, curățați bine pielea, apoi uscați-o.

Îngrijire anti-acnee - Ținând dispozitivul în mână, efectuați mișcări circulare pe zona afectată de acnee. După 10 secunde, efectuează tratamentul pe următoarea zonă de piele afectată de acnee. Repetați tratamentul de 2-3 ori pentru zonele care necesită îngrijire intensivă. După terminarea tratamentului, aplicați un ser adaptat severității acneei tale și masează ușor pielea până când preparatul este absorbit. Nu sunt necesare alte produse de îngrijire a pielii.

Regenerarea pielii/întinerire intensă - Țineți dispozitivul și mutați-l încet de jos în sus în direcția indicată de săgeată. Mișcarea de la punctul de început la punctul final ar trebui să dureze aproximativ 3-5 secunde. Tratamentul trebuie repetat de 3-5 ori. După finalizarea tratamentului, aplicați zilnic îngrijirea pielii în funcție de nevoile și obiceiurile pielii tale. Când vă îngrijiți pielea, nu efectuați tratamente prea aproape de zona ochilor sau a gâtului.

Sfaturi:

1. Când utilizați dispozitivul pentru prima dată, este recomandat să selectați o setare scăzută și să limitați utilizarea la 2-3 minute pentru întreaga față. În timpul tratamentelor ulterioare, se recomandă trecerea treptată a dispozitivului la setări superioare și prelungirea duratei de utilizare. Nu utilizați dispozitivul mai mult de 10 minute pe toată fața într-o singură sesiune.
 2. Dispozitivul se caracterizează prin absorbție profundă (absorbție). După tratament, ar trebui să alegeți produse de îngrijire a pielii mai blânde (eficacitatea mai puternică a produselor de îngrijire a pielii poate provoca iritații ale pielii). Aveți grijă la ingredientele mai iritante precum alcoolul, Vc, acizi din fructe, niacinamidă și 377. Dacă observați orice sensibilitate sau disconfort, întrerupeți imediat utilizarea.
 3. Se recomandă utilizarea aparatului pe timp de noapte. Dacă zona afectată de acnee necesită întinerire cu tratament în timpul zilei, aplicați protecție solară pe zona tratată la 1 oră după tratament.
 4. Va exista sunet și miros atunci când utilizați mașina. Acesta este un fenomen natural care are loc în timpul generării plasmei. Continuați să utilizați dispozitivul în mod liber.
 5. În timpul tratamentului, portul de încărcare trebuie închis cu un dop de silicon. Dacă capacul este bine atașat, este posibil să simțiți un curent ușor când este atins cu mâna.
 6. Dacă folosești modul plasma, aplica tonic după tratament.
- Tratament pentru acnee:
- zona de aplicare - zona acneică
 - timp de utilizare - 5-10 minute
 - frecvență - de 1-2 ori pe zi

Întinerire/penetrare în piele:

- zona de utilizare - fata
- timp de utilizare - 5-10 minute
- frecvență - 1 dată pe zi

Contraindicații:

- Dispozitivul cu siguranță nu trebuie folosit în jurul ochilor, urechilor, mâinilor lui Adam și gurilor.
- Aparatul nu este destinat copiilor sub 15 ani. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani pot folosi dispozitivul cu acordul și/sau supravegherea părinților sau tutorilor lor.
- Nu utilizați aparatul dacă pielea din zona de tratat este bronzată sau roșie. Utilizarea dispozitivului pe pielea bronzată sau roșie poate provoca decolorarea temporară sau chiar permanentă a pielii.
- Nu utilizați aparatul dacă sunteți gravidă, încercați să rămâneți gravidă, credeți că ați putea fi însărcinată sau alăptați. Dispozitivul nu a fost testat în acest scop și, prin urmare, nu trebuie utilizat în aceste cazuri. Modificările hormonale care apar în timpul sarcinii sau alăptării pot crește riscul de afectare a pielii sau de sensibilitate a pielii.
- Nu utilizați aparatul dacă suferiți de boli precum epilepsie, crize epileptice sau migrenă. Flash-urile de energie pot provoca dureri de cap severe și migrene.
- Nu utilizați pe zonele pielii cu tatuaje, pete maro închis sau negre (cum ar fi pistrii întunecate, alunite sau negi). Tatuajele sau petele întunecate pot absorbi prea multă energie luminoasă, ceea ce poate provoca umflarea pielii, vezicule temporare sau permanente, decolorarea sau albirea pielii.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți tendința de a dezvolta cicatrici cheloide.
- Nu utilizați dacă există vreo inflamație activă a pielii în zona de tratament, inclusiv acnee, psoriazis, eczeme, arsuri, herpes, abraziuni sau erupții cutanate. Acești factori pot face pielea mai sensibilă la lumină și pot face tratamentul inconfortabil sau pot provoca umflături, vezicule sau infecții pe piele. Odată ce pielea s-a vindecat suficient, consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.
- Nu trebuie să utilizați dispozitivul dacă luați medicamente care vă fac pielea sensibilă la lumină, inclusiv agenți antiinflamatori nesteroidieni (de exemplu, aspirina, ibuprofen, cetaminofen), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretice, sulfonitruere, sulfonamide, DTIC , fluorouracil, vinblastină, griseofulvină, alfa-hidroxiacizi (AHAS), beta-hidroxi acizi (BHAS), Retin-A, Accutane și/sau retinoizi topici.

Precauții

- Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat produsul.
- Nu împărtășiți acest produs cu membrii familiei sau cu alții. Poate apărea infecție încrucișată.
- Nu utilizați produsul în medii inflamabile sau explozive.
- Nu utilizați dispozitivul concomitent cu alte produse electrice (dispozitive de înfrumusețare etc.).
- Nu utilizați o sursă de alimentare în afara domeniului 100-240V pentru a încărca dispozitivul.
- Nu utilizați produsul sau accesoriile dacă sunt deteriorate.
- Nu înmuiați sau spălați dispozitivul direct sub apă și nici nu-l scufundați într-o chiuvetă sau cadă.
- Nu utilizați produsul cu mâinile ude.
- Nu scăpați unitatea principală a dispozitivului, nu o loviți și nu o supuneți la șocuri puternice.
- Nu utilizați o altă sursă de alimentare decât cea furnizată împreună cu produsul, deoarece aceasta poate cauza funcționarea defectuoasă a produsului.
- Dacă aveți durere, alergii sau alte reacții adverse în timpul utilizării, opriți imediat utilizarea produsului și consultați-vă medicul.
- Nu așezați unitatea principală a dispozitivului în locuri cu temperatură ridicată, umiditate sau lumină directă a soarelui.

Curățare:

Aparatul nu este impermeabil. După fiecare tratament, ștergeți produsul cu un prosop uscat. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul.

Depozitare:

Aparatul trebuie depozitat într-un loc răcoros, uscat și la îndemâna copiilor și a animalelor.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Размер устройства:	163×45×39 мм
Вес нетто:	120 г
Способ зарядки:	зарядка проводная Туре-с
Время зарядки:	около 3 часов
Батарея:	Литиевая батарея емкостью 1000 МАч
Материал:	АБС, ПК
Водонепроницаемый Стандарт:	IPX5
Источник питания:	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 5 В постоянного тока, 1 А

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание продукта (страница 2-4f):

1. Кнопка включения/выключения питания.
2. Кнопка «Выполнить».
3. Индикатор передани.
4. Индикатор зарядки.
5. Головка плазменной обработки.
6. Головной убор.
7. Порт зарядки.

Водонепроницаемый

Устройство соответствует стандарту водонепроницаемости IPX5, но не является полностью водонепроницаемым, Аксессуары не являются водонепроницаемыми.

Советы по контакту устройства с водой:

- не используйте изделие в ванных комнатах, душевых или других влажных и влажных местах.
- не погружайте порт зарядки
- не погружайте и не мойте устройство непосредственно в воде
- не погружайте устройство в емкость с водой. Держите устройство вдали от сырых и мокрых мест.

Подробное руководство пользователя:

Перед использованием устройства необходимо его зарядить. Когда индикатор зарядки меняет цвет с красного на белый, зарядка завершена. После использования продукта вытрите с устройства остатки влаги.

Индикатор зарядки:

- Зарядка - горит белый свет
- Зарядка завершена – мигает красный индикатор
- Низкая мощность - Время зарядки
- Время зарядки - около 3 часов
- Время работы - примерно 60 минут

После завершения зарядки отключите устройство от источника питания. Если оставить устройство включенным после полной зарядки, срок службы аккумулятора может сократиться.

Включение/выключение питания:

- кратковременно нажмите кнопку для включения устройства.
- удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы выключить устройство.
- устройство автоматически выключится через 10 минут.

Изменение уровня интенсивности

1. Включите устройство, при включении уровень интенсивности по умолчанию установлен на низкий.
2. Нажмите кнопку «LevelP», чтобы увеличить уровень интенсивности.

Перед использованием:

Перед началом процедуры следует удалить макияж с лица и тщательно очистить его от остатков макияжа. Затем смочите лицо ватным диском. Во время обработки кожа должна оставаться влажной, поэтому это действие необходимо повторять так часто, как это необходимо.

Принципы действия процедур:

Уход против прыщей

Кожа, склонная к акне, помимо тщательного очищения, требует эффективной защиты от бактерий. Протокол против прыщей помогает устранить неровности кожи, вызванные акне: прыщи, ямочки, подкожные узелки и рубцы. Таким образом, он восстанавливает равномерную структуру кожи и заметно выравнивает цвет лица. Регулирует ороговение салных желез, тем самым подавляя рост бактерий и предотвращая образование новых кожных высыпаний. Уход против прыщей – лучший способ укрепить защитный барьер эпидермиса и устранить воспаления кожи.

Регенерация кожи/интенсивное омоложение

Красивая, здоровая кожа в любом возрасте! Да! Регенерирующий массаж в плазменном режиме замедляет процесс старения и помогает вернуть вспять признаки течения времени. Глубокая ревитализация стимулирует клетки каждого из трех слоев кожи для интенсивного обновления. Стимулирует микроциркуляцию крови и лимфы, благодаря чему омолаживает даже сильно поврежденную кожу. Всего несколько регенерирующих процедур заметно сокращают морщины, оживляя деликатный лифтинг-эффект. Глубокая регенерация означает эластичную, упругую и бархатистую гладкую кожу. Просто молодой вид.

Уход за кожей — режим «Плазма»

Подготовка. Перед началом процедуры снимите макияж, тщательно очистите кожу, а затем высушите ее.

Уход против прыщей - Держа устройство в руке, выполняйте круговые движения по участку, пораженному прыщами. Через 10 секунд проведите процедуру на следующем участке кожи, пораженном прыщами. Повторите обработку 2-3 раза для участков, требующих интенсивной терапии. После завершения процедуры нанесите сыворотку, соответствующую степени тяжести прыщей, и аккуратно помассируйте кожу до тех пор, пока препарат не впитается. Никаких других средств по уходу за кожей не требуется.

Регенерация кожи/интенсивное омоложение. Удерживая устройство, медленно перемещайте его снизу вверх в направлении, указанном стрелкой. Движение от начальной точки до конечной должно занимать примерно 3-5 секунд. Обработку следует повторить 3-5 раз. После завершения процедуры нанесите ежедневный уход за кожей в соответствии с потребностями и привычками вашей кожи. При уходе за кожей не проводите процедуры слишком близко к области глаз или гола.

Советы:

1. При первом использовании устройства рекомендуется выбрать низкую настройку и ограничить использование 2-3 минутами для всего лица. При последующих обработках рекомендуется постепенно переводить прибор на более высокие настройки и увеличивать продолжительность использования. Не используйте устройство дольше 10 минут на всем лице за один сеанс.
2. Аппарат отличается глубоким впитыванием (всасыванием). После лечения следует выбрать более щадящие средства по уходу за кожей (более эффективные средства по уходу за кожей могут вызвать раздражение кожи). Будьте осторожны с более раздражающими ингредиентами, такими как спирты, Ув, фруктовые кислоты, ниацинамид и 377. Если вы заметите какую-либо чувствительность или дискомфорт, немедленно прекратите использование.
3. Рекомендуется использовать устройство в ночное время. Если область, пораженная прыщами, требует укрепления с помощью лечения в течение дня, нанесите солнцезащитный крем на обработанную область через 1 час после обработки.
4. При использовании машины будут слышен звук и запах. Это естественное явление, возникающее при генерации плазмы. Продолжайте свободно использовать свое устройство.
5. Во время лечения порт зарядки должен быть закрыт силиконовой заглушкой. Если колпачок надежно закреплен, при прикосновении рукой вы можете почувствовать легкий ток.
6. Если вы используете плазменный режим, нанесите тоник после процедуры.

Лечение акне:

- область применения - зона акне
- время использования - 5-10 минут
- частота - 1-2 раза в день

Омоложение/проникновение в кожу:

- область применения - лицо
- время использования - 5-10 минут
- частота - 1 раз в день

Противопоказания:

- Устройство ни в коем случае нельзя использовать вокруг глаз, ушей, кадыка и рта.
- Устройство не предназначено для детей младше 15 лет. Молодые люди в возрасте 15–18 лет могут использовать устройство с согласия и/или под наблюдением своих родителей или опекунов.
- Не используйте устройство, если кожа в обрабатываемой зоне загорелая или покрасневшая. Использование устройства на загорелой или покрасневшей коже может привести к временному или даже постоянному изменению цвета кожи.
- Не используйте устройство, если вы беременны, пытаетесь забеременеть, подозреваете, что беременны, или кормите грудью. Устройство не тестировалось для этой цели, поэтому его не следует использовать в таких случаях. Гормональные изменения, происходящие во время беременности или кормления грудью, могут увеличить риск повреждения кожи или чувствительности кожи.
- Не используйте устройство, если вы страдаете такими заболеваниями, как эпилепсия, эпилептические припадки или мигрень. Энергетические вспышки могут вызвать сильные головные боли и мигрени.
- Не используйте на участках кожи с татуировками, темноточечными или черными пятнами (например, темными веснушками, родинками или бородавками). Татуировки или темные пятна могут поглощать слишком много световой энергии, что может вызвать отек кожи, временные или постоянные волдыри, изменение цвета или отбеливание кожи.
- Не используйте устройство, если у вас есть склонность к образованию келоидных рубцов.
- Не используйте при наличии активного воспаления кожи в зоне лечения, включая прыщи, псориаз, экзему, ожоги, герпес, ссадины или сыпь. Эти факторы могут сделать кожу более чувствительной к свету и сделать лечение неудобным или вызвать отеки, волдыри или инфекции на коже. Как только ваша кожа достаточно заживет, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- Не следует использовать устройство, если вы принимаете лекарства, которые делают вашу кожу чувствительной к свету, включая нестероидные противовоспалительные средства (например, аспирин, ибупрофен, цетамифоен), тетрациклины, фенотиазины, тиазиды, диуретики, сульфонилмочевины, сульфаниламиды, ДТИК, фторурацил, винбластин, тризеофульвин, альфа-гидроксикислоты (AHAS), бета-гидроксикислоты (BHAS), ретиноА, акутан и/или ретиноиды для местного применения.

Меры предосторожности

- Не используйте устройство в целях, отличных от тех, для которых оно предназначено.
- Не делитесь этим продуктом с членами семьи или другими людьми. Возможно перекрестное заражение.
- Не используйте изделие в легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах.
- Не используйте устройство одновременно с другими электротехническими изделиями (косметическими приборами и т. д.).
- Не используйте для зарядки устройства источник питания за пределами диапазона 100–240 В.
- Не используйте изделие или аксессуар, если они повреждены.
- Не замачивайте и не мойте устройство непосредственно под водой, а также не погружайте его в раковину или ванну.
- Не используйте изделие мокрыми руками.
- Не роняйте основной блок устройства, не ударяйте его и не подвергайте сильным ударам.
- Не используйте источник питания, отличный от поставляемого в комплекте с изделием, так как это может привести к неисправности изделия.
- Если во время использования вы испытываете боль, аллергию или другие побочные реакции, немедленно прекратите использование продукта и обратитесь к врачу.
- Не размещайте основной блок устройства в местах с повышенной температурой, влажностью или прямыми солнечными лучами.

Очищение:

Устройство не является водонепроницаемым. После каждой обработки протирайте изделие сухим полотенцем. Не используйте коррозионно-активные вещества для очистки устройства.

Хранение:

Устройство следует хранить в прохладном, сухом месте, недоступном для детей и животных.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Enhetsstørrelse:	163x45x39 mm
Netto vekt:	120 g
Lademåte:	Lader Wried Type-c
Ladetid:	ca 3 timer
Batteri:	1000 mAh litiumbatteri
Materiale:	ABS, PC
Vannrett standard:	IPX5
Strømforsyning:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Produktbeskrivelse [side 2-1]:

1. Strøm på/av-knapp
2. Kjør-knapp.
3. Girindikator.
4. Ladeindikator.
5. Plasmabehandlingshode.
6. Hodehette.
7. Ladeport.

Vannrett

Enheten har en IPX5 vannrett standard, men er ikke helt vannrett.

Tilbehør er ikke vannrett.

Tips for å komme i kontakt med enheten med vann:

- ikke bruk produktet på bad, dusj eller andre fuktige og våte steder
- ikke senk ned ladeporten
- ikke senk eller vask enheten direkte i vann
- ikke senk enheten i en beholder fylt med vann. Hold enheten unna fuktige og våte steder

Detaljert bruksanvisning:

Når du bruker enheten, må du lade den. Når ladeindikatoren går fra rød til hvit, er ladingen fullført. Etter bruk av produktet, tørk av eventuell gjenværende fuktighet fra enheten.

Ladeindikator:

Lading - Hvitt lys på
Lading fullført - Rødt lys blinker
Lav effekt - Ladetid
Ladetid - ca 3 timer
Arbeidstid - ca 60 minutter

Når ladingen er fullført, kobler du enheten fra strømforsyningen. Hvis du lar enheten være tilkoblet etter full lading, kan det redusere batterilevetiden.

Slå på/av:

- trykk kort på knappen for å slå på enheten.
- hold knappen inne i 1 sekund for å slå av enheten.
- enheten vil slå seg av automatisk etter 10 minutter.

Endring av intensitetsnivå

1. Slå på enheten, når den er slått på, er standard intensitetsnivå satt til lavt.
2. Trykk på <Level>-knappen for å øke intensitetsnivået.

Før bruk:

Før du starter behandlingen bør du fjerne sminken fra ansiktet og rense det grundig for eventuelle sminkerester. Fukt deretter ansiktet med en bomullsdott. Under behandlingen må huden forbli fuktig, så denne handlingen må gjentas så ofte som nødvendig.

Prinsipper for drift av behandling:

Behandling mot akne

Akneutsatt hud krever i tillegg til grundig renns effektiv beskyttelse mot bakterier. Anti-akneterapi hjelper til med å fjerne hudregelmessigheter forårsaket av akne: kviser, groper, subkutane knuter og arr. Dermis gjenoppretter den den jevne strukturen i huden og jevner ut huden betydelig. Det regulerer keratiniseringen av talgkjertlene, og hemmer dermed bakterieveksten og forhindrer dannelsen av nye hudutbrudd. Anti-akne pleie er den beste måten å styrke den beskyttende barrieren av epidermis og eliminere hudbetennelse.

Hudregenerering/ intensiv fornyelse

Vakkert, sunn hud i alle aldre? Ja! Regenererende massasje ved bruk av plasmamodus bremser aldringsprosessen og hjelper til med å reversere tegnene på alderen går. Dyp revitalisering stimulerer cellene i hvert av de tre lagene i huden for intensiv fornyelse. Det stimulerer blod- og lymfemikrosirkulasjonen, som fornyer selv alvorlig skadet hud. Bare noen få regenererende behandlinger reduserer rynker merkbar, og gir en delikat løfteeffekt. Dyp regenerering betyr elastisk, fast og flyttsmyk hud. Bare et ungdommelig utseende.

Hudpleie - Plasmamodus

Forberedelse - Før du starter behandlingen, fjern sminke, rens huden grundig og tørk den deretter.

Behandling mot akne - Hold enheten i hånden, utfør sirkulære bevegelser på området som er rammet av akne. Etter 10 sekunder, utfør behandling på det neste hudområdet som er påvirket av akne. Gjenta behandlingen 2-3 ganger for områder som krever intensivbehandling. Etter å ha fullført behandlingen, påfør et serum tilpasset alvorlighetsgraden av akne og masser huden forsiktig til preparatet er absorbert. Ingen andre hudpleieprodukter er nødvendig.

Hudregenerering/intensiv fornyelse - Hold enheten og flytt den sakte fra bunn til topp i pilens retning. Bevegelsen fra startpunkt til slutt punkt bør ta ca. 3-5 sekunder. Behandlingen bør gjentas 3-5 ganger. Etter å ha fullført behandlingen, påfør daglig hudpleie, i henhold til dine hudbehov og vaner. Når du tar vare på huden din, ikke utfør behandlinger for nært øye- eller halsområdet.

Tips:

1. Når du bruker enheten for første gang, anbefales det å velge en lav innstilling og begrense bruken til 2-3 minutter for hele ansiktet. Under påfølgende behandlinger anbefales det å gradvis bytte enheten til høyere innstillinger og forleng brukvarsigheten. Ikke bruk enheten i mer enn 10 minutter på hele ansiktet i én økt.
2. Enheten er preget av dyp absorpsjon (absorpsjon). Etter behandlingen bør du velge mildere hudpleieprodukter (sterkere effektivitet av hudpleieprodukter kan forårsake hudirritasjon). Vær forsiktig med mer irriterende ingredienser som alkohol, Vc, fruktsyrer, niacinamid og 377. Hvis du merker følsomhet eller ubehag, avbryt bruken umiddelbart.
3. Det anbefales å bruke enheten om natten. Hvis området som er rammet av akne krever forsterkning med behandling i løpet av dagen, påfør solkrem på behandlingsområdet 1 time etter behandlingen.
4. Det vil være lyd og lukt når du bruker maskinen. Dette er et naturlig fenomen som oppstår under plasmagenerering. Fortsett å bruke enheten fritt.
5. Under behandlingen skal ladeporten lukkes med en silikonplugg. Hvis hetten er godt festet, kan du føle en svak strøm når du berører den med hånden.
6. Hvis du bruker plasmamodus, påfør tonic etter behandlingen.

Akne behandling:

- bruksområde - akneområde
- brukstid - 5-10 minutter
- frekvens - 1-2 ganger om dagen

Foryngelse/penetrering inn i huden:

- bruksområde - ansikt
- brukstid - 5-10 minutter
- frekvens - 1 gang om dagen

Kontraindikasjoner:

- Apparatet skal absolutt ikke brukes rundt øynene, ørene, Adams eple og munn.
- Enheten er ikke beregnet på barn under 15 år. Ungdom i alderen 15-18 år kan bruke enheten med samtykke og/eller tilsyn av foreldre eller foresatte.
- Ikke bruk enheten hvis huden i området som skal behandles er solbrun eller rød. Bruk av enheten på solbrun eller rød hud kan forårsake midlertidig eller til og med permanent misfarging av huden.
- Ikke bruk enheten hvis du er gravid, prøver å bli gravid, tror du kan være gravid eller ammer. Enheten er ikke testet for dette formålet og bør derfor ikke brukes i disse tilfellene. Hormonelle endringer som oppstår under graviditet eller amming kan øke risikoen for hudskade eller hudfølsomhet.
- Ikke bruk enheten hvis du lider av sykdommer som epilepsi, epileptiske anfall eller migrene. Energiglimt kan forårsake alvorlig hodepine og migrene.
- Ikke bruk på hudområder med tatoveringer, mørkebrune eller svarte flekker (som mørke fregner, føflekker eller vorter). Tatoveringer eller mørke flekker kan absorbere for mye lysenergi, noe som kan føre til hevelse i huden, midlertidige eller permanente bløtmer, misfarging eller bleking av huden.
- Ikke bruk enheten hvis du har en tendens til å utvikle koldbrann.
- Må ikke brukes hvis det er aktiv hudbetennelse i behandlingsområdet, inkludert akne, psoriasis, eksem, brannskader, herpes, skrubbsår eller utslett. Disse faktorene kan gjøre huden mer følsom for lys og gjøre behandlingen ubehagelig eller forårsake hevelser, bløtmer eller infeksjoner på huden. Når huden din har grodd tilstrekkelig, kontakt legen din før du bruker enheten.
- Du bør ikke bruke enheten hvis du tar medisiner som gjør huden din følsom for lys, inkludert ikke-steroid antiinflammatoriske midler (f.eks. aspirin, ibuprofen, acetaminofen), tetracykliner, fencloziner, tiiazider, diuretika, sulfonylurea, sulfonamider, DTIC -, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroksysyrer (AHAS), Beta-Hydroxi-syrer (BHAS), Retin-A, Accutane og/eller aktuelle retinoider.

Forholdsregler

- Ikke bruk enheten til andre formål enn de som produktet er beregnet for.
- Ikke del dette produktet med famillemedlemmer eller andre. Kryssinfeksjon kan forekomme.
- Ikke bruk produktet i brennbare eller eksplosive omgivelser.
- Ikke bruk enheten samtidig med andre elektriske produkter (skjønnhetsapparater osv.).
- Ikke bruk en strømkilde utenfor 100-240V-området for å lade enheten.
- Ikke bruk produktet eller tilbehøret hvis det er skadet.
- Ikke bløtlegg eller vask enheten direkte under vann, eller dypp den i en vask eller badekar.
- Ikke bruk produktet med våte hender.
- Ikke slipp hovedenheten til enheten, slå den eller utsett den for sterke støt.
- Ikke bruk en annen strømforsyning enn den som følger med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer.
- Hvis du opplever smerter, allergier eller andre bivirkninger under bruk, må du slutte å bruke produktet umiddelbart og konsultere legen din.
- Ikke plasser enhetens hovedenhet på steder med høy temperatur, fuktighet eller direkte sollys.

Rensing:

Enheten er ikke vannrett. Etter hver behandling, tørk av produktet med et tørt håndkle. Ikke bruk etsende midler til å rengjøre enheten.

Oppbevaring:

Enheten bør oppbevares på et kjølig, tørt sted og utilgjengelig for barn og dyr.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Laitteen koko:	163×45×39 mm
Nettopaino:	120 g
Lataustapa:	lataus Wried Type-c
Latausaika:	noin 3 tuntia
Akku:	1000 mAh litiumakku
Materiaali:	ABS, PC
Vedenpitävä standardi:	IPX5
Virtalähde:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Tuotteen kuvaus [sivu 2-1]:

1. Virta päälle/pois-painike
2. Suorita-painike
3. Vaihteen merkkivalo
4. Latausilmaisin
5. Plasmakäsittelypää
6. Päisuojaus
7. Latausportti

Vedenkestävä

Laitteessa on IPX5 vedenpitävä standardi, mutta se ei ole täysin vesitiivis.

Lisävarusteet eivät ole vedenpitäviä.

Vinkkejä laitteen koskettelukseen veden kanssa:

- Älä käytä tuotetta kylpyhuoneessa, suihkussa tai muissa kosteissa ja märissä tiloissa
- älä upota latausilaintää
- Älä upota tai pese laitetta suoraan veteen
- älä upota laitetta minkään vedellä täytettyyn astiaan. Pidä laite poissa kosteista ja märistä paikoista

Yksityiskohtainen käyttöohje:

Ennen kuin käytät laitetta, sinun on ladattava se. Kun latauksen merkkivalo muuttuu punaisesta valkoiseksi, lataus on valmis. Pyyhki jäljelle jäänyt kosteus tuotteen käytön jälkeen laitteesta.

Latausilmaisin:

- Lataus - Valkoinen valo palaa
- Lataus valmis - Punainen valo vilkkuu
- Pieni teho - Latausaika
- Latausaika - noin 3 tuntia
- Työaika - noin 60 minuuttia

Kun lataus on valmis, irrota laite virtalähteestä. Laitteen jättäminen kytkettynä pistorasiaan täyteen latauksen jälkeen saattaa lyhentää akun käyttöikää.

Virta päälle/pois:

- Käynnistä laite painamalla painiketta lyhyesti.
- Pidä painiketta painettuna 1 sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.
- laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Intensiteettitason muuttaminen

1. Käynnistä laite, kun se on päällä, oletusvoimakkuustaso on matala.
2. Paina <Taso>-painiketta lisätäksesi intensiteettitasoa.

Ennen käyttöä:

Ennen hoidon aloittamista sinun tulee poistaa meikki kasvoiltasi ja puhdistaa ne huolellisesti meikin jäämistä. Kostuta sitten kasvos vanuulapulla. Hoidon aikana ihon tulee pysyä kosteana, joten toimenpide on toistettava niin usein kuin on tarpeen.

Hoidon toimintaperiaatteet:

AKnen vastainen hoito

Akneen taipuvainen iho vaatii perusteellisen puhdistuksen lisäksi tehokkaan suojan bakteereja vastaan. Aknen vastainen hoito auttaa poistamaan aknen aiheuttama ihon epätasaisuuksia: näppylöitä, kuoppia, ihonalaisia kyhmyjä ja arpia. Silten se palauttaa ihon yhtenäisen rakenteen ja tasooittaa ihoa merkittävästi. Se säätelee talirauhasten keratinisoitumista ja estää siten bakteerien kasvua ja uusien ihotuotteiden muodostumista. Aknen vastainen hoito on paras tapa vahvistaa orvaskeiden suojaokerrosta ja poistaa ihotulehdus.

Ihon uudistaminen / intensiivinen nuorentaminen

Kaunis, terve iho missä tahansa iässä? Joo! Plasmamoodilla regeneroiva hieronta hidastaa ikääntymisprosessia ja auttaa kääntämään ajan kulumisen merkijä. Syvä aktiivisuus stimuloi ihon jokaisen kolmen kerroksen soluja uusittumaan intensiivisesti. Se stimuloi veren ja immuunijärjestelmän mikroverenkiertoa, mikä nuorentaa jopa vakavasti vaurioitunutta ihoa. Vain muutama uudistava hoito vähentää huomattavasti nyyppyyä ja tarjoaa herkin kohottavan vaikutuksen. Syvä regeneraatio tarkoittaa elastista, kiinteää ja samettisen sileää ihoa. Vain nuorekas ihme.

Ihohoito - Plasmatalia

Valmistelu - Poista meikki ennen hoidon aloittamista, puhdista iho huolellisesti ja kuivaa se.

Aknen hoito - Pidä laitetta kädessäsi ja suorita pyöriviä liikeitä aknen kärsimälle alueelle. Suorita hoito 10 sekunnin kuluttua seuraavalle aknen kärsimälle ihoalueelle. Toista käsittely 2-3 kertaa tehohoitoa vaativille ihoalueille. Hoidon päätyttyä levitä aknen vakavuuden mukaan sovellettua seerumia ja hiero ihoa hellävaraisesti, kunnes valmiste on imeytynyt. Muita ihonhoitotuotteita ei tarvita.

Ihon uudistaminen/intensiivinen nuorentaminen - Pidä laitetta kiinni ja liikuta sitä hitaasti alhaalta ylöspäin nuolen osoittamaan suuntaan. Liikkeen aloituspisteestä loppuspisteeseen tulisi kestää noin 3-5 sekuntia. Hoito tulee toistaa 3-5 kertaa. Hoidon päätyttyä käytä päivittäistä ihonhoitoa ihotarpeiden ja ihotuotteen mukaan. Kun hoidat ihoasi, älä suorita hoitoja liian lähellä silmiä- tai kurkkualetta.

Vinkkejä:

1. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa valita matala asetus ja rajoittaa käyttö 2-3 minuuttii koko kasvoille. Seuraavien hoitojen aikana on suositeltavaa kytkeä laite asettaihin korkeampiin asetuksiin ja pidentää käyttöaika. Älä käytä laitetta pidempään kuin 10 minuuttia koko kasvoilla yhden istunnon aikana.
2. Laitteella on ominaista syvä absorptio (absorptio). Hoidon jälkeen tulee valita hellävaraisemmat ihonhoitotuotteet (ihonhoitotuotteiden vahvempi teho saattaa aiheuttaa ihoärsytystä). Ole varovainen ärsyttävien ainesosien, kuten alkoholin, Vc:n, hedelmähappojen, niiasiniaminin ja 377:n kanssa. Jos huomaat herkyyttä tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi.
3. On suositeltavaa käyttää laitetta yöllä. Jos aknen kärsimä alue vaatii vahvistamista hoidolla päivän aikana, levitä aurinkovoidetta hoidetulle alueelle tunnin kuluttua hoidosta.
4. Konetta käytettäessä kuuluu ääntä ja hajua. Tämä on luonnollinen ilmiö, joka tapahtuu plasman muodostumisen aikana. Jatka laitteen käyttöä vapaasti.
5. Hoidon aikana latausportti on suojettava silkkonitupalla. Jos korkki on kunnolla kiinni, saatat tuntea lievää virtaa, kun kosketat sitä kädellesi.
6. Jos käytät plasmataliaa, levitä tonic hoidon jälkeen.

Aknen hoito:

- käyttöalue - aknealue
- käyttöaika - 5-10 minuuttia
- taajuuus - 1-2 kertaa päivässä

Nuorentaminen/tunkeutuminen ihoon:

- käyttöalue - kasvot
- käyttöaika - 5-10 minuuttia
- taajuus - 1 kerta päivässä

Vasta-aiheet:

- Laitetta ei ehdottomasti saa käyttää silmien, korvien, Aatamin omenan ja suun ympärillä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaille lapsille, 15-18-vuotiaat nuoret voivat käyttää laitetta vanhempiensa tai huoltajensa suostumuksella ja/tai välivonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos hoidettavan alueen iho on rusketunut tai punainen. Laitteen käyttäminen rusketuneella tai punaisella iholta voi aiheuttaa tilapäistä tai jopa pysyvää ihon värjäytymistä.
- Älä käytä laitetta, jos olet raskaana, yrität tulla raskaaksi, epäilet olevasi raskaana tai imetät. Laitetta ei ole testattu tähän tarkoitukseen, joten sitä ei tule käyttää näissä tapauksissa. Raskauden tai imetyksen aikana tapahtuvat hormonaaliset muutokset voivat lisätä ihovaurion tai ihon herkkyyden riskiä.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on sairauksia, kuten epilepsia, epilepsia-kohtauksia tai migreeni. Energian välähdys voi aiheuttaa voimakasta päänsärkyä ja migreeniä.
- Älä käytä ihoalueella, joilla on tatuointeja, tummanruskeita tai mustia täpliä (kuten tummia pisamia, luomia tai syyliä). Tatuoinnit tai tummat täplät voivat imeä liikaa valoaenergiaa, mikä voi aiheuttaa ihon turvotusta, tilapäisiä tai pysyviä rakkuloita, värinmuutoksia tai ihon valkaisuja.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on taipumusta keloidiarpien muodostumiseen.
- Älä käytä, jos hoidettavalla alueella on aktiivista ihotulehdusta, mukaan lukien akne, psoriaasi, ihottuma, palovammat, herpes, hankaumat tai ihottuma. Nämä tekijät voivat tehdä ihosta herkemmän valolle ja tehdä hoidosta epämukavaa tai aiheuttaa turvotusta, rakkuloita tai infektiota iholle. Kun ihosi on parantunut riittävästi, keskustele lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos käytät lääkkeitä, jotka tekevät ihosi herkäksi valolle, mukaan lukien ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (esim. aspiriini, ibuprofeeni, setaminofeeni), tetrasykliinit, fenotiasiniin, tiatsidit, diureetit, sulfonyyliureat, sulfonamidit, DTIC fluorourasiili, vinblastiini, griseofulviini, alfahydroksihapot (AHAS), beetahydroksihapot (BHAS), Retin-A, Accutane ja/tai paikalliset retinoidit.

Varoitusmerkit:

- Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin kuin mihin tuote on tarkoitettu.
- Älä jaa tätä tuotetta perheenjäsenen tai muiden kanssa. Ristiinfektio voi esiintyä.
- Älä käytä tuotetta sytytyissä tai räjähdysaltissa ympäristöissä.
- Älä käytä laitetta samanaikaisesti muiden sähkölaitteiden kanssa (kauneuslaitteet jne.).
- Älä käytä 100–240 V:n alueen ulkopuolella olevaa virtalähdettä laitteen lataamiseen.
- Älä käytä tuotetta tai lisävarusteita, jos ne ovat vaurioituneet.
- Älä lota tai pese laitetta suoraan veden alla tai upota sitä pesuallaseen tai kylpyammeeseen.
- Älä käytä tuotetta märin käsin.
- Älä pudota laitteen pääyksikköä. Lyö siihen tai altista sitä voimakkaalle iskulle.
- Älä käytä muuta kuin tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä, sillä se voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön.
- Jos koet kipua, allergioita tai muita haittavaikutuksia käytön aikana, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä sijoita laitteen pääyksikköä paikkaan, jossa on korkea lämpötila, kosteus tai suora auringonpaiste.

Puhdistus:

Laitte ei ole vesiitiivis. Pyyhi tuote jokaisen käsittelyn jälkeen kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen.

Varastointi:

Laitetta tulee säilyttää viileässä, kuivassa paikassa ja poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Μέγεθος συσκευής:	163x45x39 χιλιοστά
Καθαρό βάρος:	120 γραμ
Τρόπος φόρτισης:	φόρτιση Wired Type-c
Χρόνος φόρτισης:	περίπου 3 ώρες
Μπαταρία:	Μπαταρία Λίθιο 1000 mAh
Υλικό:	ABS, PC
Αδιάβροχο πρότυπο:	IPX5
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή προϊόντος [σελίδα 24f]:

1. Κομπιτί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κομπιτί εκτέλεσης.
3. Ένδειξη ταχυτήτων.
4. Ένδειξη φόρτισης.
5. Κεφαλή επεξεργασίας πλάσματος.
6. Καπάκι κεφαλικού.
7. Θύρα φόρτισης.

Αδιάβροχο

Η συσκευή διαθέτει αδιάβροχο πρότυπο IPX5, αλλά δεν είναι εντελώς αδιάβροχη. Τα αξεσουάρ δεν είναι αδιάβροχα.

Συμβουλές για την επαφή της συσκευής με νερό:

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μπάνια, ντους ή άλλα υγρά και υγρά μέρη
- μην βυθίζετε τη θύρα φόρτισης
- μην βυθίζετε και μην πλένετε τη συσκευή απευθείας σε νερό.
- μην βυθίζετε τη συσκευή σε κανένα δοχείο γεμάτο με νερό. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρά μέρη

Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να τη φορτίσετε. Όταν η ένδειξη φόρτισης γίνει από κόκκινο σε λευκό, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Μετά τη χρήση του προϊόντος, ακουμπήστε τυχόν υπολειπόμενη υγρασία από τη συσκευή.

Ένδειξη φόρτισης:

Φόρτιση - Λευκό φως αναμμένο
 Η φόρτιση ολοκληρώθηκε - Το κόκκινο φως αναβοσβήνει
 Χαμηλή ισχύς - Χρόνος φόρτισης
 Χρόνος φόρτισης - περίπου 3 ώρες
 Χρόνος εργασίας - περίπου 60 λεπτά

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, απασυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Αν αφήσετε τη συσκευή στην τρίζα μετά την πλήρη φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:

- πατήστε στιγμιαία το κομπιτί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Κρατήστε πατημένο το κομπιτί για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

Αλλαγή του επιπέδου έντασης

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, όταν είναι ενεργοποιημένη, το προεπιλεγμένο επίπεδο έντασης ορίζεται σε χαμηλό.
2. Πατήστε το κομπιτί <Επίπεδο> για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης.

Πριν τη χρήση:

Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, θα πρέπει να αφαιρέσετε το μακιγιάζ από το πρόσωπό σας και να το καθαρίσετε καλά από τυχόν υπολείμματα μακιγιάζ. Στη συνέχεια, βρέξτε το πρόσωπό σας με ένα βαμβάκι. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το δέρμα πρέπει να παραμένει υγρό, επομένως αυτή η ενέργεια πρέπει να επαναλαμβάνεται όσο συχνά χρειάζεται.

Αρχές λειτουργίας των θεραπειών:

Φροντίδα κατά της ακμής

Το δέρμα με ίση ακμής, εκτός από σχολαστικό καθαρισμό, απαιτεί αποτελεσματική προστασία από τα βακτήρια. Η θεραπεία κατά της ακμής βοηθά στην απομάκρυνση των δερματικών αναμιγμάτων που προκαλούνται από την ακμή: σπυράκια, λασκάρια, υποδόρια οζίδια και ούλες. Έτσι, επαναφέρει την φυσική δομή του δέρματος και καινά σημαντικά την επιδερμίδα. Ρυθμίζει την κερατινοποίηση των σημηματογόνων αδένων, αναστέλλοντας έτσι την ανάπτυξη βακτηρίων και αποτρέποντας το σχημασμό νέων δερματικών εξανθημάτων. Η φροντίδα κατά της ακμής είναι ο καλύτερος τρόπος για την ενίσχυση του προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας και την εξάλειψη της φλεγμονής του δέρματος.

Ανανέωση δέρματος/ένταση/αναζωογόνηση

Ομορφο, υγιές δέρμα σε οποιαδήποτε ηλικία: Nail Το αναζωογονητικό μασάζ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πλάσματος επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης και βοηθά στην αναστροφή των σημείων του χρόνου. Η βαθιά αναζωογόνηση διεγείρει τα κύτταρα κάθε ενός από τα τρία στρώματα του δέρματος για εντατική ανανέωση. Διευρύνει τη μικροκυκλοφορία του αίματος και της λέμφου, η οποία αναζωογονεί ακόμη και το δέρμα που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη. Λίγες μόνο θεραπείες ανάπτυξης μεκρινών αισθητή τις ρυτίδες, παρέχοντας ένα λεπτό αποτέλεσμα ανυμμωσίας. Βοηθά ανάπτυξη σημαίνει ανάπτυξη, σφρηγή και βελούδινη λέια επιδερμίδα. Μόνο μια νεανική ματιά.

Περποίηση δέρματος - Λειτουργία πλάσματος

Προετοιμασία - Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, αφαιρέστε το μακιγιάζ, καθαρίστε καλά το δέρμα και στη συνέχεια στεγνώστε το.

Φροντίδα κατά της ακμής - Κρατώντας τη συσκευή στο χέρι σας, κάντε κυκλικές κινήσεις στην περιοχή που έχει προσβληθεί από ακμή. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, εκτελέστε τη θεραπεία στην επόμενη περιοχή του δέρματος που έχει προσβληθεί από ακμή. Επαναλάβετε τη θεραπεία 2-3 φορές για περιοχές που χρειάζονται εντατική φροντίδα. Αφού ολοκληρώσετε τη θεραπεία, εφαρμόστε έναν όρο προστατευμένο στη σοβαρότητα της ακμής σας και κάντε απαλό μασάζ στο δέρμα μόνο να απορροφηθεί το σκεύασμα. Δεν χρειάζονται άλλα προϊόντα περιποίησης δέρματος.

Ανανέωση δέρματος/ένταση/αναζωογόνηση - Κρατήστε τη συσκευή και μετακινήστε την αργά από κάτω προς την πάνω προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος. Η κίνηση από το σημείο εκκίνησης μέχρι το τελικό σημείο πρέπει να διαρκεί περίπου 3-5 δευτερόλεπτα. Η θεραπεία πρέπει να επαναλαμβάνεται 3-5 φορές. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφαρμόστε καθημερινή φροντίδα του δέρματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες σας. Όταν φροντίζετε το δέρμα σας, μην κάνετε θεραπείες πολύ κοντά στην περιοχή των ματιών ή του λαιμού.

Συμβουλές:

1. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, συνιστάται να επιλέξετε χαμηλή ρύθμιση και να περιορίσετε τη χρήση σε 2-3 λεπτά για ολόκληρο το πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια των επόμενων θεραπειών, συνιστάται η σταδιακή ενόληση της συσκευής σε υψηλότερες ρυθμίσεις και η παράταση της διάρκειας χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 10 λεπτά σε ολόκληρο το πρόσωπο σε μία συνεδρία.
2. Η συσκευή χαρακτηρίζεται από βαθιά απορρόφηση (απορρόφηση). Μετά τη θεραπεία, θα πρέπει να επιλέξετε πιο ήπια προϊόντα περιποίησης δέρματος (η καλύτερη αποτελεσματικότητα των προϊόντων περιποίησης δέρματος μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του δέρματος). Να είστε προσεκτικοί με πιο ερεθιστικά συστατικά όπως αλκοόλες, Vc, οξεία φρούτων, νιασιναμίδη και 377. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ευαισθησία ή ενόληση, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
3. Συνιστάται η χρήση της συσκευής τη νύχτα. Εάν η περιοχή που έχει προσβληθεί από ακμή απαιτεί ενόληση με θεραπεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, εφαρμόστε αντιηλιακό στην περιοχή θεραπείας 1 ώρα μετά τη θεραπεία.
4. Θα υπάρχει ήχος και μυρωδιά κατά τη χρήση του μηχανήματος. Αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής πλάσματος. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ελεύθερα.
5. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η θύρα φόρτισης πρέπει να κλείνει με βύσμα σιλικόνης. Εάν το καπάκι είναι στερεωμένο με ασφάλεια, μπορεί να

ασθενθείτε ένα ελαφρύ ρεύμα όταν το αγγίζετε με το χέρι σας,
6. Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πλάσματος, εφαρμόστε το τονωτικό μετά τη θεραπεία.

Θεραπεία ακμής:

- περιοχή εφαρμογής - περιοχή ακμής
- χρόνος χρήσης - 5-10 λεπτά
- συχνότητα - 1-2 φορές την ημέρα

Αντιζαγκρόνηση/βελούδιση στο δέρμα:

- περιοχή χρήσης - πρόσωπο
- χρόνος χρήσης - 5-10 λεπτά
- συχνότητα - 1 φορά την ημέρα

Αντινεύραση:

- Η συσκευή δεν πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται γύρω από τα μάτια, τα αυτιά, το μύλο του Αδάμ και το στόμα.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Νέοι ηλικίας 15-18 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή με τη συγκατάθεση ή/και την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το δέρμα στην περιοχή που πρόκειται να θεραπευθεί είναι μαυρισμένο ή κόκκινο. Η χρήση της συσκευής σε μαυρισμένο ή κόκκινο δέρμα μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ή και μόνιμο αποχρωματισμό του δέρματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε έγκυος, προσπαθείτε να μείνετε έγκυος, πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή θηλάζετε. Η συσκευή δεν έχει δοκιμαστεί για το σκοπό αυτό και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο δερματικής βλάβης ή ευαισθησίας του δέρματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πάσχετε από ασθένειες όπως επιληψία, επιληπτικές κρίσεις ή ημικρανία. Οι ενεργειακές λάμψεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς πονοκεφάλους και ημικρανίες.
- Μη χρησιμοποιείτε σε περιοχές του δέρματος με τατουάζ, σκούρες φακίδες, κρεατοελιές ή κονδυλώματα). Τα τατουάζ ή οι σκούρες κηλίδες μπορούν να απορροφήσουν υπερβολική ενέργεια φωτός, η οποία μπορεί να προκαλέσει οίδημα του δέρματος, προσωρινές ή μόνιμες φουσκάλες, αποχρωματισμό ή λεύκανση του δέρματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε τάση να αναπτύξετε χηλοειδείς ουλές.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει ενεργή φλεγμονή του δέρματος στην περιοχή θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της ακμής, της ψωρίασης, του εκζέματος, των εγκαυμάτων, του έρπητα, των εκδορών ή του εξανθήματος. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να κάνουν το δέρμα πιο ευαίσθητο στο φως και να κάνουν τη θεραπεία άβολη ή να προκαλέσουν πρήξιμο, φουσκάλες ή μόλυνση στο δέρμα. Μόλις το δέρμα σας επισυμβεί επαρκώς, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παίρνετε φάρμακα που κάνουν το δέρμα σας ευαίσθητο στο φως, συμπεριλαμβανομένων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγόντων (π.χ. ασπιρίνη, βουπροπρίνη, κετοπροπρίνη), τετρακυκλικών, φανοθαζιλικών, βεταΐδων, διουρητικών, σουλφονουριδίων, σουλφοναμίδων, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha-hydroxy acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane και/ή τοπικά ρετινοΐδη.

Προφυλάξεις

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται το προϊόν.
- Μην μαϊράζετε αυτό το προϊόν με μέλη της οικογένειας ή άλλους. Μπορεί να εμφανιστεί διασταυρωμένη μόλυνση.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ταυτόχρονα με άλλα ηλεκτρικά προϊόντα (συσκευές ομορφής κ.λπ.).
- Μην χρησιμοποιείτε πηγή τροφοδοσίας εκτός του εύρους 100~240V για τη φόρτιση της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ή τα αξεσουάρ εάν έχουν υποστεί ζημιά.
- Μην μουλιάζετε ή πλένετε τη συσκευή απευθείας κάτω από νερό και μην τη βυθίζετε σε νεροχύτη ή μπανιέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Μην ριχνετε την κύρια μονάδα της συσκευής, μην την χτυπάτε και μην την υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό διαφορετικό από αυτό που παρέχεται με το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Εάν αισθανθείτε πόνο, αλλεργίες ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χρήση, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Μην τοποθετείτε την κύρια μονάδα της συσκευής σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία, υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.

Καθαρισμός:

Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μετά από κάθε επεξεργασία, σκουπίστε το προϊόν με μια στεγνή πετσέτα. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής.

Αποθήκευση:

Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από παιδιά και ζώα.

Περαιτέρω πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:

- www.beautifyyou
- www.youtube.com/beautifyyou

Veličina uređaja:	163×45×39 mm
Neto težina:	120 g
Način punjenja:	punjenje Wried Type-c
Vrijeme punjenja:	oko 3 sata
Baterija:	1000 mAh litijaska baterija
Materijal:	ABS, PC
Vodootporan standard:	IPX5
Napajanje:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis proizvoda [stranica 2-11].

1. Tipka za uključivanje/isključivanje
2. Gumb za pokretanje.
3. Indikator brzine.
4. Indikator punjenja.
5. Glava za plazma tretman.
6. Kapa za glavu.
7. Priključak za punjenje.

Vodootporan

Uređaj ima vodootporan standard IPX5, ali nije potpuno vodootporan.

Pribor nije vodootporan.

Savjeti za kontakt uređaja s vodom:

- nemojte koristiti proizvod u kupaonicama, tuševima ili drugim vlažnim i mokrim mjestima
- nemojte uranjati priključak za punjenje
- nemojte uranjati niti prati uređaj izravno u vodi
- ne uranjajte uređaj u bilo kakvu posudu napunjenu vodom. Držite uređaj dalje od vlažnih i mokrih mjesta

Detaljan korisnički priručnik:

Prije korištenja uređaja morate ga napuniti. Kada indikator punjenja promijeni boju iz crvene u bijelu, punjenje je dovršeno. Nakon uporabe proizvoda obrišite preostalu vlagu s uređaja.

Indikator punjenja:

Punjenje - bijelo svjetlo upaljeno

Punjenje dovršeno - crveno svjetlo treperi

Mala snaga - Vrijeme punjenja

Vrijeme punjenja - oko 3 sata

Radno vrijeme - cca 60 minuta

Nakon što je punjenje završeno, isključite uređaj iz napajanja. Ostavljanje uređaja priključenog nakon potpunog punjenja može smanjiti trajanje baterije.

Uključivanje/isključivanje:

- kratko pritisnite tipku za uključivanje uređaja,
- držite tipku 1 sekundu za isključivanje uređaja.
- uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta.

Promjena razine intenziteta

1. Uključite uređaj, kada je uključen, zadana razina intenziteta postavljena je na nisku.
2. Pritisnite tipku <Razina> za povećanje razine intenziteta.

Prije upotrebe:

Prije početka tretmana potrebno je ukloniti šminku s lica i temeljito ga očistiti od eventualnih ostataka šminke. Zatim navlažite lice pamučnom blazinicom. Tijekom tretmana koža mora ostati vlažna, pa se ova radnja mora ponavljati koliko god je potrebno.

Principi djelovanja tretmana:

Njega protiv akni

Koža sklona aknama, osim temeljitog čišćenja, zahtijeva učinkovitu zaštitu od bakterija. Terapija protiv akni pomaže u uklanjanju kožnih nepravilnosti uzrokovanih aknama: prištića, rupica, potkožnih čvorčića i ožiljaka. Tako vraća ujednačenu strukturu kože i značajno zaglađuje ten. Regulira keratinizaciju žljezda lojnice, čime inhibira rast bakterija i sprječava nastanak novih kožnih erupcija. Njega protiv akni najbolji je način jačanja zaštitne barijere epidermisa i uklanjanja upale kože.

Regeneracija kože/intenzivno pomlađivanje

Ljepa, zdrava koža u bilo kojoj dobi? Da! Regenerirajuća masaža pomoću plazma moda usporava proces starenja i pomaže preokrenuti znakove prolažnog vremena. Dubinska revitalizacija poliče stanice svakog od tri sloja kože na intenzivnu obnovu. Poliče mikrocirculaciju krvi i limfe, čime se pomlađuje čak i teško oštećena koža. Samo nekoliko regenerirajućih tretmana vidljivo smanjuje bore, pružajući nježan učinak liftinga. Dubinska regeneracija znači elastičnu, čvrstu i baršunasto glatku kožu. Samo mladenački izgled.

Njega kože - Plazma način rada

Priprema - Prije početka tretmana skinite šminku, temeljito očistite kožu, a potom je osušite.

Njega protiv akni - Držeći uređaj u ruci, izvodite kružne pokrete na području zahvaćenom aknama. Nakon 10 sekundi provedite tretman na sljedećem dijelu kože zahvaćenom aknama. Ponovite tretman 2-3 puta za područja koja zahtijevaju intenzivniju njegu. Nakon završetka tretmana nanesite serum priлагоđen težini Vaših akni i nježno masirajte kožu dok se pripravak ne upije. Nisu potrebni nikakvi drugi proizvodi za njegu kože.

Regeneracija kože/intenzivno pomlađivanje - Držite uređaj i polako ga pomičite odozdo prema gore u smjeru strelice. Kretanje od početne do krajnje točke trebalo bi trajati otprilike 3-5 sekundi. Tretman treba ponoviti 3-5 puta. Nakon završenog tretmana nanesite dnevnu njegu kože, u skladu s potrebama i navikama vaše kože. Priklom njegu kože nemojte provoditi tretmane preblizu području očiju ili grla.

Savjeti:

1. Prilikom prve uporabe uređaja preporuča se odabrati nisku postavku i ograničiti korištenje na 2-3 minute za cijelo lice. Tijekom sljedećih tretmana preporuča se postupno prebacivanje uređaja na više postavke i produžavanje trajanja korištenja. Nemojte koristiti uređaj duže od 10 minuta na cijelom licu u jednoj sesiji.
2. Uređaj karakterizira duboka apsorpcija (upijanje). Nakon tretmana trebali biste odabrati nježnije proizvode za njegu kože (jače djelovanje proizvoda za njegu kože može izazvati iritaciju kože). Budite oprezni s intantnijim sastojcima kao što su alkoholi, Vc, voćne kiseline, niacinamid i 377. Ako primijetite bilo kakvu osjetljivost ili nelagodnu, odmah prekinite s upotrebom.
3. Preporučljivo je koristiti uređaj noću. Ako je područje zahvaćeno aknama potrebno ojačati tretmanom tijekom dana, nanesite kremu za sunčanje na područje tretmana 1 sat nakon tretmana.
4. Prilikom korištenja stroja čut će se zvuk i miris. Ovo je prirodni fenomen koji se događa tijekom stvaranja plazme. Nastavite slobodno koristiti svoj uređaj.
5. Tijekom tretmana priključak za punjenje mora biti zatvoren silikonskim čepom. Ako je polđopac dobro pričvršćen, možete osjetiti lagano strujanje kada ga dodmete rukom.
6. Ako koristite plazma mod, nakon tretmana nanesite tonik.

Liječenje akni:

- područje primjene - područje akni
- vrijeme korištenja - 5-10 minuta
- učestalost - 1-2 puta dnevno

Pomlađivanje/prodiranje u kožu:

- područje upotrebe - lice
- vrijeme korištenja - 5-10 minuta
- učestalost - 1 puta dnevno

Kontraindikacije:

- Uredaj se nikako ne smije koristiti oko očiju, ušiju, Adamove jabučice i usta.
- Uredaj nije namijenjen djeci mlađoj od 15 godina. Mlađi od 15-18 godina mogu koristiti uređaj uz suglasnost i/ili nadzor roditelja ili skrbnika.
- Nemojte koristiti uređaj ako je koža na području koje treba tretirati preplanula ili crvena. Korištenje uređaja na preplanuloj ili crvenoj koži može uzrokovati privremenu ili čak trajnu promjenu boje kože.
- Nemojte koristiti uređaj ako ste trudni, pokušavate zatrudnjeti, mislite da biste mogli biti trudni ili dojite. Uredaj nije testiran za ovu svrhu i stoga se ne bi trebao koristiti u ovim slučajevima. Hormonske promjene do kojih dolazi tijekom trudnoće ili dojenja mogu povećati rizik od oštećenja kože ili osjetljivosti kože.
- Nemojte koristiti uređaj ako patite od bolesti poput epilepsije, epileptičkih napadaja ili migrene. Energetski bljeskovi mogu uzrokovati jake glavobolje i migrene.
- Nemojte koristiti na područjima kože s tetovazama, tamno smeđim ili crnim mrljama (kao što su tamne pjege, madeži ili bradavice). Tetovaže ili tamne mrlje mogu apsorbirati previše svjetlosne energije, što može uzrokovati oštećenje kože, privremene ili trajne mjeure, promjenu boje ili izbjeljivanje kože.
- Nemojte koristiti uređaj ako ste skloni stvaranju keloidnih ožiljaka.
- Nemojte koristiti ako postoji bilo kakva aktivna upala kože na području liječenja, uključujući akne, psorijazu, ekcem, opekline, herpes, abrazije ili osp. Ti čimbenici mogu učiniti kožu osjetljivom na svjetlost i učiniti tretman neugodnim ili izazvati otekline, mjehure ili infekcije na koži. Nakon što vaša koža dovoljno zacijeli, posavjetujte se s liječnikom prije uporabe uređaja.
- Ne biste trebali koristiti uređaj ako uzimate lijekove koji vašu kožu čine osjetljivom na svjetlost, uključujući nesteroidne protuupalne agense (npr. aspirin, ibuprofen, cefaminophen), tetracikline, fenotiazine, tiazide, diuretike, sulfonilureje, sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hidroksi kiseline (AHAS), beta-hidroksi kiseline (BHAS), Retin-A, Accutane ili lokalni retinoid.

Mjere predostrožnosti

- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim onih za koje je proizvod namijenjen.
- Nemojte dijeliti ovaj proizvod s članovima obitelji ili drugima. Može doći do unakrsne infekcije.
- Ne koristite proizvod u zapaljivom ili eksplozivnom okruženju.
- Nemojte koristiti uređaj istovremeno s drugim električnim proizvodima (uređaji za uljepšavanje, itd.).
- Za punjenje uređaja nemojte koristiti izvor napajanja izvan raspona 100-240V.
- Nemojte koristiti proizvod ili pribor ako su oštećeni.
- Nemojte namakati ili prati uređaj izravno pod vodom ili ga uranjati u umivaonik ili kadu.
- Ne koristite proizvod mokrim rukama.
- Nemojte ispuštati glavnu jedinicu uređaja, udarati je ili izlagati jakim udarcima.
- Nemojte koristiti izvor napajanja osim onog koji je isporučen s proizvodom jer to može uzrokovati kvar proizvoda.
- Ako tijekom uporabe osjetite bol, alergiju ili druge nuspojave, odmah prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.
- Ne postavljajte glavnu jedinicu uređaja na mjesta s visokom temperaturom, vlažnošću ili izravnom sunčevom svjetlošću.

Čišćenje:

Uredaj nije vodootporan. Nakon svakog tretmana obrišite proizvod suhim ručnikom. Nemojte koristiti korozivna sredstva za čišćenje uređaja.

Skладиštenje:

Uredaj treba čuvati na hladnom i suhom mjestu te izvan dohvata djece i životinja.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Enhetsstorlek:	163x45x39 mm
Nettovikt:	120 g
Laddningssätt:	Laddning Wried Type-c
Laddningstid:	ca 3 timmar
Batteri:	1000 mAh litiumbatteri
Material:	ABS, PC
Vattentät standard:	IPX5
Strömförsörjning:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Produktbeskrivning [sida 2-1]:

1. Ström på/av-knapp
2. Kör-knapp.
3. Växelindikator.
4. Laddningsindikator.
5. Plasmabehandlingshuvud.
6. Huvudkåpa.
7. Laddningsport.

Vattentät

Enheten har en IPX5 vattentät standard, men är inte helt vattentät.

Tillbehör är inte vattentäta.

Tips för att komma i kontakt med enheten med vatten:

- använd inte produkten i badrum, duschar eller andra fuktiga och våta platser
- doppa inte ned laddningsporten
- doppa eller tvätta inte enheten direkt i vatten
- doppa inte ner enheten i någon behållare fylld med vatten. Håll enheten borta från fuktiga och våta platser

Detaljerad användningsmanual:

Innan du använder enheten måste du ladda den. När laddningsindikatorn övergår från rött till vitt är laddningen klar. Efter användning av produkten, torka av eventuella återstående fukt från enheten.

Laddningsindikator:

Laddning - Vitt ljus tänds
Laddning klar - Rött ljus blinkar
Låg effekt - Laddningstid
Laddningstid - ca 3 timmar
Arbetstid - cirka 60 minuter

När laddningen är klar, koppla bort enheten från strömförsörjningen. Om du lämnar enheten ansluten efter full laddning kan batteriets livslängd minska.

Ström på/av:

- tryck kort på knappen för att slå på enheten.
- håll knappen intryckt i 1 sekund för att stänga av enheten.
- enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter.

Ändra intensitetsnivån

1. Slå på enheten, när den är påslagen är standardintensitetsnivån inställd på låg.
2. Tryck på knappen <Level> för att öka intensitetsnivån.

Innan användning:

Innan du påbörjar behandlingen bör du ta bort smink från ansiktet och rengöra det noggrant från eventuella sminkrester. Fukta sedan ansiktet med en bomullsrondell. Under behandlingen måste huden förbli fuktig, så denna åtgärd måste upprepas så ofta som nödvändigt.

Principer för drift av behandlingar:

Anti-akne vård

Acnebehandling kräver, förutom noggrann rengöring, ett effektivt skydd mot bakterier. Anti-akneterapi hjälper till att ta bort ojämnheter i huden orsakade av akne: finnar, gropar, subkutana knölar och ärr. Således återställer den hudens naturliga struktur och jämnar utryn avsevärt. Det reglerar keratiniseringen av talgkörtlarna och hämmar därigenom tillväxten av bakterier och förhindrar bildandet av nya hudutslag. Anti-aknevård är det bästa sättet att stärka den skyddande barriären av epidermis och eliminera huden inflammation.

Hudfömyelse/ intensiv frysning

Vacker, frisk hud i alla åldrar? Ja! Regenererande massage med plasmaläge saktar ner åldningsprocessen och hjälper till att vända tecknen på att tiden går. Djup vitalisering stimulerar cellerna i vart och ett av hudens tre lager för intensiv fömyelse. Det stimulerar blod- och lymfrikirkulationen, vilket förnyrar även allvarligt skadad hud. Bara några få regenererande behandlingar minskar märkbara rynkor och ger en delikat lyfteffekt. Djup regenerering betyder elastisk, fast och sammetslen hud. Bara en ungdomlig look.

Hudvård - Plasmaläge

Förberedelse - Innan du påbörjar behandlingen, ta bort smink, rengör huden noggrant och torka den sedan.

Anti-aknevård - Håll enheten i handen och utför cirkulära rörelser på det område som drabbats av akne. Efter 10 sekunder, utför behandlingen på nästa hudområde som påverkas av akne. Upprepa behandlingen 2-3 gånger för områden som kräver intensivvård. Efter avslutad behandling, applicera ett serum anpassat efter svårighetsgraden av din akne och massera försiktigt huden tills preparatet absorberas. Inga andra hudvårdsprodukter behövs. Hudregenerering/intensiv frysning - Håll i enheten och flytta den långsamt från botten till toppen i den riktning som pilen visar. Förflyttningen från startpunkten till slutpunkten bör ta cirka 3-5 sekunder. Behandlingen bör upprepas 3-5 gånger. Efter avslutad behandling, applicera daglig hudvård, enligt dina hudbehov och värn. När du tar hand om din hud, utför inte behandlingar för nära ögon- eller hålsområdet.

Tips:

1. När du använder enheten för första gången rekommenderas det att välja en låg inställning och begränsa användningen till 2-3 minuter för hela ansiktet. Under efterföljande behandlingar rekommenderas det att gradvis vända enheten till högre inställningar och förlänga användningstiden. Använd inte enheten längre än 10 minuter i hela ansiktet under en session.
2. Enheten kännetecknas av djup absorption (absorption). Efter behandlingen bör du välja skonsammare hudvårdsprodukter (starkare effektivitet hos hudvårdsprodukter kan orsaka hudirritation). Var försiktig med mer irriterande ingredienser som alkoholer, Vc, fruktsyror, niacinamid och 377. Om du märker någon känslighet eller obehag, avbryt användningen omedelbart.
3. Det rekommenderas att använda enheten på natten. Om området som drabbats av akne kräver förstärkning med behandling under dagen, applicera solskyddsmedel på behandlingsområdet 1 timme efter behandlingen.
4. Det kommer att höras ljud och lukt när du använder maskinen. Detta är ett naturligt fenomen som uppstår under plasmagenerering. Fortsätt att använda din enhet fritt.
5. Under behandlingen ska laddningsporten stängas med en silikonplugg. Om locket är ordentligt fastsatt kan du känna en lätt ström när du berör den med din hand.
6. Om du använder plasmaläget, applicera tonicon efter behandlingen.

Acne behandling:

- Användningsområde - akneområde
- användningstid - 5-10 minuter
- frekvens - 1-2 gånger om dagen

Förtyngning/penetration in i huden:

- användningsområde - ansikte
- användningstid - 5-10 minuter
- frekvens - 1 gång om dagen

Kontraindikationer:

- Apparaten ska **absolut** inte användas runt ögon, öron, Adams äpple och mun.
- Enheten är inte avsedd för barn under 15 år. Ungdomar i åldern 15-18 år får använda enheten med samtycke och/eller överinseende av sina föräldrar eller vårdnadshavare.
- Använd inte enheten om huden i området som ska behandlas är solbränd eller röd. Användning av enheten på solbränd eller röd hud kan orsaka tillfällig eller till och med permanent missfärgning av huden.
- Använd inte enheten om du är gravid, försöker bli gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar. Enheten har inte testats för detta ändamål och bör därför inte användas i dessa fall. Hormonella förändringar som inträffar under graviditet eller amning kan öka risken för hudskador eller hudkänslighet.
- Använd inte enheten om du lider av sjukdomar som epilepsi, epileptiska anfall eller migrän. Energilöslas kan orsaka svår huvudvärk och migrän.
- Använd inte på hudområden med tatueringar, mörkbruna eller svarta fläckar (som mörka fräknar, födelsemärken eller vårtor). Tatueringar eller mörka fläckar kan absorbera för mycket ljusenergi, vilket kan orsaka hudsvullnad, tillfälliga eller permanenta blåsor, missfärgning eller blekning av huden.
- Använd inte enheten om du har en tendens att utveckla keloidär.
- Använd inte om det finns någon aktiv hudinflammation i behandlingsområdet, inklusive akne, psoriasis, eksem, brännskador, herpes, skrubbsår eller hudutslag. Dessa faktorer kan göra huden känsligare för ljus och göra behandlingen obekvämt eller orsaka svullnad, blåsor eller infektioner på huden. När din hud har läkt tillräckligt, kontakta din läkare innan du använder enheten.
- Du bör inte använda enheten om du tar mediciner som gör din hud känslig för ljus, inklusive icke-steroida antiinflammatoriska medel (Lex, acetylsalicylsyra, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliner, fenotiaziner, tiazider, diuretika, sulfonamider, sulfonamider, DTIC fluorouracil, vintilastin, griseofulvin, alfa-hydroxysyror (AHAS), beta-hydroxysyror (BHAS), Retin-A, Accutane och/eller topiska retinoider.

Försiktighetsåtgärder

- Använd inte enheten för andra ändamål än de som produkten är avsedd för.
- Dela inte den här produkten med familjemedlemmar eller andra. Korsinfektion kan förekomma.
- Använd inte produkten i brandfarliga eller explosiva miljöer.
- Använd inte enheten samtidigt med andra elektriska produkter (skönhetsapparater, etc.).
- Använd inte en strömkälla utanför intervallet 100-240V för att ladda enheten.
- Använd inte produkten eller tillbehören om de är skadade.
- Blötlägg eller tvätta inte enheten direkt under vatten eller doppa den i ett handfat eller badkar.
- Använd inte produkten med våta händer.
- Tappa inte enhetens huvudenhet, så den eller utsatt den inte för kraftiga stötar.
- Använd inte en annan strömkälla än den som medföljer produkten, eftersom detta kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.
- Om du upplever smärta, allergier eller andra biverkningar under användning, sluta omedelbart att använda produkten och rådfråga din läkare.
- Placera inte enhetens huvudenhet på platser med hög temperatur, luftfuktighet eller direkt solljus.

Rengöring:

Enheten är inte vattentät. Efter varje behandling, torka av produkten med en torr handduk. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten.

Lagring:

Enheten bör förvaras på en sval, torr plats och utom räckhåll för barn och djur.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - 12]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Enhedsstørrelse:	163x45x39 mm
Nettovægt:	120 g
Opladningsmåde:	opladning Wried Type-c
Lade tid:	omkring 3 timer
Batteri:	1000 mAh lithium batteri
Materiale:	ABS, PC
Vandtæt standard:	IPX5
Strømforsyning:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Produktbeskrivelse [side 2-1]:

1. Tænd/sluk-knap
2. Kør-knap.
3. Gearindikator.
4. Opladningsindikator.
5. Plasmabehandlingshoved.
6. Hovedhaette.
7. Opladningsport.

Vandtæt

Enheden har en IPX5 vandtæt standard, men er ikke helt vandtæt.

Tilbehør er ikke vandtæt.

Tips til at komme i kontakt med enheden med vand:

- Brug ikke produktet i badeværelser, brusere eller andre fugtige og våde steder
- nedsænk ikke opladningsporten
- nedsænk eller vask ikke enheden direkte i vand
- nedsænk ikke enheden i en beholder fykt med vand, Hold enheden væk fra fugtige og våde steder

Detaljeret brugermanual:

Før du bruger enheden, skal du oplade den. Når opladningsindikatoren skifter fra rød til hvid, er opladningen fuldført. Efter brug af produktet skal du tørre eventuel resterende fugt af enheden.

Opladningsindikator:

- Opladning - Hvidt lys tændt
- Opladning fuldført - Rødt lys blinker
- Lav strøm - Opladningstid
- Opladningstid - cirka 3 timer
- Arbejdstid - cirka 60 minutter

Når opladningen er fuldført, skal du afbryde enheden fra strømforsyningen. Hvis enheden efterlades tilsluttet efter fuld opladning, kan det reducere batteriets levetid.

Tænd/sluk:

- tryk kort på knappen for at tænde enheden.
- hold knappen nede i 1 sekund for at slukke for enheden.
- enheden slukker automatisk efter 10 minutter.

Ændring af intensitetsniveauet

1. Tænd for enheden, når den er tændt, er standardintensitetsniveauet sat til lavt.
2. Tryk på knappen <Level> for at øge intensitetsniveauet.

Før brug:

Inden behandlingen påbegyndes, bør du fjerne make-up fra dit ansigt og rense det grundigt for eventuelle make-up-rester. Fugt derefter dit ansigt med en vandrødt. Under behandlingen skal huden forblive fugtig, så denne handling skal gentages så ofte som nødvendigt.

Principper for drift af behandlinger:

Anti-akne pleje

Acneusdsat hud kræver udover grundig rensning en effektiv beskyttelse mod bakterier. Anti-akne terapi hjælper med at fjerne uregelmæssigheder i huden forårsaget af acne: bumser, fordybninger, subkutane knuder og ar. Således genopretter den hudens ensartede struktur og udglatter huden markant. Det regulerer keratiniseringen af talgkirtlerne og hæmmer derudover væksten af bakterier og forhindrer dannelsen af nye hudbrud. Anti-akne pleje er den bedste måde at styrke den beskyttende barriere af epidermis og eliminere hudbetændelse.

Hudregenerering/intensiv foryngelse

Smuk, sund hud i alle aldre? Ja! Regenererende massage ved hjælp af plasmatilstand sænker ældningsprocessen og hjælper med at vende tegnene på, at tiden går. Dyb revitalisering stimulerer cellerne i hvert af hudens tre lag til intensiv foryngelse. Det stimulerer blod- og lymfemikrocirkulationen, som forynger selv svært beskadiget hud. Blot et par regenererende behandlinger reducerer mærkbart rynker, hvilket giver en delikat løftende effekt. Dyb regenerering betyder elastisk, fast og fløjsblød hud. Bare et ungdommeligt udseende.

Hudpleje - Plasmatilstand

Forberedelse - Før behandlingen påbegyndes, fjern makeup, rens huden grundigt og tør den derefter.

Anti-akne pleje - Hold enheden i hånden, udfør cirkulære bevægelser på det område, der er ramt af acne. Efter 10 sekunder udføres behandlingen på det næste hudområde, der er ramt af acne. Gentag behandlingen 2-3 gange for områder, der kræver intensiv pleje. Efter endt behandling, påfør et serum tilpasset sværhedsgraden af din akne og masser forsigtigt huden, indtil præparatet er absorberet. Ingen andre hudplejeprodukter er nødvendige.

Hudregenerering/intensiv foryngelse - Hold apparatet og bevæg det langsomt fra bund til top i plæns retning. Bevægelsen fra startpunktet til slutpunktet bør tage cirka 3-5 sekunder. Behandlingen skal gentages 3-5 gange. Efter endt behandling, påfør daglig hudpleje, i henhold til dine hudbehov og vaner. Når du plejer din hud, må du ikke udføre behandlinger for tæt på øjen- eller halsområdet.

Tips:

1. Når du bruger enheden for første gang, anbefales det at vælge en lav indstilling og begrænse brugen til 2-3 minutter for hele ansigtet. Under efterfølgende behandlinger anbefales det gradvist at skifte enheden til højere indstillinger og forlænge brugsvarigheden. Brug ikke enheden i mere end 10 minutter på hele ansigtet i én session.

2. Enheden er karakteriseret ved dyb absorption (absorption). Efter behandlingen bør du vælge blidere hudplejeprodukter (større effektivitet af hudplejeprodukter kan forårsage hudirritation). Vær forsigtig med mere intererende ingredienser såsom alkoholer, Vc, frugt syr, niacinamid og 377. Hvis du bemærker nogen form for følsomhed eller ubehag, skal du straks afbryde brugen.

3. Det anbefales at bruge enheden om natten. Hvis det område, der er ramt af akne, kræver forstærkning med behandling i løbet af dagen, påfør skøret på behandlingsområdet 1 time efter behandlingen.

4. Der vil være lyd og lugt, når du bruger maskinen. Dette er et naturligt fænomen, der opstår under plasmagenerering. Fortsæt med at bruge din enhed frit.

5. Under behandlingen skal ladeporten lukkes med et silikonestik. Hvis hæften er forsvarligt fastgjort, kan du mærke en let strøm, når du rører ved den med din hånd.

6. Hvis du bruger plasmatilstanden, påfør tonic efter behandlingen.

Acne behandling:

- Anvendelsesområde - acne område
- brugstid - 5-10 minutter
- hyppighed - 1-2 gange om dagen

Foryngelse/penetration ind i huden:

- brugsområde - ansigt
- brugstid - 5-10 minutter
- hyppighed - 1 gang om dagen

Kontraindikationer:

- Apparatet bør absolut ikke bruges omkring øjne, ører, Adams æble og mund.
- Enheden er ikke beregnet til børn under 15 år. Unge i alderen 15-18 år kan bruge enheden med samtykke og/eller opsyn fra deres forældre eller vægter.
- Brug ikke apparatet, hvis huden i det område, der skal behandles, er solbrændt eller rød. Brug af enheden på solbrændt eller rød hud kan forårsage midlertidig eller endda permanent misfarvning af huden.
- Brug ikke apparatet, hvis du er gravid, prøver at blive gravid, tror, du kan være gravid eller ammer. Enheden er ikke testet til dette formål og bør derfor ikke bruges i disse tilfælde. Hormonelle ændringer, der opstår under graviditet eller amning, kan øge risikoen for hudskader eller hudfølsomhed.
- Brug ikke apparatet, hvis du lider af sygdomme som epilepsi, epileptiske anfald eller migræne. Energiglimt kan forårsage svær hovedpine og migræne.
- Må ikke anvendes på hudområder med tatooveringer, mørkebrune eller sorte pletter (såsom mørke frenger, multivarpe eller vorter). Tatooveringer eller mørke pletter kan absorbere for meget lysenergi, hvilket kan forårsage hævelse af huden, midlertidige eller permanente blærer, misfarvning eller blegning af huden.
- Brug ikke enheden, hvis du har tendens til at udvikle keloid ar.
- Må ikke anvendes, hvis der er aktiv hudbetændelse i behandlingsområdet, herunder acne, psoriasis, eksem, forbrændinger, herpes, hudafskrabninger eller udslæt. Disse faktorer kan gøre huden mere følsom over for lys og gøre behandlingen ubehagelig eller forårsage hævelser, blærer eller infektioner på huden. Når din hud er meget tilstrækkeligt skal du kontakte din læge, før du bruger enheden.
- Du bør ikke bruge enheden, hvis du tager medicin, der gør din hud følsom over for lys, herunder ikke-steroide antiinflammatoriske midler (f.eks. aspirin, ibuprofen, acetaminophen), tetracycliner, phenothiaziner, thiazider, diuretika, sulfonamider, sulfonamider, DTIC fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxysyrer (AHAS), Beta-Hydroxy-syrer (BHAS), Retin-A, Accutane og/eller topiske retinoider.

Forholdsregler

- Brug ikke enheden til andre formål end dem, som produktet er beregnet til.
- Del ikke dette produkt med familiemedlemmer eller andre. Krydsinfektion kan forekomme.
- Brug ikke produktet i brandfarlige eller eksplosive omgivelser.
- Brug ikke enheden samtidigt med andre elektriske produkter (skønhedsapparater osv.).
- Brug ikke en strømkilde uden for 100-240V-området til at oplade enheden.
- Brug ikke produktet eller tilbehøret, hvis det er beskadiget.
- Enheden må ikke lægges i blød eller vaskes direkte under vand, og den må ikke nedsænkes i en vask eller badekar.
- Brug ikke produktet med våde hænder.
- Undlad at tæbe enhedens hovedenhed, slå den eller udsætte den for kraftige stød.
- Brug ikke en anden strømforsyning end den, der fulgte med produktet, da dette kan forårsage funktionsfejl på produktet.
- Hvis du oplever smerter, allergier eller andre bivirkninger under brug, skal du straks stoppe med at bruge produktet og kontakte din læge.
- Anbring ikke enhedens hovedenhed på steder med høj temperatur, luftfugtighed eller direkte sollys.

Udrensning:

Enheden er ikke vandtæt. Efter hver behandling tørres produktet af med et tørt håndklæde. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden.

Opbevaring:

Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted og utilgængeligt for børn og dyr.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Apparaatgrootte:	163x45x39mm
Netto gewicht:	120 gr
Opladmanier:	opladen Beschreven Type-c
Laadtijd:	ongeveer 3 uur
Accu:	1000 mAh Lithiumbatterij
Materiaal:	ABS, PC
Waterdichte standaard:	IPX5
Stroomvoorziening:	Wisselstroom 100-240V 50/60Hz Gelijktroom 5V-1A

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Productbeschrijving [pagina 24f]:

1. Aan/uit-knop
2. Knop Uitvoeren.
3. Versnellingsindicator.
4. Opladindicator.
5. Plasmabehandelingsskop.
6. Hoofdkap.
7. Opladpoort.

Waterbestendig

Het toestel heeft een IPX5 waterdichte standaard, maar is niet volledig waterdicht. Accessoires zijn niet waterdicht.

Tips voor het in contact brengen van het apparaat met water:

- gebruik het product niet in badkamers, douches of andere vochtige en natte plaatsen
- pompel de opladpoort niet onder
- Pompel of was het apparaat niet rechtstreeks in water
- Pompel het apparaat niet onder in een bak gevuld met water. Houd het apparaat uit de buurt van vochtige en natte plaatsen

Gedetailleerde gebruikershandleiding:

Voordat u het apparaat gebruikt, moet u het opladen. Wanneer de opladindicator van rood naar wit verandert, is het opladen voltooid. Veeg na gebruik van het product eventueel achtergebleven vocht van het apparaat.

Opladindicator:

Opladen - Wit lampje aan
 Opladen voltooid - Rood lampje knippert
 Laag stroomverbruik - Opladtijd
 Opladtijd - ongeveer 3 uur
 Werktijd - ongeveer 60 minuten

Zodra het opladen is voltooid, koppelt u het apparaat los van de voeding. Als u het apparaat aangesloten laat nadat het volledig is opgeladen, kan dit de levensduur van de batterij verkorten.

Inschakelen / uitschakelen:

- druk kort op de knop om het apparaat in te schakelen.
- houd de knop 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- het apparaat wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

Het intensiteitsniveau wijzigen

1. Schakel het apparaat in. Wanneer het is ingeschakeld, is het standaardintensiteitsniveau ingesteld op laag.
2. Druk op de knop <Level> om het intensiteitsniveau te verhogen.

Voor gebruik:

Voordat u met de behandeling begint, dient u de make-up van uw gezicht te verwijderen en eventuele make-upresten grondig te verwijderen. Maak vervolgens je gezicht vochtig met een wattenstijfje. Tijdens de behandeling moet de huid vochtig blijven, deze handeling moet daarom zo vaak als nodig worden herhaald.

Principes van de werking van behandelingen:

Anti-acne verzorging

Een huid die gevoelig is voor acne vereist, naast een grondige reiniging, een effectieve bescherming tegen bacteriën. Antiacnetherapie helpt bij het verwijderen van huidonregelmatigheden veroorzaakt door acne: puistjes, kuiltjes, onderhuidse knobbeljes en littekens. Zo herstelt het de uniforme structuur van de huid en maakt het de teint aanzienlijk glad. Het reguleert de keratinisatie van de talgklieren, waardoor de groei van bacteriën wordt geremd en de vorming van nieuwe huiduitslag wordt voorkomen. Anti-acneverzorging is de beste manier om de beschermende barrière van de opperhuid te versterken en huidontstekingen te elimineren.

Huidregeneratie/intensieve verzorging

Een mooie, gezonde huid op elke leeftijd? Ja! Een regenererende massage met behulp van de plasmamodus vertraagt het verouderingsproces en helpt de tekenen van verstijven van de tijd om te keren. Diepe revitalisatie stimuleert de cellen van elk van de drie lagen van de huid voor intensieve vernieuwing. Het stimuleert de microcirculatie van bloed en lymfe, waardoor zelfs ernstig beschadigde huid wordt verjongd. Slechts enkele regenererende behandelingen verminderen rimpels merkbaar en zorgen voor een delicaat lifend effect. Diepe regeneratie betekent een elastische, stevige en fluwelzachte huid. Gewoon een jeugdige uitstraling.

Huidverzorging - Plasmamodus

Voorbereiding - Voordat u met de behandeling begint, verwijdert u make-up, reinigt u de huid grondig en droogt u deze vervolgens af.

Anti-acneverzorging - Houd het apparaat in uw hand en voer cirkelvormige bewegingen uit op het door acne aangeaste gebied. Voer de behandeling na 10 seconden uit op het volgende deel van de huid dat door acne wordt aangeast. Herhaal de behandeling 2-3 keer voor gebieden die intensieve zorg vereisen. Breng na voltooiing van de behandeling een serum aan dat is aangepast aan de ernst van uw acne en masseer de huid zachtjes totdat het preparaat is opgenomen. Er zijn geen andere huidverzorgingsproducten nodig.

Huidregeneratie/intensieve verzorging - Houd het apparaat vast en beweeg het langzaam van onder naar boven in de richting aangegeven door de pijl. De beweging van het startpunt naar het eindpunt duurt ongeveer 3-5 seconden. De behandeling moet 3-5 keer worden herhaald. Pas na voltooiing van de behandeling de dagelijkse huidverzorging toe, afhankelijk van uw huidbehoefte en -gewoonten. Wanneer u uw huid verzorgt, voer dan geen behandelingen te dicht bij de ogen of de keel uit.

Tips:

1. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wordt aanbevolen een lage stand te selecteren en het gebruik te beperken tot 2-3 minuten voor het hele gezicht. Tijdens daaropvolgende behandelingen wordt aanbevolen om het apparaat geleidelijk naar hogere instellingen te schakelen en de gebruiksduur te verlengen. Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten op het hele gezicht in één sessie.
2. Het apparaat wordt gekenmerkt door diepe absorptie (absorptie). Na de behandeling moet u zachtere huidverzorgingsproducten kiezen (een sterkere effectiviteit van huidverzorgingsproducten kan huidirritatie veroorzaken). Wees voorzichtig met irriterende ingrediënten zoals alcoholen, Vc, fruitzuren, niacinamide en 377. Als u enige gevoeligheid of ongemak bemerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
3. Het wordt aanbevolen om het apparaat 's nachts te gebruiken. Als het door acne aangeaste gebied versterkt moet worden met behandeling gedurende de dag, breng dan 1 uur na de behandeling zonnebrandcrème aan op het te behandelen gebied.
4. Er zal geluid en geur zijn tijdens het gebruik van de machine. Dit is een natuurlijk fenomeen dat optreedt tijdens het genereren van plasma. Blijf uw apparaat vrij gebruiken.
5. Tijdens de behandeling moet de opladpoort worden afgesloten met een siliconen plug. Als de dop stevig is bevestigd, kunt u een lichte stroming voelen als u deze met uw hand aanraakt.

6. Als u de plasmamodus gebruikt, breng dan de tonic aan na de behandeling.

Acne behandeling:

- toepassingsgebied - acnegebied
- gebruikstijd - 5-10 minuten
- frequentie - 1-2 keer per dag

Verjonging/penetratie in de huid:

- toepassingsgebied - gezicht
- gebruikstijd - 5-10 minuten
- frequentie - 1 keer per dag

Contra-indicaties:

- Het apparaat mag zeker niet gebruikt worden rond de ogen, oren, adamsappel en mond.
- Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 15 jaar. Jongeren van 15 tot 18 jaar mogen het apparaat gebruiken met toestemming en/of toezicht van hun ouders of voogden.
- Gebruik het apparaat niet als de huid in het te behandelen gebied gebruid of rood is. Het gebruik van het apparaat op een gebruide of rode huid kan tijdelijke of zelfs permanente verkleuring van de huid veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent, probeert zwanger te worden, denkt dat u zwanger bent of borstvoeding geeft. Het apparaat is niet voor dit doel getest en mag in deze gevallen daarom niet worden gebruikt. Hormonale veranderingen die optreden tijdens zwangerschap of borstvoeding kunnen het risico op huidbeschadiging of gevoeligheid van de huid vergroten.
- Gebruik het apparaat niet als u lijdt aan ziekten zoals epilepsie, epileptische aanvallen of migraine. Energieflitsen kunnen ernstige hoofdpijn en migraine veroorzaken.
- Niet gebruiken op delen van de huid met tatoeages, donkerbruine of zwarte vlekken (zoals donkere sproeten, moedervlekken of wratten). Tatoeages of donkere vlekken kunnen te veel lichtenergie absorberen, wat zwelling van de huid, tijdelijke of permanente blaren, verkleuring of witter worden van de huid kan veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet als u de neiging heeft keloïde littekens te ontwikkelen.
- Niet gebruiken als er sprake is van actieve huidontsteking in het behandelgebied, waaronder acne, psoriasis, eczeem, brandwonden, herpes, schaafwonden of huiduitslag. Deze factoren kunnen de huid gevoeliger maken voor licht en de behandeling ongemakkelijk maken of zwellingen, blaren of infecties op de huid veroorzaken. Zodra uw huid voldoende genezen is, dient u uw arts te raadplegen voordat u het apparaat gebruikt.
- U mag het apparaat niet gebruiken als u medicijnen gebruikt die uw huid gevoelig maken voor licht, waaronder niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (bijv. aspirine, ibuprofen, cetaminofen), tetracyclines, fenothiazinen, thiazide, diuretica, sulfonyleureumderivaten, sulfonamiden, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvine, alfa-hydroxylzuren (AHAS), beta-hydroxylzuren (BHAS), retin-A, acutane en/of plaatselijke retinoiden.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het product bedoeld is.
- Deel dit product niet met familieleden of anderen. Er kan kruisbesmetting optreden.
- Gebruik het product niet in ontvlambare of explosieve omgevingen.
- Gebruik het apparaat niet gelijktijdig met andere elektrische producten (schoonheidsapparaten, enz.).
- Gebruik geen stroombron buiten het bereik van 100-240V om het apparaat op te laden.
- Gebruik het product of de accessoires niet als deze beschadigd zijn.
- Laat het apparaat niet onder water weken of wassen, en dompel het niet onder in een gootsteen of badkuip.
- Gebruik het product niet met natte handen.
- Laat de hoofdseenheid van het apparaat niet vallen, stoot er niet op en stel het niet bloot aan sterke schokken.
- Gebruik geen andere voeding dan degene die bij het product is geleverd, aangezien dit tot storingen in het product kan leiden.
- Als u tijdens het gebruik pijn, allergieën of andere bijwerkingen ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en raadpleeg uw arts.
- Plaats de hoofdseenheid van het apparaat niet op plaatsen met hoge temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.

Reiniging:

Het apparaat is niet waterdicht. Veeg het product na elke behandeling af met een droge handdoek. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat schoon te maken.

Opslag:

Het apparaat moet op een koele, droge plaats en buiten het bereik van kinderen en dieren worden bewaard.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Cihaz Boyutu:	163x45x39 mm
Net ağırlığı:	120 gr
Şarj yolu:	Kablolu Tip-c şarj
Şarj süresi:	yaklaşık 3 saat
Pil:	1000 mAh lityum pil
Malzeme:	ABS, bilgisayar
Su Geçirmez Standart:	IPX5
Güç kaynağı:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Ürün açılması [sayfa 2-F1]:

1. Güç açma/kapama düğmesi
2. Çalıştır düğmesi.
3. Vites göstergesi.
4. Şarj göstergesi.
5. Plazma tedavi başlığı.
6. Baş başlığı.
7. Şarj portu.

Su geçirmez.

Cihaz IPX5 su geçirmezlik standardına sahiptir ancak tamamen su geçirmez değildir.

Aksesuarlar su geçirmez değildir.

Cihazı su ile temas etmek için ipuçları:

- Ürünü banyoda, duşta veya diğer nemli ve ıslak yerlerde kullanmayın.
- şarj portunu suya batırmayın
- cihazı doğrudan suya batırmayın veya yıkamayın
- Cihazı suyla dolu herhangi bir kaba daldırmayın. Cihazı nemli ve ıslak yerlerden uzak tutun

Detaylı kullanım kılavuzu:

Cihazı kullanmadan önce şarj etmeniz gerekir. Şarj göstergesi kırmızıdan beyaza döndüğünde şarj işlemi tamamlanmıştır. Ürünü kullandıktan sonra cihazda kalan nemi silin.

Şarj göstergesi:

- Şarj oluyor - Beyaz ışık açık
- Şarj tamamlandı - Kırmızı ışık yanıp sönüyor
- Düşük güç - Şarj süresi
- Şarj süresi - yaklaşık 3 saat
- Çalışma süresi - yaklaşık 60 dakika

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra cihazın güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin. Tamamen şarj olduktan sonra cihazı fişe takılı bırakmak pil ömrünü kısıtlatabilir.

Güç açık / kapalı:

- cihazı açmak için düğmeye kısaca basın.
- cihazı kapatmak için düğmeyi 1 saniye basılı tutun.
- cihaz 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Yoğunluk seviyesinin değiştirilmesi

1. Cihazı açın, açıldığında varsayılan yoğunluk seviyesi düşük olarak ayarlanır.
2. Yoğunluk seviyesini artırmak için <Seviye> düğmesine basın.

Kullanmadan önce:

Tedaviye başlamadan önce yüzünüzdeki makyajı temizlemeli ve makyaj kalıntılarından iyice arındırılmalısınız. Daha sonra yüzünüzü pamuklu bir bezle nemlendirin. Tedavi sırasında ciltte nemi kalması gerekir, bu nedenle bu eylemin gerektiği sıklıkta tekrarlanması gerekir.

Tedavilerin çalışma prensipleri:

Akne karşıtı bakım

Akne eğilimli cilt, derinlemesine temizliği yanı sıra bakterilere karşı etkili bir koruma gerektirir. Akne karşıtı terapi, sivilcelerin neden olduğu cilt dengesizliklerinin giderilmesine yardımcı olur: sivilceler, gamzeler, deri altı nodüller ve yara izleri. Böylece cildin tekdüze yapısını geri kazanır ve cildi önemli ölçüde pürüzsüzleştirir. Yağ bezlerinin keratinizasyonunu düzenleyerek bakterilerin büyümesini engeller ve yeni cilt döküntülerinin oluşumunu engeller. Akne karşıtı bakım, epidermin koruyucu bariyerini güçlendirmenin ve cilt titrabinin ortadan kaldırmanın en iyi yoludur.

Cilt yenilenmesi/yoğun geliştirme

Her yaşta güzel sağlıklı bir cilt? Evet! Plazma modunu kullanan yenileyici masaj, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve geçen zamanın belirtilerini tersine çevirmeye yardımcı olur. Derin canlandırma, yoğun yenilenme için cildin üç katmanının her birindeki hücreleri uyarır. Kan ve lenf mikrosirkülasyonunu uyarır, bu da ciddi şekilde hasar görmüş cildi bile geliştirir. Sadece birkaç yenileyici bakım, kırışıklıklardan gözle görülür şekilde azaltır ve hassas bir kılınma etkisi sağlar. Derin yenilenme elastik, sıkı ve kadifemsi pürüzsüz bir cilt anlamına gelir. Sadece genç bir görünüm.

Cilt bakımı - Plazma modu

Hazırlık - Tedaviye başlamadan önce makyajı çıkarın, cildi iyice temizleyin ve ardından kurulayın.

Akne karşıtı bakım - Cihazı elinizde tutarak sivilceden etkilenen bölgede dairesel hareketler yapın. 10 saniye sonra, sivilceden etkilenen bir sonraki cilt bölgesine tedaviyi uygulayın. Yoğun bakım gerektiren bölgeler için tedaviyi 2-3 kez tekrarlayın. Tedaviyi tamamladıktan sonra sivilcenizin şiddetine göre uyarlanabilir serum uygulayın ve preparat emilene kadar cildinize hafifçe masaj yapın. Başka hiçbir cilt bakım ürününe ihtiyaç yoktur.

Cilt yenilenmesi/yoğun geliştirme - Cihazı tutun ve okla gösterilen yönde aşağıdan yukarıya doğru yavaşça hareket ettirin. Başlangıç noktasından bitiş noktasına hareket yaklaşık 3-5 saniye sürmelidir. Tedavi 3-5 kez tekrarlanmalıdır. Tedaviyi tamamladıktan sonra cildinizin ihtiyacına ve alışkanlıklarına göre günlük cilt bakımını uygulayın. Cildinize bakım yaparken göz veya boğaz bölgesine çok yakın bakım yapmayın.

İpuçları:

1. Cihazı ilk kez kullanırken düşük bir ayar seçmeniz ve kullanımı süzün tamamı için 2-3 dakika ile sınırlanmıştır önerilir. Daha sonraki tedavilerde cihazın kademeli olarak daha yüksek ayarlara getirilmesi ve kullanımı süzün süresinin uzatılması önerilir. Cihazı tek seansız tüm yüzünüze 10 dakikadan fazla kullanmayın.

2. Cihaz derin emilim (emilim) ile karakterize edilir. Tedaviden sonra daha yumuşak cilt bakım ürünleri seçmelisiniz (cilt bakım ürünlerinin daha etkili olması ciltte tahriş neden olabilir). Alkol, Vc, meyve asitleri, niasinamid ve 377 gibi daha tahriş edici bileşenlere karşı dikkatli olun. Herhangi bir hassasiyet veya rahatsızlık fark ederseniz, kullanmayı hemen bırakın.

3. Cihazın gece kullanılması tavsiye edilir. Sivilceden etkilenen bölgenin gün içerisinde tedavi ile güçlendirilmesi gerekiyorsa, tedaviden 1 saat sonra tedavi bölgesine güneş kremi sürün.

4. Makineyi kullanırken ses ve koku duyulacaktır. Bu, plazma üretimi sırasında meydana gelen doğal bir olgudur. Cihazınızı özgürce kullanmaya devam edin.

5. Tedavi sırasında şarj portu silikon tapa ile kapatılmalıdır. Kapak güvenli bir şekilde takılması elinizde dokunduğunuzda hafif bir akım hissedebilirsiniz.

6. Plazma modunu kullanıyorsanız tedaviye başladıktan sonra toniği uygulayın.

Akne tedavisi:

- uygulama alanı - sivilce bölgesi
- kullanım süresi - 5-10 dakika
- sıklık - günde 1-2 kez

Genleştilme/çilde nüfuz etme:

- kullanım alanı - yüz
- kullanım süresi - 5-10 dakika
- sıklık - günde 1 kez

Kontrendikasyonlar:

- Cihaz kesinlikle göz, kulak, adem elması ve ağız çevresinde kullanılmamalıdır.
- Cihaz 15 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. 15-18 yaş arası gençler, ebeveynleri veya vellelerini izni ve/veya gözetimi altında cihazı kullanabilirler.
- Uygulama yapılacak bölgedeki cilt bronzlaşmış veya kırmızıysa cihazı kullanmayın, Cihazın bronzlaşmış veya kırmızı cilt üzerinde kullanılması, ciltte geçici ve hatta kalıcı renk değişikliğine neden olabilir.
- Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya emziriyorsanız cihazı kullanmayın, Cihaz bu amaçla test edilmemiştir ve bu nedenle bu durumlarda kullanılmamalıdır. Hamilelik veya emzime sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler cilt hasarı veya cilt hassasiyeti riskini artırabilir.
- Epilepsi, epileptik nöbet veya migren gibi hastalıklarınız varsa cihazı kullanmayınız. Enerji flaşları şiddetli baş ağrılarına ve migrene neden olabilir.
- Dövmeli, koyu kahverengi veya siyah noktalı (koyu çiller, benler veya siğiller gibi) cilt bölgelerinde kullanmayın. Dövmeler veya koyu lekeler çok fazla ışık enerjisi emebilir ve bu da ciltte şişmeye, geçici veya kalıcı kabarıklara, renk değişikliğine veya ciltte beyazlaşmaya neden olabilir.
- Keloid yara izi oluşma eğiliminiz varsa cihazı kullanmayın.
- Tedavi bölgesinde akne, seedef hastalığı, egzama, yanıklar, uçuk, sıyrıklar veya döküntüler dahil herhangi bir aktif cilt iltihabı varsa kullanmayın. Bu faktörler ciltli ışığa karşı daha hassas hale getirebilir ve tedaviyi rahatsız edebilir veya ciltte şişlik, kabarcık veya enfeksiyona neden olabilir. Cildiniz yeterince iyileştikten sonra cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
- Steroid olmayan antiinflamatuar ajanlar (örn, aspirin, ibuprofen, setaminolen), tetrasiklinler, fenolaziner, tiyazid, diüretikler, sülfonüreler, sülfonamidler, DTIC dahil olmak üzere cildinizi ışığa duyarlı hale getiren ilaçlar kullanıyorsanız cihazı kullanılmamalıdır. , fluorourasil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hidroksi asitler (AHAS), Beta-Hidroksi Asitler (BHAS), Retin-A, Accutane ve/veya topikal retinoidler.

Önemler

- Cihazı, ürünün kullanım amacı dışında kullanmayın.
- Bu ürünü aile üyelerinize veya başkalarıyla paylaşmayın. Çapraz enfeksiyon meydana getebilir.
- Ürünü yanlış veya patlayıcı ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazı başka elektrikli ürünlerle (güzellik cihazları vb.) aynı anda kullanmayın.
- Cihazı şarj etmek için 100-240V aralığının dışında bir güç kaynağı kullanmayın.
- Hasar görmüşse ürünü veya aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı doğrudan suya batırmayın veya yıkamayın ya da lavaboya veya küvete batırmayınız.
- Ürünü ıslak ciltte kullanmayınız.
- Cihazın ana ünitesini düşürmeyin, çarpmayın veya güçlü darbelerle maruz bırakmayın.
- Ürünü birlikte verilen güç kaynağı dışında bir güç kaynağı kullanmayın; bu, ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Kullanım sırasında ağır, alerji veya başka olumsuz reaksiyonlarla karşılaşarsanız ürünü kullanmayı hemen bırakın ve doktorunuza danışın.
- Cihazın ana ünitesini yüksek sıcaklık, nem veya doğrudan güneş ışığı alan yerlere koymayınız.

Temizleme:

Cihaz su geçirmez değildir. Her tedaviden sonra ürünü kuru bir havluyla silin. Cihazı temizlemek için aşağındaki maddeler kullanmayın.

Depolamak:

Cihaz serin, kuru ve çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Размер на устройството:	163x45x39 мм
Него тегло:	120 гр
Начин на зареждане:	зареждане Wried Type-c
Време за зареждане:	около 3 часа
Батерия:	1000 mAh литиева батерия
Материал:	ABS, PC
Водостойчив стандарт:	IPX5
Захранване:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на продукта [страница 2f-1]:

1. Бутон за включване/изключване
2. Бутон за стартиране.
3. Индикатор за скоростите.
4. Индикатор за зареждане.
5. Глава за плазмена обработка.
6. Шапка за глава.
7. Порт за зареждане.

Водостойчив

Устройството има водостойчив стандарт IPX5, но не е напълно водостойчиво, Аксесоарите не са водостойчиви.

Съвети за контакт на устройството с вода:

- не използвайте продукта в бани, душ кабинни или други влажни и мокри места
- не потапяйте порта за зареждане
- не потапяйте и не мийте устройството директно във вода
- не потапяйте устройството в съд, пълен с вода. Пазете устройството от влажни и мокри места

Подробно ръководство за потребителя:

Преди да използвате устройството, трябва да го заредите. Когато индикаторът за зареждане се промени от червено на бяло, зареждането е завършено. След като използвате продукта, избършете останалата влага от устройството.

Индикатор за зареждане:

Зареждане - Свети бяла светлина
 Зареждането приключи - Червената светлина мига
 Ниска мощност - Време за зареждане
 Време за зареждане - около 3 часа
 Време за работа - приблизително 60 минути

След като зареждането приключи, изключете устройството от захранването. Оставянето на устройството включено след пълно зареждане може да намали живота на батерията.

Включване/изключване:

- натиснете кратко бутона за включване на устройството.
- задържете бутона за 1 секунда, за да изключите устройството.
- устройството ще се изключи автоматично след 10 минути.

Промяна на нивото на интензивност

1. Включете устройството, когато е включено, нивото на интензитет по подразбиране е настроено на ниско.
2. Натиснете бутона «Ниво», за да увеличите нивото на интензивност.

Преди употреба:

Преди да започнете процедурата, трябва да премахнете грима от лицето си и да го почистите добре от остатъците от грим. След това навлажнете лицето си с памучен тампон. По време на лечението кожата трябва да остане влажна, така че това действие трябва да се повтаря толкова често, колкото е необходимо.

Принципи на действие на лечението:

Грижа против акне
 Склонната към акне кожа, освен цялостно почистване, изисква и ефективна защита срещу бактерии. Антиакне терапията помага за премахване на кожни неравности, причинени от акне: пъпки, трагични, подожни възли и белези. Така възстановява еднородната структура на кожата и значително изглажда тона. Регулира кератинизацията на мастните жлези, като по този начин инхибира растежа на бактериите и предотвратява образуването на нови кожни обривы. Грижата против акне е най-добрият начин за укрепване на защитната бариера на епидермиса и премахване на възпалението на кожата.

Регенерация на кожата/интензивно подмладяване

Красива, здрава кожа на всяка възраст! да Регенериращият масаж с помощта на плазмен режим забавя процеса на стареене и помага за обръщане на признаците на изтичащото време. Дълбочката ревитализация стимулира клетките на всеки от трите слоя на кожата за интензивно обновяване. Стимулира микроциркулацията на кръвта и лимфата, което подмладява дори силно увредената кожа. Само няколко регенерационни процедури забележимо намаляват бръчките, осигурявайки деликатен лифтинг ефект. Дълбочката регенерация означава еластична, стегната и кадифено гладка кожа. Просто младежки вид.

Грижа за кожата - Плазмен режим

Подготовка - Преди да започнете процедурата, отстранете грима, почистете добре кожата и след това я подсушете.

Грижа против акне - Като държите уреда в ръка, извършвайте кръгови движения върху зоната, засегната от акне. След 10 секунди извършете лечението върху следващата област от кожата, засегната от акне. Повторете третирането 2-3 пъти за зона, изискващи интензивна грижа.

След приключване на лечението нанесете серум, съобразен с тежестта на вашето акне и нежно масажирате кожата, докато препаратът се абсорбира. Не са необходими други продукти за грижа за кожата.

Регенериране на кожата/интензивно подмладяване - Хванете устройството и го движете бавно отдолу нагоре в посоката, посочена от стрелката. Движението от началната до крайната точка трябва да отнеме приблизително 3-5 секунди. Лечението трябва да се повтори 3-5 пъти. След приключване на терапията прилагайте ежедневна грижа за кожата, съобразена с вашите нужди и навици. Когато се грижите за кожата си, не извършвайте процедури върху близка до областта на очите или гърлото.

Съвети:

1. Когато използвате устройството за първи път, се препоръчва да изберете ниска настройка и да ограничите използването до 2-3 минути за цялото лице. По време на последващи третиране се препоръчва постепенно да превключите устройството на по-високи настройки и да увеличите продължителността на употреба. Не използвайте устройството за повече от 10 минути върху цялото лице в една сесия.

2. Устройството се характеризира с дълбока абсорбция (абсорбция). След лечението трябва да изберете почечни продукти за грижа за кожата (по-силната ефективност на продуктите за грижа за кожата може да предизвика дразнене на кожата). Внимават се с поддразнене съставки като алкохоли, Vc, плодови киселини, ниацинамид и 377. Ако забележите някаква чувствителност или дискомфорт, незабавно преустановете употребата.

3. Препоръчително е да използвате уреда през нощта. Ако зоната, засегната от акне, изисква укрепване с третиране през деня, нанесете слънцезащитен крем върху третираната зона 1 час след третирането.

4. Ще има звук и мириса, когато използвате машината. Това е естествено явление, което се случва по време на генериране на плазма. Продължете да използвате устройството си свободно.

5. По време на лечението портът за зареждане трябва да бъде затворен със силиконова тапа. Ако капачката е добре закрепена, може да

почувствате леко течение при докосване с ръка.
6. Ако използвате плазмен режим, нанесете тоника след процедурата.

Лечение на акне:

- област на приложение - зона на акне
- време за използване - 5-10 минути
- честота - 1-2 пъти на ден

Подмладяване/прокивяване в кожата:

- област на използване - лице
- време за използване - 5-10 минути
- честота - 1 път на ден

Противопоказания:

- Устройството категорично не трябва да се използва около очите, ушите, адамовата ябълка и устата.
- Уредът не е предназначен за деца под 15 години. Младежи на възраст 15-18 години могат да използват устройството със съгласието и/или надзора на своите родители или настойници.
- Не използвайте уреда, ако кожата в третираната зона е загоряла или зачервена. Използването на устройството върху загоряла или зачервена кожа може да причини временно или дори постоянно обезцветяване на кожата.
- Не използвайте устройството, ако сте бременна, сгитвате се да забременеете, смятате, че може да сте бременна или кърмите. Устройството не е тествано за тази цел и следователно не трябва да се използва в тези случаи. Хормоналните промени, които настъпват по време на бременост или кърмене, могат да увеличат риска от увреждане на кожата или чувствителност на кожата.
- Не използвайте уреда, ако страдате от заболявания като епилепсия, епилептични припадъци или мигрена. Енергийните вълни могат да причинят силно главоболие и мигрена.
- Не използвайте върху участъци от кожата с татуировки, тъмнокафяви или черни петна (като тъмни лунички, бенки или брадавици). Татуировките или тъмните петна могат да абсорбират твърде много светлинна енергия, което може да причини подуване на кожата, временни или постоянни мехури, обезцветяване или избелване на кожата.
- Не използвайте уреда, ако имате склонност към образуване на келоидни белези.
- Не използвайте, ако има активно възпаление на кожата в третираната зона, включително акне, псориазис, екзема, изгаряния, херпес, ожулвания или обрив. Тези фактори могат да направят кожата по-чувствителна към светлина и да направят лечението неудобно или да причинят подуване, мехури или инфекции по кожата. След като кожата Ви е задръвяла достатъчно, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате устройството.
- Не трябва да използвате устройството, ако приемате лекарства, които правят кожата ви чувствителна към светлина, включително нестероидни противовъзпалителни средства (напр. аспирин, ибупрофен, цетаминюфен), тетрациклини, фенотиазини, тиазиди, диуретици, сулфондиурети, сулфонамиди, DTIC , флуороурацил, винбластин, гризеофулвин, алфа-хидрокси киселини (AHAS), бета-хидрокси киселини (BHAS), Retin-A, Accutane и/или локални ретиноиди.

Предпазни мерки

- Не използвайте устройството за цели, различни от тези, за които е предназначен продуктът.
- Не споделяйте този продукт с членове на семейството или други. Може да възникне кръстосана инфекция.
- Не използвайте продукта в запалими или експлозивни среди.
- Не използвайте уреда едновременно с други електрически продукти (уреди за красота и др.).
- Не използвайте източник на захранване извън диапазона 100~240V за зареждане на устройството.
- Не използвайте продукта или аксесоарите, ако са повредени.
- Не нахисвайте и не мийте устройството директно под вода и не го потапяйте в мивка или вана.
- Не използвайте продукта с мокри ръце.
- Не изпускате основното устройство на устройството, не го удрийте и не го подлагайте на силни удари.
- Не използвайте захранване, различно от доставеното с продукта, тъй като това може да причини неизправност на продукта.
- Ако почувствате болка, алергии или други нежелани реакции по време на употреба, незабавно спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.
- Не поставяйте основния модул на устройството на места с висока температура, влажност или пряка слънчева светлина.

Почистване:

Устройството не е водостойчиво. След всяко третиране избършете продукта със суха кърпа. Не използвайте корозивни агенти за почистване на устройството.

Съхранение:

Устройството трябва да се съхранява на хладно и сухо място, недостъпно за деца и животни.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

لا تستخدم الجهاز إذا كان الجلد في المنطقة المراد علاجها مسمر أو أحمر. قد يؤدي استخدام الجهاز على بشر مسمر أو أحمر إلى تغير لون الجلد بشكل مؤقت أو حتى دائم. لا تستخدم الجهاز إذا كانت جاملًا أو تحرقين الحمل، أو تعطينين أنك قد تكون حاملًا أو مرشحة، ولم يتم اختبار الجهاز لهذا الغرض وذلك لأبغبي استخدامه في هذه الحالات. التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية قد تؤثر بدمن خطر تلف الجلد أو حساسية الجلد.

لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من مرض مثل الصرع أو نوبات الصرع أو الصداغ النصفي، ومضات الطقة يمكن أن تسبب الصداغ الشديد أو الصداغ النصفي.

لا تستخدم على مناطق الجلد التي بها وشم أو بقع بنية داكنة أو سوداء (مثل الحش الداكن أو الشامات أو الثآليل). يمكن أن يمتص الوشم أو التبع الداكنة الكثير من الطقة الضوئية، مما قد يسبب تورم الجلد أو ظهور بقع مؤقتة أو دائمة أو تغير اللون أو تبيض الجلد.

لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك ميل لتطوير ندبات الجدر.

لا تستخدمه إذا كان هناك أي التهاب جلدي نشط في منطقة العلاج، بما في ذلك حب الشباب أو الصدفية أو الأكزيما أو الحروق أو اليريس أو السحجات أو الطفح الجلدي. هذه العوامل يمكن أن تجعل الجلد أكثر حساسية للضوء وتجعل العلاج غير مرغوب فيه أو تسبب تورمًا أو بقعًا أو التهابات على الجلد. بمجرد شفاء بشرتك بما فيه الكفاية، استشر طبيبك قبل استخدام الجهاز.

يجب عدم استخدام الجهاز إذا كنت تتناول أو كنت تتناولين دواءً مضادًا للالتهاب، بما في ذلك مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الأسبرين، الأيبوبروفين، الستيرويدية)، النتر، السيكلين، أحماض بيتا هيدروكسي (AHAS)، فلور وبيور، إميل، هيدروكورتيزون، حمض الفاليدروكسي، DTIC، الفينوتيازين، الثيازيد، مدرات البول، السلفونيل يوريا، السلفوناميدات، ريتين، أكوتاني، أو الرتينويدات الموضعية (BHAS).

تحذيرات

لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى غير تلك المخصصة للمنتج.

لا تشارك هذا المنتج مع أفراد العائلة أو الآخرين. قد تحدث الحروق المتقطعة.

لا تستخدم المنتج في بنتك قبل الولادة أو الحمل.

لا تستخدم الجهاز في وقت أحدم المنتج الكبريتية الأخرى (أجهزة التجميل وغيرها).

لا تستخدم مصدر طقة خلج نطاق 100 ~ 240 فولت لشحن الجهاز.

لا تستخدم المنتج أو تحمله مباشرة تحت الماء، أو تغمره في الحوض أو حوض الاستحمام.

لا تستخدم المنتج بأي ممتل.

لا تلمس أو تلمس حدة أو تلمسها مباشرة أو تعرضها للصدمات قوية.

لا تستخدم مصدر طقة غير ذلك المرص مع المنتج، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث خلل في المنتج.

أشهرت جملًا أو حساسية أو رد فعل سلبي آخرى أثناء الاستخدام، توقف عن استخدام المنتج فورًا واستشر طبيبك.

لا تضع الوحدة أو نيسية للجهاز في أماكن ذات درجة حرارة عالية أو رطوبة أو أشعة الشمس المباشرة.

تطهير

الجهاز ليس مقاوم للماء. يعدل علاج، امسح المنتج بمنشفة جافة. لا تستخدم عوامل التكل لتطهير الجهاز.

تخزين

يجب أن يتم تخزين الجهاز في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات.

[2]- صفحة 2 من 2 | معلومات حول الشركة والمنتج

- www.beautifyyou.com

- www.youtube.com/beautifyyou



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13,08,2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Płasma Pro