

FOREO



UFO™ mini 2

SVENSK BEAUTYTECH
POWERMASKAR



ONLINE-BRUKSANVISNING

KOMPLETT BRUKSANVISNING



KOMMA IGÅNG

Grattis till att ha tagit första steget mot en exceptionell hudvård med ditt köp av UFO™ mini 2. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar åtnjuta alla fördelar med en sofistikerad powermask-teknologi i ditt egna hem.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd bara apparaten i dess avsedda syfte, och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

⚠ VARNING: INGEN MODIFIERING AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN.

UFO™ mini 2 ÖVERSIKT

UFO™ mini 2 är nytutvecklad med ultra-snabb uppvärmning och ett ännu bredare spektrum av LED-ljus, vilket gör den till en revolutionerande powermaskanordning som ger dig hud av högsta kvalitet på några sekunder. Med avancerad Hyper-Infusion-teknologi kombinerar UFO™ mini 2 värmeterapi med T-Sonic™-pulseringar för att höja fördelarna med UFO™-aktiverade powermasker. Ytterligare utrustad med åtta olika LED-lampor, hjälper UFO™ mini 2 dig att demaskera en elegant, strålande hy på bara 90 sekunder!

LÄRA KÄNNA DIN UFO™ mini 2

UNIVERSAL STARTKNAPP

Stänger av och på apparaten, sätter apparaten i parkopplingsläge för Bluetooth samt väljer behandlingsrutiner.

ULTRAHYGIENISKT SILIKON

Bakterieresistent och supermjuk.

T-SONIC™-PULSERINGAR

Ger en lugnande ansiktsmassage för att höja hudens utstrålning.

LADDNINGSPORT

Upp till 40 användningar per 2 och en halv timmes laddning.

LED-LAMPA MED FULLT SPEKTRUM

Hjälper huden att se synligt förnygrad ut för en naturligt förnyad hy.

VÄRMETERAPI

Mjukgör huden för att maskingredienserna ska tränga in i de djupaste lagren.

INDIKATORLJUS

Lyser upp för att indikera vilken maskbehandling din apparat är inställd på.

FÄSTRING

Säkrar UFO™-aktiverad powermask på plats.



UFO™-AKTIVERAD POWERMASK

Mjuka mikrofibermaskar exklusivt utformade för användning med UFO™.




USB-LADDNINGSKABEL

Ladda när som helst, var du än befinner dig, med USB-kabel.



INTERAKTIV APP

Synkroniserar automatiskt förprogrammerade ansiktsmaskrutiner till apparaten.




ELEGANT OCH STILIGT STÅLL

Skyddar och visar upp din UFO™ 2 samtidigt som det hjälper den att torka snabbt.

HUR DEN ANVÄNDS

- 1 För att låsa upp och registrera din apparat vid första användningen, ladda ned FOREO For You-appen.
- 2 Anslut till appen via Bluetooth på din smartphone och tryck på den universalknappen på din UFO™ mini 2 för att synkronisera apparaten till appen.
- 3 Skanna maskens streckkod i appen och följ anvisningarna som ges.



Ladda ned FOREO-appen här



4

Ta bort fästringen från UFO™ mini 2.



5

Ta bort UFO™-aktiverad powermask från påsen.



6

Säkra masken på apparaten genom att trycka fast fästringen, med FOREO-loggan uppåt.




7

Njut av din powermaskbehandling!

LÄGGA TILL EN NY BEHANDLING

Make My Day och Call It a Night är redan förprogrammerade i din apparat. Alla andra maskbehandlingar måste aktiveras via appen första gången används. Sedan kan rutinen nås via appen eller genom att använda universalknappen.



Alla ytterligare maskbehandlingar*

ANVÄNDA UFO™ 2 UTAN APPEN

- 1 Tryck på universalknappen för att sätta på och aktivera behandlingsrutinen Make My Day.
- 2 Tryck igen för att aktivera Call It a Night-behandlingen och så vidare för varje mask. (Till exempel, om H2Overdose är på plats tre i din app, tryck på universalknappen tre gånger för att aktivera H2Overdose-behandlingen).
- 3 Din powermaskbehandling är redo att påbörjas!

VILL DU FORTFARANDE HA MER?

Om en UFO™ mini 2-behandling inte räcker, tryck då på universalknappen igen inom 30 sekunder efter avslutad rutin för att starta samma behandling på nytt! Du kan även anpassa din powermask-upplevelse genom att skapa din egen behandlingsrutin via appen, där du kan välja/justera varje teknologi till att följa din UFO™-aktiverade powermask.

APPLICERING

Börja med ren och torr hud. Vi rekommenderar att man sköljer med LUNA™ för att få bäst resultat.

- 1 Med en mask säkrad på din apparat, för din UFO™ mini 2 varsamt över huden och fördela essensen jämnt.
- 2 Med UFO™ mini 2-apparaten masserar du in formulan i din hud med en cirkulär rörelse. Flytta apparaten i en cirkel över ansiktet genom att börja vid kinden och sedan fortsätta upp mot den högra kinden och pannan. Fortsätt nedåt på vänstra kinden till hakan och halsen. Repetera denna rörelse tills behandlingen avslutas.
- 3 Tryck försiktigt in alla resterande essenser i din hud, eller ta bort överskott med en bomulldsyna. Applicera ditt egna val av fuktkräm om så önskas.



RENGÖRA UFO™ mini 2

Ta bort plastringen från apparaten och släng mikrofibermasken. Eftersom UFO™ mini 2 är 100 % vattentät så kan du skölja både UFO™ mini 2 och plastringen i rinnande varmt vatten. Badda torr med en luddfri och icke-slipande trasa eller handduk. Vi rekommenderar att du använder FOREOs silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efter användning för bästa resultat.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensen eller aceton, eftersom de kan irritera huden och skada silikonet.

VIKTIGT

FÖR OPTIMAL SÄKERHET:

Din UFO™ mini 2-apparat är avsedd att endast användas tillsammans med de medföljande maskerna. Apparaten får aldrig placeras direkt på huden/ansiktet när strömmen är på.

- Om du har ett hudtillstånd eller några medicinska problem, kontakta då en hudläkare före användning.
- Att använda UFO™ mini 2 bör kännas bekvämt - om du upplever obehag, sluta använda omedelbart och kontakta en läkare.
- Var försiktig när du använder UFO™ mini 2 runt ögonområdena och låt inte apparaten komma i kontakt med ögonlocken eller själva ögonen.
- Av hygiensskäl rekommenderar vi inte att du delar din UFO™ mini 2 med någon annan.
- Undvik att lämna UFO™ mini 2 i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.
- UFO™ mini 2 har en uppvärmd yta. De som är känsliga för värme måste vara försiktiga när de använder denna apparat.
- Noggrann övervakning är nödvändig när denna apparat används av, på eller nära barn, såväl som för personer med nedsatt fysisk och mental förmåga.
- Sluta använda denna produkt om den verkar vara skadad på något sätt. Denna produkt innehåller inga utbytbara delar.
- Använd bara apparaten i dess avsedda syfte i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Om du inte hittar svaret på en viss fråga eller om du har andra frågor angående apparatens drift ber vi dig besöka foreo.se/support.

FELSÖKNING

Försiktighetsåtgärder att vidta i händelse av ändringar i prestanda hos UFO™ mini 2.

Om UFO™ mini 2 inte aktiveras när universalknappen trycks ned:

- Batteriet är tomt. Ladda din UFO™ mini 2 via USB-laddningskabel tills lampan avger ett stadigt sken. En hel laddning på 2 och en halv timme räcker till upp emot 40 behandlingar.

Om UFO™ mini 2 inte går att stänga av och/eller gränssnittsknappen inte svarar:

- Tillfälligt fel i mikroprocessorn. Tryck och håll ned universalknappen för att starta om apparaten.

Om UFO™ mini 2 inte lyckas synkronisera med FOREO For You-appen:

- Stäng av Bluetooth och sedan på igen för att försöka återansluta.
- Stäng FOREO For You-appen och öppna den igen för att börja om processen.
- Kolla om appen behöver uppdateras i din mobiltelefons app-butik.

GARANTI – ALLMÄNNA VILLKOR:

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 2-åriga begränsade garanti registrerar du dig genom att ladda ner appen FOREO For You och följa anvisningarna.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum. Garantin omfattar tillverkningsfel eller materialfel vid normal användning av apparaten. Garantin täcker rörliga delar som påverkar produktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom ramen för garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna validera din garanti vänligen spara originalkvitto från inköpet tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden.

Om du vill återropa garantin måste du först logga in på ditt konto på www.foreo.com och välja att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader betalas inte tillbaka. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument och påverkar inte på något sätt dessa rättigheter.

AVFALLSHANTERING


Hantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med separata system för återvinning av avfall).



Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra sig om att apparaten återvinns korrekt, hjälper du till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors välmående som kan komma av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material kommer också hjälpa till att bevara naturliga resurser.

För mer information om återvinning av din apparat, kontakta din lokala hushållsservice eller inköpsställe.

BORTTAGNING AV BATTERI



SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Kroppssäker silikon & PC + ABS, Aluminiumlegering
FÄRG:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
STORLEK:	72,5 mm x 31,4 mm
VIKT:	99 g
BATTERI:	Li-Ion 1 050 mAh 3,7 V
TEMPERATUR:	45 grader Celsius
ANVÄNDNING:	Upp till 40 gånger per laddning
STANDBY:	180 dagar
FREKVENS:	180 Hz
HÖGSTA LJUDNIVÅ:	<50 dB
GRÄNSSNITT:	1 knapp

Friskrivningsklausul: All användning av denna apparat sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar för fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt kommer av användningen av denna apparat. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar över tid i dess innehåll, utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för verksamheten kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

OBS: Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för en digital B-enhet i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Frågor och svar

UFO™ mini 2 GRUNDER

VAD BÖR JAG GÖRA EFTER ATT JAG FÅTT MIN UFO™ mini 2-APPARAT?

Grattis till att ha upptäckt smartare hudvård! Först och främst, ladda ned FOREO For You-appen kostnadsfritt för att låsa upp och registrera din apparat. (För mer information, se sektionen "APPEN" nedan).

HUR PÅBÖRJAR JAG MIN FÖRSTA BEHANDLING?

Rengör och torka först ansikte och hals noggrant - vi rekommenderar att man rengör med LUNA™ för att få bäst resultat. Sätt sedan på en UFO™-aktiverad powermask på din UFO™ mini 2-apparat. Slutligen, aktivera din UFO™ mini 2-rutin via appen eller följ stegen i användarguiden, som kan hittas.

HUR STÄNGER JAG PÅ OCH AV MIN UFO™ mini 2-APPARAT?

Tryck på den universalknappen på din UFO™ mini 2-apparat för att sätta på den. Tryck och håll ned den universalknappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. Efter att ha avslutat en förprogrammerad maskrutin så kommer apparaten att stängas av automatiskt.

VAD MEDFÖLJER VID KÖP AV MIN UFO™ mini 2?

En UFO™ mini 2, en USB-laddningskabel, en Make My Day-mask, en bruksanvisning, en Quick Start Guide och ett ställ.

UFO™ mini 2-APPARATEN

HUR OFTA KAN JAG ANVÄNDA MIN UFO™ mini 2-APPARAT?

UFO™ mini 2 powermask-behandlingar har utvecklats för användning två gånger per dag, morgon och kväll. Du kan dock använda den mer eller mindre, beroende på din huds behov och dina personliga preferenser.

HUR LÅNG TID TAR VARJE BEHANDLING?

Make My Day och Call It a Night-maskbehandlingarna tar bara 90 sekunder. Alla andra behandlingstider kommer att variera beroende på den mest effektiva kombinationen av teknologier.

ÄR VARJE UFO™ mini 2-BEHANDLING LIKADAN?

Nej. Varje UFO™-aktiverad powermask parkopplas med en unik behandlingsrutin för optimala resultat.

ÄR MIN UFO™ mini 2-APPARAT SÄKER ATT ANVÄNDA PÅ KÄNSLIG HUD?

UFO™ mini 2-apparater är säkra att använda och passar alla hudtyper. Beroende på hudens specifika behov kan du dessutom välja mellan en rad olika UFO™-aktiverade powermasker som tillgodoser olika hudvårdsbehov.

KAN JAG ANVÄNDA MIN UFO™ mini 2-APPARAT RUNT ÖGONOMRÅDET?

Ja, UFO™ mini 2-apparater är säkra att använda under ögonen. Vi rekommenderar att du försiktigt glider med apparaten genom ögonområdet, och försiktigt applicerar minimalt tryck.

KAN JAG ANVÄNDA MIN UFO™ mini 2-APPARAT EFTER PLASTIKOPERATION, BOTOX ELLER HUDFILLERS?

UFO™ mini 2-apparater erbjuder mild ansiktsbehandling som passar alla hudtyper. Du bör dock rådgöra med din läkare innan användning om du nyligen genomgått någon medicinsk procedur.

KAN JAG ANVÄNDA LED-LJUSBEHANDLINGARNA SJÄLVA, UTAN ATT BEHÖVA ANVÄNDA EN MASK ELLER GÅ IGENOM ETT PROGRAM?

Nej, vi rekommenderar inte användning av UFO™ mini 2-apparaten utan en mask eller ett förinställt program då det inte kommer att vara lika effektivt eller ge samma resultat som när man kombinerar med UFO™-aktiverade powermaskar.

KAN JAG ANVÄNDA MIN FOREO LUNA™ MED MIN UFO™ mini 2?

Ja! UFO™ mini 2 och LUNA™ fungerar bättre tillsammans - LUNA™ ansiktsrengöringsborste exfolierar försiktigt döda hudceller, rensar porerna och tar bort upp till 99,5 % av smuts och olja, vilket ger dig en perfekt kanvas för en UFO™ mini 2 powermaskbehandling.

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ UFO™ 2 OCH UFO™ mini 2?

Både UFO™ 2 och UFO™ mini 2 erbjuder en sofistikerad powermaskbehandling som du kan njuta av på bara 90 sekunder. UFO™ 2 har dock kryoterapi, som omedelbart kyler av för att krympa porernas synlighet och ge en hy som ser fastare ut.

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ UFO™ mini OCH UFO™ mini 2?

Till skillnad från UFO™ mini har UFO™ mini 2 nyutvecklats med ultra-snabb värmeterapi och LED-lampor med fullt spektrum (totalt 8), som erbjuder en effektivare maskeringsupplevelse än någonsin tidigare!

APPEN

VARFÖR BEHÖVER JAG LADDA NED FOREO-APPEN INNAN JAG ANVÄNDER MIN UFO™ mini 2-APPARAT?
Alla app-aktiverade FOREO-produkter måste aktiveras och låsas upp via FOREO For You-appen första gången de slås på. Detta skyddar mot falska/kopierade FOREO-produkter och gör det enklare att registrera garantin och skydda din investering.

HUR PARKOPPLAR JAG MIN UFO™ mini 2-APPARAT MED FOREO-APPEN?

Ladda ned FOREO For You-appen till din smartphone eller läsplatta och slå på Bluetooth. Tryck på universalknappen på din apparat en gång för att slå på. Ett blinkande ljus indikerar att din apparat är i parkopplingsläge. Följ anvisningarna i appen för att registrera och parkoppla din UFO™ mini 2-apparat.

FUNGERAR MIN UFO™ mini 2-APPARAT UTAN APPEN?

Ja, du kan använda båda apparater manuellt och de kräver ingen användning av FOREO For You-appen. För att låsa upp din apparat vid första användningen måste du dock registrera din apparat via FOREO For You-appen. Make My Day och Call It a Night-behandlingarna är förprogrammerade i UFO™ mini 2 och kräver ingen användning av FOREO-appen. För att låsa upp alla återstående UFO™-aktiverade powermaskar måste du antingen välja din behandling eller skanna streckkoden på baksidan av varje UFO™-aktiverad powermask-påse via appen för att aktivera behandlingarna - masken synkroniseras sedan automatiskt med din apparat så att det kan nås manuellt nästa gång. För att anpassa din powermaskrutin måste du gå direkt via appen.

KAN JAG ANPASSA MIN POWERMASKBEHANDLINGSRUTIN?

Ja. Även om varje UFO™-aktiverad powermask levereras med en rekommenderad förprogrammerad behandlingsrutin, kan du anpassa din powermask-upplevelse genom att skapa din egen behandlingsrutin via FOREO For You-appen. På appen kan du välja önskad LED-lampa och T-Sonic™-pulseringsnivå och välja om du vill att din personliga rutin ska inkludera värmeterapi eller inte.

FELSÖKNING OCH UNDERHÅLL

VAD BETYDER DET OM MIN UFO™ mini 2-APPARAT BLINKAR KONSTANT?

Blinkningarna indikerar att din UFO™ mini 2 är i Bluetooth-parkopplingsläge eller att apparaten måste laddas. Följ anvisningarna i appen för att synkronisera din apparat.

HUR LADDAR JAG MIN UFO™ mini 2-APPARAT?

UFO™ mini 2-apparater är USB-laddningsbara med en laddningstid på 2 och en halv timme, vilket ger upp till 40 användningar.

HUR RENGÖR JAG MIN UFO™ mini 2-APPARAT?

Ta bort plastringen från apparaten och släng mikrofibermasken. Eftersom UFO™ mini 2 är 100 % vattentät så kan du skölja både UFO™ mini 2 och plastringen i rinnande varmt vatten. Badda torr med en luddfri och icke-slipande trasa eller handduk. Vi rekommenderar att du använder FOREOs silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efter användning för bästa resultat.

UFO™-AKTIVERADE POWERMASKAR

KAN JAG ÅTERANVÄNDA UFO™-AKTIVERADE POWERMASKAR?

Varje UFO™-AKTIVERAD POWERMASK är endast avsedd för engångsbruk. Men om en UFO™ mini 2-behandling inte räcker, tryck då på universalknappen igen inom 30 sekunder efter avslutad rutin för att starta samma behandling på nytt!

BEHÖVER JAG TVÄTTA AV MASKESSENS EFTER JAG HAR ANVÄNT MIN UFO™ mini 2-APPARAT?

Nej, Hyper-Infusion-teknologin är särskilt utformad för att hjälpa maskessens att snabbare absorbera djupare in i huden. Efter behandlingen, tryck försiktigt in alla resterande essenser i din hud, eller ta bort överskott med en bomullsdyna.

HUR VET JAG OM MIN UFO™-AKTIVERADE POWERMASK ÄR AUTENTISK?

Om du använder FOREO For You-appen så kan du skanna streckkoden på din maskförpackning för att verifiera dess äkthet.

©2020 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SVERIGE.

DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUTÖR I AUSTRALIEN: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIEN.

DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM