

FOREO



UFO™

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΜΕ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ LED

SMART MASK

ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΝΑΡΞΗ

Συγχαρητήρια! Με την αγορά της συσκευής UFO, πραγματοποιήσατε το πρώτο βήμα για μια περιποίηση επιδερμίδας έξω από τα συνηθισμένα! Προτού ξεκινήσετε να απολαμβάνετε όλα τα οφέλη και την υψηλή τεχνολογία περιποίησης προσώπου από την άνεση του σπιτιού σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ και χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για την ενδεικνυόμενη χρήση του, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ UFO

Η UFO, η πιο έξυπνη μάσκα υψηλής τεχνολογίας παγκοσμίως, συνδυάζει την εξαιρετικά αποτελεσματική περιποίηση της επιδερμίδας με αποκλειστικές φόρμουλες масκών προσώπου, για να σας προσφέρει επαγγελματική περιποίηση επιδερμίδας σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Μέσω της ενισχυμένης τεχνολογίας υπερέγχυσης που διαθέτει, η UFO ενσωματώνει τη θερμοθεραπεία και την κρυοθεραπεία με δονήσεις T-Sonic για να ενισχύσει την ενεργοποιημένη Μάσκα UFO και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της. Εξοπλισμένη με θεραπεία RGB λυχνιών LED πλήρους φάσματος, η UFO βοηθά στην αναζωογόνηση της επιδερμίδας, χαρίζοντάς της όμορφη και λαμπερή όψη.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UFO




ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ UFO

Παρασκευασμένη αποκλειστικά για την τεχνολογία της UFO



ΕΦΑΡΜΟΓΗ FOREO
Συγχρονίζει αυτόματα προγραμματισμένες εκ των προτέρων έξυπνες θεραπείες περιποίησης προσώπου με τη συσκευή UFO



ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η βάση προστατεύει τη συσκευή και τη φυλάσσει για μελλοντική χρήση, ενώ τη βοηθάει να στεγνώσει γρηγορότερα



ΚΑΛΩΔΙΟ USB
Φορτίστε τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή FOREO.
- 2 Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή UFO.
- 3 Στην εφαρμογή, σαρώστε τον γραμμικό κώδικα της μάσκας και ακολουθήστε τις οδηγίες.



Κατεβάστε την εφαρμογή FOREO εδώ



4

Αφαιρέστε τον δακτύλιο προσάρτησης από τη συσκευή UFO.



5

Αφαιρέστε την ενεργοποιημένη μάσκα UFO από το φακελάκι.



6

Στερεώστε τη μάσκα στη συσκευή, ασφαρίζοντας τον δακτύλιο προσάρτησης στη θέση του, με το λογότυπο FOREO στραμμένο προς τα πάνω.




7

Απολαύστε τη θεραπεία σας με την έξυπνη μάσκα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΜΑΣΚΑΣ

Οι μάσκες «Make My Day» και «Call It a Night» είναι προγραμματισμένες εκ των προτέρων στη συσκευή σας. Οποιαδήποτε άλλη μάσκα περιποίησης πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Στη συνέχεια, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μέθοδο θεραπείας μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας το κουμπί καθολικής χρήσης.



Όλες οι άλλες θεραπείες περιποίησης

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ UFO ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 1 Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή UFO.
Πατήστε ακόμη μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη θεραπεία Make My Day, ακόμη δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη θεραπεία Call It a Night, και ούτω καθεξής για κάθε μάσκα. Για παράδειγμα, εάν η μάσκα H2Overdose είναι στη θέση 3 στην εφαρμογή σας, πιέστε το κουμπί καθολικής χρήσης μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και, έπειτα, πιέστε το άλλες 3 φορές για να ενεργοποιήσετε τη θεραπεία H2Overdose.
- 3 Η μέθοδος θεραπείας θα ξεκινήσει 10 δευτερόλεπτα αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ροζ λυχνία.

ΘΕΛΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ?

Εάν μια θεραπεία με την UFO δεν σας είναι αρκετή, πατήστε ξανά το κουμπί καθολικής χρήσης μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από τη λήξη της μεθόδου θεραπείας για να ξεκινήσετε εκ νέου την ίδια θεραπεία!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Συνιστούμε να κάνετε πρώτα καθαρισμό με τη βούρτσα LUNA για βέλτιστα αποτελέσματα. Περάστε απαλά τη συσκευή UFO πάνω από την επιδερμίδα, για να απλώσετε ομοιόμορφα τη μάσκα.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή UFO για να κάνετε μασάζ στην επιδερμίδα σας με κυκλικές κινήσεις. Με κυκλικές κινήσεις, μετακινήστε τη συσκευή κατά τη φορά του ρολογιού στο πρόσωπό σας, ξεκινώντας από το πηγούνι και συνεχίζοντας προς το αριστερό σας μάγουλο και το μέτωπο. Συνεχίστε προς τα κάτω στο δεξιό μάγουλο και τον λαιμό. Επαναλάβετε αυτές τις κινήσεις μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας.
- 3 Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, απλώστε το υπόλοιπο της μάσκας στην επιδερμίδα σας χτυπώντας ελαφρά με τις άκρες των δαχτύλων, ή απομακρύνετε το με λίγο βαμβάκι.
- 4 Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα της επιλογής σας.

*Για τη μάσκα ματιών, περάστε απαλά τη συσκευή γύρω από την περιοχή των ματιών, με εναλλάξ κινήσεις σε κάθε μάτι μέχρι το τέλος της θεραπείας.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ UFO

Αφαιρέστε τον δακτύλιο προσάρτησης από τη συσκευή και απορρίψτε τη μάσκα. Καθώς η συσκευή UFO είναι 100% αδιάβροχη, μπορείτε να ξεπλύνετε τόσο τη συσκευή UFO όσο και τον δακτύλιο προσάρτησης με χλιαρό τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, στεγνώστε απαλά τη συσκευή με μια καθαρή πετσέτα, αντικαταστήστε τον δακτύλιο προσάρτησης και τοποθετήστε τη στη βάση στήριξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη, βενζίνη ή ασετόν, διότι μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος και φθορά στη σιλικόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

- Η συσκευή UFO προορίζεται για χρήση μόνο σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες μάσκες. Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας πάνω στο δέρμα σας ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Εάν έχετε κάποια δερματική πάθηση ή άλλες ανησυχίες που αφορούν την υγεία σας, συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο πριν από τη χρήση της συσκευής.
- Η χρήση της συσκευής UFO πρέπει να έχει ευχάριστη αίσθηση. Σε περίπτωση που αισθάνεστε κάποια ενόχληση, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
- Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη μάσκα UFO γύρω από τα μάτια και μην ακουμπάτε τη συσκευή στα βλέφαρα ή τα μάτια.
- Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να μην μοιράζεστε τη συσκευή σας UFO με κανέναν άλλον.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής UFO σε άμεσο ηλιακό φως και μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υπερβολική θερμότητα ή βραστό νερό.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη κατά τη χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά, σε παιδιά ή κοντά σε παιδιά, καθώς και σε άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες.
- Διακόψτε τη χρήση εάν αυτό το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε ένδειξη φθοράς. Το προϊόν δεν περιλαμβάνει μέρη που επιδέχονται συντήρηση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε σε περίπτωση που παρατηρήσετε μεταβολές στην απόδοση της συσκευής UFO.

Εάν η συσκευή UFO δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε το κουμπί καθολικής χρήσης:

- Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Φορτίστε τη συσκευή UFO μέσω φορτιστή USB έως ότου η λυχνία να ανάβει σταθερά. Μια πλήρης φόρτιση 2,5 ωρών θα διαρκέσει για έως και 40 θεραπείες.

Εάν δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της συσκευής UFO ή/και τα κουμπιά της διεπαφής δεν ανταποκρίνονται:

- Έχει προκύψει προσωρινή δυσλειτουργία του μικροεπεξεργαστή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

Εάν η συσκευή UFO δεν συγχρονίζεται με την εφαρμογή FOREO:

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth σας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά για να προσπαθήσετε την επανασύνδεση.
- Κλείστε και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή FOREO.

Εάν η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση που σας ενδιαφέρει δεν περιλαμβάνεται στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.foreo.com/support.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε την περιορισμένη εγγύηση 2 ετών και την εγγύηση ποιότητας 10 ετών, πραγματοποιήστε εγγραφή μέσω της εφαρμογής FOREO.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ

Η FOREO παρέχει εγγύηση για την παρούσα συσκευή για χρονική περίοδο ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ μετά την αρχική ημερομηνία αγοράς έναντι ελαττωμάτων που οφείλονται σε σφάλματα κατασκευής ή ελαττωματικά υλικά που προκύπτουν από φυσιολογική χρήση της συσκευής. Η εγγύηση καλύπτει λειτουργικά μέρη που επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει φθορές αισθητικής φύσης που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά χρήσης ή ζημιές που προκαλούνται από ατύχημα, κακή χρήση ή αμέλεια. Οποιαδήποτε απόπειρα ανοίγματος ή αποσυναρμολόγησης της συσκευής (ή των εξαρτημάτων της) καθιστά άκυρη την εγγύηση.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα και ενημερώσετε τη FOREO κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την εγγύηση, η FOREO θα αντικαταστήσει δωρεάν τη συσκευή ανάλογα με τη διακριτική της ευχέρεια. Οι αξιώσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια της εγγύησης πρέπει να υποστηρίζονται από εύλογες αποδείξεις ότι η ημερομηνία της αξίωσης εμπίπτει στην περίοδο που καλύπτεται από την εγγύηση. Για να μπορείτε να επικυρώσετε την εγγύηση, διατηρήστε την αρχική απόδειξη αγοράς μαζί με τις παρούσες προϋποθέσεις εγγύησης καθόλη τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την εγγύηση. Ο γραμμοκώδικας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κουτιού της μάσκας αποτελεί εγγύηση της αυθεντικότητας των μασκών.

Για να εγείρετε αξίωση στα πλαίσια της εγγύησης, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στον ιστότοπο www.foreo.com και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στην αντίστοιχη επιλογή. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Η συγκεκριμένη υποχρέωση αποτελεί προσθήκη στα θεσμοθετημένα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής και δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο αυτά τα δικαιώματα.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 10 ΕΤΩΝ

Σε συνέχεια των όρων της Περιορισμένης Εγγύησης ΔΥΟ (2) Ετών της FOREO, η Εγγύηση Ποιότητας ΔΕΚΑ (10) Ετών της FOREO δίνει στους κατόχους της συσκευής το δικαίωμα αγοράς μιας νέας συσκευής από τον ιστότοπο www.foreo.com σε τιμή ίση με 50% της αρχικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ


Απόρριψη παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην ΕΕ και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόζεται σύστημα ξεχωριστής συλλογής απορριμμάτων).



Το σύμβολο που αναπαριστά έναν διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να μεταφέρεται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη της συσκευής, συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών που συνεπάγεται για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία η εσφαλμένη απόρριψη του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει επίσης στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριμμάτων ή με το σημείο αγοράς.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΛΙΚΑ:	Ασφαλής για το σώμα σιλικόνη & PC + ABS
ΧΡΩΜΑ:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
ΜΕΓΕΘΟΣ:	72,5 mm x 31,4 mm
ΒΑΡΟΣ:	146,2g
ΜΠΑΤΑΡΙΑ:	Li-Ion 1050mAh 3,7V
ΧΡΗΣΗ:	ΕΩΣ και 40 χρήσεις ανά φόρτιση
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:	180 ημέρες
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:	180 Hz
ΑΝΩΤ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ:	<50 dB
ΔΙΕΠΑΦΗ:	1 κουμπί

Αποποίηση ευθύνης: Οι χρήστες χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή με δική τους ευθύνη. Ούτε η FOREO ούτε οι διανομείς της φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό ή ζημιά, σωματική ή άλλη, που προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση αυτής της συσκευής. Επιπλέον, η FOREO διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης της παρούσας έκδοσης και της πραγματοποίησης αλλαγών κατά διαστήματα στο περιεχόμενό της, χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης οποιουδήποτε προσώπου περί της εν λόγω αναθεώρησης ή αλλαγών.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορούν να καταστήσουν άκυρη την άδεια του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

- (1) Η συσκευή αυτή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- (2) Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Δήλωση έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF): Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC όπως αυτά προβλέπονται για την προστασία από μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Η συσκευή έχει αξιολογηθεί προκειμένου να πληροί τις γενικές προϋποθέσεις για την έκθεση σε πεδία RF. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

Το μοντέλο ενδέχεται να υποβληθεί σε βελτιωτικές τροποποιήσεις χωρίς ειδοποίηση.

©2018 FOREO AB. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ΗΠΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ FOREO AB

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: FOREO SWEDEN.

WWW.FOREO.COM