


Description	1027.2 LG0779.01 - Slim Sonic Leaflet - IEUK		
Date	31st July 2014	Proof N°	04
Perigord N°	1027.2	Component	Leaflet



3 PANEL
HARMONICA
FOLD

ENG Please read these instructions carefully before use

Congratulations on the purchase of your new **SLIM Sonic** toothbrush! **SLIM Sonic** operates at 22,000 brushstrokes per minute.

How to Use

- Put toothpaste on the brush.
- Press the power button firmly until vibrations begin.
- Brush teeth as recommended by your dentist.
- To turn **SLIM Sonic** off, press button firmly until vibrations stop.

How to Care for Your SLIM Sonic

- After every use, rinse the brush head thoroughly.
- Shake excess water from bristles and dry your brush head before covering and storing.

Avoid getting water on button.

- Remove the battery if you won't be using the **SLIM Sonic** for an extended period of time.
- To clean your **SLIM Sonic** toothbrush, wipe surface with a damp cloth. Make sure the battery box is secure to prevent water from getting into the motor or battery compartment.

Do not immerse your SLIM Sonic in water. Each SLIM Sonic brush head will last approximately 10 - 12 weeks.

Ordering extra brush heads:
Replacement **SLIM Sonic** brush heads are available to purchase.

Contact Details:

Lifes2good 7 Racecourse Business Park, Ballybrit, Galway City, Ireland Tel: 1890 20 26 20 www.lifes2good.com	Freepost RRAG-BAKK-JAYE Lifes2good UK Radlett, WD7 7AL United Kingdom Tel: 0845 601 8840
---	---

Limited 2 Year Warranty
The Violife LLC warranty lasts two years from the date of purchase.
Keep original receipt for warranty service. During this warranty period, return the product to your vendor, with proof of purchase.

Ireland:
Lifes2good,
7 Racecourse Business Park,
Ballybrit, Galway City, Ireland
Tel. 1890 20 26 20

UK:
Freepost RRAG-BAKK-JAYE
Lifes2good (UK) Ltd, Radlett, WD7 7AL, United Kingdom
Tel. 0845 601 8840

Important: This warranty does not cover damages resulting from accidents, misuse, alterations, abuse, lack of reasonable care, or use other than that described in these instructions, or performance of services or repairs by an unauthorised service centre.

WARNING:
This unit contains small pieces that may pose a choking hazard. Keep out of reach of children.

Changing the Replaceable Toothbrush Head (See pg.4)

- Firmly hold the **SLIM Sonic** base section with one hand and the base of the brush section with the other.

NOTE: If you do not rotate the brush head you risk damaging the brush head or the main body.

- Turn the brush section counter-clockwise and when the brush disengages, pull the head off the base.
- Place the new brush head on the stem of the base and turn clockwise until the brush is secure on the base.

Replacing the Battery (See pg.5)

Alkaline batteries are recommended

- Grip the **SLIM Sonic** at the base of the brush section with one hand and the bottom of the base section with the other.
- Turn the base section counter-clockwise and pull down, exposing the battery box.
- Remove the old battery. Insert a new AAA battery with the (-) end facing up.
- Replace the base cover and turn clockwise until the base section is securely in place.

NOTE: When battery is low, vibration gets weaker.

(TR) Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz

Yeni **SLIM Sonic** diş fırçasını satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. **SLIM Sonic** dakikada 22.000 fırça darbesi ile çalışır.

Kullanım Talimatı:

- Fırçanın üzerine diş macunu sıkınız.
- Titreşimler başlayana kadar güç düğmesine sıkıca basınız.
- Dişlerinizi diş doktorunuzun önerdiği şekilde fırçalayınız.
- SLIM Sonic** diş fırçasını kapatmak için titreşimler sona erene kadar güç düğmesine sıkıca basınız.

SLIM Sonic diş fırçasının bakımı hakkında:

- Her kullanımdan sonra fırça başlığını iyice durulayınız.
- Diş fırçasını saklama kabına yerleştirmeden önce fırça başlığını iyice silkeleyin ve kurulaayınız.

Güç düğmesinin su ile temasından kaçınınız.

- SLIM Sonic** diş fırçasını uzun süre kullanmayacağınız zaman cihazdan pili çıkartınız.
- SLIM Sonic** diş fırçasını temizlemek için nemli bir bez ile hafifçe siliniz. Pili ve motor ünitesinin ıslanmadığından emin olunuz.

SLIM Sonic diş fırçasınız ana cihaz ünitesinin doğrudan su ile temasından kaçınınız. Her bir

SLIM Sonic diş fırçası başlığının kullanım süresi yaklaşık 10-12 hafta kadardır. Yedek fırça başlıkların temin edilebilir.

İthalatçı Firma: Lifes 2 good Turkey Koz. Güz. ve Sağ. Ürü. Ltd. Şti
Deluxia Palace Kat 5 D:145
Bati Ataşehir
İstanbul
Türkiye
Tel: 0800 261 10 20
www.lifes2good.com

2 yıl sınırlı garanti
Violife A.Ş. garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 2 yıldır.

Garanti işlemleri için original faturayı saklayınız. Garanti işlemleri için ürünü original faturası ile birlikte yetkili satıcınıza teslim ediniz.

İthalatçı Firma: Lifes 2 good Turkey Koz. Güz. ve Sağ. Ürü. Ltd. Şti
Deluxia Palace Kat 5 D:145
Bati Ataşehir
İstanbul
Türkiye
Tel: 0800 261 10 20

Önemli: Bu garanti, kazaları, kötü kullanımı, cihaz üzerinde yapılmış değişimleri ve tadilatı, kullanma bağlı yıpranmayı, bakım eksikliğine bağlı hasarları veya bu kullanım talimatında belirtilmeyen şekilde kullanımı ve yetkili olmayan servisler tarafından bakım hizmeti verilmesi sonucunda ortaya çıkan hasarları kapsamamaktadır.

UYARI: Cihazın bu ünitesi bozulma riski oluşturabilecek küçük parçaları içermektedir. Çocukların ulaşamayacakları yerde saklayınız.

Yedek başlıkların değişimi (4 sayfaya bakınız)

- Bir elinizle **SLIM Sonic** ana cihaz ünitesini ve diğer elinizle yedek başlık ünitesini sıkıca tutunuz.

NOT: Eğer fırça başlığını döndürmezseniz, fırça başlığına ve ana cihaz ünitesine zarar verme riskiniz artar.

- Fırça başlığını saat yönünün tersine doğru çeviriniz ve başlık ayrıldığında yukarı doğru çekiniz.
- Yeni fırça başlığını ana cihaz ünitesine yerleştiriniz ve yerleşene kadar saat yönünde çeviriniz.

Pil Değişimi (5 sayfaya bakınız)

Alkalin pil kullanılması önerilmektedir.

- Bir elinizle **SLIM Sonic** fırça başlığı bölümünü diğer elinizle ana cihaz ünitesi alt taban bölümünü tutunuz.
- Ana cihaz ünitesi alt taban bölümünü saat yönünün tersine çevirerek aşağıya doğru çekiniz, pil ünitesi açığa çıkacaktır.
- Eski pili çıkartın. Pil ünitesi (-) ucu yukarı bakacak şekilde yeni bir AAA pil yerleştirin.
- Alt taban kapağını yerleştirin ve tam olarak yerine yerleşene kadar saat yönünde çevirin.

NOT: Pil zayıf olduğunda titreşim zayıflar.

ES Lee estas instrucciones detenidamente antes de empezar a utilizarlo

¡Enhorabuena por la compra de tu nuevo cepillo de dientes **SLIM Sonic**! **SLIM Sonic** funciona a un ritmo de 22.000 rotaciones al minuto.

Cómo se utiliza

- Pon pasta de dientes en el cepillo.
- Pulsa el botón de encendido hasta que empiece la vibración.
- Cepíllate los dientes tal y como te haya

ALL ART
PRINTS BLACK

PAGE 2 PAGE 3 PAGE 4 PAGE 5 PAGE 6

FOLD FOLD FOLD FOLD

1.8333"

recomendado tu dentista.

4. Para apagar el cepillo **SLIM Sonic**, pulsa el botón hasta que se detenga la vibración.

Cómo cuidar de tu cepillo SLIM Sonic

- Después de cada uso, aclara el cabezal del cepillo con agua.
- Sacude el exceso de agua de las cerdas y seca bien el cabezal del cepillo antes de guardarlo.

Evita mojar el botón de encendido/apagado.

- Quita la pila si no vas a utilizar el cepillo **SLIM Sonic** durante un periodo prolongado de tiempo.
- Para limpiar tu cepillo de dientes **SLIM Sonic**, frota la superficie con un trapo húmedo. Asegurate de que el compartimento de la pila está bien cerrado para evitar que entre agua en el motor o en la pila. No sumerjas el cepillo **SLIM Sonic** en agua.

Cada cabezal del cepillo SLIM Sonic durará aproximadamente entre 10 y 12 semanas.

Puedes comprar cabezales de repuesto del cepillo **SLIM Sonic**.

Datos de contacto:
Lifes2good
Aptdo. de Correos 5042
36208 Vigo
España
Tel: 901666810

Garantía limitada durante un periodo de 2 años.
La garantía de Violife LLC tiene una durabilidad de 2 años desde que realizó la compra.
Guarda el recibo de compra. Durante este periodo de garantía deberá devolver el producto junto al justificante de compra para optar a este servicio.

España:
Lifes2good,
Aptdo. de Correos 5042
36208 Vigo
España
Tel: 901666810

Importante: La garantía no cubre daños derivados de accidentes, mal uso o trato, alteraciones, ausencia de un cuidado razonable, o debidos a una utilización distinta de la descrita en estas instrucciones, o por servicios o reparaciones efectuados por un centro de servicios no autorizado.

AVISO: Esta unidad contiene piezas pequeñas que podrían causar riesgo de asfixia. Deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Cómo cambiar el cabezal sustituible del cepillo de dientes (Ver pg.4)

- Sujeta firmemente la sección de la base del cepillo **SLIM Sonic** con una mano y la base de la sección del cepillo con la otra.

NOTA: Si no rotas el cabezal del cepillo, corres el riesgo de dañar el cabezal del cepillo o el cuerpo principal.

- Gira la sección del cepillo en sentido contrario a las agujas del reloj y cuando se suelta el cepillo, extrae el cabezal de la base.
- Coloca el nuevo cabezal del cepillo en el cuello de la base y giralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el cepillo quede bien acoplado en la base.

Cómo cambiar la pila (Ver pg.5)

Se recomienda utilizar pilas alcalinas

- Sujeta el cepillo **SLIM Sonic** por la base de la sección del cepillo con una mano y por el final de la sección de la base con la otra.
- Gira la sección de la base en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira hacia abajo, lo cual expondrá el compartimento de la pila.
- Quita la pila agotada. Inserta una nueva pila de tipo AAA con el extremo (-) mirando hacia arriba.
- Vuelve a colocar la tapa de la base y girala en el sentido de las agujas del reloj hasta que la sección de la base esté bien cerrada.

NOTA: Cuando la pila se está agotando, la vibración se vuelve más débil.

(PT) Por favor leia estas intruções cuidadosamente antes de utilizar

Parabéns pela compra da sua escova de dentes **SLIM Sonic**! A **SLIM Sonic** funciona a 22.000 escovagens por minuto.

Cómo usar

- Coloque a pasta de dientes na escova.

- Pressione o botão para ligar firmemente até iniciar a vibrar.
- Escove os dentes como recomendado pelo seu dentista.
- Para desligar a sua **SLIM Sonic**, pressione o botão firmemente até a vibração parar.
- Para limpar a sua **SLIM Sonic**, pressione o botão firmemente até a vibração parar.

Cómo cuidar da sua SLIM Sonic

- Depois de cada utilização, passe a cabeça da escova por água cuidadosamente.
- Sacuda o excesso de água das cerdas da escova e seque a cabeça da sua escova antes de a tapar e água.

Evite água no botão de ligar e desligar.

- Retire a pilha se considerar que não vai utilizar a **SLIM Sonic** durante um extenso periodo de tempo.
- Para limpar a sua escova **SLIM Sonic**, limpe a superfície com um pano limpo. Certifique-se que o compartimento para a pila está bem fechado impedindo a água de entrar para o mesmo ou para o motor da bateria. Não emerja a sua **SLIM Sonic** em água.

Cada cabeça da escova SLIM Sonic durará aproximadamente 10 -12 semanas.

Encomendar cabeças de escovas para substituição:
Cabeças de escova para substituição estão disponíveis para compra.

Contactos:
Lifes2good Portugal
Apartado 4036
Loja Vermoim
4471-906 Maia
Portugal
Tel: 808 10 74 74

Garantia limitada de 2 anos
A garantia Violife LLC. Tem a duração de dois anos a contar da data de compra.
mantenha a factura original consigo. Durante este período de garantia devolva o produto ao vendedor com a prova de compra.

Portugal:
Lifes2good Portugal
Apartado 4036
Loja Vermoim

4471-906 Maia
Portugal
Tel: 808 10 74 74

Importante: Esta garantia não cobre danos resultantes de acidentes, má utilização, alterações, abuso, falta de cuidado razoável, ou outras utilizações que não as descritas nestas instruções, ou serviços ou reparações por uma entidade não autorizada.

AVISO: Este produto contém peças pequenas que podem sufocar. Mantenha fora do alcance das crianças.

Mudar a Cabeça de Substituição da Escova de dentes (Ver pg.4)

- Segure firmemente a base da **SLIM Sonic** com uma mão e a base da seção da cabeça com a outra;

NOTA: Se não rodar a cabeça da escova arrisca-se a danificar a cabeça da escova ou o corpo da mesma.

- Rode a escova na zona da interseção no sentido oposto aos ponteiros do relógio e separe - puxe a cabeça da base.
- Coloque uma nova cabeça da escova na base e vire no sentido dos ponteiros do relógio até a cabeça estar segura na base.

Mudar a pila (Ver pg.5)

Recomendamos pilhas alcalinas

- Segure firmemente a base da **SLIM Sonic** com uma mão e o fundo da base com a outra;
- Rode a escova na zona da interseção no sentido oposto aos ponteiros do relógio e puxe para baixo, expondo o compartimento da pila.
- Remova a pilha antiga. Introduza a nova pilha AAA com o (-) virado para cima.
- Volte a colocar a tampa da base e rode no sentido dos ponteiros do relógio até a seção da base estar firmemente colocada.

Nota: Quando a pilha tem níveis baixos de energia a vibração torna-se mais fraca.

SLIM THE STYLISH SONIC TOOTHBRUSH

L60779.01

PAGE 7 PAGE 8 PAGE 9 PAGE 10 PAGE 1

FOLD FOLD FOLD FOLD