
Ulike

Air 3
IPL Hair Removal Device
User Manual

Air Series



ENGLISH 02-19

DEUTSCH 21-39

FRANÇAIS 41-59

ITALIANO 61-78

ESPAÑOL 80-98

Before using the device, please read the user manual carefully, including all contraindications, warnings and safety information, and keep them for future reference. Illustrations in this manual are for reference only.

Thank you for choosing Ulike.

Founded in 2013, Ulike has focused on at-home IPL hair removal devices from day one.

We believe hair removal should be a safe, smooth, and pain-free experience.

And this device is going to be the hair removal system you like.

Any questions or concerns about the products, please do not hesitate to contact us via site or email - we are here to assist you!

de.ulike.com

uk.ulike.com

de.support@ulikeglobal.com

uk.support@ulikeglobal.com

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000,Guangdong, P.R. China

Safety Precautions

ATTENTION

•Please assemble and use the product exactly as instructed in this manual.
•Please read the User Manual carefully and keep this document for future reference.
•If you have any questions regarding the use of this product, please contact Ulike customer service for assistance.

DANGER: Personal injury due to incorrect use
WARNING: Danger due to incorrect use
CAUTION: Personal safety hazard or property damage due to incorrect use

DANGER



•Do not use the device directly on your eyes; the strong light emitted by the product may cause harm to your eyes.
•While the device is turned on and in use, do not touch the side ventilation outlet directly; the temperature of the outlet may cause burns to the skin.
•Do not insert any objects into the device; doing so may result in harm.
•No data regarding this product's use by children under 18 years of age is currently available. Children below 18 should not be allowed to touch or use it. Please keep this product away from children under 18 years of age.
•The product should not be used by individuals with physical, sensory, or mental impairments, or by those without experience and knowledge of its use, unless supervised or instructed by a person responsible for their safety.

WARNING



•Please do not apply antiperspirant immediately after using the device on the armpit area;
•To avoid scalding and mechanical failure, please regularly clean the light window;
•Do not place the light window near objects that may cause demagnetization; this could result in failure or damage.
•Do not use the product if the ventilation outlet is blocked; this could lead to smoke or fire.
•Do not point the light window at dark objects.
•To avoid blackening, discoloration, and breakage, please do not use the device towards clothes, hair, or other items.
•Please do not use the product on pets, as this may cause them harm.

•Eye damage (including blindness) or skin damage may result if you don't follow the User Manual. Please read and follow the User Manual carefully.
•Do not overuse this product or apply it repeatedly to the same area; doing so may harm your skin.
•Please protect your eyes. Do not use the product above the eyelids or near the eyes.
•Please test on your skin before use and check the area after 2 hours. You can use the product if no abnormal conditions (i.e. redness or blisters) occur in the irradiated area.
•Please wear safety glasses (provided) during the entire process. Keep the light window close to skin so that your eyes won't be irritated by strong light.
•After use, please wipe off the hair, dirt, and oily residue on the device to avoid mechanical failure and skin damage.
•Please set the intensity level according to your skin type and condition. For first-time use, start with the Soft Mode.
•It is normal for the skin to feel slightly hot or red after use.
•The product cannot be left unattended while turned on. Please turn it off when not in use.
•If the operating environment temperature difference reaches more than 20 degrees (from low temperature to high temperature, or vice versa), please turn the device off and wait for about 2 hours before using it again.
•Please do not use the product near inflammable and explosive objects (i.e. sprayers, gas stations) which may cause fire, electric shock, et cetera.
•The product should be used in environments between 5° C and 30° C. Please check the room temperature before use.
•Please avoid exposing the skin where the device was applied to direct ultraviolet (UV) radiation within 48 hours.
•Please do not expose the product to sunlight or UV light for an extended period of time; serious damage will result.
•If the built-in fan does not function after turning the product on (i.e., no humming sound), stop using the device immediately. Continued use may result in smoke, fire, etc.
•It is not recommended to use the product for long periods. Please turn off the device for 10 minutes after 1 hour of use.
•If the casing, lens, or power supply is damaged, please stop using the product immediately. Please do not attempt to repair the product without official Ulike authorization. The device must be repaired by professional personnel from the manufacturer's maintenance department or a similar department.
•This product may not be suitable for everyone. Do not use it if you meet any of the conditions listed below:
•Do not use it in the bath, shower or other places near the water source: Please keep the product and the power adapter dry.



Unsuitable population and situation

•The product may cause discomfort for, or adverse effects on, people with allergies, skin diseases, allergic dermatitis, sensitive skin, etc. If any adverse effects occur during use, please stop using the product immediately.
•Please do not use the product on areas where the skin is damaged (e.g., burns, blisters, cuts, wounds, active skin diseases, or infections).
•If you are taking light-sensitive drugs, please seek medical advice before using this product; otherwise, using this device may damage your skin.
•The product is not suitable for pregnant, lactating, or menstruating women, or people with scars, diabetes, or fragile skin.
•People with severe heart disease, moderate to severe hypertension, malignant tumors, folliculitis, infectious skin disease, burned skin, and anticoagulant disorders are prohibited from using this product.
•Please do not use if you have abnormal collagen metabolism, including scars and poor wound healing.
•Please do not use the product on areas with vascular diseases such as varicosity or hemangiectasis.
•Please do not use if your skin is sensitive to light and prone to rashes or allergic reactions.
•Please do not use it if your irradiated area is infected or you have herpes simplex, skin lesions, or hematoma.
•The product is not suitable for individuals with immune response suppression diseases (e.g., HIV infection, lupus erythematosus, porphyria).
•Individuals with hemorrhage syndromes or those taking isotretinoin, alpha hydroxy acid (AHA), beta hydroxy acid (BHA), or azelaic acid are prohibited from using this product.
•Use this product cautiously if you have undergone chemical hair removal within the past 30 days or have recently used skin whitening products or cosmetics containing vitamin A.
•The product cannot be used with essential oil products. Please ensure that the skin in the irradiation area is clean and dry without applied lotions, lubricants, or other cosmetics.
•Using the product on skin that is not clean and dry may negatively affect your experience and even damage the device.
•People who are taking aspirin drugs, immunosuppressive drugs, isotretinoin and other drugs, and recently took light-sensitive drugs such as tetracycline and sulfa, are prohibited from using this product.
•Individuals who have recently received filler or toxin injections are prohibited from using this product.

Please do not use the product on any of the following body parts or any body parts with the following conditions

1/ Oral cavity, genitals, mucosa, etc.	6/ Acnes	11/ Inside the navel
2/ Areas with plastic surgery or other surgical procedures	7/ Spots and moles	12/ Large vein
3/ Throat	8/ Eyebrow, hair	13/ Areas with tattoos or body painting
4/ Eyeball, eyelid, around the eyes	9/ Ear	
5/ Head	10/ Nipple, areola	

(Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can or cannot use this product, please consult a doctor)

After using the product, you may experience the following side effects:


1/ Burns	3/ Swollen hair follicles and blisters	5/ Itchiness and pain
2/ Local redness and swelling	4/ Erythema and pigmentation	6/ Scarring

(Note: The list is not exhaustive. If you experience any discomfort, please consult Ulike customer service or a doctor)

⚠ NOTICE

1.This product is not intended to treat diseases.
2.We advise against using this product to remove white or gray hair.
3.If you have naturally dark skin, please do not use this product.
4.Please do not expose yourself to sunlight before using this product.
5.On first use, please try this product in Soft Mode on a small area of your arm to test your skin's reaction.
6.Make sure that the light window is close to the skin before beginning the hair removal process.
7.Do not use this product in dark conditions.
8.To avoid mechanical failure, please do not use the product in direct sunlight.
9.Please do not hit or violently shake this product.
10.Please turn off the device before unplugging it from an electrical outlet; doing otherwise may damage this product.

Note:When you finish using the product, please have the ventilation outlet facing upwards and the light window downwards for better heat dissipation and cooling.



Product introduction


About the Ulike IPL Hair Removal Device

•The product, unlike concave-tip hot light hair removal devices, adopts the Sapphire Ice Cooling technology. Ulike's patented sapphire Ice Cooling Technology effectively cools the skin, reduces heat, avoids burns, and better protects the skin barrier. While removing hair, the sapphire flat tip compresses the skin, pressing down hair follicles to bring roots closer to the area with higher energy, thus improving the energy absorption efficiency of hair follicles. The sapphire flat tip is easy to clean and effectively transmits light to achieve better hair removal results.


•This product's long lamp lifetime and versatility means that it does not need to be replaced and is suitable for multiple areas (such as the face, lips, underarms, bikini lines, arms, legs, etc.) to save expensive lamp head replacement costs. You don't need to buy accessories frequently or worry about additional fees. In addition, this product is designed to efficiently filter ineffective short wavelengths and harmful light with top-grade filter.

Product structure and accessories


Product composition




Host



Power cord




Power Adaptor



User manual




IPL Safety Glasses




Razor

Product structure



Before use



① Clean your skin thoroughly

Ensure that there is no hair or oily residue (perfume, lotion, deodorant, sun cream, etc.) left on your skin and it is completely dry.

② Make sure that the exposure port is free of dust, hair and dirt, and is not damaged or has no abnormal conditions

If dirt is present, clean the port to prevent product malfunction, performance deterioration, or potential skin problems.

③ Perform a skin test before using the depilator

Confirm your skin condition 2 hours after the skin test. If there is no abnormal signs (redness, blisters) at the irradiated site, you can use this product.

Set exposure intensity

This product offers 3 energy modes, which can meet the needs of different degrees of skin sensitivity and different body hair colors. The following are related instructions:

USE ON ACCEPTABLE SKIN TYPES AND HAIR TYPES

This device is to only be used on Fitzpatrick Skin Types I-IV. Pleaes refer to the chart below.

• Please IDENTIFY your skin tone and check the following diagram to see whether the product is applicable:

Skin tone / Hair color	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker
White/Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light blond	×	×	×	×	×	×
Light brown	✓	✓	✓	✓	×	×
Brown	✓	✓	✓	✓	×	×
Dark browm	✓	✓	✓	✓	×	×
Black	✓	✓	✓	✓	×	×

(Note: X means not applicable, ✓ means applicable)

• Mode:


Soft Mode: Suitable for sensitive parts such as lips, people with dark skin and sensitive skin, etc.

Body Mode: Suitable for the body parts of people with thick hair in


medium or low hardness, such as arms, legs, etc.
Power Mode: Suitable for the body parts of people with thick and hard hair, such as arms, legs, etc. (Note: Power Mode operates at a higher power and may feel hotter than Soft Mode and Body Mode. This is normal and does not indicate product malfunction.)
If you feel pain or discomfort during the use, please use a different mode (if you feel warm or slight burning without pain, it is normal), People with darker skin tones are more prone to skin sensitivity, so it is recommended to use Soft Mode or Body Mode. Please ensure that you start with Soft Mode for your first use.

Usage


How to Use




1.Use a scraper to remove hair from body areas in need of care. Please do not apply the scraper blade directly to the skin. Use with lather, or shave when taking a shower. The blade is sharp. Use it carefully to avoid scratches.




2.Connect the power cord to the adapter, then plug the adapter into the power supply connection on the rear of the product.




3.After connecting the adaptor to the product's power supply connection, insert the plug into a power outlet.




4. Short press the Power On/Off button on the side of the main unit to turn on the device. The energy level and cooling function indicators will light up when the product is turned on.




5. The product has three modes. Short press Power On/Off/Mode Switch on the side of the main unit to turn on the product and switch to the hair removal mode you need. The mode will change in the following order: Soft Mode - Body Mode - Power Mode - Body Mode - Soft Mode.



6.Wear the provided protective glasses before hair removal session to protet your eyes from the light.




7.Place the light window on the designated area and ensure it is fully in contact with the skin, positioned vertically.
The white hair removal sensor lamp will light up, indicating proper contact with the skin. Press the Flash Key to start the hair removal operation.
If the white sensor lamp does not light up, this means the lamp holder is not in full contact with the skin, and the device will not flash.



8.After finishing the hair removal process, long press the on/off button for 1.2s to turn the machine off (do not unplug it directly without turning off the machine to avoid damage.)

Application Methods

•Auto-Glide Method (for large areas such as arms, legs):




Place the light window in full contact with the skin. At this time, the hair removal sensor indicator light will light up, indicating that the lamp head fully contacts the skin. Long press the flashing button for 1.2 seconds and the continuous play indicator light will light up. Smart Continuous Play Mode will turn on.

Place the light window in full contact with the skin. Flashes will be emitted at a certain interval. Please keep moving the product. Move it back and forth twice on the area to ensure that the area is covered evenly and avoid missing light.

Tip: You can adjust your movement speed according to the flashing speed, so that the product can cover the area more evenly. The flashing frequency is higher in Soft Mode and slightly lower in Body Mode. Furthermore, the higher the level, the slower the light will be emitted.


•Spot Method (suitable for small areas such as fingers and upper lips):



Place the light window in full contact with the skin. The hair removal sensor indicator light will light up at this time, indicating that the lamp head fully contacts the skin. Short press the flashing button to start hair removal. Move the lamp head to the next area, wait for the white light of the hair removal sensor indicator light,
and then press the flashing button again to repeat the above operation in order.

Tip: If you start to feel excessive heat on your skin during the hair removal process, pause for a few seconds to let the light window cool down again before using the product again

Tips for using Ulike Air Series



1.Due to continuous flashes, this product will heat up. In order to maintain an optimal cooling effect, we recommend you use the light window on the target area for about 30 seconds after hair removal before moving on the next area.

2.For best results, press the light window tightly against your skin so that the lamp head is fully engaged. In this way the device can cool the skin in advance, reduce heat, and better protect the skin barrier.

Usage frequency

weeks 1-4	From week 5 onward
3 times a week	every half or one month

Use 3 times a week for weeks 1-4;
Use every half or one month from week 5 onward.
Note: Adjust usage frequency based on hair growth. For thicker hair, you may increase the energy level and frequency appropriately. Individual results may vary.

Care after using

Precautions to take after hair removal with this product
•We recommend you avoid having the area where hair was removed come into contact with water for 6 hours after hair removal. After that, you may moisturize the area.
•Please do not use perfumes, facial masks, or cosmetics containing exfoliation beads on the area where hair was removed.
•Please avoid exposure to ultraviolet light for 48 hours after hair removal. Apply sunscreen as necessary.
•Artificial tanning is prohibited while undergoing this hair removal process.
•If you plan to undergo plastic surgery on the area where hair was removed, consult a doctor beforehand.
•If you experience discomfort, please stop using the product and consult a doctor.

Cleaning and maintenance

For best results and to maximize the service life of the product, please clean the product before and after each use to avoid accumulation of hair and dust. Lack of proper maintenance of this product will negatively affect its functionality and effectiveness.

•Before cleaning the product, you must first turn it off, unplug it, and let the device cool down.

•Use a soft, clean, and dry cloth to wipe the mirror of the light window.

•Store the product in a dry and dust-free environment between -10 and 55 ° C.

•Do not wash the product and its accessories under a faucet or in a dishwasher.



•Do not use steel balls, abrasive cleaners (toothpaste, etc.) or corrosive liquid (gasoline, motor oil, acetone, etc.) to clean the product.

Note: If water is insufficient to clean the product, you can use a few drops of high-concentration alcohol (lower than 95%) to wipe the parts.

Environmentally Safe Disposal

When disposing of this product, please do not include it with general household waste. Instead, please send it to a designated recycling center.



FAQ

This section outlines the problems you may encounter when using this product. If you cannot resolve a problem with the solutions provided, please contact the Ulike customer service center in your country/region.

•If an abnormal situation occurs or a defect cannot be fixed, please contact the after-sales customer service department.

•Please keep your purchase invoice. You will need to provide this document when you require the service.

This device complies with the standards
EN 55014-1
EN55014-2
EN 61000-3-2
EN61000-3-3
EN 62233
EN 60335-1
EN 60335-2-23
IEC 60335-2-113
IEC 62471
BS EN 60335-2-23
BS EN 60335-1
BS EN 62233
BS EN 55014-1
BS EN 55014-2
BS EN IEC 61000-3-2
BS EN 61000-3-3

Faults and Solutions

Problem	Possible reason	Solution
The product will not turn on	The product is not connected to a power source.	Check that the product is plugged in to an electrical outlet
The product does not emit light	The temperature of the main unit head is too high. Or, the main unit head is not in full contact with skin	Wait for the device to cool down naturally before continuing. Check that the main unit is in close contact with skin—checking the indicator light.
The working indicator light is not on	The product is defective or malfunctioning	Check if the power supply is working properly Repair or return the product immediately
There is an odor when the product is flashing	The light filtration mirror is contaminated by hair left on the skin	Wipe off the light filtration mirror. Shave the hair from the hair removal area before hand. Reduce product's intensity level
You experience unbearable pain during hair removal	The selected area has not been shaven	Before using this product, please shave off the hair in the area to be irradiated. If shaving causes skin irritation, cut the hair as short as possible and use a lower intensity mode
	The selected area is is not suitable according to the guidelines presented above	DO NOT use this device on the inner labia, vagina, anus, nipples, areolas,or penis.
	The intensity level is too high	Reduce the intensity level until you are comfortable
	The light window is damaged	Immediately contact Ulike customer service to arrange for repair or to return the product
After hair removal the skin is red	Slight redness is normal and harmless and will soon fade	Use aloe vera gel to soothe the reddened area or use the sapphire lamp head to cool down the skin
Unsatisfactory hair removal effect	You used an intensity level that is too low for your hair type	Select a higher intensity
	You didn't press the flashing button when moving to the next area	Press the flashing button when you move to the next area. There should be some overlap between different areas
	This device has no effect on your hair color	If your hair is light blond, gray, red, or white, irradiation will not be effective
	You did not use the product frequently enough	To successfully remove all hair, we recommend that you follow the provided irradiation regimen
	Your body's desired response to irradiation may take longer than expected	This product should be used continuously for at least 5 months in order to fully suppress hair regrowth
The product becomes hot and humid during use	The product has been on and in use for an extended period of time	Turn off the product and let it fully cool down before using it again

Warranty regulations

•The warranty period of this product may vary according to the laws of the country in which it is sold.
•The warranty period of this product is 2 year from the date of purchase.
•If the product has quality problems during the warranty period, Ulike will repair or replace it free of charge. However, damage caused by improper use is not covered by the warranty. In that case Ulike will replace the damaged part or the old device at the original price. The old device will be returned to Ulike.
•Please present your purchase invoice at the time you require service. The warranty period of the product is based on the date on which you bought it. If no date of purchase is available, the warranty period will be calculated based on the date of production.

In the following cases, Ulike may not provide warranty service, refunds, or replacements.

Ulike is not responsible for reissuing the purchase invoice and warranty card. Please keep your purchase invoice and warranty card safe.

1.Product damage caused by unpredictable events such as fire, earthquake, flood, etc.
2.Product failure and damage caused by negligence, misuse, or use under abnormal conditions.
3.Product damage caused by unauthorized disassembly and improper storage (such as rodent damage or liquid penetration).
4.Product damage caused by use of the product in inappropriate circumstances, including but not limited to excessive workload.
5.Product damage caused by other conditions that Ulike cannot control.
6.For damage associated with the function or use of this product (such as loss of business benefits, business interruption, other losses caused by the use of the product, costs of replacing equipment, devices or services related to using this product, customer claims, etc.), Ulike assumes no responsibility.
Depending on the type and extent of accidents, Ulike will bear corresponding responsibility according to relevant laws and regulations.

Authorised Representative

EC REP

Ulike Europe SAS
4 rue Royale, 75008, Paris, France
Contact: Raphael
E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com

UK REP

Name: Kingsmead Service Limited
Add.: 19 mezzanine floor 19-21 crawford street London, England W1H 1PJ
Contact: Peng Yan
E-mail: office@kingsmead-service.com

Basic parameters

	Specification	
Air3 Series	Product name	: IPL Hair Removal Device
	Product model	: UI06
	Product Size	: 179*58*34mm
	Rated Input	: 24V ⎓ 2.8A
	Power	: 67.2W
	Energy level	: 3 levels
	Spot size	: 3.3cm² ± 0.25cm²
	Spectrum	: 550-1200nm
	Pulse duration	: 1.12ms-7.44ms
	Pulse repetition rate	: 0.33Hz-2.5Hz
	Manufacturer	: Shenzhen Ulike Smart Electroics Co., Ltd
	Address	: 810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

Storage and transportation conditions		Operating conditions	
storage temperature	-10-55°C	Operating temperature	5-30°C
Humidity	⩽90%RH	Humidity	⩽80%RH
Relative pressure	50-106 kPa	Relative pressure	80-106kPa

Symbols

No.	Symbols	Description
1		Indoor Use
2		“WEEE (Waste Electrical and Electronic device)”. The waste products should be handled legally.
3		Keep dry
4		Manufacturer
5		Warning symbol for use with IPL device: Do not use it directly on the eyes, as the intense light emitted by this appliance may cause eye damage.
6		CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE.
7		DC pocket
8		Maximum number of identical transport packages/ items which may be stacked on the bottom package, where “5” is the limiting number.
9		Caution
10		Do not use this device in a bathtub shower or water-filled reservoir.
11		Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
12	**RoHS**	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU) 2015/863.

No.	Symbols	Description
13	EC REP	Authorized representative in the European Community/European Union.
14		No water rinse

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für Ulike entschieden haben.
Ulike wurde 2013 gegründet und hat sich von Anfang an auf die Entwicklung von IPL-Haarentfernungsgeräten für den Heimgebrauch spezialisiert. Wir sind der festen Überzeugung, dass Haarentfernung ein sicheres, angenehmes und schmerzfreies Erlebnis sein sollte.
Dieses Gerät wird das Haarentfernungssystem sein, das Sie lieben werden.

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts. Um die Benutzung zu erleichtern, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zur Veranschaulichung.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Produkte haben, zögern Sie bitte nicht, uns über unsere Website oder per E-Mail zu kontaktieren - wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!

de.ulike.com

uk.ulike.com

de.support@ulikeglobal.com

uk.support@ulikeglobal.com

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza,
No. 8 Keyuan Road, Science Park Community,
Yuehai Sub-District, Nanshan District,
Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

Sicherheitsvorkehrungen

Besondere Aufmerksamkeit

•Tragen Sie vor der Verwendung keine Gels oder Pflegeprodukte (Aloe-Vera-Gel, usw.) auf.

•Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt gemäß den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften in Betrieb nehmen und verwenden.

•Bitte lesen Sie die „Bedienungsanleitung“ sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

•Wenn Sie während der Verwendung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Online-Kundendienst in der gewünschten Sprache.

GEFAHR: Inhalte, die ein Personenschadensrisiko aufgrund der unsachgemäßen Verwendung darstellen

WARNUNG: Gefahrverursachend aufgrund unsachgemäßer Verwendung

VORSICHT: Inhalte, die sich auf die persönliche Sicherheit oder auf Sachschäden durch unsachgemäße Bedienung beziehen

Risiko



•Verwenden Sie das Gerät nicht indem Sie es direkt auf die Augen richten, da die starke Lichtquelle, die das Produkt ausstrahlt, Augenschäden verursachen kann;

•Unter normalen Betriebsbedingungen darf der seitliche Auslass nicht direkt angebracht werden, da sonst die Temperatur des Auslasses Verbrennungen der Haut verursachen kann;

•Führen Sie unter normalen Betriebsbedingungen keine Gegenstände in das Gerät, da dies sonst Schäden am menschlichen Körper verursachen kann;

•Es liegen derzeit keine Daten für die Verwendung an Kindern unter 18 Jahren vor, aufgrund dessen dürfen Kinder unter 18 Jahren das Produkt weder berühren noch verwenden. Bitte verhindern Sie, dass Kinder unter 18 Jahren das Produkts verwenden.

Warnung



•Bei der Nicht-Befolgung der Anweisungen, können unerwünschte Wirkungen auftreten;

•Tragen Sie unmittelbar nach der Verwendung des Geräts auf der Achselhöhle kein Antitranspirant auf;

•Um Verbrühungen und Fehlfunktionen bei der Verwendung zu vermeiden, überprüfen und entfernen Sie bitte regelmäßig die Verschmutzung der Bestrahlungsöffnung;

•Platzieren Sie den Bestrahlungsöffnung nicht in der Nähe von Gegenständen, die leicht entmagnetisiert werden können, da es sonst zu Störungen und Schäden kommen kann;

•Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Entlüftung blockiert ist, da es sonst zu Rauch- und Brandgefahr kommen kann;

•Für den normalen Betrieb des Geräts sollten Sie die Bestrahlungsöffnung nicht auf schwarze Objekte richten;
•Um Schwärzungen, Verfärbungen und Brüche zu vermeiden, bestrahlen Sie keine Kleidung, Haare oder andere Gegenstände;
•Verwenden Sie das Produkt nicht an Haustieren, da es sonst Verletzungen verursachen kann;
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann Augen (möglicherweise Erblindung) oder Hautschäden verursachen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig
• Vermeiden Sie eine übermäßige oder wiederholte Anwendung des Produkts auf derselben Stelle, da dies zu Hautschäden führen kann;
•Die unsachgemäße Bedienung kann Augenschäden verursachen, bitte schützen Sie Ihre Augen vor der Exposition, verwenden Sie das Produkt nicht über den Augenlidern oder in der Nähe der Augen;
•Missachten Sie nicht die inhärenten Sicherheitsmechanismen des Produkts. Zum Beispiel, das korrekte Tragen der Schutzbrille, die richtige Anpassung an die Haut, etc;
•Bitte führen Sie vor der Verwendung einen Hauttest aus und bestätigen Sie den Hautzustand nach einem 2-stündigen Test. Sie können das Produkt verwenden, wenn an der bestrahlten Stelle keine Anomalien (Rötungen oder Blasen) auftreten;
•Bitte tragen Sie während der Verwendung die Schutzbrille und platzieren Sie das Enthaarungsvisier für den Enthaarungsvorgang nahe an die Haut;
•Wischen Sie nach der Verwendung die am Enthaarungsgerät angebrachten Haar- und Hautpflegeprodukte ab, um Fehlfunktionen und Hautschäden zu vermeiden;
•Bitte befolgen Sie die Anweisungen und tragen Sie bei der Verwendung des Produkts eine Schutzbrille, um starke Lichtreize zu vermeiden;
•Bitte stellen Sie die Intensität der Bestrahlung entsprechend Ihrem Hautzustand ein und beginnen Sie zum ersten Mal mit dem Sanftmodus.
•Wenn die Haut nach der Verwendung leicht heiß und rot ist, ist das normal;
•Das Gerät darf nach dem Einschalten nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, und schalten Sie es bitte rechtzeitig nach der Verwendung aus;
•Reinigen Sie die Haut, um sicherzustellen, dass sie frei von Haarresten, vollständig trocken und frei von fettigen Substanzen und Flecken ist;
•Wenn der Temperaturunterschied in der Betriebsumgebung mehr als 20 Grad beträgt (von einer Niedrigtemperatur-Umgebung zu einer Hochtemperatur-Umgebung oder umgekehrt), schalten Sie das Gerät bitte aus und warten Sie ca. 2 Stunden, bevor Sie es wieder benutzen;
•Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Gegenständen (einschließlich Sprühgeräten, Tankstellen, usw.), da dies Brände, Stromschläge und andere Risiken verursachen kann;
•Die Umgebungstemperatur des Enthaarungsgeräts beträgt 5-30°C.

Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Raumtemperatur;
•Bitte vermeiden Sie es, die Haut, auf die das Gerät verwendet wurde, innerhalb von 48 Stunden direkter ultravioletter (UV-) Strahlung auszusetzen;
•Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum der Sonne oder ultraviolettem Licht aus, da dies das Produkt ernsthaft beschädigen kann;
•Wenn das eingebaute Gebläse nach dem Einschalten nicht funktioniert (es ist kein Brummen zu hören), verwenden Sie es nicht, da es sonst Fehlfunktionen, wie Rauch, Feuer, usw., verursachen kann;
•Verwenden Sie es nicht in der Badewanne, unter der Dusche oder an anderen Orten in der Nähe einer Wasserquelle;
•Bitte halten Sie das Produkt und den Netzadapter trocken;
•Es wird nicht empfohlen, das Produkt über einen längeren Zeitraum hinweg zu verwenden. Bitte schalten Sie das Gerät nach 1 Stunde Verwendung für 10 Minuten aus;
•Wenn das Gehäuse, das Objektiv oder das Netzteil beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Produkts bitte sofort ein. Reparieren Sie das Produkt nicht ohne die Genehmigung. Die Reparatur muss von Fachpersonal der Wartungsabteilung des Herstellers oder einer ähnlichen Abteilung durchgeführt werden.
•Bitte benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von Wasserquellen: Halten Sie das Produkt und den Netzadapter stets trocken.



Ungeeignete Bevölkerungsgruppen und Zustände

•Die Verwendung des Produkts kann bei Allergikern, Menschen mit Hautkrankheiten und allergischer Dermatitis, Menschen mit empfindlicher Haut, usw., zu Unannehmlichkeiten oder unerwünschten Wirkungen führen. Sollten während der Verwendung unerwünschte Wirkungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts bitte sofort ein;
•Verwenden Sie das Produkt nicht an Stellen, an denen die Haut beschädigt ist (z. B., Verbrennungen, Blasen, Schnitte, Wunden, aktive Hautkrankheiten oder Infektionen);
•Wenn Sie lichtempfindliche Medikamente für wichtige Behandlungen einnehmen, ist vor der Anwendung des Produkts eine ärztliche Beratung erforderlich, da die Anwendung des Produkts sonst Hautschäden verursachen kann;
•Nicht geeignet für Schwangere, Stillende, Frauen während der Menstruationsperiode, bei Narben am Körper, Diabetes, empfindlicher und lichtempfindlicher Haut;
•Die Verwendung ist verboten bei schwere Herzkrankheiten, mäßigem bis schwerem Bluthochdruck, bösartigen Tumoren, Follikulitis, infektiösen Hautkrankheiten, Hautverbrennungen und Blutgerinnungsstörungen;
•Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einem anormalen

Kollagenstoffwechsel leiden, einschließlich Narben und schlechter Wundheilung;
•Nicht verwenden bei Patienten mit Gefäßerkrankungen, wie Krampfadern und Gefäßerweiterungen an der Bestrahlungsstelle;
•Nicht verwenden, wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist und zu Hautausschlägen oder Allergien neigt;
•Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Ihr bestrahlter Bereich infiziert ist. Das Produkt ist bei Patienten mit Herpes simplex, Hautverletzungen und Hämatomen verboten;
•Die Unterdrückung von Erkrankungen des Immunsystems (einschließlich HIV-Infektion, Lupus erythematodes, Porphyrie, usw.) ist verboten;
•Die Behandlung von Patienten mit Blutungsstörungen ist verboten, sowie von Patienten, die Isotretinoin, Fruchtsäure (AHA), Salicylsäure (BHA) oder Azaleensäure verwenden;
•Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht, wenn Sie innerhalb von 30 Tagen eine chemische Haarentfernung durchgeführt haben, wenn Sie vor kurzer Zeit Produkte zur Hautaufhellung verwendet haben oder wenn Sie Vitamin-A-Inhaltsstoffe verwendet haben;
•Nicht gleichzeitig mit ätherischen Ölprodukten verwenden. Bitte achten Sie darauf, dass die Haut im Lichtbereich sauber und trocken ist und keine Salben, Gleitmittel oder andere Kosmetika verwendet werden;
•Wenn die Hautoberfläche nicht sauber und trocken ist, kann dies die Anwendung des Produkts beeinträchtigen und sogar das Produkt beschädigen;
•Die Verwendung ist während der Einnahme von Aspirin-Medikamenten, immunsuppressiven Medikamenten, Isotretinoin und anderen Medikamenten verboten. Die Einnahme von lichtempfindlichen Medikamenten (wie Tetracyclin und Sulfa) ist verboten;
•Das Produkt darf nicht bei Personen verwendet werden, die sich vor kurzem Füllstoffe oder Toxine injiziert haben lassen.

Verwenden Sie es nicht auf die folgenden Körperteile oder unter den folgenden Bedingungen

1/ Intraoral, Genitalien, Schleimhäute, usw.	6/ Akne-Bereich	11/ Im Inneren des Nabels
2/ Bei der Plastischen Chirurgie	7/ Bei Flecken und Muttermale	12/ Erweiterte Blutgefäße
3/ Kehlkopfknoten	8/ Augenbrauen, Haare	13/ Tätowierungen, Körperbemalungen
4/ Augapfel, Augenlid, Augenumgebung	9/ Ohr	
5/ Kopf	10/ Brustwarze, Warzenhof	

(Anmerkung: Diese Liste ist nicht endgültig; wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Produkt verwenden können, empfehlen wir Ihnen, einen Arzt aufzusuchen.)

Nach der Anwendung des Produkts können möglicherweise die folgenden Nebenwirkungen auftreten:


1/ Hautverbrennungen	3/ Ödeme und Blasenbildung der Haarfollikel	5/ Juckreiz und Schmerzen
2/ Lokale Rötung und Schwellung	4/ Rötung und Pigmentierung	6/ Narben

(Hinweis: Die Liste ist nicht endgültig; wenn Sie andere Beschwerden haben, sollten Sie den Kundendienst oder einen Arzt aufsuchen.)

⚠ Zustände, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern

1.Das Produkt sollte nicht für die Behandlung von Krankheiten verwendet werden
2.Es wird nicht empfohlen, weiße oder graue Haare zu entfernen
3.Verwenden Sie das Produkt bitte nicht bei natürlich dunkler Haut,
4.Setzen Sie sich vor der Haarentfernung nicht der Sonne aus
5.Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie bitte mit dem Sanftmodus und testen Sie die Hautreaktion an einer kleinen Stelle auf dem Arm.
6.Achten Sie darauf, dass sich das Enthaarungsgerät beim Enthaaren nah an der Haut befindet, und führen Sie dann den Enthaarungsvorgang durch
7.Verwenden Sie es nicht in einer dunklen Umgebung
8.Um einen Ausfall des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es bitte nicht in direktem Sonnenlicht
9.Stoßen und schütteln Sie das Produkt nicht heftig
10.Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, ohne das Gerät auszuschalten; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden

Hinweis: Achten Sie bei der Verwendung des Haarentferners darauf, dass der Lufteinlass nach oben und die Bestrahlungsfenster nach unten gerichtet ist, da dies zu einer besseren Wärmeableitung und Kühlung des Enthaarungsgeräts führt.



Einführung

Kurzeinführung

Über den Haarentferner

• Die innovative Saphir-Kühlungstechnik kühlt effektiv die Haut, reduziert die Hautwärme, vermeidet Sonnenbrand und schützt die Haut besser. Der Saphir-Flachkopf komprimiert die Haut und drückt die Haarfollikel nach unten, um die Wurzeln näher an die Energiebereiche zu bringen, welche die Effizienz der Energieabsorption der Haarfollikel verbessern. Der Sapphir-Flach-Lampenkopf ist leicht zu reinigen und weist eine gute


Transparenz auf, was einen besseren Haarentfernungseffekt bewirkt.

•Das Produkt verfügt über 5 Energiestufen, um den Bedürfnissen der verschiedenen Hautsensibilitäten gerecht zu werden. Das Gerät und die Stromversorgung können getrennt werden, es ist kompakt und tragbar und leicht zu verstauen.

•Dieses Produkt verfügt über eine integrierte Lampenhalterung, die während eines langen Lebenszyklus nicht ausgetauscht werden muss, und eignet sich für mehrere Haarentfernungsbereiche (wie z. B.: Gesicht, Lippen, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine usw.). So sparen Sie sich die teuren Kosten für den Austausch der Lampenhalterung, müssen kein Zubehör kaufen und haben keine versteckten Zusatzkosten. Darüber hinaus verfügt es über ein perfektes Filtersystem, das unwirksames kurzwelliges und schädliches Licht sehr gut filtern kann.

Produktstruktur und Zubehör

Zusammensetzung des Produkts




Air IPL-Haarentfernungsgerät



Netzkabel




Adapter




Handbuch




Schutzbrille



Rasierer


Anwendungsfenster
Energiestufe-Anzeige
Dauerblitz-Anzeige
Kühlung-Anzeige
Bestrahlungstaste
Sensorlicht zur Haarentfernung
Ulike
Power-Taste/ Energieregulierung
Stromanschluss

Vorbereitung vor der Verwendung



①Reinigen Sie die Haut gründlich, um sicherzustellen, dass sie haarlos, vollständig trocken und frei von fettigen Substanzen ist. (Rückstände wie Parfüms, Lotionen, Deodorants und Sonnenschutzmittel)
②Vergewissern Sie sich, dass kein Schmutz, keine Haare oder andere Verunreinigungen auf dem Anwendungsfenster zurückgeblieben sind und dass keine Beschädigungen oder Anomalien auftreten. Falls Schmutz vorhanden ist, reinigen Sie ihn bitte, um Produktfehler, Zerfall und Hautprobleme zu vermeiden.
③Kontrollieren Sie nach einem 2-stündigen Test den Zustand der Haut. Wenn an der bestrahlten Stelle keine Auffälligkeiten (Rötungen, Blasen) auftreten, können Sie dieses Produkt bedenkenlos verwenden. Wir empfehlen, den Haarentfernungsvorgang nicht durchzuführen, bevor der Hautbelastungstest abgeschlossen ist.

Einstellen der Bestrahlungsintensität

Dieses Produkt verfügt über 3 Energiestufen, die den Bedürfnissen unterschiedlicher Hautempfindlichkeiten und verschiedener Haarfarben gerecht werden können. Im Folgenden finden Sie die empfohlenen Anweisungen:

•Bitte wählen Sie gemäß der nachstehenden Tabelle den für Ihren Hauttyp und Ihre Haarfarbe geeigneten Modus aus.

VERWENDUNG FÜR AKZEPTABLE HAUT- UND HAARTYPEN

Dieses Gerät ist nur für Fitzpatrick-Hauttypen I-IV geeignet. Bitte sehen Sie sich die untenstehende Tabelle an.
Bitte IDENTIFIZIEREN Sie Ihren Hauttyp und überprüfen Sie das folgende Diagramm, um zu sehen, ob das Produkt für Sie geeignet ist.

Hautfarbe / Haarfarbe	Weiß	Beige	Hellbraun	Mittelbraun	Dunkelbraun	Braun schwarz und dunkler
Weiß/Grau	×	×	×	×	×	×
Rot	×	×	×	×	×	×
Hellblond	×	×	×	×	×	×
Hellbraun	✓	✓	✓	✓	×	×
Braun	✓	✓	✓	✓	×	×
Dunkelbraun	✓	✓	✓	✓	×	×
Schwarz	✓	✓	✓	✓	×	×

(Anmerkung: X bedeutet nicht zutreffend, ✓bedeutet zutreffend)


•Modus:
Sanftmodus: Geeignet für empfindliche Bereiche wie Lippen und Intimbereich, Menschen mit dunklerer Haut/Menschen mit empfindlicher Haut usw..
Körper: Geeignet für Rumpfpartien von Menschen mit dickem Haar und mittlerer oder geringer Härte, wie Arme, Beine usw.
Kraftmodus: Geeignet für Rumpfpartien von Menschen, wie Arme, Beine usw. (Aufgrund der hohen Energie des Kraftmodus kann man sich heißer fühlen, im Vergleich mit dem Soft-Modus und im Körper-Modus. Es ist kein Maschinenausfall)
Wenn Sie während des Gebrauchs Schmerzen oder Unbehagen verspüren, stellen Sie bitte den Modus ein (Wenn Sie Wärme oder ein leichtes Brennen ohne Schmerzen verspüren, ist das aber normal.)
Menschen mit dunkleren Hauttönen neigen zu Hautreizungen, daher wird es empfohlen, den Sanftmodus oder den Körpermodus zu verwenden.Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, starten Sie mit dem Sanftmodus.

Anwendungsanleitung


Verwenden Sie die Schritte




1.Entfernen Sie die pflegebedürftigen Haare mit einem Rasierer




2.Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Adapter,Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang auf der Rückseite des Geräts




3.Nachdem Sie das Netzkabel an den Netzeingang des Produkts angeschlossen haben, führen Sie den Stecker in eine Steckdose




4.Drücken Sie kurz die Power-Taste an der Seite des Hauptgeräts, um es einzuschalten. Die Energiestufe und die Kühlfunktion werden angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.




5.Es gibt 3 Gänge/Modi bei diesem Gerät. Drücken Sie kurz die Power-Taste / Energieregulierung auf der Seite des Hauptgeräts, um den gewünschten Haarentfernungsmodus einzustellen. Der Zyklus lautet: Sanftmodus-Körpermodus-Kraftmodus-Körpermodus-Sanftmodus.



6.Setzen Sie die Schutzbrille auf, bevor Sie die Haare rasieren, um die Augen zu schützen




7.Richten Sie den Lichtaustritt auf die zu behandelnde Haut und wenden Sie ihn senkrecht an. Das Licht des Haarentfernungssensors leuchtet auf, um anzuzeigen, dass er vollständig in Kontakt ist. Drücken Sie die Blitztaste, um den Haarentfernungsvorgang zu starten. Wenn das weiße Licht nicht eingeschaltet ist, bedeutet dies, dass der Lampenkopf nicht vollständig auf der Haut sitzt und das Gerät kein Licht abgibt



8.Halten Sie die Power-Taste 1,2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie mit der Haarentfernung fertig sind (Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, ohne das Gerät auszuschalten, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden)

Einführung in den Modus

•Intelligenter Dauerblitz-Modus(anwendbar auf große Bereiche wie Arme und Beine):




Bringen Sie den Bestrahlungsfenster an der Haut an. Leuchtendes Sensorlicht zeigt an, dass ausreichend Kontakt besteht, Halten Sie die Blitztaste 1,2 Sekunden lang gedrückt, die Dauerblitzanzeige leuchtet zu diesem Zeitpunkt auf und der intelligente Dauerblitz-Modus ist eingeschaltet.

Drücken Sie das Anwendungsfenster des Geräts vollständig auf die Haut, so wird der Blitz wird zu bestimmten Intervallen ausgegeben. Nun bewegen Sie das Haarentfernungsgerät zweimal über den zu behandelnden Hautbereich hin und her, um besonders effizient vorzugehen.

*Tipp: Die Bewegungsgeschwindigkeit auf der Haut kann entsprechend der Blitzgeschwindigkeit eingestellt werden, um die Haut gleichmäßiger zu behandeln. Im Sanftmodus ist die Blitzfrequenz schneller während sie im Körpermodus langsamer ist. Also je höher der Modus ist, desto langsamer ist die Blitzgeschwindigkeit.


•Einzelblitz-Modus (geeignet für kleine Bereiche wie Finger und Lippen):



Bringen Sie den Bestrahlungsfenster an der Haut an. Leuchtendes Sensorlicht zeigt an, dass ausreichend Kontakt besteht.Drücken Sie kurz die Flash-Taste, um mit dem Blinken zu beginnen. Bewegen Sie nach Abschluss des Blitzes den Blitzauslass in den nächsten Bereich und wiederholen die vorliegende Bedienung.

* Tipp: Wenn Sie sich während der Haarentfernung überhitzt fühlen, unterbrechen Sie den Vorgang bitte für etwa 10 Sekunden, damit sich der Blitzauslass vor der Haarentfernung wieder abkühlen kann

[Tipps zur Haarentfernung]



1. Das kontinuierliche Blitzen des Haarentfernungsgeräts führt zu einer ständigen Wärmeentwicklung. Um den Kühlungseffekt wirksam aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, die aufgehellte Hautpartie nach dem Haarentfernungsvorgang etwa 30 Sekunden lang mit dem Saphir-Lampenkopf zu kühlen damit zu beruhigen und dann die Anwendung im nächsten Bereich durchzuführen.

2. Drücken Sie das Anwendungsfenster fest gegen die Haut, um sicherzustellen, dass das Anwendungsfenster in vollem Kontakt mit der Wurzel des Haarfollikels ist. Der Haarfollikel wird die höhere Energie absorbieren und eine bessere Haarentfernungswirkung wird erzielt. Die Sapphire-Ice-Cooling-Hautpflege-Technik kühlt die Haut effektiv, reduziert die Hautwärme und verbessert den Hautschutz.

Lebenszyklus

In der ersten bis vierten Woche wird es dreimal pro Woche verwendet; Nach 5 Wochen wenden Sie es jeden halben oder ganzen Monat an.

Hinweis: Bitte verwenden Sie es je nach Haarwuchs mehrere Male. Bei übermäßig dichtem Haar können Stufe und Häufigkeit entsprechend auf das 12-fache erhöht werden. Die spezifische Situation unterscheidet sich von Person zu Person .

Pflege nach der Verwendung

Vorsichtsmaßnahmen nach dem Haarentfernungsvorgang

•Wir empfehlen Ihnen, die Stelle, an der die Haare entfernt wurden, den Kontakt mit Wasser innerhalb von 6 Stunden nach der Haarentfernung zu vermeiden. Anschließend kann der bestrahlte Bereich mit Feuchtigkeit angefeuchtet werden.

•Bitte verwenden Sie keine Parfums, Gesichtsmasken oder Kosmetika mit Peeling-Perlen auf den Bereichen, an denen Haare entfernt wurden. Vermeiden Sie bis zu 48 Stunden nach dem Haarentfernungsvorgang die UV-Strahlung, und tragen Sie gegebenenfalls Sonnenschutzmittel auf.

•Sonnenbäder können Hautverfärbungen oder Sonnenbrand verursachen. Eine Bestrahlung zu diesem Zeitpunkt führt zu Rötungen, Schwellungen und Entzündungen. Achten Sie daher darauf, dass Sie sich während der Verwendung dieses Produkts nicht der Sonne aussetzen, und dass die Zeit zur Behebung des Sonnenbrands nicht weniger als 1 Woche beträgt.

•Die künstliche Bräunung ist während des Haarentfernungsvorgangs

nicht gestattet.
•Wenn Sie einen plastischen Eingriff im Haarentfernungsbereich planen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
•Wenn Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und suchen Sie einen Arzt auf.

Reinigung und Wartung

Um die besten Ergebnisse und die längste Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, reinigen Sie das Produkt bitte vor und nach jedem Haarentfernungsvorgang, um eine langfristige Ansammlung von Haaren und Staub zu vermeiden. Wenn Sie es nicht ordnungsgemäß reinigen, kann das Produkt nicht die volle Wirkung erzielen
•Vor Beginn der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker getrennt werden, sodass das Gerät abkühlen kann.
•Verwenden Sie ein weiches, sauberes und trockenes Tuch, um die Spiegelfläche des Lichtauslasses abzuwischen und zu reinigen.
•Lagern Sie das Gerät in einer trockenen, staubfreien Umgebung bei -10-55° C.



•Waschen Sie das Produkt und das Zubehör niemals unter Wasserhähnen oder Geschirrspülern.
•Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Stahlkugeln, Scheuermittel (Zahnpasta, usw.) oder ätzende Flüssigkeiten (Benzin, Motoröl, Aceton, usw.).

Hinweis: Falls das Wasser nicht ausreichend reinigt, können Sie einige Tropfen hochprozentigen Alkohol (nicht mehr als 95 %) verwenden, um die oben genannten Teile zu reinigen.



FAQ

In diesem Kapitel werden die Probleme beschrieben, die bei der Verwendung dieses Produkts auftreten können. Wenn Sie die aufgetretenen Probleme anhand der folgenden Lösungen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum in Ihrem Land/Ihrer Region.
•Wenn eine abnormale Situation auftritt oder der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in der entsprechenden Sprache.
· Bitte bewahren Sie Ihre Kaufrechnung auf. Sie müssen dieses Dokument vorlegen, wenn Sie einen Service anfordern.
· Dieses Gerät entspricht den folgenden Normen:
EN 55014-1,EN55014-2,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN62233,EN 60335-1 EN 60335-2-23,IEC 60335-2-113,IEC 62471,BS EN 60335-2-23,BS EN 60335-1,BS EN 62233,BS EN 55014-1,BS EN55014-2,BS EN IEC 61000-3-2 ,BS EN 61000-3-3

Frage	Möglicher Grund	Lösung
Normaler Neustart ist nicht möglich	Das Stromnetz ist nicht angeschlossen	Prüfen Sie, ob das Stromnetz verbunden ist
Unfähig, Licht zu emittieren	Ob die Temperatur des Halterungskopfes und des Körpers zu hoch ist, ob der Kopf sich zu nahe an der Haut befindet	Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verwenden. Halten Sie die Halterung nahe an die Haut, bis die Leuchtanzeige aufleuchtet
Die Arbeitsanzeige ist ausgeschaltet	Schlechter Gerätekontakt	Prüfen Sie, ob die Stromversorgung ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren oder geben Sie das Produkt sofort wieder zurück
Ein Geruch erscheint beim Blinken	Das Filter ist verschmutzt. Es befinden sich Haarrückstände auf der auf der Haut	Wischen Sie das Filter ab. Rasieren der Haare und Reduzieren der Lichtintensität
Unerträgliche Schmerzen während des Haarentfernungsvorgangs	Das zu entfernende Haar wurde nicht rasiert	Rasieren Sie bitte die zu bestrahlenden Haare bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn die Rasur Hautreizungen verursacht, schneiden Sie Ihr Haar so kurz wie möglich und tragen Sie es in einer bequemen Position
	Es ist verboten, dieses Produkt an der ausgewählten Stelle zu verwenden	Verwenden Sie dieses Gerät nicht an den inneren Schamlippen, der Vagina, dem Anus, den Brustwarzen, den Warzenhöfen oder dem Penis.
	Die Lichtintensität ist zu hoch	Reduzieren Sie die Lichtintensität auf ein angenehmes Niveau
	Die Lichtdurchlässigkeitsanzeige ist beschädigt	Der Wartungstechniker schickt das Produkt sofort zurück
Nach der Anwendung färbt sich der Haarentfernungsbereich rot	Eine leichte Rötung ist normal und für den Körper unbedenklich, sie verblasst bald	Verwenden Sie Aloe-Vera-Gel, um die Haut zu beruhigen, oder verwenden Sie einen Saphiren-Lampenkopf zur Eisberuhigung
Unbefriedigende Wirkung der Haarentfernung	Sie verwenden eine Lichtintensität, die für Sie zu niedrig ist	Bitte wählen Sie beim nächsten Mal einen höheren Gang
	Fehlende Blitzlichtbereiche im Haarentfernungsbereich	Blitze in unmittelbarer Nähe, und eine gewisse Überlappung zwischen den Blitzbereichen sollte vorhanden sein
	Dieses Gerät hat keinen Einfluss auf Ihre Haarfarbe	Bei hellblondem, grauem, rotem und weißem Haar ist die Belichtung nicht wirksam
	Die unzureichende Häufigkeit der Nutzung dieses Geräts	Um alle Haare erfolgreich zu entfernen, empfehlen wir Ihnen, das empfohlene Bestrahlungsschema zu befolgen
	Ihre Reaktion auf die Lichteinwirkung ist langsam	Dieses Produkt sollte mindestens 5 Monate lang ununterbrochen verwendet werden, da es während dieses Zeitraums den Haarwuchs noch unterdrücken kann.
Das Produkt wird während der Verwendung heiß und feucht	Dies kann auf den Langzeitbetrieb des Geräts zurückzuführen sein. Es kann auf den Langzeitbetrieb des Geräts zurückzuführen sein	Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es stehen und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es verwenden

Garantiebestimmungen

•Die Garantiezeit für dieses Produkt kann je nach Land, in dem es verkauft wird, variieren, und wir werden versuchen, sie so weit wie möglich gemäß den Gesetzen des jeweiligen Landes zu verlängern.
•Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
•Falls das Gerät während der Garantiezeit Qualitätsprobleme aufweist, wird es von Ulike kostenlos repariert oder ersetzt. Schäden am Gerät, die durch die unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Bedienung verursacht werden, sind jedoch nicht von der Garantie gedeckt. Ulike ersetzt das beschädigte, oder das alte Teil, zum Selbstkostenpreis. Das alte Gerät wird an Ulike zurückgegeben.
•Bitte legen Sie Ihre Kaufrechnung zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Dienstleistung vorDas Garantiedatum von Ulike-Produkten basiert auf dem Kaufdatum des Produkts. Wenn Sie kein Kaufdatum vorweisen können, wird der Preis auf der Grundlage des Herstellungsdatums berechnet

In den folgenden Fällen kann Ulike möglicherweise keine Garantie oder Rückgabe gewähren.

1.Im Falle von Produktschäden, die durch unvorhersehbare Ereignisse wie Brand, Erdbeben und Überschwemmung verursacht werden.
2.Geräteausfall und Schäden, die aufgrund Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Verwendung unter anderen anormalen Bedingungen verursacht werden.
3.Beschädigung des Geräts aufgrund unsachgemäßer Demontage und Lagerung (z. B., durch Nagetiere oder eingedrungene Flüssigkeiten).
4.Schäden, die durch die obligatorische Verwendung des Produkts in einer Umgebung verursacht werden, in der das Produkt nicht verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Überschreitung der Arbeitslast.
5.Produktschäden, die durch andere Bedingungen verursacht werden, auf die Ulike keinen Einfluss hat.
6.Für die Funktion dieses Produkts oder die durch seine Verwendung entstehenden Schäden (wie z.B., Verlust Ihrer geschäftlichen Vorteile, Betriebsunterbrechung, andere durch die Verwendung des Geräts verursachte Verluste, die Kosten für die Verwendung dieses Produkts zum Ersatz von Ausrüstungen, Geräten oder Dienstleistungen, Ansprüche Ihrer Kunden, usw.), übernimmt Ulike keine Verantwortung. Je nach Art und Umfang des Unfalls, trägt Ulike die Kosten gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.

Autorisierter Repräsentant

EC REP

Ulike Europe SAS
4 rue Royale, 75008, Paris, France
Contact : Raphael
E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com

UK REP

Name: Kingsmead Service Limited
Add.: 19 mezzanine floor 19-21 crawford street London, England W1H 1PJ
Contact: Peng Yan
E-mail: office@kingsmead-service.com

Grundlegende Parameter

	Spezifikation		
Air3 Series	Produktname	:	IPL Hair Removal Device
	Produktmodell	:	UI06
	Größe des Produkts	:	179*58*34mm
	Stromeingang	:	24V⎓2.8A
	Strom	:	67.2W
	Eneriemodi	:	3 Modi
	Punktgröße	:	3.3cm²±0.25cm²
	Wellenlänge	:	550-1200nm
	Pulsdauer	:	1.12ms-7.44ms
	Puls-Wiederholrate	:	0.33Hz-2.5Hz
	Hersteller	:	Shenzhen Ulike Smart Electroics Co., Ltd
	Anschrift	:	810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

Lagerungs- und Transportbedingungen		Betriebsbedingungen	
Lagertemperatur	-10 - 55°C	Betriebstemperatur	5 - 30°C
Luftfeuchtigkeit	⩽ 90% RH	Luftfeuchtigkeit	⩽80%RH
Relativer Druck	50-106 kPa	Relativer Druck	80 - 106 kPa

Symbol

Nr.	Symbole	Beschreibung
1		Benutzung in Innenräumen
2		"WEEE (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)". Die Abfallprodukte sollten legal behandelt werden.
3		Bitte trocken lagern
4		Hersteller
5		Warnsymbol für die Verwendung mit IPL-Gerät: Verwenden Sie es nicht direkt auf den Augen, da das intensive Licht, das von diesem Gerät abgestrahlt wird.
6		Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung
7		DC-Tasche
8		Maximale Anzahl identischer Transportverpackungen/ Artikel, die auf der unteren Verpackung gestapelt werden können, wobei "5" die begrenzende Anzahl ist.
9		Vorsichtig
10		Dieses Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem wassergefüllten Behälter verwenden.
11	CE	Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
12	**RoHS**	Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU mit der Änderung (EU) 2015/863.

Nr.	Symbole	Beschreibung
13	EC REP	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft/ Europäischen Union.
14		Nicht mit Wasser abspülen

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi Ulike.
Fondé en 2013, Ulike est le pionnier des appareils d'épilation IPL à domicile.
Nous pensons que l'épilation doit être une expérience sûre, douce et agréable.
Et cet appareil sera le système d'épilation que vous aimez.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Pour faciliter l'utilisation, veuillez lire et conserver soigneusement ce "Mode d'emploi" avant de l'utiliser, les photos de ce manuel sont uniquement destinées à l'illustration, veuillez-vous référer au produit réel.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits, n'hésitez pas à nous contacter via notre site ou par e-mail - nous sommes là pour vous aider!

de.ulike.com

uk.ulike.com

de.support@ulikeglobal.com

uk.support@ulikeglobal.com

Shenzhen Ulike Électronique intelligente SARL
Salle 810, Bâtiment 1, Place de la science et de la technologie de Xunmei, Route N° 8 de Keyuan, Communauté du parc scientifique, Sous-district de Yuehai, District de Nanshan, Shenzhen 518000, Guangdong, R.P. Chine

Attention

Une attention particulière

•Assemblez et utilisez toujours le produit conformément aux prescriptions contenues dans le "mode d'emploi".
•Veuillez lire attentivement le "mode d'emploi" et le conserver dans un endroit sûr pour vous y référer.
•Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service clientèle en ligne.

Danger : une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles

Avertissement : une mauvaise manipulation peut entraîner un danger

Mise en garde : une utilisation incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité des personnes ou des dommages matériels.Dangers

Danger



•Ne pas utiliser directement devant les yeux car la lumière intense émise par cet appareil peut provoquer des lésions oculaires ;
•Ne touchez pas directement la sortie d'air latérale lorsque l' appareil est allume et en cours d' utilisation car la température de la sortie d'air peut provoquer des brûlures de la peau;
•N'insérez aucun objet dans ce produit pendant son fonctionnement, car cet appareil peut causer des dommages au corps humain.
•Ce produit ne dispose pas de données pour une utilisation sur des enfants de moins de 18 ans. Veuillez ne pas permettre aux enfants de moins de 18 ans de toucher ou d'utiliser ce produit, et veuillez garder les enfants de moins de 18 ans à l'écart de ce produit. Veuillez garder ce produit hors de portee des enfants de moins de 18 ans.
•Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (y compris les enfants) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissance de leur utilisation, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites dans l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Avertissement



•Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des effets indésirables ;
•N'utilisez pas d'anti-transpirant immédiatement après avoir utilisé cet appareil sur la zone d'aisselle;
•Veuillez vérifier et nettoyer régulièrement la fenêtre lumineuse pour éviter les brûlures et les dysfonctionnements pendant l'utilisation ;
•Ne placez pas la fenêtre lumineuse à proximité d'objets facilement démagnétisables, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement et une panne ;
•N'utilisez pas l'appareil si les orifices de ventilation sont bloqués, car cela pourrait provoquer de la fumée ou un incendie ;
•Ne dirigez pas la fenêtre lumineuse vers des objets noirs, car cela

pourrait empêcher le bon fonctionnement de la machine.
•N'irradiez pas les vêtements, les cheveux ou d'autres objets, car cela pourrait provoquer des brûlures, des décolorations ou des dommages.
•Ne pas utiliser sur le corps des animaux domestiques, car cela pourrait causer des blessures;
•Peut provoquer des lésions oculaires (potentiellement aveugles) ou cutanées si les instructions d'utilisation ne sont pas respectées. Veuillez lire et suivre les instructions d'utilisation ;
•Ne prolongez pas l'application sur une même zone, et évitez de répéter l'application. Ne surutilisez pas l'appareil, en particulier en appliquant trop d'impulsions empilées et/ou une fréquence trop élevée, car cela pourrait endommager la peau.
•Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires. Veuillez protéger vos yeux de toute exposition et ne pas utiliser ce produit au-dessus ou à proximité des paupières ;
•Ne négligez pas le mécanisme de sécurité intégré au produit, tel que le port correct des lunettes de protection, la manière appropriée d'appliquer le dispositif sur la peau, etc.
•Veuillez effectuer un test cutané avant utilisation et vérifier l'état de la peau après 2 heures. Si la zone irradiée ne présente aucune anomalie (rougeur, cloques, etc.), vous pouvez utiliser le produit en toute sécurité.
•Portez des lunettes de protection pendant toute la durée de l'opération et maintenez l'appareil près de la peau pour l'épilation. Après utilisation, essuyez tous les produits de soin de la peau ainsi que les poils fixés à l'appareil d'épilation afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage à la peau.
•Veuillez suivre ce mode d'emploi et porter des lunettes de protection pendant l'utilisation afin d'éviter toute irritation des yeux causée par la lumière intense.
•Définissez l'intensité d'irradiation en fonction de votre type de peau. Veuillez utiliser le mode Doux lors de votre première utilisation.
•Il est normal que la peau devienne légèrement chaude et rouge après utilisation ;
•Le produit ne doit pas être laissé sans surveillance après avoir été allumé et doit être éteint rapidement après utilisation.
•Nettoyez la peau en veillant à ce que la surface soit exempte de résidus de poils, complètement sèche et exempte de substances huileuses et de taches ;
•Si la différence de température ambiante atteint plus de 20 degrés (d'un environnement à basse température à un environnement à haute température ou vice versa), éteignez l'instrument et laissez-le pendant environ 2 heures avant de l'utiliser ;
•Ne pas l'utiliser à proximité de matériaux inflammables ou explosifs (y compris les aérosols et les stations-service, etc.), car cela peut entraîner un incendie, des blessures par électrocution, etc.
•Cet appareil d'épilation peut être utilisé à une température ambiante de 5-30°C. Veuillez vérifier la température de la pièce avant de l'utiliser ;
•Veuillez éviter d'exposer la peau où l'appareil a été appliqué à une

radiation ultraviolette (UV) directe pendant 48 heures;
•Ne laissez pas le produit au soleil ou sous une lampe UV pendant de longues périodes, car cela pourrait sérieusement endommager le produit ;
•N'utilisez pas l'appareil si le ventilateur intégré ne fonctionne pas (pas de bourdonnement) lorsque l'appareil est mis sous tension,
car cela pourrait provoquer de la fumée et un incendie ;
•Ne pas utiliser dans le bain, la douche ou tout autre endroit proche de l'eau, et garder le produit et l'adaptateur électrique au sec ;
•Lorsque vous utilisez ce produit, il n'est pas recommandé de l'utiliser pendant de longues périodes. Veuillez éteindre le produit après 1 heure d'utilisation pendant 10 minutes avant de le réutiliser ;
•Si le boîtier du produit, la lentille ou l'unité d'alimentation sont endommagés, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit ;
N'effectuez pas de réparations non autorisées, qui doivent être effectuées par du personnel professionnel du service de maintenance du fabricant ou similaire.
•Veuillez ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire, la douche ou à proximité de sources d'eau: veillez à maintenir le produit et l'adaptateur secteur au sec.



Population et conditions inadaptés

•L'utilisation de ce produit peut provoquer une gêne ou des effets indésirables chez les personnes allergiques, les personnes souffrant de maladies de la peau et de dermatite allergique, les personnes à la peau sensible, etc. Si des effets indésirables surviennent lors de l'utilisation de ce produit, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser ;
•N'utilisez pas ce produit sur des zones où l'intégrité de la peau a été compromise (par exemple, brûlures, ampoules, incisions, blessure, maladie cutanée active ou infections) ;
•Une consultation médicale est nécessaire avant l'utilisation de ce produit si un traitement important avec des produits photo pharmaceutiques est entrepris, sinon l'utilisation de ce produit peut endommager la peau ;
•Ne pas utiliser sur les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui ont leurs règles, les cicatrices corporelles, les diabétiques, les personnes à la peau fragile et les personnes à la peau photosensible ;
•Contre-indiqué en cas de cardiopathie sévère, d'hypertension modérée à sévère, de malignité, de folliculite, de maladie infectieuse de la peau, de peau brûlée et de troubles anticoagulants ;
•Ne pas utiliser si vous présentez des anomalies du métabolisme du collagène, notamment des cicatrices de mauvaise cicatrisation.
•Ne pas utiliser si vous avez une maladie vasculaire telle que des varices ou une vasodilatation au niveau de la zone irradiée ;
•Ne pas utiliser si la peau est facilement sensible à la lumière et sujette à des éruptions ou des allergies ;
•Ne pas utiliser si vous êtes victime d'infection, d'herpès simplex, de lésions cutanées ou d'hématomes dans la zone irradiée.
•Ne pas utiliser si vous souffrez d'une maladie immunodépressive, notamment l'infection par le VIH, le lupus érythémateux et la porphyrie ;

•Contre-indiqué chez les patients souffrant de troubles hémorragiques, et contre-indiqué en cas d'utilisation topique d'isotrétinoïne, d'acides de fruits (AHA), d'acide salicylique (BHA) ou d'acide ou d'acide de rhododendron;
• Utilisez avec prudence si vous avez utilisé des méthodes d'épilation chimique dans les 30 jours, si vous avez utilisé des produits de blanchiment de la peau à court terme ou si vous avez utilisé des cosmétiques contenant de la vitamine A ;
•Ne doit pas être utilisé en même temps que les produits à base d'huiles essentielles. Veuillez-vous assurer que la peau de la zone éclairée est propre, sèche et exempte de lotions, lubrifiants et autres cosmétiques ;
•Si la surface de la peau n'est pas propre et sèche, cela peut affecter l'expérience d'utilisation du produit et même l'endommager ;
•Contre-indiqué en cas de prise d'aspirine, de prise de médicaments immunosuppresseurs, de prise d'isotrétinoïne, etc. Il est contre-indiqué chez les personnes qui ont récemment pris des médicaments photosensibles (par exemple, la tétracycline et les sulfamides) ;
•Ce produit est contre-indiqué pour les personnes qui ont reçu récemment des injections de produits de remplissage et de toxines.

Ne pas utiliser pour les parties du corps suivantes ou sur des parties du corps presentant les conditions suivantes.

1/Intérieur de la bouche, zone vaginale, muqueuses, etc.	6/Zone d'acné	11/Intérieur du nombril
2/Zones plastiques et chirurgicales	7/ Zones des taches et des grains de beauté	12/ Grosses veines
3/ Zone de la gorge	8/ Sourcils, cheveux	13/Zones de tatouage, zones peintes sur le corps
4/ Autour des globes oculaires, des paupières, des yeux	9/ Oreille	
5/ Tête	10/ Mamelon, aréole	

(Remarque : cette liste n'est pas exhaustive et il vous est conseillé de consulter votre médecin si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser ce produit)

Apres utilisation du produit, vous pourriez ressentir les effets secondaires suivants :

1/ Brûlures de la peau	3/Œdème et boursouflure des follicules pileux	5/ Démangeaisons, sensation de douleur
2/ Rougeurs et gonflement localisés	4/ Pigmentation	6/Cicatrices


(Remarque : cette liste n'est pas exhaustive et il est conseillé de consulter le service clientèle et votre médecin en cas de malaise)

⚠ Précautions à prendre

1.Ce produit ne doit pas être utilisé pour le traitement d'une maladie
2.Non recommandé pour l'élimination des poils blancs ou gris
3.N'utilisez pas cet appareil sur une peau naturellement foncée.
4.Ne pas s'exposer au soleil avant l'épilation

5.Lors de votre première utilisation, assurez-vous de commencer par le mode Doux, puis choisissez une petite zone sur votre bras pour tester la réaction cutanée.
6.Lors de l'épilation, veillez à ce que la fenêtre d'épilation soit maintenue près de la peau, puis procédez à l'épilation.7. Ne pas utiliser dans des environnements sombres.
8. Ne pas utiliser en plein soleil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
9. Ne frappez pas le produit avec force et ne le secouez pas.
10. Ne débranchez pas directement la machine sans l'éteindre, car cela pourrait l'endommager.

Remarque : lorsque vous utilisez l'appareil d'épilation au milieu d'une pause, veillez à ce que l'entrée d'air soit orientée vers le haut et l'écran sortie de la lumière le bas afin de faciliter le refroidissement de l'appareil d'épilation.




Présentation du produit

À propos de l'appareil d'épilation IPL de Ulike

À propos de l'appareil d'épilation
•Contrairement aux appareils d'épilation à lumière chaude à pointe concave, ce produit adopte la technologie “Sapphire Ice Cooling”. La technologie innovante de soins de la peau Saphir au point de congélation permet de pré refroidir efficacement l'épiderme pour réduire la chaleur épidermique, éviter les brûlures et mieux protéger la peau. La tête plane en saphir appuie sur la peau pendant l'épilation, submergeant les follicules pileux et rapprochant leurs racines des zones à plus haute énergie de l'épiderme, augmentant ainsi l'efficacité de l'absorption d'énergie par les follicules pileux. La tête de lumière plate en saphir est facile à nettoyer, avec un simple coup de chiffon, une meilleure transmission de la lumière et de meilleurs résultats d'épilation.
•Petit et portable, facile à ranger.
•Ce produit est doté d'une tête de lumière monobloc à haute durée de vie qui ne doit pas être remplacée et convient à l'épilation de plusieurs zones. (Par exemple, le visage, les lèvres, les aisselles, la ligne du bikini, les bras, les jambes, etc.) Vous économisez le coût du remplacement coûteux des têtes de lumière, vous n'avez pas besoin d'acheter fréquemment des accessoires et vous n'avez pas de frais supplémentaires cachés. En outre, il est doté d'un système de filtrage parfait, qui filtre les longueurs d'onde courtes invalides et la lumière nocive.

Construction du produit et accessoires


Composants du produit




Unité principale



Cordon




Adaptateurs



Mode




Lunettes de protection



Rasoir

Construction du produit



Préparation avant l'utilisation



①Nettoyez soigneusement la peau en veillant à ce qu'elle soit exempte de poils, complètement sèche et sans résidus huileux. (résidus de parfums, lotions, déodorants et crème antisolaire)
②Assurez-vous que la fenêtre d'irradiation soit exempte de saleté, de poils ou d'autres résidus, et qu'elle ne soit pas cassée ni anormale. Veillez à nettoyer toute saleté pour éviter toute défaillance du produit, détérioration ou problème de peau.
③Effectuez un test cutané avant d'utiliser l'appareil d'épilation. Après 2 heures de test cutané, confirmez l'état de votre peau et s'il n'y a aucune anomalie (rougeur, cloque) sur la zone irradiée, vous pouvez utiliser le produit sans crainte.

Réglage de l'intensité de l'éclairage

Réglage de l'intensité de l'irradiation : ce produit dispose de 3 modes, chacun pouvant répondre aux besoins des différentes sensibilités cutanées et couleurs de poils. Voici les instructions d'utilisation recommandées :

UTILISATION SUR LES TYPES DE PEAU ET DE POILS ACCEPTABLES

•Cet appareil est destiné uniquement aux types de peau Fitzpatrick I à IV. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Veuillez IDENTIFIER votre teint et vérifier le schéma suivant pour voir si le produit est applicable.

Couleur de peau / Couleur de poils	Blanc	Beige	Brun clair	Brun moyen	Marron foncé	Brun noir et plus foncé
Blanc/Gris	×	×	×	×	×	×
Roux	×	×	×	×	×	×
Blond clair	×	×	×	×	×	×
Brun clair	✓	✓	✓	✓	×	×
Brun	✓	✓	✓	✓	×	×
Marron foncé	✓	✓	✓	✓	×	×
Noire	✓	✓	✓	✓	×	×

(Remarque: X signifie non compatible, ✓ signifie compatible)

•Modes :
Mode Doux : Approprié pour les parties sensibles telles que les contours de la bouche, les parties intimes, les personnes à la peau plus foncée/sensible, etc.
Mode Corps : Approprié pour les parties du corps telles que les bras ou les jambes de personnes ayant un poil épais mais moyennement ou peu rude.
Mode Fort : Appropriée pour les parties du corps telles que les bras ou les


jambes de personnes ayant un poil épais et rude. (En raison du fait qu'en mode Fort, une plus grande énergie est consommée, il est possible qu'au contraire que sous le mode Léger ou le mode Corps, l'appareil chauffe, mais cela ne signifie nullement qu'il soit en panne.)

•Si vous ressentez une douleur ou une gêne pendant l'utilisation, veuillez modifier le mode (si vous vous sentez une chaleur plus ou moins forte mais pas de douleur, nul besoin de s'inquiéter).

Les personnes à la peau plus foncée sont sujettes aux irritations cutanées, il leur est donc recommandé d'utiliser le mode Doux ou le mode Corps.Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, veuillez commencer par le mode Doux.


Mode d'emploi

Étapes à suivre




1.Raser les poils de la zone à traiter à l'aide d'un rasoir


⚠ N'utilisez pas le rasoir en contact direct avec la peau, il doit être utilisé avec une mousse ou sous la douche. Le rasoir est tranchant, veuillez l'utiliser avec précaution pour éviter les rayures




2. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur, insérez l'adaptateur dans le connecteur d'entrée d'alimentation à l'extrémité du produit




3. Après avoir connecté le cordon d'alimentation au connecteur d'entrée d'alimentation du produit, insérez la fiche dans la prise de courant.




4.Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation sur le côté de l'unité principale pour allumer l'appareil. La vitesse et le mode de compression glacée s'affichent lorsque l'appareil est allumé.




5.Cet appareil dispose de trois modes de vitesse. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation/bouton de réglage de la vitesse sur le côté de l'unité principale pour activer le mode d'épilation requis. Les modes sont ainsi disposés : mode Doux - mode Corps - mode Fort - mode Corps – mode Doux.



6.Portez des lunettes de protection avant l'opération d'épilation pour protéger vos yeux




7.Placez la sortie de lumière sur la zone de la peau à traiter et ajustez-la verticalement, la lumière du capteur d'épilation s'allumera en blanc, indiquant un contact complet, appuyez sur le bouton flash pour commencer l'opération d'épilation, si la lumière blanche ne s'allume pas, cela signifie que la tête de lumière et la peau ne sont pas complètement ajustées, l'instrument n'émettra pas de lumière



8.Une fois l'épilation terminée, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncée pendant 1,2 seconde pour éteindre l'appareil (ne débranchez pas l'appareil avant de l'avoir éteint pour éviter les dommages).

Présentation des modes


•Mode intelligent de auto-glisse (applicable aux grandes surfaces telles que les bras et les jambes):



Placez la fenêtre lumineuse en contact total avec la peau. À ce moment là, la lumière du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de lumière est suffisamment en contact avec la peau. Appuyez sur le bouton flash et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 s, l'indicateur clignotant en continu s'allumera à ce moment-là, signifiant que vous êtes dans le mode intelligent de frappe continue. Il vous suffit de laisser la tête près de la peau pour que les flashs soient émis à certains intervalles. Faites glisser l'appareil deux fois dans la zone où il faut procéder à l'épilation pour vous assurer que la zone d'épilation a été traitée de manière uniforme.

*Conseil : la vitesse du mouvement sur la peau peut être ajustée en fonction de la vitesse du flash, de sorte que le traitement soit plus uniforme. La fréquence du flash est plus rapide en mode Doux, légèrement plus lente en mode Corps. Plus la vitesse est élevée, plus la vitesse de sortie de la lumière est lente.


•Mode de frappe unique (adapté aux petites zones telles que les doigts et les contours des lèvres) :



Placez la fenêtre lumineuse en contact total avec la peau. À ce moment là, la lumière du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de lumière est suffisamment en contact avec la peau. Appuyez brièvement sur le bouton flash pour commencer l'épilation. Déplacez la tête de lumière vers la zone de peau suivante, attendez que la lumière blanche du capteur d'épilation s'allume, puis appuyez sur le bouton flash. Répétez les opérations ci-dessus à tour de rôle.

*Conseil : Au cours du processus d'épilation, si votre peau commence à chauffer, faites une pause de quelques secondes pour permettre à la sortie de lumière de se refroidir avant de continuer l'épilation.

[Conseils pour l'utilisation de l'appareil d'épilation]



1.Comme le clignotement continu de l'appareil d'épilation accumule de la chaleur, pour que l'application de glace reste efficace, il est recommandé, après l'épilation d'une zone, d'utiliser la tête de la lumière en saphir pour appliquer de la glace d'avant en arrière sur la zone éclairée de la peau pendant environ 30 secondes avant l'épilation de la zone suivante. Cela permet de calmer la peau en appliquant à nouveau de la glace et de renforcer l'effet rafraîchissant du saphir.

2.Lors de l'utilisation de l'appareil d'épilation, la tête de la lumière doit être pressée fermement contre la peau de manière à être en contact total avec la racine du follicule pileux, afin que celui-ci absorbe un niveau d'énergie plus élevé et que l'épilation soit plus efficace. En même temps, le saphir entre en contact avec la peau, pré-refroidissant l'épiderme et réduisant sa chaleur pour une meilleure protection.

Cycle d'utilisation

Pendant les semaines 1 à 4, il est utilisé trois fois par semaine ;
à partir de la cinquième semaine, il est utilisé une fois toutes les deux à quatre semaines.

Note : Veuillez appliquer plusieurs fois en fonction de la croissance des poils. Les poils excessivement grossiers et durs peuvent être traités en augmentant de manière appropriée la vitesse et la fréquence. La situation exacte varie d'une personne à l'autre.

Soins après utilisation

Précautions à prendre après l'épilation

•Il est recommandé d'éviter de toucher l'eau pendant 6 heures après l'opération d'épilation, après quoi la zone irradiée peut être hydratée avec de l'eau hydratante.
•N'utilisez pas de parfums, de masques ou de produits cosmétiques contenant des perles de dépolisse ment après l'épilation de la peau.
•Évitez l'exposition aux rayons UV pendant les 48 heures qui suivent la procédure d'épilation. Si nécessaire, appliquez une crème appliquez un produit de protection solaire.
•La peau artificiellement bronzée n'est pas autorisée pendant les opérations d'épilation.
•Veuillez consulter votre médecin si vous devez subir une chirurgie esthétique après une épilation (zones d'épilation uniquement).
•Si vous ressentez un quelconque malaise, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin.

Nettoyage et entretien

Pour garantir les meilleurs résultats et une durée de vie maximale du produit, veuillez nettoyer le produit avant et après chaque séance d'épilation afin d'éviter l'accumulation de poils et de poussière au fil du temps. Si vous ne le nettoyez pas correctement, le produit ne sera pas aussi efficace qu'il le devrait.

•Avant de commencer le nettoyage, il faut éteindre et débrancher la machine et la laisser refroidir.

•Essuyez et nettoyez la surface du miroir de la sortie de lumière avec un chiffon doux, propre et sec.

•Stockez la machine dans un environnement sec et sans poussière à -10-55°C.

•Ne pas nettoyer le produit et les accessoires dans les robinets et les lave-vaisselle.



•N'utilisez pas de balles métalliques, de nettoyants abrasifs (dentifrice, etc.) ou de liquides agressifs (essence, huile moteur, acétone, etc.) pour nettoyer le produit.

Remarque : si l'eau ne nettoie pas bien, quelques gouttes d'alcool très concentré (pas plus de 95 %) peuvent être utilisées pour nettoyer les pièces ci-dessus.

Elimination sans danger pour l'environnement



Lorsque vous vous débarrassez du produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers normaux, mais remettez-le à un centre de recyclage désigné, car cela est bon pour l'environnement.

Réponses aux questions fréquemment posées

Ce chapitre présente les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de ce produit. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes que vous rencontrez à l'aide des solutions suivantes, veuillez contacter le centre de service clientèle de votre pays.

•En cas d'anomalie ou de panne, veuillez contacter notre service après-vente dans votre langue.

·Veuillez conserver votre facture d'achat. Vous devrez fournir ce document lorsque vous demanderez un service.

·Cet appareil est conforme aux normes:

EN 55014-1
EN55014-2
EN 61000-3-2
EN61000-3-3
EN 62233
EN 60335-1
EN 60335-2-23
IEC 60335-2-113
IEC 62471

BS EN 60335-2-23
BS EN 60335-1
BS EN 62233
BS EN 55014-1
BS EN 55014-2
BS EN IEC 61000-3-2
BS EN 61000-3-3

Problème	Causes possibles	Solution
La machine ne peut pas être mise en marche	L'alimentation n'est pas connectée	Vérifiez que l'alimentation électrique est branchée
La lumière ne sort pas	La tête et le corps de l'unité principale sont-ils trop chauds La tête de l'unité principale est-elle proche de la peau	Attendez que la machine refroidisse naturellement avant de l'utiliser Tenez l'unité principale près de la peau et attendez que le témoin lumineux s'allume
Le témoin lumineux de fonctionnement ne s'allume pas	Machine défectueuse	Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne correctement Réparez ou renvoyez le produit immédiatement
Odeur inhabituelle lors du flash.	Filtres sales et contaminés Résidus de poils sur la surface du corps	Essuyez le filtre Rasez les poils pour réduire l'intensité de la lumière
Douleur insupportable pendant l'épilation.	Pas de rasage du poil à épiler	Avant d'utiliser ce produit, rasez la zone à irradier. Si le rasage provoque une irritation de la peau, coupez les poils aussi courts que possible et appliquez-les à une position confortable.
	Ce produit ne convient pas à l'utilisation sur la zone à épiler.	N'utilisez pas cet appareil sur les petites lèvres, le vagin, l'anus, les mamelons, les aréoles ou le pénis.
	Intensité lumineuse excessive	Réduire l'intensité lumineuse à un niveau confortable
	Dommages aux fenêtres translucides	Réparez ou renvoyez le produit immédiatement
Après l'épilation, la zone où le poil a été enlevé devient rouge.	La légère rougeur est normale, inoffensive et s'estompe rapidement.	Apaisez votre peau avec du gel d'aloe vera ou utilisez la tête en saphir pour appliquer des poches de glace.

Problème	Causes possibles	Solution
Résultats d'épilation moins que satisfaisants.	Vous avez utilisé un réglage d'intensité lumineuse trop faible pour vous.	La prochaine fois, veuillez choisir un réglage plus élevé.
	Vous ne flashez pas sur une zone adjacente à la zone précédemment irradiée.	Vous devez flasher sur des zones proches les unes des autres et il doit y avoir un certain chevauchement entre les zones de flash.
	Cet appareil n'est pas efficace pour la couleur de vos poils.	Si vos poils sont blonds clairs, gris, roux ou blancs, l'irradiation ne sera pas efficace.
	L'appareil n'est pas utilisé assez fréquemment.	Pour une élimination réussie de tous les poils, nous vous recommandons de suivre le protocole d'irradiation recommandé.
	Vous êtes lent à réagir à l'exposition à la lumière.	Ce produit doit être utilisé de façon continue pendant au moins 5 mois, car il inhibe encore la repousse des poils pendant cette période.
Le produit devient chaud et humide pendant son utilisation.	Peut-être en raison d'un fonctionnement prolongé de l'appareil.	Éteignez l'appareil pour lui permettre de se reposer et de dissiper suffisamment de chaleur avant de l'utiliser à nouveau

Règlements de garantie

•La période de garantie de ce produit peut varier en fonction du pays dans lequel il est vendu, et nous nous efforcerons de la prolonger dans la mesure où la loi de ce pays le permet.
•La période de garantie de ce produit est de 2 ans à compter de la date d'achat.
•Si l'instrument présente des problèmes de qualité pendant la période de garantie, Ulike le réparera ou le remplacera gratuitement. Toutefois, la garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise utilisation de la machine par vous-même. Ulike remplacera la pièce endommagée ou l'échangera contre une nouvelle pièce au prix coûtant. L'ancien appareil sera retourné à Ulike.
•Veuillez présenter votre facture d'achat au moment où vous avez besoin du service.La date de garantie pour les produits Ulike commence à la date de votre achat, si vous n'avez pas de date d'achat, elle sera calculée sur la date d'usine.

Ulike ne peut fournir une garantie ou un échange dans les cas suivants.

1.Pour les dommages aux produits causés par des événements imprévisibles tels que les incendies, les tremblements de terre, les inondations, etc.
2.En cas de dysfonctionnement et de dommage de l'instrument causé par votre négligence, une mauvaise utilisation, une utilisation dans d'autres conditions anormales, etc.
3.Les dommages causés par votre propre démontage et un stockage inapproprié (par exemple,dommages causés par les rongeurs ou pénétration de liquide).
4.Dommages causés par l'utilisation forcée du produit dans un environnement autre que celui dans lequel le produit est utilisé, y compris, mais sans s'y limiter, le dépassement de la charge de travail, etc.
5.Dommages au produit causés par d'autres circonstances indépendantes de la volonté d'Ulike.
6.Ulike n'est pas responsable des dommages liés au fonctionnement ou à l'utilisation de ce produit (par exemple, la perte de vos intérêts commerciaux, l'interruption de votre activité, d'autres dommages causés par l'utilisation de l'appareil, les coûts encourus pour remplacer les équipements, les dispositifs ou les services nécessaires à l'utilisation de ce produit, les réclamations de vos clients, etc.)
Le type et l'étendue de la responsabilité en cas d'accident seront supportés par Ulike conformément aux lois et règlements en vigueur.

Représentant agréé

EC REP

Ulike Europe SAS
4 rue Royale, 75008, Paris, France
Contact : Raphael
E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com

UK REP

Name: Kingsmead Service Limited
Add.: 19 mezzanine floor 19-21 crawford street London, England W1H 1PJ
Contact: Peng Yan
E-mail: office@kingsmead-service.com

Paramètres de base

Air3 Series

Spécifications

Nom du produit	:	IPL Hair Removal Device
Modèle du produit	:	UI06
Dimensions du produit	:	179*58*34mm
Entrée de puissance	:	24V⎓2.8A
Puissance	:	67.2W
Niveau d'Energie	:	3 niveau
Taille du Point	:	3.3cm²±0.25cm²
Longueur d'Onde	:	550-1200nm
Durée d'Impulsion	:	1.12ms-7.44ms
Taux de répétition des impulsions	:	0.33Hz-2.5Hz
Fabricant	:	Shenzhen Ulike Smart Electroics Co., Ltd
Adresse	:	810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

Conditions de stockage et de transport		Conditions de fonctionnement	
Température de stockage	-10 à 55°C	Température de fonctionnement	5 à 30°C
Humidité	⩽ 90% HR	Humidité	⩽ 80% HR
Pression relative	50 à 106 kPa	Pression relative	80 à 106 kPa

Symboles

Numéro	Symboles	Description
1		Utilisation intérieure
2		“DEEE (Déchets d'Appareils Électriques et Electroniques) ». Les déchets doivent être traités légalement.
3		Garder au sec
4		Fabricant
5		Symbole d'avertissement pour une utilisation avec un appareil IPL: Ne l'utilisez pas directement sur les yeux, car la lumière intense émise par cet appareil peut provoquer des lésions oculaires.
6		Consultez le mode d'emploi
7		Poche DC
8		Nombre maximum de colis/articles de transport identiques pouvant être empilés sur le colis inférieur, « 5 » étant le nombre limite.
9		Prudence
10		Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.
11	CE	Les produits marqués de ce symbole répondent aux exigences des directives de l'UE.
12	RoHS	Les produits marqués de ce symbole répondent aux exigences de la directive RoHS 2011/65/UE avec l'amendement (UE) 2015/863.

Numéro	Symboles	Description
13	EC REP	Représentant autorisé dans la Communauté Européenne/ Union Européenne.
14		Ne pas rincer à l'eau

ITALIANO

Grazie per aver scelto Ulike.
Fondata nel 2013, Ulike si è specializzata fin dall'inizio nei dispositivi IPL per la depilazione domestica. Siamo convinti che la depilazione debba essere un'esperienza sicura, delicata e indolore. Questo dispositivo diventerà il vostro alleato ideale per la depilazione.

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per un utilizzo ottimale, si prega di leggere attentamente il manuale e conservarlo per future consultazioni. Le immagini presenti nel manuale sono solo a scopo illustrativo: fare riferimento al prodotto reale.
Se avete domande o dubbi sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite il nostro sito o via e-mail - siamo qui per assistervi!

de.ulike.com
uk.ulike.com
de.support@ulikeglobal.com
uk.support@ulikeglobal.com

Shenzhen Ulike Elettronica intelligente SRL
Stanza 810, Edificio 1, Piazza della Scienza e della Tecnologia di Xunmei, Strada N. 8 di Keyuan, Comunità Parco Scientifico, Sotto-distretto di Yuehai, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518000, Guangdong, Repubblica Popolare Cinese

Precauzioni di sicurezza

Attenzione

•Assicuratevi di assemblare e utilizzare il prodotto seguendo esattamente le istruzioni fornite in questo manuale.
•Leggere attentamente il manuale d' uso e conservalo per eventuali consultazioni future.
•In caso di domande sull' utilizzo del prodotto, contattate il servizio clienti Ulike.

PERICOLO: Rischio di lesioni personali a causa di un uso scorretto.
AVVERTENZA: Rischio di incidenti o danni dovuti a un utilizzo errato.
CAUTELA: Possibile rischio per la sicurezza personale o danni materiali a causa di un uso non corretto.

PERICOLO



•Non utilizzare il dispositivo direttamente sugli occhi, poiché la forte luce emessa potrebbe danneggiarli.
•Durante l' uso, evitare di avvicinarsi all' uscita dell' aria laterale: la temperatura elevata potrebbe causare ustioni alla pelle.
•Non inserire oggetti nel dispositivo mentre è in funzione, per evitare possibili danni fisici.
•Questo prodotto non è adatto per bambini sotto i 18 anni. Non permettete loro di toccarlo o utilizzarlo e assicuratevi che sia sempre tenuto fuori dalla loro portata.
•L' utilizzo dell' apparecchio non è consigliato a persone (inclusi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza adeguata, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza.

AVVERTENZA



•Seguire attentamente le istruzioni per evitare possibili effetti negativi.
•Non applicare antitraspiranti subito dopo aver utilizzato il dispositivo sulla zona ascellare.
•Pulire regolarmente la finestra d'epilazione per rimuovere lo sporco ed evitare scottature o altre lesioni durante l'uso.
•Evitare di avvicinare la finestra d'epilazione a oggetti sensibili alla smagnetizzazione per prevenire danni al prodotto.
•Non utilizzare il dispositivo se la presa d'aria è ostruita, per evitare rischi di surriscaldamento o incendio.
•Non puntare la finestra di irradiazione verso oggetti di colore nero, poiché ciò potrebbe impedire il corretto funzionamento del dispositivo.

•Non utilizzarlo sugli animali per evitare lesioni.
•Un uso scorretto può causare cecità o danni alla pelle. Si prega di leggere attentamente e seguire le istruzioni.
•Evitare di utilizzarlo su una stessa area per un tempo prolungato o in modo ripetitivo. Non esagerare con impulsi sovrapposti o frequenze troppo elevate, per prevenire lesioni cutanee.
•Un uso scorretto può danneggiare gli occhi. Proteggete sempre gli occhi dall' esposizione e non utilizzate il dispositivo sulle palpebre o vicino agli occhi.
•Non trascurate le misure di sicurezza relative all'uso del dispositivo, come l'uso corretto degli occhiali di protezione e l'adattamento adeguato alla pelle.
•Effettuare un test sulla pelle prima dell'uso e controllare la reazione cutanea dopo 2 ore. Se non si verificano anomalie (come rossore o vesciche) nella zona trattata, è possibile utilizzare il dispositivo in sicurezza.
•Durante l' uso, indossare sempre gli occhiali di protezione e mantenere la finestra d'epilazione a contatto con la pelle.
•Dopo l'uso, pulire accuratamente i residui di peli e prodotti cosmetici dal dispositivo per evitare guasti o danni alla pelle.
•Seguire le istruzioni contenute in questo manuale, indossare correttamente gli occhiali di protezione ed evitare che gli occhi siano esposti ai flash di luce.
•Regolare l' intensità in base al proprio tipo di pelle. Per il primo utilizzo, scegliere la modalità Delicata.
•È normale che la pelle appaia leggermente calda o arrossata dopo l' uso.
•Non lasciare il dispositivo acceso senza supervisione e spegnerlo immediatamente dopo l' utilizzo.
•Assicurarsi che la pelle sia pulita, completamente asciutta e priva di residui oleosi o di peli prima dell' uso.
•Se la differenza di temperatura ambientale supera i 20 °C (ad esempio passando da un ambiente freddo a uno caldo), spegnere il dispositivo e lasciarlo riposare per circa 2 ore prima dell' uso.
•Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili o esplosivi, come spray o stazioni di servizio, per evitare incendi o corto circuiti.
•Assicurarsi che la temperatura ambientale sia compresa tra 5 e 30 °C prima di utilizzare il dispositivo.
•Proteggere la pelle dove è stato applicato il dispositivo dall'esposizione diretta ai raggi ultravioletti (UV) per le 48 ore successive.
•Non esporre il dispositivo alla luce solare o ai raggi UV per periodi prolungati, per evitare gravi danni al prodotto.
•Al fine di evitare incendi o guasti, non utilizzare se la ventola incorporata non funziona dopo l'accensione del dispositivo (in questo caso la ventola non farà nessun rumore).
•Non utilizzare il dispositivo nella vasca da bagno, sotto la doccia o in prossimità di fonti d'acqua. Assicurarsi che il prodotto e l'adattatore di

alimentazione siano sempre asciutti.
•Si sconsiglia di utilizzare il dispositivo per lunghi periodi senza interruzioni. Usarlo per un massimo di 1 ora, quindi spegnerlo e lasciarlo raffreddare per 10 minuti prima di riaccenderlo.
•Se il rivestimento, la finestra d'epilazione o l'alimentatore del dispositivo risultano danneggiati, interrompere immediatamente l'uso. Non tentare di ripararlo autonomamente; affidarsi esclusivamente a personale qualificato del servizio manutenzione del produttore o di centri autorizzati.
•Assicurarsi che il prodotto e l'adattatore di alimentazione rimangano asciutti e non utilizzarli mai in luoghi umidi come la vasca da bagno o la doccia.



Specifiche persone o condizioni non adatte

•L'uso di questo dispositivo può causare effetti indesiderati su persone con allergie, malattie della pelle, dermatiti allergiche o pelle sensibile.
•Non utilizzare su pelle danneggiata (ad esempio ustioni, vesciche, tagli, malattie della pelle attive o infezioni).
•Consultare un medico prima dell'utilizzo se state seguendo terapie farmacologiche fotosensibilizzanti, poiché potrebbe danneggiare la pelle.
•Non adatto a donne in gravidanza, in allattamento, durante il ciclo mestruale, o a persone con cicatrici cutanee, diabete, pelle fragile o fotosensibile.
•Non adatto a persone con gravi malattie cardiache, ipertensione moderata o severa, tumori maligni, mucosite, infezioni cutanee, ustioni o disturbi della coagulazione.
•Non adatto a persone con metabolismo anomalo del collagene, incluso il caso in cui la pelle abbia difficoltà a cicatrizzare.
•Non adatto a chi soffre di malattie vascolari come vene varicose o vasodilatazione nell'area da epilare.
•Non utilizzare su pelle fotosensibile, incline a eruzioni cutanee o reazioni allergiche.
•Non utilizzare su zone con infezioni, herpes simplex, lesioni cutanee o ematomi.
•Non adatto a persone con malattie autoimmuni (ad esempio infezione da HIV/AIDS, lupus eritematoso, porfiria).
•Non compatibile con l'utilizzo di isotretinoina, acidi alfa-idrossiacidi (AHA), acido salicilico (BHA) o altri acidi attivi o in caso di malattie emorragiche.
•Non adatto a persone che hanno effettuato depilazioni chimiche negli ultimi 30 giorni o hanno usato prodotti sbiancanti o cosmetici con vitamina A recentemente.
•Non utilizzare insieme a prodotti contenenti oli essenziali. Assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di emulsioni, lubrificanti o altri cosmetici.

•Se la pelle non è completamente pulita e asciutta, l'uso del prodotto potrebbe essere meno efficace o causare danni al dispositivo.
•Non utilizzare in combinazione con aspirina, immunosoppressori o isotretinoina. Non utilizzare se sono stati assunti recentemente farmaci fotosensibilizzanti (come tetracicline o sulfanilamidi).
•Non adatto a persone che hanno recentemente effettuato iniezioni di filler o tossine.

Non utilizzare su queste parti del corpo o in queste situazioni

1/All'interno della bocca, genitali, mucose, ecc.	6/Zone acneiche	11/Ombelico
2/Zone che hanno subito trattamenti chirurgici	7/Zone con macchie o nei	12/Grandi vene
3/Pomo d'Adamo	8/Sopracciglia,capelli	13/Tatuaggi e pittura sul corpo
4/Bulbi oculari, palpebre, contorno occhi	9/Orecchie	
5/Testa	10/Capezzoli, areole	

(Cautela: Questo elenco non è completo. In caso di dubbi relativi all'uso del prodotto, vi consigliamo di consultare il vostro medico.)

Dopo l'uso di questo dispositivo, potrebbero manifestarsi i seguenti effetti collaterali:


1/Ustioni cutanee	3/Edema del follicolo pilifero, vesciche	5/Prurito, dolore
2/Arrossamento e gonfiore locali	4/Eritema, pigmentazione	6/Cicatrici

(Cautela: Questo elenco non è esaustivo. In caso di malessere, vi consigliamo di contattare il servizio clienti e consultare il vostro medico.)

⚠ Precauzioni

1.Questo prodotto non può essere utilizzato per trattare malattie.
2.La rimozione dei peli bianchi o grigi non è raccomandata.
3.Non utilizzare questo dispositivo su pelle naturalmente scura.
4.Evitare l'esposizione al sole prima della depilazione.
5.Se utilizzato per la prima volta, impostare la modalità Delicata e testare la reazione cutanea su una piccola area del braccio.
6.Durante la depilazione, assicurarsi che la finestra d'epilazione sia ben a contatto con la pelle prima di procedere.
7.Non utilizzare il dispositivo in ambienti bui.
8.Non utilizzare il dispositivo alla luce diretta del sole per evitare malfunzionamenti.
9.Evitare urti o scosse violente al prodotto.
10.Non rimuovere la spina senza spegnere prima il dispositivo per evitare danni.

Cautela: Al termine dell'uso del dispositivo, posizionate l'uscita dell'aria verso l'alto e la finestra d'epilazione verso il basso per favorire una migliore dissipazione del calore e il raffreddamento.



Descrizione del dispositivo

Introduzione al Prodotto Diamond Air


Introduzione

•A differenza dei dispositivi per la rimozione dei peli con finestra d'epilazione concava, questo dispositivo utilizza la tecnologia Sapphire Ice Cooling, una tecnologia di raffredamento brevettata da Ulike. La tecnologia di raffreddamento Sapphire Ice Cooling riduce efficacemente il calore, previene le scottature e protegge meglio la pelle. Durante la sessione d'epilazione, la finestra d'epilazione piatta comprime delicatamente la pelle, avvicinando i follicoli piliferi all' area ad alta energia, migliorando così l' efficienza nell' assorbimento dell' energia da parte dei follicoli. La finestra d'epilazione piatta è facile da pulire e trasmette la luce in modo preciso, garantendo risultati ottimali nella rimozione dei peli.


•Grazie alla lunga durata della lampada e alla sua versatilità, questo dispositivo non necessita di sostituzioni e può essere usato su diverse aree del corpo (viso, labbra, ascelle, zona inguinale, braccia, gambe, ecc.), risparmiando così sui costi di sostituzione della lampada. Non dovrete preoccuparvi di acquistare accessori frequentemente o di affrontare costi aggiuntivi. Inoltre, il dispositivo è progettato per filtrare efficacemente le lunghezze d'onda corte inefficaci e la luce dannosa grazie al filtro di alta qualità.

Struttura del dispositivo e accessori

Composizione del dispositivo




Dispositivo



Cavo di alimentazione




Adattatore di alimentazione



Manuale




Occhiali



Rasoio

Struttura del dispositivo



Preparazione prima dell'uso



①Pulire accuratamente la pelle. Assicuratevi che non ci siano residui di peli o di sostanze oleose (profumo, lozione, deodorante, crema solare, ecc.) sulla pelle e che sia completamente asciutta.
②Verificare che la finestra di trattamento sia libera da polvere, peli e sporcizia, e che non presenti danni o anomalie. Se ci sono tracce di sporco, pulitela per evitare malfunzionamenti del dispositivo, deterioramento o problemi alla pelle.
③Eseguire un test cutaneo prima di utilizzare il depilatore.Controllate la vostra pelle 2 ore dopo il test. Se non ci sono segni anomali (rossori, vesciche) nell'area trattata, potete utilizzare il dispositivo.

Impostare l'intensità

Questo prodotto offre 3 modalità di energia, pensate per soddisfare le esigenze di diversi gradi di sensibilità della pelle e vari colori di peli corporei. Di seguito le istruzioni relative:

UTILIZZO SU TIPI DI PELLE E CAPELLI ACCETTABILI

Questo dispositivo è da utilizzare solo sui tipi di pelle Fitzpatrick I-IV. Si prega di consultare la tabella sottostante.
- Si prega di IDENTIFICARE il proprio tono di pelle e controllare il seguente diagramma per vedere se il prodotto è adatto.

Colore della pelle / Colore del pelo	Bianco	Beige	Castano chiaro	Castano medio	Castano scuro	Marrone nero e più scuro
Bianco/Grigio	×	×	×	×	×	×
Rosso	×	×	×	×	×	×
Biondo chiaro	×	×	×	×	×	×
Castano chiaro	✓	✓	✓	✓	×	×
Castano	✓	✓	✓	✓	×	×
Castano scuro	✓	✓	✓	✓	×	×
Nero	✓	✓	✓	✓	×	×

(Nota: X significa non applicabile,✓significa applicabile)t


Modalità:
Delicata: Ideale per le zone sensibili, come il labbro superiore o per chi ha pelle scura o sensibile.
Corpo: Adatta per le aree con peli di spessore medio o fine, come braccia e gambe.

Intensa: Adatta per le zone con peli più spessi, come braccia e gambe. (Poiché la Modalità Intensa è più potente, potrebbe risultare più calda, ma questo non è un segno di malfunzionamento.)

•Se durante l'uso avverti dolore o disagio, passa a una modalità diversa (sentire calore o una leggera sensazione di bruciore senza dolore è normale). Le persone con pelle più scura sono più soggette a reazioni cutanee, quindi si consiglia di utilizzare la Modalità Delicata o la Modalità Corpo. Assicurati di iniziare con la Modalità Delicata la prima volta.


Utilizzo

Come utilizzare




1.Radere i peli dalle aree del corpo da epilare con un rasoio.


⚠ Evitare di applicare la lama direttamente sulla pelle. Utilizzare con schiuma da barba o sotto la doccia. Prestare attenzione alla lama affilata per evitare graffi.




2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore e inserirlo nell'ingresso di alimentazione del dispositivo.




3.Inserire la spina nella presa di corrente.




4.Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento sul lato dell' unità principale. Una volta acceso, gli indicatori del livello di energia e della funzione di raffreddamento si accenderanno.




5. Il dispositivo dispone di tre modalità. Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento e di commutazione modalità sul lato dell' unità principale per accendere il dispositivo e selezionare la modalità di epilazione desiderata. Le modalità cambiano nell' ordine seguente: Modalità Delicata - Modalità Corpo - Modalità Intensa - Modalità Corpo - Modalità Delicata.



6.Indossare occhiali protettivi prima di rimuovere i peli per proteggere gli occhi.




7.Posizionare la finestra d'epilazione sull'area da epilare, mantenendola a contatto verticale con la pelle. La luce bianca del sensore di contatto si accenderà. Premere il tasto di flash per avviare l'epilazione. Se la luce bianca non si accende, significa che la finestra d'epilazione non è in pieno contatto con la pelle e il dispositivo non emetterà alcun flash.



8.Al termine della sessione, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 1-2 secondi per spegnere il dispositivo (non scollegare direttamente senza spegnere il dispositivo per evitare danni).

Metodi d'epilazione

•Metodo Flash Automatico (per aree ampie come braccia e gambe):




Posiziona la finestra di epilazione in pieno contatto con la pelle.
In questo momento, la luce del sensore di contatto si accenderà, indicando che la finestra d'epilazione è in pieno contatto con la pelle. Tenere premuto il pulsante di flash per 1-2 secondi per attivare la Modalità Flash Automatico.

Mantenere la finestra d'epilazione a contatto con la pelle. I flash verranno emessi a intervalli regolari. Continuare a muovere il dispositivo. Muoverlo avanti e indietro due volte sull'area da epilare per garantire una copertura uniforme e evitare di saltare aree.

*Suggerimento: È possibile regolare la velocità del movimento in base alla velocità dei flash per ottenere una copertura uniforme. La frequenza del flash è più alta in Modalità Delicata e leggermente più bassa in Modalità Corpo. Inoltre, maggiore è il livello d'energia, più lentamente verranno emessi i flash.


•Metodo Flash Individuale (per piccole aree come dita e labbro superiore):



Posiziona la finestra di epilazione in pieno contatto con la pelle. La luce del sensore di contatto si accenderà, indicando che la finestra d'epilazione della lampada è in pieno contatto con la pelle. Premere brevemente il pulsante di flash per avviare l'epilazione. Spostare la finestra d'epilazione sulla zona successiva,attendere che la luce bianca del sensore di contatto si accenda, quindi premere di nuovo il pulsante di flash per ripetere l'operazione.

*Suggerimento: Se durante la sessione si avverte un calore eccessivo sulla pelle, fare una pausa per alcuni secondi per consentire alla finestra d'epilazione di raffreddarsi prima di continuare.

[Consigli per l'uso del depilatore IPL]



1.A causa dei flash continui, il dispositivo si surriscalda. Per mantenere un effetto di raffreddamento ottimale, si consiglia di mantenere la finestra d'epilazione sulla zona trattata per circa 30 secondi prima di spostarsi alla zona successiva.

2.Per ottenere i migliori risultati, premere la finestra d'epilazione sulla pelle in modo che il supporto della lampada sia completamente a contatto. In questo modo, il dispositivo potrà raffreddare la pelle in anticipo, ridurre il calore e proteggere meglio la barriera cutanea.

Frequenza d'uso

Utilizzare 3 volte a settimana per le prime 4 settimane.

Utilizzare ogni due settimane o una volta al mese a partire dalla 5ª settimana.

Cautela: Utilizzare il dispositivo più volte in base alla crescita dei peli. Per i peli particolarmente spessi, è possibile aumentare il livello d'energia e la frequenza.

Cura dopo l'uso

Precauzioni da seguire dopo l'epilazione

•Si consiglia di evitare il contatto con l'acqua per 6 ore dopo l'epilazione. Successivamente, è possibile idratare la zona.

•Non utilizzare profumi, maschere viso o cosmetici con perle esfolianti sulla zona epilata.

•Evitare l'esposizione alla luce ultravioletta per 48 ore dopo l'epilazione. Applicare protezione solare se necessario.

•Evitare abbronzanti artificiali durante la sessione d'epilazione.

•In caso di interventi di chirurgia plastica nella zona epilata, consultare un medico in anticipo.

•Se si avverte disagio, interrompere la sessione e consultare un medico.

Pulizia e manutenzione

Per ottenere i migliori risultati e prolungare la durata di vita del dispositivo, si consiglia di pulirlo prima e dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di peli e polvere. La mancanza di una corretta manutenzione può comprometterne la funzionalità e l'efficacia.

•Prima di pulire il dispositivo, spegnerlo, scollegarlo e lasciarlo raffreddare.

•Utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la finestra d'epilazione.

•Conservare in un ambiente asciutto e privo di polvere, a una tempera

tura compresa tra -10 e 55 °C.



•Non lavare il dispositivo e i suoi accessori sotto un rubinetto o in lavastoviglie.

•Non utilizzare spugne metalliche, detergenti abrasivi (come il dentifricio) o liquidi corrosivi (come benzina, olio motore, acetone, ecc.) per pulire il dispositivo.

Cautela: Se l' acqua non è sufficiente, si può usare qualche goccia di alcol ad alta concentrazione (inferiore al 95%) per pulire le parti.

Protezione dell'ambiente



Quando si smaltisce questo dispositivo, non includerlo nei rifiuti domestici comuni. Inviarlo invece a un centro di riciclaggio designato.

Problemi e assistenza

Questa sezione descrive i problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del dispositivo. Se un problema non può essere risolto con le soluzioni fornite, è necessario contattare il centro assistenza Ulike nel proprio paese/area.

•In caso di situazioni anomale o difetti non risolvibili, rivolgersi al servizio assistenza post-vendita.

•Conservare la fattura d'acquisto, in quanto potrebbero essere richieste in caso di guasto del dispositivo.

•Questo dispositivo è conforme agli standard:

EN 55014-1
EN55014-2
EN 61000-3-2
EN61000-3-3
EN 62233
EN 60335-1
EN 60335-2-23
IEC 60335-2-113
IEC 62471
BS EN 60335-2-23
BS EN 60335-1
BS EN 62233
BS EN 55014-1
BS EN 55014-2
BS EN IEC 61000-3-2
BS EN 61000-3-3

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Il dispositivo non si accende	L'alimentazione non è collegata correttamente	Verificare che il dispositivo sia collegato a una presa elettrica
Il dispositivo non emette luce	La temperatura della finestra di trattamento è troppo alta o non è in completo contatto con la pelle	Attendere che il dispositivo si raffreddi. Assicurarsi che vi sia contatto con la pelle e che l'indicatore di contatto si accenda.
La luce dell'indicatore di funzionamento non è accesa	Il dispositivo è difettoso o malfunzionante	Verificare che l'alimentazione funzioni correttamente. Riparare o restituire il dispositivo immediatamente.
Odore durante l'utilizzo	La finestra d'epilazione è sporca I peli non rasati sulla pelle	Pulire la finestra d'epilazione Radere i peli nella zona da epilare Ridurre il livello di intensità
Dolore insopportabile durante l'epilazione	I peli non rasati nella zona da epilare	Prima di usare il dispositivo, radere i peli nell'area da trattare. Se la rasatura provoca irritazioni, tagliare i peli il più corto possibile e utilizzare un'intensità inferiore.
	L'area selezionata non è adatta secondo le linee guida fornite	Non utilizzare questo dispositivo sulle piccole labbra, la vagina, l'ano, i capezzoli, le areole o il pene.
	Il livello di intensità è troppo alto	Ridurre il livello di intensità
	La finestra d'epilazione è danneggiata	Riparare o una restituire il dispositivo
Dopo l'epilazione la pelle è arrossata	Un lieve rossore è normale e scomparirà presto	Utilizzare gel di aloe vera per lenire l'area arrossata o utilizzare la finestra di trattamento per raffreddare la pelle
Effetto depilazione insoddisfacente	È stato usato un livello di intensità troppo basso	Selezionare un'intensità più elevata
	Non è stato premuto il pulsante di flash passando alla zona successiva	Premere il pulsante di flash quando si passa alla zona successiva. Assicurarsi che ci sia una certa sovrapposizione tra le diverse aree.
	Questo dispositivo non ha effetto sul colore dei peli	Se i peli sono biondi chiari, grigi, rossi o bianchi, l'epilazione non sarà efficace.
	Non si è usato abbastanza frequentemente il dispositivo	Per rimuovere tutti i peli con successo, si consiglia di seguire il programma di sessione indicato.
	Risposta lenta all'epilazione IPL.	Questo dispositivo dovrebbe essere utilizzato in modo continuativo per almeno 5 mesi per ridurre completamente la ricrescita dei peli.
Il dispositivo diventa caldo e umido durante l'uso	Il dispositivo è stato acceso e in uso per un lungo periodo di tempo	Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare completamente prima di riutilizzarlo

Norme di garanzia

•Il periodo di garanzia può variare in base alle leggi del paese in cui viene venduto. Il periodo di garanzia offerto è di 2 anni dalla data di acquisto.

•Se il dispositivo presenta problemi di qualità durante il periodo di garanzia, Ulike lo riparerà o lo sostituirà gratuitamente. Tuttavia, i danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia. In tal caso, Ulike sostituirà la parte danneggiata o il dispositivo al prezzo originale. Il vecchio dispositivo dovrà essere restituito a Ulike.

•Si prega di presentare la fattura di acquisto al momento della richiesta di assistenza. Il periodo di garanzia è basato sulla data di acquisto. Se non è disponibile una data di acquisto, il periodo di garanzia verrà calcolato in base alla data di produzione.

1. Danno al dispositivo causato da eventi imprevedibili come incendio, terremoto, alluvione, ecc.
2. Guasto e danno del dispositivo causati da negligenza, uso improprio o utilizzo in condizioni anomale.
3. Danno al dispositivo causato da smontaggio non autorizzato e conservazione impropria (come danni da roditori o penetrazione di liquidi).
4. Danno al dispositivo causato dall'uso in circostanze inappropriate, comprese ma non limitate a carichi di lavoro eccessivi.
5. Danno al dispositivo causato da altre condizioni che Ulike non può controllare.
6. Per danni associati alla funzione o all'uso di questo dispositivo (come perdita di benefici commerciali, interruzione delle attività, altre perdite causate dall'uso del dispositivo, costi per la sostituzione di apparecchiature, dispositivi o servizi legati all'uso del dispositivo, richieste da parte dei clienti, ecc.), Ulike non si assume alcuna responsabilità.

A seconda del tipo e dell'entità dell'incidente, Ulike si assumerà le responsabilità corrispondenti secondo le leggi e normative vigenti.

Rappresentante autorizzato

EC REP

Ulike Europe SAS
4 rue Royale, 75008, Paris, France
Contact: Raphael
E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com

UK REP

Name: Kingsmead Service Limited
Add.: 19 mezzanine floor 19-21 crawford street London, England W1H 1PJ
Contact: Peng Yan
E-mail: office@kingsmead-service.com

Parametri di base

Air3 Series

Specifiche Tecniche

Nome del prodotto	:	Dispositivo di depilazione IPL
Modello	:	UI06
Dimensioni del prodotto	:	179*58*34mm
Potenza in ingresso	:	24V ⎓ 2.8A
Potenza	:	67.2W
Livelli di energia	:	3 livelli
Dimensione dell'area	:	3.3cm² ± 0.25cm²
Lunghezza d'onda	:	550-1200nm
Durata dell'impulso	:	1.12ms-7.44ms
Frequenza di ripetizione degli impulsi	:	0.33Hz-2.5Hz
Produttore	:	Shenzhen Ulike Smart Electroics Co., Ltd
Indirizzo	:	810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

Condizioni di stoccaggio e trasporto		Condizioni di funzionamento	
Temperatura di stoccaggio	-10 a 55°C	Temperatura di funzionamento	5 a 30°C
Umidità	⩽ 90% HR	Umidità	⩽ 80% HR
Pressione relativa	50 a 106 kPa	Pressione relativa	80 a 106 kPa

Simbolo

n.	Simboli	Descrizione
1		Uso interno
2		“RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)”. I rifiuti devono essere trattati legalmente.
3		Tenere in un luogo asciutto
4		Produttore
5		Simbolo di avvertimento da utilizzare con il dispositivo IPL: Non utilizzarlo direttamente sugli occhi poiché la luce intensa emessa da questo apparecchio potrebbe causare danni agli occhi.
6		Consultare le istruzioni per l'uso
7		Tasca CC
8		Numero massimo di colli di trasporto / articoli identici che possono essere impilati sulla confezione inferiore, dove “5” è il numero limite.
9		Attenzione
10		Non utilizzare questo dispositivo in una vasca da bagno, una doccia o un contenitore riempito d'acqua.
11		I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive dell'UE.
12	**RoHS**	I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/UE con emendamento (UE) 2015/863.

n.	Simboli	Descrizione
13	EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea/ Unione Europea.
14		Non risciacquare con acqua

ESPAÑOL

Gracias por elegir Ulike.
Fundada en 2013, Ulike se ha centrado en dispositivos de depilación IPL para uso doméstico desde el primer día. Creemos que la depilación debe ser una experiencia segura, suave y sin dolor.
Este dispositivo será el sistema de depilación que te encantará.

Gracias por comprar este producto. Para facilitar su uso, lea detenidamente este Manual y guárdelo adecuadamente. Las imágenes de este manual son solo ilustrativas, prevalecerá en especie.
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web o correo electrónico - ¡estamos aquí para ayudarle!

de.ulike.com

uk.ulike.com

de.support@ulikeglobal.com

uk.support@ulikeglobal.com

Shenzhen Ulike Electrónica inteligente SRL
Sala 810, Edificio 1, Plaza de la ciencia y de la tecnología de Xunmei, Calle No 8 de Keyuan, Comunidad del Parque Científico, Subdistrito de Yuehai, Distrito de Nanshan, Shenzhen 518000, Guangdong, R. P. de China

Precauciones de seguridad

Atención especial

•Asegúrese de ensamblar y usar el producto de acuerdo con las regulaciones contenidas en el Manual de Instrucciones.
•Lea detenidamente el Manual de Instrucciones y consérvelo adecuadamente para su referencia en el futuro.
•Si tiene alguna duda durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea.

PELIGRO:Contenido relacionado con lesiones personales debido a una operación incorrecta.

ADVERTENCIA: Contenido relacionado con peligros debido a una operación incorrecta.

PRECAUCIÓN: Contenido relacionado con la seguridad personal o daños a la propiedad debido a una operación incorrecta.

Peligro



•No utilice el instrumento directamente contra los ojos, de lo contrario, la fuerte fuente de luz emitida por el producto puede lesionar los ojos;
•de lo contrario, la temperatura de la salida puede causar quemaduras para la piel;
•En condiciones normales de funcionamiento, no inserte ningún objeto en el producto, de lo contrario, puede causar daños al cuerpo humano;
•Actualmente no hay datos disponibles para su uso en niños menores de 18 años, por lo tanto, los niños menores de 18 años no pueden tocarlo ni usarlo. Manténgalo alejado de los niños menores de 18 años cuando use el producto. Debe cuidarse a los niños y asegurarse de que no jueguen al aparato.
•El aparato no está diseñado para quienes que tengan deficiencias físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y conocimientos en el uso (incluidos niños), salvo que haya alguno responsable de su seguridad los supervise o les instruya en la materia del uso del aparato.

Advertencia



•Pueden producirse efectos adversos si no se siguen las instrucciones;
•No aplique antitranspirante inmediatamente después de usar el dispositivo en la zona de las axilas.
•Para evitar quemaduras y fallos durante el uso, confirme y limpie periódicamente las suciedades en el puerto de irradiación;
•No acerque el puerto de irradiación a los elementos que sean fáciles de desmagnetizar, de lo contrario, puede causar fallos y daños;
•No lo use cuando la ventilación está bloqueada, de lo contrario, puede causar humos e incendios;
•Para el funcionamiento normal del producto, no apunte el puerto de irradiación hacia objetos negros;

•Para evitar ennegrecimiento, decoloración y rotura, no irradie ropa, cabello u otros artículos;
•No use el producto en mascotas, de lo contrario, puede causar lesiones;
•Puede causar lesiones para los ojos (que potencialmente cause ceguedad) o para la piel si no se siguen las instrucciones. Lea y siga las
instrucciones de operación;
•No extienda ni reutilice en un área de superficie, evite el uso excesivo, incluida la acumulación excesiva de impulsos y/o la frecuencia excesiva, que puede lesionar su piel;
•El mal uso puede causar lesiones para los ojos, por favor proteja sus ojos contra la exposición, no use el producto por encima de los párpados o cerca de los ojos;
•No ignore los mecanismos de seguridad inherentes al producto. Por ejemplo, el uso correcto de las gafas protectoras, la forma correcta de pegar en la piel, etc.;
•Realice una prueba cutánea antes de usar, confirme la condición de la piel durante 2 horas después de la prueba, puede utilizar el producto sin preocupaciones si no hay anomalías (enrojecimiento o ampollas) en la parte irradiada;
•Durante el uso, use las gafas protectoras durante todo el proceso y pegue la ventana de depilación en la piel para la operación de depilación;
•Después del uso, elimine el cabello y los productos para el cuidado de la piel adheridos a la depiladora para evitar fallos y lesiones para la piel;
•Siga las instrucciones, use las gafas protectoras correctamente para usar el producto, a fin de evitar un fuerte estímulo de la luz para los ojos;
•Elija la intensidad de irradiación según su condición de piel. Seleccione el modo suave cuando use la depiladora por primera vez.
•Si la piel está ligeramente caliente y enrojecida después del uso, es el fenómeno normal;
•El producto no se puede dejar desatendido después de encenderlo, y apáguelo a tiempo después de su uso;
•Limpie la piel para asegurarse de que esté libre de residuos de cabello, completamente seca y libre de sustancias grasas y manchas;
•Si la diferencia de temperatura del entorno operativo alcanza más de 20 grados centígrados (de un entorno de baja temperatura a un entorno de alta temperatura, o viceversa), apáguelo y espere unas 2 horas antes de utilizarlo nuevamente;
•No utilice el producto cerca de objetos inflamables y explosivos (incluidos pulverizadores, gasolineras, etc.) que puedan provocar incendios, choques eléctricos y otros peligros;
•La temperatura ambiente de la depiladora es de 5 a 30°C, confirme la temperatura ambiente antes de su uso;

•Evite exponer a radiación UV la piel donde se ha usado el dispositivo durante las 48 horas siguientes.
•No exponga el producto a la luz solar ni lo coloque bajo luz ultravioleta durante mucho tiempo, lo que dañará gravemente el producto;
•Si el ventilador incorporado no funciona después de encender la fuente de alimentación (no se oye ningún zumbido), no lo use, de lo contrario puede causar fallos como humo, fuego, etc.;
•No lo use en el baño, la ducha u otros lugares cerca de la fuente de agua, mantenga secos el producto y el adaptador de potencia;
•Cuando use el producto, no se recomienda usarlo por un tiempo prolongado, apáguelo durante 10 minutos después de usarlo durante 1 hora para el próximo uso;
•Si la carcasa, la lente o la fuente de alimentación están dañadas, deje de usar el producto inmediatamente. No repare el producto sin autorización, debe ser reparado por personal profesional del departamento de mantenimiento del fabricante o de un departamento similar.
•Por favor, no utilice el dispositivo en la bañera, la ducha o cerca de fuentes de agua: mantenga el producto y el adaptador de corriente secos.



Personas y situaciones inadecuadas

•El uso del producto puede causar molestias o efectos adversos en personas con alergias, personas con enfermedades cutáneas y dermatitis alérgica, personas con piel sensible, etc., si ocurre algún efecto adverso durante el uso, deje de usar el producto inmediatamente;ina, immunosoppressori e isotretinoina. L'uso
•No use el producto en áreas con la integridad dañada de la piel (por ejemplo,quemaduras,ampollas,cortes,heridas,enfermedades cutáneas activas o infecciones);
•Si está tomando medicamentos fotosensibles para tratamientos importantes, se requiere una consulta médica antes de usar el producto, de lo contrario, el uso del producto puede lesionar la piel;
•No es apto para mujeres embarazadas, mujeres lactantes, períodos menstruales femeninos, cicatrices corporales, diabetes, piel frágil y piel sensible a la luz;
•Se prohíbe para los que tengan enfermedades cardíacas graves, hipertensión moderada a grave, tumores malignos, foliculitis, enfermedades cutáneas infecciosas,piel quemada y trastornos anticoagulantes;
•No lo use si tiene un metabolismo anormal del colágeno, incluidos antecedentes de cicatrices y cicatrización deficiente de heridas;
•No lo use si tiene enfermedades vasculares, como varices y vasodilatación en la parte de irradiación;
•No lo use si la piel es sensible a la luz y propensa a erupciones o alergias;

•No lo use si la parte irradiada está infectada, no lo use si tiene los herpes simples, las lesiones cutáneas y el hematoma;
•No lo use si tiene enfermedades de supresión de respuesta inmunitaria (incluida la infección por VIH, lupus eritematoso, porfiria, etc.);
•Se prohíbe para cualquier paciente con trastorno hemorrágico, y se prohíbe para los que usen isotretinoína, ácido de frutas (AHA), ácido salicílico (BHA) o ácido de azalea;
•Utilice este producto con precaución para los que usen la depilación química dentro de los 30 días, para los que hayan usado productos para blanquear la piel durante poco tiempo o para los que hayan utilizado ingredientes de vitamina A;
•No lo use con productos de aceites esenciales al mismo tiempo.
•No lo use con productos de aceites esenciales al mismo tiempo. Asegúrese de que la piel en la parte a irradiar esté limpia y seca, y libre de lociones, lubricantes u otros cosméticos;
•Si la superficie de la piel no está limpia y seca, puede afectar la experiencia de uso del producto e incluso dañar el producto;
•Está prohibido durante el uso de medicamentos con aspirina, el uso de medicamentos inmunosupresores, isotretinoína y otros medicamentos. Está prohibido el uso reciente de medicamentos sensibles a la luz (como tetraciclina y sulfa etc.);
•Está prohibido para las personas que se hayan inyectado con rellenos y toxinas recientemente.

No lo use para las siguientes partes corporales o bajo las siguientes condiciones

1/Intraoral, genitales, mucosas, etc.	6/Área de acné	11/Dentro del ombligo
2/Cirugía plástica, parte quirúrgica	7/Manchas y motas	12/Vena grande
3/Nudo de garganta	8/Cejas, cabello	13/Tatuaje, pintura corporal
4/Globo ocular, párpados, alrededores de los ojos	9/Orejas	
5/Cabeza	10/Pezón, areola	

(Nota: esta lista no es exhaustiva, si no está seguro de si se puede utilizar este producto, le recomendamos consultar a un médico)

Después de usar el producto, pueden producirse los siguientes efectos secundarios:


1/Quemaduras cutáneas	3/Edema de folículos pilosos y ampollas	5/Picazón y dolor
2/Enrojecimiento e hinchazón locales	4/Eritema y pigmentación	6/Cicatrices

(Nota: esta lista no es exhaustiva; si siente cualquier otra molestia, le recomendamos consultar al servicio de atención al cliente o a un médico)

⚠ Precauciones

1.El producto no debe utilizarse para el tratamiento de enfermedades.
2.No se recomienda eliminar el vello blanco o gris.
3.Para pieles naturalmente oscuras, no utilice el producto.
4.No se exponga a la luz solar antes de la depilación.
5.Cuando la use por primera vez, seleccione el modo suave y haga una prueba en una pequeña área de piel en el brazo para comprobar la reacción de la piel.
6.Asegúrese de que la ventana de depilación pegue en la piel durante la depilación, y luego, realice la operación de depilación.
7.No lo use en un ambiente oscuro.
8. Para evitar fallos en la máquina, no lo utilice bajo la luz solar directa.
9.No golpee ni agite violentamente el producto.
10.No desenchufe el conector sin apagarlo, de lo contrario, podría dañar el producto.

Nota: cuando se detiene durante el uso de la depiladora, asegúrese de colocar la entrada de aire hacia arriba y la ventana luminosa hacia abajo, lo que favorece una mejor disipación del calor y enfriamiento de la depiladora.




Introducción del producto

Breve introducción del producto


Sobre la depiladora
•A diferencia de los dispositivos de depilación con ventana cóncava, este dispositivo utiliza la tecnología patentada Sapphire Ice Cooling de Ulike.La tecnología de enfriamiento Sapphire Ice Cooling reduce eficazmente el calor, previene las quemaduras y protege mejor la piel. La cabeza plana de zafiro comprime la piel y presiona los folículos pilosos para acercar sus raíces a las áreas de mayor energía, lo que mejora la eficiencia de la absorción de energía de los folículos pilosos. El portalámparas de zafiro plano es fácil de limpiar y tiene una buena transparencia de luz, lo que brinda un mejor efecto de depilación.
•El instrumento es compacto y portátil, fácil de almacenar.
•Este producto tiene un portalámparas integrado que no necesita ser reemplazado, tiene una larga vida y es adecuado para múltiples áreas de depilación (como: cara, labios, axilas, líneas de bikini, brazos, piernas, etc.) para ahorrar sus altos costos de reemplazo del portalámparas, no necesita comprar accesorios con frecuencia y no hay costos adicionales ocultos. Además, tiene un sistema de filtrado perfecto, que puede filtrar de mejor manera la longitud de onda corta ineficaz y la luz dañina.

Estructura del producto y accesorios

Composición del producto




Unidad



Cable de alimentación




Adaptador



Manuale




Gafas



Maquinilla de afeitar

Estructura del producto



Preparaciones antes de usar



①Limpie a fondo la piel para asegurarse de que no tenga vellos residuales, esté completamente seca y libre de sustancias oleosas residuales. (Residuos como perfumes,lociones,desodorantes y protectores solares)
②Compruebe que no queden polvos, vellos u otras suciedades sobre el puerto de irradiación y que no haya daños ni anomalías. Si hay suciedades, límpielas para evitar fallos del producto, deterioro y problemas de la piel.
③Realice una prueba cutánea antes de usar la depiladora, confirme la condición de la piel durante 2 horas después de la prueba, puede utilizar el producto sin preocupaciones si no hay anomalías (enrojecimiento o ampollas) en la parte irradiada.

Configuración de la intensidad de irradiación

Este producto tiene 3 modos de ajuste de intensidad, que pueden satisfacer las diferentes necesidades según la sensibilidad de la piel y el color del vello corporal. A continuación se indican las instrucciones de uso recomendadas:

USO EN TIPOS DE PIEL Y CABELLO ACEPTABLES

Este dispositivo solo debe usarse en los tipos de piel Fitzpatrick I-IV. Consulte el cuadro a continuación.
- Por favor, IDENTIFIQUE su tono de piel y verifique el siguiente diagrama para ver si el producto es aplicable.

Color de piel / Color de vello	Blanco	Beis	Marrón claro	Marrón medio	Marrón oscuro	Marrón negro y más oscuro
Blanco/Gris	×	×	×	×	×	×
Rojo	×	×	×	×	×	×
Rubio claro	×	×	×	×	×	×
Marrón claro	✓	✓	✓	✓	×	×
Marrón	✓	✓	✓	✓	×	×
Marrón oscuro	✓	✓	✓	✓	×	×
Negro	✓	✓	✓	✓	×	×

(Nota: X significa no aplicable, ✓ significa aplicable)

•Modos:
Modo suave: adecuado para personas con piel oscura y sensible en partes sensibles como labios y partesíntimas.
Modo Cuerpo: adecuado para las partes del tronco de personas con vello poco denso y de dureza media o baja, como brazos y piernas, etc.
Modo Potente: adecuado para las partes del tronco de personas con vello


grueso y duro, como brazos y piernas, etc. (El modo Potente: brinda más energía en comparación con el modo suave y el modo cuerpo, por lo quela depiladora se calienta más en este modo, esto no es un fallo del dispositivo.)

•Si siente dolor o molestias durante el uso, ajuste el modo (si siente calor o un poco de ardor pero no siente dolor, es normal)

Las personas con piel más oscura son propensas a sufrir irritaciones de la piel, por lo que se recomienda usar el modo suave o el modo cuerpo.Cuando use la depiladora por primera vez, seleccione el modo suave o el modo cuerpo.


Cómo usar

Pasos de uso




1.Use una maquinilla de afeitar para afeitarse el vello que necesita cuidado


⚠ La maquinilla de afeitar no debe tener contacto directo con la piel, afeítese el vello con espuma o durante la ducha. La maquinilla de afeitar está afilada, úsela con cuidado para evitar raspaduras




2.Conecte el cable de alimentación al adaptador, Enchufe el cable de alimentación en el conector de entrada de la fuente de alimentación de la parte posterior del producto




3.Después de conectar el cable de alimentación al conector de entrada de la fuente de alimentación del producto, inserte el conector en un enchufe de alimentación




4.Presione brevemente el botón de encendido en el lado de la depiladora para encenderla. Una vez encendida, podrá ver la marcha y el modo de compresa de hielo.



5.Este dispositivo tiene tres modos de marcha. Presione brevemente el botón de encendido/botón de ajuste de marcha en el lado del dispositivo para encender el dispositivo y ajustar el modo de depilación deseado. Los modos de ajuste son: modo suave - modo cuerpo - modo potente - modo cuerpo - modo suave.



6.Lleve las gafas protectoras antes de la depilación para proteger los ojos




7.Coloque la salida de luz sobre la piel a tratar y pegue en ella verticalmente. La luz del sensor de depilación se volverá blanca para indicar que está totalmente en contacto. Presione el botón de destello para comenzar la depilación. Si la luz indicadora de depilación no se vuelve blanca, significa que el portalámparas no está completamente adherido a la piel y el instrumento no emitirá luz



8.Una vez completada la depilación, mantenga presionado el botón de encendido durante 1,2 segundos para apagar el dispositivo (a fin de evitar daños, no desconecte el dispositivo sin haberlo apagado antes)

Métodos de aplicación


•Modo de flash continuo (adecuado para áreas grandes como brazos y piernas):



Coloque la ventana luminosa en pleno contacto con la piel.luego la luz del sensor de depilación se encenderá, lo que indica que la salida de luz está en contacto completo con la piel. Mantenga presionado el botón de flash durante 1,2 segundos y el indicador comenzará a parpadear, indicando que está en modo Mientras mantenga el dispositivo en contacto completo con la piel, la luz flash se emitiráa ciertos intervalos. En este momento, mantenga la depiladora en movimiento y deslícela hacia arriba y hacia abajo dos veces en el área de depilación, a fin de garantizar una cobertura uniforme en el área de depilación y evitar la pérdida de luz.

*Consejo: A fin de garantizar una cobertura uniforme, la velocidad de movimiento se puede ajustar según la frecuencia de flash. En el modo suave, la frecuencia de flash de luz es más rápida, mientras que en el modo cuerpo es ligeramente más lenta. Cuanto más alta sea la marcha, más lenta será la frecuencia de flash.


•Modo de flash único (adecuado para áreas pequeñas, como vellos en los dedos y labios) :



Coloque la ventana luminosa en pleno contacto con la piel. luego la luz del sensor de depilación se encenderá, lo que indica que el cabezal de luz está en contacto completo con la piel. Pulse brevemente el botón de flash para iniciar la depilación. Mueva el cabezal de luz a la siguiente zona y espere a que se encienda la luz blanca del sensor de depilación. Después presione el botón de flash y repita los pasos anteriores.

*Consejo: En cualquier momento durante el proceso de depilación, si siente que su piel está demasiado caliente, haga una pausa de unos segundos para que la salida de luz se enfríe antes de continuar con la depilación.

[Consejos de uso de la depiladora]



1.El destello continuo de la depiladora acumulará energía continuamente. Para mantener eficaz la compresa de hielo, se recomienda usar el portalámparas de zafiro para aplicar compresa de hielo alrededor del área de la piel depilada durante aproximadamente 30 s después de la depilación del área, y luego realizar la depilación en la siguiente área. Así calmará la piel nuevamente con la compresa de hielo y se permitirá que el zafiro se enfríe de mejor manera.

2.Presione el portalámparas firmemente contra la piel para que el portalámparas esté en contacto completo con la raíz de los folículos pilosos, para asegurarse de que los folículos pilosos absorben más energía, así se logrará un mejor efecto de depilación. Mientras tanto, el zafiro podrá estar en contacto con la piel, para enfriar previamente la piel, reducir el calor de la piel y proteger la piel de mejor manera.

Ciclo de vida útil

Durante las semanas 1 a 4, se utiliza tres veces por semana;
a partir de la quinta semana, se utiliza una vez cada dos o cuatro semanas.

Nota: Úselo varias veces de acuerdo con el crecimiento del vello. Puede aumentar adecuadamente la posición y la frecuencia para el vello que es demasiado grueso y duro sobre esta base, la situación específica varía de personas.

Cuidado después del uso

Precauciones después de la depilación

• Se recomienda evitar el contacto con el agua durante 6 horas después de la depilación. Posteriormente, puede hidratar la zona.
• No utilice perfumes, mascarillas faciales ni cosméticos con perlas exfoliantes en la zona depilada.
• Evite la exposición a los rayos ultravioleta durante las 48 horas posteriores a la depilación y aplique protector solar si es necesario.
• No se permite el bronceado artificial durante la operación de depilación.
• En caso de someterse a una cirugía plástica en la zona depilada, consulte a un médico con antelación.
• Si siente cualquier molestia, deje de utilizar el instrumento inmediatamente y consulte a un médico.

Limpieza y mantenimiento

Para garantizar los mejores efectos y una vida útil más prolongada del producto, limpie el producto antes y después de cada depilación para evitar la acumulación de vellos y polvos a largo plazo. Si no lo limpia adecuadamente, el producto no obtendrá su efecto deseado.

•Antes de comenzar la limpieza, el instrumento debe estar apagado y desenchufado de la fuente de alimentación para permitir que el instrumento se enfríe.

•Utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del espejo de la salida de luz.

•Almacene el instrumento en un entorno seco, sin polvo, a temperatura de -10-55°C.



•Nunca lave el producto y los accesorios en grifos y lavavajillas.

•No utilice bolas de acero, detergentes abrasivos (pasta de dientes, etc.) o líquidos corrosivos (gasolina, aceite para motor, acetona, etc.) para limpiar el producto.

Nota: Si con el agua no se limpia bien, puede usar unas gotas de alcohol de alta concentración (no más del 95%) para limpiar las piezas anteriores.

Protección del medio ambiente

Cuando se deseche el producto, no lo tire con los residuos domésticos generales. Debe enviarlo a un centro de reciclaje designado, lo que es amigable con el medio ambiente.



Preguntas más frecuentes

Este capítulo describe los problemas con que se puede encontrar al utilizar este producto. Si no puede resolver los problemas encontrados con las siguientes soluciones, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente de su país/región.

• Cuando ocurre una anomalía o no se puede eliminar el fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de postventa en el idioma correspondiente.

· Por favor, guarde su factura de compra. Deberá presentar este documento cuando solicite un servicio.

· Este dispositivo cumple con las normas:

EN 55014-1
EN55014-2
EN 61000-3-2
EN61000-3-3
EN 62233
EN 60335-1
EN 60335-2-23
IEC 60335-2-113
IEC 62471
BS EN 60335-2-23

BS EN 60335-1
BS EN 62233
BS EN 55014-1
BS EN 55014-2
BS EN IEC 61000-3-2
BS EN 61000-3-3

Problema	Possibile motivo	Soluzione
No se puede encender	Hay una mala conexión con la fuente de alimentación.	Revise si la fuente de alimentación está conectada correctamente.
No se emite la luz	Si la temperatura de la cabeza y del cuerpo de la unidad principal es demasiado alta. Si la cabeza de la unidad principal está adherida a la piel.	Espere a que el instrumento se enfríe de forma natural antes de usarlo. Haga que la unidad principal se adhiera completamente a la piel después de que se encienda la luz indicadora de salida de luz.
La luz indicadora de funciona-miento no se enciende.	Falla el instrumento.	Revise si la fuente de alimentación funciona correctamente. Repare o devuelva el producto inmediatamente.
Hay mal olor al destellar	El filtro está sucio. Hay residuos de vello en la superficie corporal.	Limpie el filtro. Aféitese el vello y reduzca la intensidad de la luz.
Dolor insoportable durante la depilación	No se ha afeitado el vello de la parte a depilar.	Antes de usar este producto, aféitese el vello de la parte a irradiar. Si el afeitado causa irritación de la piel, córtese el vello lo más corto posible y úselo bajo un establecimiento cómodo.
	Está prohibido usar este producto para la parte depilada.	No utilice este dispositivo en los labios menores, la vagina, el ano, los pezones, las areolas o el pene.
	La intensidad de la luz es demasiado alta	Reduzca la intensidad de la luz a un nivel cómodo.
	La ventana de transmisión de luz está dañada	Repare o devuelva el producto inmediatamente.
Después de su uso, el área depilada se enrojece.	Un ligero enrojecimiento es el fenómeno normal e inofensivo para el cuerpo, y pronto se desvanecerá.	Use gel de aloe vera para calmar la piel o use un portalámparas de zafiro para calmar la piel con compresa de hielo.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Efecto de depilación insatisfactorio	Utiliza un nivel de intensidad de luz que es demasiado bajo para usted.	Elija un nivel más alto para la próxima vez.
	Faltan áreas de destello cercanas al área irradiada.	Debe destellar en un área más cercana y haber algo de superposición entre las áreas de destello.
	Este dispositivo no tiene ningún efecto sobre el color de su vello.	Si su vello es rubio pálido, gris, rojo o blanco, la irradiación no será eficaz.
	Frecuencia insuficiente para el uso de este instrumento	Para eliminar todo el vello con éxito, le recomendamos que siga el esquema de irradiación recomendado.
	Su respuesta a la irradiación a la luz es lenta.	Este producto debe usarse de forma continua durante al menos 5 meses, ya que aún puede suprimir la regeneración del vello durante este período.
El producto se calienta y se humedece durante su uso	Puede deberse a un funcionamiento prolongado del instrumento.	Apague el instrumento para reposarlo, déjelo enfriar antes de usarlo.

Disposiciones de garantía

• El período de garantía de este producto puede variar según las leyes del país en el que se vende.
El período de garantía de este producto es de 2 años a partir de la fecha de compra.
• Si el producto presenta problemas de calidad durante el período de garantía, Ulike lo reparará o reemplazará sin costo alguno. Sin embargo, los daños causados por un uso inapropiado no están cubiertos por la garantía. En ese caso, Ulike reemplazará la pieza dañada o el dispositivo viejo por un nuevo dispositivo, cobrando el precio original. El dispositivo antiguo debe ser devuelto a Ulike.
• Por favor, presente su factura de compra cuando requiera servicio. El período de garantía del producto se calculará en función de la fecha de compra. Si no se dispone de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación.

En las siguientes circunstancias, Ulike no podrá proporcionar garantía o devolución

1.Por daños al producto causados por eventos impredecibles como incendios, terremotos e inundaciones.
2.Fallos y daños del instrumento causados por su negligencia, mal uso o uso bajo otras condiciones anormales.
3.Daños al instrumento causados por un desmontaje y almacenamiento incorrectos (como daños por roedores o penetración de líquidos).
4.Daños causados por el uso forzado del producto en un entorno inadecuado para el uso del producto, que incluyen, sin limitarse a, el exceso de carga de funcionamiento.
5.Daños del producto causados por otras condiciones que Ulike no puede controlar.
6.Por la función de este producto o el daño incidental a su uso (como pérdida de sus beneficios comerciales, interrupción del negocio, otras pérdidas causadas por el uso del instrumento, el costo de usar este producto para reemplazar equipos, dispositivos o servicios, reclamación presentada por su cliente, etc.), Ulike no asume ninguna responsabilidad por esto.
Para el tipo y la extensión del accidente, Ulike lo asumirá conforme a las leyes y regulaciones pertinentes.

Representante Autorizado

EC REP

Ulike Europe SAS
4 rue Royale, 75008, Paris, France
Contact: Raphael
E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com

UK REP

Name: Kingsmead Service Limited
Add.: 19 mezzanine floor 19-21 crawford street London, England W1H 1PJ
Contact: Peng Yan
E-mail: office@kingsmead-service.com

Parámetros básicos

	Especificación		
Air3 Series	Nombre de Producto	:	Dispositivo de Depilación IPL con Enfriamiento por Hielo
	Modelo de Producto	:	UI06
	Tamaño del producto	:	179*58*34mm
	Entrada de Energía	:	24V⎓ 2.8A
	Potencia	:	67.2W
	Nivel de Energía	:	3 livelli
	Tamaño de Punto	:	3.3cm²±0.25cm²
	Longitud de Onda	:	550-1200nm
	Duración de Pulso	:	1.12ms-7.44ms
	Frecuencia de repetición de impulsos	:	0.33Hz-2.5Hz
	Fabricante	:	Shenzhen Ulike Smart Electroics Co., Ltd
	Dirección	:	810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

Condiciones de almacenamiento y transporte		Condiciones de funcionamiento	
Temperatura de almacenamiento	-10 a 55°C	Temperatura de funcionamiento	5 a 30°C
Humedad	⩽ 90% HR	Humedad	⩽ 80% HR
Presión relativa	50 a 106 kPa	Presión relativa	80 a 106 kPa

Símbolo

No.	Símbolos	Descripción
1		Uso en Interiores
2		"WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)". Los productos residuales deben ser manejados legalmente.
3		Mantén seco
4		Fabricante
5		Símbolo de advertencia para el uso con el dispositivo IPL: No lo utiliza directamente sobre los ojos, ya que la luz intensa emitida por este aparato puede causar daño ocular.
6		Consulte las instrucciones de uso
7		Bolsillo de CC
8		Número máximo de paquetes de transporte idénticos/artículos que pueden apilarse sobre el paquete inferior, donde "5" es el número límite.
9		Precaución
10		No utilice este aparato en una bañera, una ducha o un recipiente lleno de agua.
11		Los productos marcados con este símbolo cumplen con los requisitos de las directivas de la UE.
12	**RoHS**	Los productos marcados con este símbolo cumplen con los requisitos de la Directiva RoHS 2011/65/UE con la enmienda (UE) 2015/863.

No.	Símbolos	Descripción
13	EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea/ Unión Europea.
14		No enjuagar con agua



7211100121 V1 B00

此处为供应商代码，由供应商自行修改.

Air Series

IPL Hair Removal Device