

Scholl Velvet Smooth™ Diamond Crystals™ * - lima para pies eléctrica

Los cabezales extra gruesos Scholl Velvet Smooth™ ahora están llenos de partículas de diamante finamente molida que aportan un mejor resultado en la eliminación de durezas en un par de minutos. Su uso es muy simple Mueva la lima suavemente sobre las durezas de la piel para eliminar el exceso de piel endurecida. Contenido de cristales de diamante en el cabezal de la lima = 1 % (es decir, aproximadamente de 5 a 15 mg) de carburo de silicio.

Mango de diseño ergonómico, suave al tacto.

Cabezal Micralumina™ reemplazable de diseño especial

Movimiento rotatorio suave y eficiente.

Alimentado por pilas

Listo para usar

Contenido del set

1 lima eléctrica de pies

1 cabezal giratorio - extra gruesa,

4 pilas AA

1 cubierta

Preparación y uso

Instrucciones de uso: Guarde el embalaje para un potencial uso futuro.

Cómo usar por primera vez

Desenrosque la base del dispositivo en dirección contraria de las agujas del reloj.

Retire la base del dispositivo y deseche la pestaña aislante de color rojo.

Vuelva a colocar la base en el dispositivo y enrosque en el sentido de las agujas del reloj.

Use sólo sobre la piel endurecida de los pies

Use sólo sobre la piel seca (no húmeda)

No use la lima en otras partes del cuerpo

Utilice únicamente para el propósito para el que ha sido concebido

No use sobre la misma zona más de 3-4 segundos por pasada.

Si su piel se irrita o siente algún tipo de molestia pare de manera inmediata.

No use sobre heridas abiertas, piel agrietada o irritada

No utilice el aparato en el agua.

Durante su uso mantenga el aparato alejado del cabello largo y de la ropa.

No es apto para diabéticos y personas con problemas circulatorios

Utilice sólo cabezales giratorios Scholl Velvet Smooth Micralumina™.

Uso regular:

Antes de usar el aparato, retire la protección del cabezal giratorio.

Asegúrate de que el cabezal esté correctamente insertado en el dispositivo. No usar el aparato sin el cabezal giratorio.

Encienda la lima girando el aro plateado hacia la izquierda y deslice suavemente la lima sobre la piel áspera y endurecida. La piel endurecida se irá eliminando. Use sólo sobre la piel seca. No presione con excesiva fuerza o la lima se apagará automáticamente.

Después de lograr la suavidad deseada, apague el dispositivo. En caso contrario, enciéndala y repita el tratamiento. Precaución: No use sobre la misma zona más de 3-4 segundos por pasada. Pare si su piel

presenta heridas o si siente dolor.

Apague el dispositivo girando el aro plateado hacia la derecha

Limpie o frote los pies para eliminar el resto de las partículas de piel seca.

Seque bien los pies

Aplique la crema hidratante a los pies para obtener unos pies fabulosamente suaves.

Limpieza después de uso

La lima Eléctrica Velvet Smooth™ Diamond Crystals no es resistente al agua. Extraiga el cabezal giratorio para lavarlo.

Apague la lima.

Extraiga el cabezal presionando el botón lateral y tirando de él suavemente.

Lave el cabezal con agua corriente.

Limpie el dispositivo con un trapo húmedo.

Seque tanto el cabezal como el dispositivo con un trapo seco.

Vuelva a insertar el cabezal y coloque la cubierta protectora.

Cómo reemplazar el cabezal giratorio

Sustituya el cabezal giratorio cuando vea que se reduce su eficacia. En este dispositivo, utilice solamente el

cabezal giratorio Scholl Velvet Smooth™ Micralumina™.

Asegúrese de que el aparato esté apagado.

Extraiga el cabezal presionando el botón lateral y tirando de él suavemente.

Inserte el nuevo cabezal en el aparato presionando las cuñas ubicadas en ambos lados del cabezal.

Antes de usar el aparato, compruebe que el cabezal giratorio este correctamente colocado.

Cómo cambiar las pilas:

Desenrosque la base del dispositivo en dirección contraria de las agujas del reloj.

Separe la base del aparato y retire las pilas.

Inserte 4 pilas AA, como indica el esquema en el dispositivo.

Vuelva a colocar la base en el dispositivo y enrosque en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fija.